



FEMTO R *fuse together*
adaptacyjny wózek inwalidzki, model 1.180

 **MEYRA**[®]

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA
LUB ETYKIETĄ.

fuse together



FEMTO R ZAPROJEKTOWANY PRZEZ RAINERA KÜSCHALLA

Wizja, koncentracja, pewność siebie i spełnienie.

Rainer Küschall to szwajcarski projektant żyjący z tetraplegią. Po wypadku osobiście doświadczył rehabilitacji na wózku inwalidzkim, a następnie sam stał się pionierem w produkcji wózków inwalidzkich. Jeden z jego wczesnych projektów ramy był pierwszym eksponatem prezentowanym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Jego ogromna wiedza i dbałość o każdy, nawet najmniejszy detal zaowocowały stworzeniem kompaktowego, aktywnego wózka inwalidzkiego z sztywną ramą – FEMTO R. Współpraca z Rainerem Küschallem otwiera przed nami nowe perspektywy i innowacyjne podejścia. Razem z zespołem opracowaliśmy wspaniały, nowy aktywny wózek inwalidzki.



FEMTO R



Information and video:
www.meyra.com/femto-r

WIZJA

SKUP SIĘ

MEYRA | FEMTO R



na siebie

MINIMALISTYCZNY

Zredukowany do niezbędnego minimum i skoncentrowany na tym, co naprawdę ważne: Twojej osobowości.

Dzięki minimalistycznej, sztywnej ramie, design FEMTO R prezentuje się bardzo nowocześnie i wyraziście. Zintegrowano ergonomiczną strefę uchwytu pod kątem kolana, a moduł siedziska niemal unosi się nad ramą, przymocowany do pionowego wspornika zaledwie w czterech punktach. **Belka** podnóżka również nawiązuje do designu ramy, zapewniając stabilne oparcie dzięki powiększonej powierzchni kontaktu. *footing with an enlarged contact surface.*



„Co oznacza życie? Czym jest osobowość?
Liczy się twoja istota, twoja dusza, twój umysł – nic więcej nie ma znaczenia.”- **Rainer Küschall** -

ZAUFAJ

MEYRA | FEMTO R

sobie



IDEALNA RAMA

Projekt ramy zoptymalizowany pod kątem wagi zapewnia przekonującą stabilność i trwałość.

Dzięki technologii hydroformowania, rama FEMTO R jest niezwykle wytrzymała. W tym procesie okrągła rura aluminiowa jest formowana za pomocą matrycy przeciwstawnej, co ją wzmacnia. Aby zapewnić doskonałe właściwości jezdne w każdych warunkach, przednia część ramy wraz z kołami skrętnymi jest bezpośrednio połączona z kołami napędowymi. Innymi słowy: przednie i tylne koło połączone ze sobą ramą w niezmienną pozycję do siebie, co eliminuje konieczność ponownej regulacji boczka i ustawiania kół. Widelec kół skrętnych nawiązuje do designu ramy i wyposażone jest w ukryte opcje regulacji.



Maksymalne obciążenie
140 kg



Waga wózka
od 8,5 kg



hydroformowana
rama



ukryte opcje
regulacji



mocowanie
paska na łydkę



„Kiedy ludzie mnie widzą, powinni widzieć mnie, a nie osobę na wózku inwalidzkim.” - Rainer Küschall -

FEMTO R *fuse together*



LŚNIJ jasno

WYEKSPONUJ

Postaw wszystko na pierwszym planie!

Nowy design ramy FEMTO R umożliwia szybkie, indywidualne dostosowanie wysokości siedziska oraz środka ciężkości bezpośrednio poprzez oddzielny moduł siedziska. Sztuczka polega na tym, że moduł siedziska jest przymocowany tylko za pomocą czterech punktów mocowania, które można bardzo szybko i łatwo zmienić. Dzięki temu regulacja wysokości siedziska z przodu i z tyłu jest wyjątkowo prosta. Na module siedziska można łatwo zamontować różne systemy oparcia i siedziska. System rurkowy pozwala na mocowanie tapicerki siedziska bez użycia śrub. Standardowo dostępne jest składane oparcie z funkcją blokady, a jego wysokość można regulować teleskopowo. Ergonomicznie ukształtowana rura oparcia zapewnia jeszcze lepszą pozycję.

ZALETY PIONOWEGO WSPORNIKA

- + Doskonałe właściwości jezdne w każdej sytuacji
- + Łatwa personalizacja dla użytkownika dzięki modułowi siedziska
- + Nie wymaga regulacji kółek skrętnych, paneli bocznych ani hamulca



głębokość
siedziska
340–500 mm



szerokość
siedziska
320–500 mm



Pionowy wspornik
z przodu do regulacji
wysokości siedziska oraz
jako mocowanie hamulca –
ukryty za kołem



Pionowy wspornik z tyłu
z ukrytą regulacją
wysokości siedziska oraz
jako mocowanie boczaków



Składane oparcie na sied-
zisko oraz regulacja kąta
oparcia w standardzie



Opcje regulacji modułu siedziska
FSH: przednia wysokość siedziska
RSH: tylna wysokość siedziska
Środek ciężkości (punkt przechyłu)

„Przy wózku inwalidzkim tak prostym i funkcjonalnym, jak to tylko możliwe, to Ty jesteś w centrum uwagi.” - Rainer Küschall -

DOPASUJ DO *siebie*

STYLOWY

Idealna pomoc to taka, która tworzy z Tobą harmonijną całość.

FEMTO R dostępny jest również w szerokiej gamie kolorów ramy. To Ty decydujesz o swoim wyglądzie. Boczny panel z włókna węglowego stanowi wyjątkowy element przyciągający wzrok (opcjonalnie).



PICTURED: FEMTO R

DLA KOGO

FEMTO R, zaprojektowany z myślą o łatwym serwisie, jest odpowiedni dla różnych stanów zdrowotnych

Nowy aktywny wózek inwalidzki jest idealny do pierwszych i kolejnych dopasowań. Wszystkie regulacje można wykonać za pomocą modułu siedziska. W razie potrzeby można dostosować ułożenie kółek podporowych i napędowych. Wysokiej jakości materiały oraz modułowa konstrukcja przyczyniają się do długiej żywotności produktu. Poszczególne elementy można łatwo wymieniać. Optymalna masa całkowita sprawia, że schorzenia mięśniowe, takie jak dystrofia mięśniowa Beckera, mogą być również idealnie wspierane.

PROFIL UŻYTKOWNIKA

- + stała i długoteminowa opieka
- + osoby z paraplegią
- + bardzo dobrze nadaje się do szerokiego zakresu schorzeń medycznych, w tym dla osób ciężko dotkniętych chorobą
- + dla użytkowników z utratą funkcji kończyn dolnych (przenoszenie boczne, napęd ręczny obręczą koła)



BALDRICH MOUANDA

Ciepły, serdeczny i zawsze z uśmiechem na ustach – taki jest Baldrich.

Paraplegia po wypadku oznacza, że młody Austriak jest zależny od wózka inwalidzkiego. Jednak Baldrich się tym nie zraża. Pozostaje pozytywnie nastawiony i lubi się tak właśnie prezentować – jedną z jego pasji jest modeling. Niezależnie od tego, czy jest na siłowni, czy na imprezie w Wiedniu – jego radość życia jest zaraźliwa. Na wszystko jest gotowy, co potwierdzi jego najlepsza przyjaciółka Daisy.

Dzięki doskonałym właściwościom jezdnym FEMTO R idealnie sprawdza się w codziennym życiu Baldricha, a podczas sesji zdjęciowych aktywny wózek stawia go w doskonałym świetle.

PICTURED: FEMTO R



SPECYFIKACJA

Wymiary w mm, wagi w kg, koła w calach, prędkości w km/h, tolerancja wymiarów ± 10 mm, dane mogą ulec zmianom ze względu na modyfikacje konstrukcyjne.

FEMTO R 1.180

Szerokość siedziska mm	320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
Szerokość wózka mm	510 – 810
Głębokość siedziska mm	340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
Przednia wysokość siedziska (FSH) mm	450 – 530
Tylna wysokość siedziska (RSH) mm	390 – 500
Całkowita wysokość wózka mm	tylna wysokość siedziska + wysokość oparcia 250 – 450
Wysokość oparcia mm	(60 mm regulacja teleskopowa w skokach co 15 mm)
Długość z podnóżkami mm	760 – 860 (w zależności od długości ramy, rozmiaru kół)
Koła napędowe mm (cale)	600 (24") / 635 (25") / 660 (26")
Test hamulca zgodnie z NORMĄ	7°

Waga

Maksymalne obciążenie kg	140
Maksymalna waga użytkownika kg	125
Waga wózka kg	od 8.5
Waga transportowa kg	od 5.6

WSKAZANIA/PRZECIWSKAZANIA:

W przypadku wystąpienia podczas używania wózka inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Aby uniknąć alergii wskutek kontaktu z wózkiem inwalidzkim, zalecamy jego używanie tylko w ubraniu. Wózek inwalidzki służy jako środek pomocniczy osobom mającym duże trudności z chodzeniem lub niezdolnym do samodzielnego poruszania się wskutek np.: paraliżu, uszkodzenia lub deformacji kończyn, utraty kończyn, uszkodzenia lub usztywnienia stawów, innych chorób (znaczne lub całkowite ograniczenie mobilności/zdolności chodzenia przy strukturalnych lub/i funkcjonalnych uszkodzeniach kończyn dolnych, np. wskutek amputacji, odniesionych obrażeń, zaburzeń ruchu na podłożu mięśniowo-szkieletowym lub neuronalno-mięśniowo-szkieletowym itd.). Wózka inwalidzkiego nie wolno używać w przypadku niezdolności utrzymania pozycji siedzącej. Wózka inwalidzkiego nie wolno używać bez osoby towarzyszącej w poniższych przypadkach: zaburzenia równowagi, zaburzenia percepcji, znaczny brak kończyn w obu ramionach, usztywnienie/uszkodzenie stawów w obu ramionach, niewystarczająca zdolność widzenia lub jej brak. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z niniejszym produktem, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy.

PRODUCENT: MEYRA GmbH Kleiststraße 49 | 32457 Porta Westfalica | Germany

PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: mdh sp. z o.o. | ul. Maratońska 104 | 94-107 Łódź |

tel. +48 42 674 83 84 | mdh.biuro@meyragroup.com

DZIAŁ HANDLOWY: Tel. +48 42 676 32 54 | mdh.rehabilitacja@meyragroup.com



*inspire
joy of life*