

technologia
PRZYSZŁOŚCI
dostępna
DZISIAJ



GazeDriver - prosta, intuicyjna jazda - sterowana wzrokiem,
stworzona dla osób z ograniczoną mobilnością Urządzenie
GazeDriver zostało opracowane, aby umożliwić wolność i autonomię,
niezależnie od indywidualnych wyzwań.

SYSTEM- PROWADZENIA- WZROKIEM-



TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB
ETYKIETĄ.



ŁATWY W INSTALACJI SYSTEM STEROWANIA WÓZKIEM ZA POMOCĄ WZROKU

Wszystkie ustawienia i regulacje są dostępne za pośrednictwem menu sterowania wózka inwalidzkiego, zapewniając większą niezależność. Dodatkowo, GazeDriver może być dostosowany do konkretnego użytkownika poprzez hotspot GazeDriver Wi-Fi. Dzięki precyzyjnej kalibracji i niewielkim wymaganiom konserwacyjnym, GazeDriver jest idealny dla użytkowników z różnymi schorzeniami, zaburzeniami lub poważnymi upośledzeniami ruchowymi, zapewniając niezawodną i intuicyjną kontrolę nad wózkiem inwalidzkim.

PROFIL UŻYTKOWNIKA

- Mózgowe porażenie
- Stwardnienie zanikowe boczne (ALS)
- Rzadkie choroby genetyczne
- Udar
- Uraz rdzenia kręgowego (SCI)
- Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI)
- Stwardnienie rozsiane
- Dystrofia mięśniowa

ZALETY



STEROWANIE OCZAMI BEZ EKRANU

Zapewnia zmianę paradygmatu możliwości użytkownika w ramach technologii sterowania wzrokiem - działa bez ekranu i bez kontaktu z ciałem



UŻYTKOWANIE NA ZEWNĄTRZ

Dzień lub noc, słońce lub deszcz, wiatr lub śnieg - Gaze-Driver zapewnia mobilność i może być również używany w okularach lub okularach przeciwsłonecznych.



WYTRZYMAŁY

Dokładnie przetestowane i odporne rozwiązanie do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków



INTUICYJNY

Łatwy w użyciu i zrozumiały z dostępem do menu wózka inwalidzkiego



PŁYNNA JAZDA

Płynna jazda, uruchamianie bez szarpnięć, możliwa również wokół przeszkód



PERSONALIZACJA

Szeroki zakres opcji dostosowywania do potrzeb użytkownika, możliwość sterowania jednym okiem



ŁATWY W MONTAŻU

Krótki czas konfiguracji, zasilanie z akumulatora wózka inwalidzkiego, kompatybilność z R-Net i LiNX



WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie kliniczne opracowane i przetestowane zgodnie z MDR oraz odpowiednimi normami bezpieczeństwa i jakości, ISO 7176-14 dla sterowników PWC i ISO 7176-21 dla testów emisji i odporności, dostępny wyłącznik awaryjny

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Gazedriver to urządzenie do sterowania wzrokiem do wózków inwalidzkich. Jest przeznaczone do stosowania w połączeniu ze standardowymi elektrycznymi wózkami inwalidzkimi/wózkami inwalidzkimi z napędem w celu sterowania ruchem wózka i komunikacji za pośrednictwem tabletu. Gazedriver jest przeznaczony do użytku w warunkach domowej opieki zdrowotnej przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, które są w stanie kontrolować ruch swoich gałek ocznych.

Więcej informacji znajduje się w I. Instrukcja użytkownika, rozdział 2.

Funkcja tabletu (tryb myszki) nie jest częścią funkcji tej wersji gazedriver.

PRODUCENT: **EYEMIND APS** VESTERBROGADE 125;1620 KOPENHAGA, DANIA
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: **MDH SP. Z O.O.**, UL. MARATOŃSKA 104, 94-007 ŁÓDŹ,
POLSKA DZIAŁ HANDLOWY: TEL. +48 42 676 32 54, MDH.REHABILITACJA@MEYRAGROUP.COM