

VITEA[®]
CARE

MEYRA[®]

TA[®]

Netti[®]



AKTYWNY SAMORZĄD



TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA
LUB ETYKIETĄ.

AKTYWNY SAMORZĄD


- Pomagamy wypełnić wniosek, doradzamy i dobieramy odpowiedni sprzęt.
- Bezpłatna prezentacja produktów
- Pełna oferta dostępna na naszych stronach: www.viteacare.com, www.meyra.pl, www.mdhnetti.pl

Chcesz wiedzieć więcej o produkcie zeskanuj kod QR.

Szczegóły programu

AKTYWNY SAMORZĄD

dostępne na stronie www.pfron.org.pl



RAMPY (PLATFORMY) PODJAZDOWE



- szerokość całkowita **80 cm**
 - udźwieg do **300 kg** dla długości: 61, 92, 122 oraz 152 cm
 - udźwieg do **250 kg** dla długości: 152, 183, 213, 244, 305 i 366
- wersja z dodatkowym przegubem umożliwiającym rozłączenie ramp

produkt niemedyyczny



CE
MULTIPLUS



- Prędkość max.: **6 km/h**
- Zasięg*: do **10 km**
- Silnik: **2x250W**
- Akumulatory: **5 Ah**
- Koła przednie: **8"**
- Koła tylne: **8"**



CE
W459 CROSS SMART



- Prędkość max.: **6 km/h**
- Zasięg*: do **20 km**
- Silnik: **2x250W**
- Akumulatory: **20 Ah**
- Koła przednie: **8"**
- Koła tylne: **12"**



CE
BC-EC8003 CARBON



- Prędkość max.: **6 km/h**
- Zasięg*: do **10 km**
- Silnik: **2x180W**
- Akumulatory: **10,4 Ah**
- Koła przednie: **6,5"**
- Koła tylne: **11"**



CE
W459 EASY GO



- Prędkość max.: 6 km/h
- Zasięg*: do 20 km
- Silnik: 2x250W
- Akumulatory: 20 Ah
- Koła przednie: 8"
- Koła tylne: 12"



CE
BC-EA8000



- Prędkość max.: 6 km/h
- Zasięg*: do 22 km
- Silnik: 2x300W
- Akumulatory: 20 Ah
- Koła przednie: 8"
- Koła tylne: 12"



CE
BC-EA8000MR



- Prędkość max.: 6 km/h
- Zasięg*: do 22 km
- Silnik: 2x300W
- Akumulatory: 20 Ah
- Koła przednie: 8"
- Koła tylne: 12"



CE
BC-EA8000F



- Prędkość max.: 6 km/h
- Zasięg*: do 22 km
- Silnik: 2x300W
- Akumulatory: 20 Ah
- Koła przednie: 8"
- Koła tylne: 12"



elektryczna
funkcja składania



składany na płasko

CE TWIST



- Prędkość max.: **6 km/h**
- Zasięg*: do **15 km**
- Silnik: **150W**
- Akumulatory: **13 Ah**
- Koła przednie: **8"**
- Koła tylne: **12", 24"**



CE W1018 LIMBER



- Prędkość max.: **9 km/h**
- Zasięg*: do **25 km**
- Silnik: **2x320W**
- Akumulatory: **2x45 Ah**
- Koła przednie: **9"**
- Koła tylne: **14"**



CE STAR model BLU



- Prędkość max.: **10 km/h**
- Zasięg*: do **30 km**
- Silnik: **2x340W**
- Akumulatory: **52 Ah**
- Koła przednie: **9"**
- Koła tylne: **14"**



CE PCBL1600/1800 MODERN



- Prędkość max.: **12 km/h**
- Zasięg*: do **25 km**
- Silnik: **2x300W**
- Akumulatory: **2x50 Ah**
- Koła przednie: **9"**
- Koła tylne: **14"**



STAR model ORANGE



- Prędkość max.: **10 km/h**
- Zasięg*: do **30 km**
- Silnik: **2x340W**
- Akumulatory: **52 Ah**
- Koła przednie: **9"**
- Koła tylne: **14"**



PCBL 1600 / 1800 MODERN (1630 / 1830)



- Prędkość max.: **12 km/h**
- Zasięg*: do **30 km**
- Silnik: **2x450W**
- Akumulatory: **2x50 Ah**
- Koła przednie: **9"**
- Koła tylne: **14"**



PCBL1610/1810 DE LUXE



- Prędkość max.: **10 km/h**
- Zasięg*: do **20 km**
- Silnik: **2x450W**
- Akumulatory: **2x50 Ah**
- Koła przednie: **9"**
- Koła tylne: **14"**



PCBL1220/1420 SCRUBBY



- Prędkość max.: **12 km/h**
- Zasięg*: do **25 km**
- Silnik: **2x300W**
- Akumulatory: **2x50 Ah**
- Koła przednie: **9"**
- Koła tylne: **14"**



W4026 MINI



- Prędkość max.: 7 km/h
- Zasięg*: do 18 km
- Silnik: 200W
- Akumulatory: 2x20 Ah
- Koła przednie: 9"
- Koła tylne: 9"



MINI III



- Prędkość max.: 8 km/h
- Zasięg*: do 15 km
- Silnik: 270W
- Akumulatory: 15 Ah
- Koła przednie: 8"
- Koła tylne: 8"



W4025 RIDER II



- Prędkość max.: 12 km/h
- Zasięg*: do 25 km
- Silnik: 400W
- Akumulatory: 2x40 Ah
- Koła przednie: 11,5"
- Koła tylne: 11,5"



CLEVER TRIP



- Prędkość max.: 10 km/h
- Zasięg*: do 37 km
- Silnik: 320W
- Akumulatory: 45 Ah
- Koła przednie: 10"
- Koła tylne: 10"



W4028 CRUISER II



- Prędkość max.: **15 km/h**
- Zasięg*: do **30 km**
- Silnik: **800W**
- Akumulatory: **2x55 Ah**
- Koła przednie: **13"**
- Koła tylne: **13"**



STREET WARRIOR Q2-16 napęd przedni



- Prędkość max.: **28 km/h**
- Zasięg*: do **30 km**
- Silnik: **400W**
- Akumulatory: **16 Ah**
- Koła przednie: **16"**



WAY napęd tylny



- Prędkość max.: **7 km/h**
- Zasięg*: do **20 km**
- Silnik: **400W**
- Akumulatory: **6,6 Ah**
- Koła: **10"**



CITYLINER 409 model 1.254



- Prędkość max.: **6 km/h**
- Zasięg*: do **35 km**
- Silnik: **210W**
- Akumulatory: **2x35 Ah**
- Koła przednie: **10"**
- Koła tylne: **10"**



Clou model 9.500



- Prędkość max.: **6 km/h**
- Zasięg*: do **30 km**
- Silnik: **2x180W**
- Akumulatory: **2x45 Ah**
- Koła przednie: **8"**
- Koła tylne: **12,5"**



iTravel model 1.054



- Prędkość max.: **6 km/h**
- Zasięg*: do **10 km**
- Silnik: **2x200W**
- Akumulatory: **2x10,4 Ah**
- Koła przednie: **8"**
- Koła tylne: **9"**



iTravel Carbon model 1.074



- Prędkość max.: **6 km/h**
- Zasięg*: do **12 km**
- Silnik: **2x250W**
- Akumulatory: **12 Ah**
- Koła przednie: **7"**
- Koła tylne: **9"**



Optimus 2 model 2.322



- Prędkość max.: 6/10/15 km/h
- Zasięg*: do 111 km
- Silnik: 950W
- Akumulatory: 2x80 Ah/ 2x107Ah/2x125Ah
- Koła przednie: 14"
- Koła tylne: 12,5"



iCHAIR Front model 1.613



- Prędkość max.: 6 /10 km/h
- Zasięg*: do 40 km
- Silnik: 2x220/2x300 W
- Akumulatory: 2x50/2x80 Ah
- Koła przednie: 14"
- Koła tylne: 9"



iCHAIR Orbit model 1.618



- Prędkość max.: 6 /10 km/h
- Zasięg*: do 40 km
- Silnik: 2x180/2x350 W
- Akumulatory: 2x50/2x80 Ah
- Koła przednie: 8"
- Koła tylne: 14"



iCHAIR Orbit 2 model 1.618



- Prędkość max.: 6 /10 km/h
- Zasięg*: do 40 km
- Silnik: 2x180/2x350 W
- Akumulatory: 2x50/2x80 Ah
- Koła przednie: 8"
- Koła tylne: 14"



iCHAIR SKY model 1.620



- Prędkość max.: 6 /10 km/h
- Zasięg*: do 40 km
- Silnik: 2x350 W
- Akumulatory: 2x60/2x80 Ah
- Koła przednie: 7"/8"
- Koła tylne: 14"



iCHAIR MEYLIFE model 1.650



- Prędkość max.: 6 /10 km/h
- Zasięg*: do 35 km
- Silnik: 2x350 W
- Akumulatory: 2x60/2x80 Ah
- Koła przednie: 9"/10"
- Koła tylne: 12,5"/14"



iCHAIR MC2 RS model 1.615



- Prędkość max.: 6 /13 km/h
- Zasięg*: do 40 km
- Silnik: 2x300/2x350 W
- Akumulatory: 2x80 Ah
- Koła przednie: 10"
- Koła tylne: 15"



iCHAIR XXL, XXL HD model 1.614



- Prędkość max.: 6 /10 km/h
- Zasięg*: do 35 km
- Silnik: 2x300/2x350 W
- Akumulatory: 2x80 Ah
- Koła przednie: 10"
- Koła tylne: 14"



iCHAIR MC1 LIGHT model 1.610



- Prędkość max.: 10 km/h
- Zasięg*: do 25 km
- Silnik: 2x300 W
- Akumulatory: 2x50 Ah
- Koła przednie: 9"
- Koła tylne: 14"



iCHAIR MC3 model 1.612



- Prędkość max.: 6 /10 km/h
- Zasięg*: do 40 km
- Silnik: 2x220/2x300/2x350 W
- Akumulatory: 2x50/2x80Ah
- Koła przednie: 10"
- Koła tylne: 14"



iCHAIR MC2 model 1.611



- Prędkość max.: 6 /10 km/h
- Zasięg*: do 40 km
- Silnik: 2x220/2x300/2x350 W
- Akumulatory: 2x50/2x73 Ah
- Koła przednie: 10"/9"
- Koła tylne: 14"/12"



iCHAIR MC2 model 2.611



- Prędkość max.: 6 /10 km/h
- Zasięg*: do 40 km
- Silnik: 2x180/2x350 W
- Akumulatory: 50/60/80 Ah
- Koła przednie: 8"/9"/10"
- Koła tylne: 12"/14"



CE IQ MWD



- Prędkość max.: 12/15 km/h
- Zasięg*: do 40 km
- Silnik: 2x350 W/2x600 W
- Akumulatory: 2x80 Ah
- Koła przednie: 8"
- Koła środkowe: 14"
- Koła tylne: 8"



CE IQ RWD



- Prędkość max.: 12 km/h
- Zasięg*: do 40 km
- Silnik: 2x350 W
- Akumulatory: 2x80 Ah
- Koła przednie: 8"
- Koła tylne: 10"



CE IQ FWD



- Prędkość max.: 12 km/h
- Zasięg*: do 40 km
- Silnik: 2x350 W
- Akumulatory: 2x80 Ah
- Koła przednie: 14"
- Koła tylne: 8"



CE IQ FWD STAND-UP



- Prędkość max.: 12 km/h
- Zasięg*: do 40 km
- Silnik: 2x350 W
- Akumulatory: 2x80 Ah
- Koła przednie: 14"
- Koła tylne: 8"



Netti III



- Szerokość siedziska: 35 - 60 cm
- Głębokość siedziska: 40- 50 cm
- Maksymalne obciążenie: 145 kg



Netii 4U CE PLUS z wyposażeniem



- Szerokość siedziska: 35 - 50 cm
- Głębokość siedziska: 42,5 - 50
- Maksymalne obciążenie: 135 kg



Netii 4U CED z wyposażeniem



- Szerokość siedziska: 35 - 50 cm
- Głębokość siedziska: 42,5 - 50
- Maksymalne obciążenie: 160 kg



Netti V



- Szerokość siedziska: 35 - 50 cm
- Głębokość siedziska: 42,5 - 50
- Maksymalne obciążenie: 136 kg

W459 Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym model EASY GO, W459 Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym model CROSS SMART, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym model: BC-EC8003, BC-EA8000, BC-EA8000MR, BC-EA8000F, TWIST Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, W1018 LIMBER Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, Star Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym model Blu, Orange, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym PCBL 1600/1800 Modern, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym PCBL 1600 Modern (1630), PCBL 1800 Modern (1830), Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym PCBL1610/1810 De Luxe, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym PCBL1220/PCBL1420 SCRUBBY, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym typu skuter W4026 Mini, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym W4025 Rider II, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym W4028 Cruiser II, CLEVER TRIP Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym jest urządzeniem poprawiającym jakość życia, zaprojektowanym w celu zapewnienia mobilności. MULTIPLUS Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym wyrób przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, ze schorzeniami narządu ruchu w celu zwiększenia ich mobilności. Gdy występują: ograniczona siła mięśni lub jej zanik, ograniczony zasięg ruchu, ograniczona stabilność tułowia i ciała, inne zaburzenia neurologiczne wymagające wsparcia. MINI III Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, Street Warrior wózek inwalidzki z napędem przednim model Q2-16 Wyrób przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, ze schorzeniami narządu ruchu w celu zwiększenia ich mobilności. Way Wózek inwalidzki specjalny z napędem tylnym Wózek inwalidzki służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych. CITYLINER 409 Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, model 1.254, Skuter inwalidzki ma za zadanie zwiększyć samodzielną mobilność osób, które borykają się z jej ograniczeniem z powodów nieuwarunkowanych stanem zdrowia. CLOU wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 9500, iCHAIR Front wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 1.613, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym model 1.618 iCHAIR Orbit, iCHAIR Orbit2, iCHAIR SKY wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym model 1.620, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, model 1.650 iCHAIR MEYLIFE, iCHAIR MC2 RS wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 1.615, iCHAIR XXL, XXL HD wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 1.614, Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, model 1.610 iCHAIR MCI LIGHT, iCHAIR MC3 wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 1.612, iCHAIR MC2, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 1.611, iCHAIR MC2, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym; model 2.611 zastosowanie w przypadku znacznego lub całkowitego ograniczenia mobilności/zdolności chodzenia przy strukturalnych lub/i funkcjonalnych uszkodzeniach kończyn dolnych (m.in. wskutek amputacji, odniesionych obrażeń, zaburzeń ruchu na podłożu mięśniowo-szkieletowym lub neuronalno-mięśniowo-szkieletowym) spowodowanych np.: paraliżem, utratą kończyn (amputacji nogi), uszkodzeniami/ deformacjami kończyn, przykurczem/uszkodzeniami kończyn, innymi chorobami. Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym model 1.054 iTravel podróżny wózek inwalidzki ma za zadanie zwiększyć samodzielną mobilność osób, które borykają się z jej ograniczeniem z powodów nieuwarunkowanych stanem zdrowia. iTravel Carbon elektroniczny podróżny wózek inwalidzki, model 1.074 Elektroniczny podróżny wózek inwalidzki ma za zadanie zwiększyć samodzielną mobilność osób, które borykają się z jej ograniczeniem z powodów nieuwarunkowanych stanem zdrowia. Optimus 2 wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, model 2.322 Korzystanie z wózka inwalidzkiego jest zasadne przy następujących wskazaniach: - Niemożność chodzenia lub mocno ograniczona zdolność chodzenia, utrudniająca podstawową potrzebę opuszczenia mieszkania, aby udać się na krótki spacer na świeżym powietrzu lub podjechać do miejsc znajdujących się w pobliżu mieszkania i załatwić codzienne sprawy. - Używanie elektrycznego wózka inwalidzkiego jest wskazane w sytuacji, gdy wskutek niepełnosprawności nie jest możliwe korzystanie z wózków inwalidzkich z napędem ręcznym, natomiast nie ma przeszkód w korzystaniu z wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym. iQ FWD/MWD/RWD, iQ FWD Stand-Up zastosowanie w sytuacjach z ekstremalnymi lub w pełni zaznaczonymi ograniczeniami sprawności ruchowej/chodzenia w przypadku strukturalnych i/lub funkcjonalnych uszkodzeń kończyn dolnych (np. amputacji, następstw urazów, zaburzeń ruchu spowodowanych przez układ mięśniowo-szkieletowy/nerwowomięśniowo-szkieletowy) np. poprzez: paraliż, utratę kończyn (amputacja nogi), niesprawne/zdeformowane kończyny, przykurcze/uszkodzenia stawów, inne choroby. Wózek Netti to wielofunkcyjne wózek inwalidzkie przeznaczone dla osób z częściową lub całkowitą niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową.

* Prędkość, maksymalny dystans Sil uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych.

Wykorzystane w ulotce zdjęcia przedstawiają przykładowe konfiguracje wózka.

Producenci:

VITEACARE: mdh sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź
MEYRA GmbH, Meyra-Ring 2, 32689 Kalletal-Kalldorf, Niemcy
TA Service, Centervej Syd 2, 4733 Tappernøje, Dania
Netti: Alu Rehab AS, Bedriftsveien 23, 4353 Klepp stasjon, Norwegia

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym modele: BC-EA 8000MR, BC-EA 8000, BC-EA 8000F, BC-EC8003
Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd., Room 2101, Diqu Building, 666 Taikang Middle Road, Ningbo, Zhejiang, Chiny
Upoważniony przedstawiciel: SUNGO Europe B.V., Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Holandia
Importer: mdh sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 674 83 84, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com, wyłączny importer na terenie Polski

Rampy Prairie View Industries, Inc, 2620 Industrial Ave, Fairbury, NE 68352, USA
Upoważniony przedstawiciel: Alu Rehab AS, Bedriftsvegen 23, 4353 Klepp stasjon, Norwegia

Podmiot prowadzący reklamę:

mdh sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 +48 42 674 83 84, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

Pełna oferta dostępna na naszych stronach:
www.viteacare.com, www.meyra.pl, www.mdhnetti.pl

