

WÓZKI INWALIDZKIE



VITEA[®]
CARE

MEYRA[®]

Netti[®]

special
tomato



WÓZKI INWALIDZKIE

PRODUKTY DLA DZIECI



TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA
LUB ETYKIETĄ.



**Spełniamy oczekiwania
Klientów w zakresie
jakości, wzornictwa
i nowoczesności
naszych produktów
i usług. Współpraca
z nami gwarantuje
sukces biznesowy
każdemu Partnerowi.**

Firma mdh Sp. z o.o. już od ponad dwudziestu pięciu lat proponuje rozwiązania medyczne w zakresie ortopedii i rehabilitacji. Inspirują nas Pacjenci i ich potrzeby. W naszej misji zawiera się jakość, design i nowoczesność naszych produktów. Jesteśmy dumni, że możemy pomagać osobom z dysfunkcjami narządów ruchu. Każdego dnia podnosimy jakość życia osób potrzebujących – to przynosi nam ogromną satysfakcję i świadomość, że nasza praca ma sens. Dbamy także o interesy naszych Klientów – profesjonalizm w każdej dziedzinie to kluczowy wyznacznik naszych działań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie kompleksowej obsługi handlowo-doradczej. Zadowolenie naszych Klientów to nasz priorytet.

Zespół mdh Sp. z o.o.



www.viteacare.com

VITEACARE jest grupą produktów służących szeroko pojętej rehabilitacji - funkcjonalnej i społecznej, tworzonych z myślą o osobach z ograniczeniami mobilności. Dzięki sprawdzonej jakości i poszukiwaniu wciąż nowych rozwiązań technicznych VITEACARE poprawia komfort wykonywania codziennych czynności, pozwala na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym jak również przeciwdziała konsekwencjom unieruchomienia. Sprzęt VITEACARE służy na każdym etapie przywracania sprawności. Linia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego obejmuje: produkty do profilaktyki i wspomagania terapii odleżyn, wózki inwalidzkie o różnym standardzie i funkcjonalności, sprzęt toaletowy i pomocniczy. W ramach brandu istnieją także produkty dla dzieci.



www.mdhnetti.pl

Netti to znana i ceniona w Europie norweska marka wózków komfortowych. Wszystkie wózki są zaprojektowane tak, aby umożliwiały i poprawiały mobilność użytkownika oraz ułatwiały uczestnictwo w czynnościach życia codziennego. Uzyskanie dobrej i wygodnej pozycji siedzącej poprawia komfort życia, a także polepsza komunikację i wpływa na zwiększenie niezależności. Wszystkie wózki inwalidzkie Netti to połączenie trwałych materiałów i wysokiej jakości wykonania z prawidłowym pozycjonowaniem użytkownika na wózku i zapewnieniem bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem jest zawsze prawidłowe dobranie i dopasowanie wózka inwalidzkiego do użytkownika, dlatego nasz zespół nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami i ulepszeniami produktów. Liczne grono zadowolonych klientów utwierdza nas w przekonaniu o słuszności drogi rozwoju, jaką wybraliśmy i motywuje do dalszej pracy.



www.meyra.pl

Meyra to firma legenda na światowym rynku sprzętu rehabilitacyjnego segmentu premium, ponad osiemdziesięcioletnia tradycja, znakomite produkty oraz prestiż są jej głównymi atutami, a teraz i naszymi. Zarówno firma Meyra jak i mdh poza produkcją sprzętu medycznego angażują się od lat we wspieranie osób z niepełnosprawnością. Hasło „Poruszamy ludzi” to coś więcej niż zwykłe stwierdzenie, to filozofia, która określa prowadzenie biznesu.

WÓZKI INWALIDZKIE

Basic Plus.....	8
Budget.....	9
Navy 1.....	10
Format.....	11
Feliz.....	13
Cameleon.....	14
Eurochair2.....	15
Eurochair2 Pro.....	16
Eurochair2 XXL.....	17
Active Sport Light.....	18
Flexi Light.....	19
Eurochair.....	20
Avanti.....	22
Avanti Pro.....	23
Smart F.....	24
Smart S.....	25
Femto R.....	26
Femto S.....	27
Femto X.....	28
Nano.....	29
Nano C.....	30
Nano X.....	31
Nano S.....	32
Recliner Light.....	35
Recliner.....	36
Recliner Extra.....	37
Netti III.....	38
Netti 4U CE z wyposażeniem.....	39
Netti 4U CE PLUS z wyposażeniem.....	40
Netti 4U CED z wyposażeniem.....	41
Netti V.....	42
Umbrella.....	43
Junior Plus XXL.....	44

PRODUKTY DLA DZIECI

Umbrella.....	48
Junior.....	50
Junior Plus.....	51
Eio Push Chair.....	53
Jogger Push Chair.....	54
Flash.....	55
Siedzisko profilowane.....	56

WÓZKI INWALIDZKIE





BASIC PLUS wózek inwalidzki ręczny



nr katalogowy: **VCWK43BP Basic Plus (S.12.01.00)**

CECHY PRODUKTU:

- składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej
- tapicerka wykonana z podwójnego nylonu
- uchylne podłokietniki z zaokrągloną podkładką
- uchylne, demontowalne podnóżki z możliwością regulacji długości
- tylna kieszonka
- zabezpieczający pas pod tydki
- przednie koła pełne, rozmiar 200x45
- tylne koła pneumatyczne lub pełne z systemem szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- wyposażony w hamulce wałkowe
- dostępny w kolorze szarym



Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	40	45	51
Głębokość siedziska (cm)	40	40	40
Wysokość wózka (cm)	91	91	91
Szerokość wózka (cm)	58	63	68
Długość wózka (cm)	110	110	110
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28	28	28
Waga wózka (kg)	18,5	19	20
Maksymalne obciążenie (kg)	120	120	120

BUDGET wózek inwalidzki ręczny



CE & MEYRA®

model: **9.050 (S.12.01.00)**

model: **9.050 wersja Hemi (S.16.01.00)**

Budget wózek inwalidzki specjalny,
model 9.050, wersja Stab (**S.17.01.00**)

CECHY PRODUKTU:

- składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej
- regulacja wysokości siedziska 47, 49 i 51 cm
- regulacja środka ciężkości
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia osi kół tylnych - opcja dla amputantów
- koła tylne 24 x 13/8" z możliwością szybkiego demontażu
- przednie koła 200 x 50
- ogumienie pełne
- miękka tekstylna tapicerka w kolorze czarnym
- boczek skośny odchylany i zdejmowany
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości podudzia
- długie rączki
- pas podudzia
- hamulec dociskowy
- oparcie z delikatnym wygięciem
- naklejki odbłaskowe poprawiające widoczność wózka w ciemności
- kolor ramy: srebrny

OPCJE:

- pas bezpieczeństwa
- przedłużenie pleców
- zagłówki
- ciągi Hemi
- stolik rehabilitacyjny

Szerokość siedziska (cm)	38 40 43 46 48 51	Wysokość podłokietników (cm)	21,5
Szerokość wózka (cm)	56 58 61 64 66 69	Długość z podnóżkiem (cm)	104
Szerokość po złożeniu (cm)	28	Tylne koło średnica	24"
Głębokość siedziska (cm)	43	Minimalna waga wózka (kg)*	19
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	47 - 51/44 - 49	Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Wysokość wózka (cm)	96	* W zależności od wybranych opcji	
Wysokość oparcia (cm)	42		

NAVY 1 wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



nr katalogowy: **VCWK9AN (S.13.01.00)**

CECHY PRODUKTU:

- lekka aluminiowa rama składana krzyżakowo
- wysoka wytrzymałość przy niskiej masie, odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne
- łamane oparcie
- hamulce dla opiekuna
- odchylane boczki wraz z podłokietnikami
- podnóżki odchylane, demontowane, z regulacją długości
- tapicerka z oddychających materiałów
- poduszka siedziska
- koła tylne pełne, wyposażone w system szybkiego demontażu
- wysoka zwrotność nawet w ciasnych przestrzeniach
- biodrowy pas bezpieczeństwa, pas łydkowy
- tylne kółka antywywrotne
- przystosowany do aktywnej rehabilitacji – możliwość samodzielnego i dynamicznego poruszania się



Rozmiar	16"	17"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	41	43	46	48
Szerokość wózka (cm)	58,5	61	63,5	66
Głębokość siedziska (cm)	42	42	42	42
Wysokość wózka (cm)	92,5	92,5	92,5	92,5
Wysokość oparcia (cm)	40,5	40,5	40,5	40,5
Długość wózka (cm)	105	105	105	105
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	30	30	30	30
Waga wózka (kg)	14,1	14,4	14,7	16
Maksymalne obciążenie (kg)	120	120	120	120

FORMAT wózek inwalidzki ręczny



CE MEYRA®

model: **3.940 (S.13.01.00)**

model: **3.940 wersja Hemi (S.16.01.00)**

Format wózek inwalidzki specjalny,
 model 3940, wersja Stab **(S.17.01.00)**

CECHY PRODUKTU:

- rama aluminiowo-stalowa o konstrukcji krzyżakowej
- tekstylna tapicerka z napiętością pasami
- boczki skośne odchylane, zdejmowane
- podnóżki uchylne, zdejmowane z możliwością regulacji długości
- regulowane na wysokość podłokietniki'
- regulowane na wysokość rączki dla opiekuna
- pas podudzia
- hamulce bębnowe dla opiekuna
- aluminiowe ciągi
- regulacja wysokości siedziska
- regulacja środka ciężkości
- koła przednie 200 x 50
- koła tylne 24 x 13/8", pełne z możliwością szybkiego demontażu
- kolor ramy srebrny

OPCJE:

- ciągi Hemi
- podnózek z regulacją kąta do wyprostowania nogi
- pas bezpieczeństwa
- stolik
- śpiwór
- hamulec bębnowy

Szerokość siedziska (cm)	38 40 43 46 48 51	Wysokość podłokietników (cm)	21,5
Szerokość wózka (cm)	56 58 61 64 66 69	Długość z podnóżkiem (cm)	104
Szerokość po złożeniu (cm)	28	Tylne koło średnica	22"/24"
Głębokość siedziska (cm)	40 - 43	Minimalna waga wózka (kg)*	175
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	47 - 51/44 - 49	Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Wysokość wózka (cm)	96	* W zależności od wybranych opcji	
Wysokość oparcia (cm)	42		



FELIZ wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



nr katalogowy: **VCWK9AL (S.13.01.00)**

CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak)
- miękkie nylonowe siedzisko i oparcie
- miękka, gąbkowa poduszka
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości
- podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
- uchylne i demontowalne podłokietniki
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- koła przednie bezobsługowe, rozmiar 200x50
- koła tylne pompowane lub pełne wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- aluminiowe cięgi
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- kółka antywywrotne

Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	40	45	50
Głębokość siedziska (cm)	40	40	40
Wysokość wózka (cm)	93	93	93
Szerokość wózka (cm)	58	63	68
Długość wózka (cm)	110	110	110
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	33	33	33
Waga wózka (kg)	16	16	16
Maksymalne obciążenie (kg)	140	140	140

CAMELEON wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



nr katalogowy: **VCWK9AC (S.13.01.00)**

CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- demontowalna tapicerka w kolorach: czarno-czerwonym lub czarno-niebieskim, wykonana z materiału absorbującego pot
- oparcie wykonane na bazie taśm Velcro umożliwiających regulację siły napięcia
- możliwość regulacji wysokości kół tylnych i przednich
- poduszka
- uchylne, demontowalne podłokietniki, możliwość regulacji wysokości oraz położenia w płaszczyźnie poziomej
- uchylne i demontowalne podnóżki
- możliwość regulacji środka ciężkości
- pas zabezpieczający pod tydki
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- składane rączki hamulca ułatwiające przesiadanie
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- koła tylne wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- koła przednie pełne, rozmiar 200x45
- tylna kieszonka
- kółka antywywrotne



Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	40	45	50
Głębokość siedziska (cm)	40,5	40,5	40,5
Wysokość wózka (cm)	96	96	96
Szerokość wózka (cm)	59	64	70
Długość wózka (cm)	101,5	101,5	101,5
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	37	37	37
Waga wózka (kg)	16	16	16
Maksymalne obciążenie (kg)	125	125	125

EUROCHAIR2 wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



model: 2.750 (S.13.01.00)

model: 2.750 wersja Hemi (S.16.01.00)

EUROCHAIR2 wózek inwalidzki specjalny, model 2.750
 wersja Stab (S.17.01.00)

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama (podwójny krzyżak)
- 6 szerokości siedziska 38 - 50 cm
- boczek odchylany, zdejmowany z podłokietnikiem regulowanym na wysokość (21-26 cm) i głębokości
- regulowana wysokość oparcia
- koła przednie pełne 180 mm
- koła tylne 24 x 1 3/8 pełne
- ciężki aluminiowe
- podnózek zdejmowany, odchylany, stopień podnóżka dzielony z regulacją kąta
- jednostronne pasy podudzia
- poduszka 5 cm
- kółka antywywrotne z regulacją wysokości
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchwyt na kule
- odbłaski
- kolor srebrny lub granatowy

OPCJE:

- ciężki Hemi
- hamulec bębnowy
- zagłówki
- stolik
- podnózek z ręczną regulacją kąta
- stopień podnóżka jednoczęściowy
- boczki aktywne z laminatu lub aluminium
- koła tyne wyskociśnieniowe 24x1"
- pas 4-punktowy



Szerokość siedziska (cm)	38 40 43 46 48 50 53	Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28
Głębokość siedziska (cm)	40 43 46	Długość wózka z podnóżkami (cm)	105
Wysokość oparcia pleców (cm)	40 42 44	Minimalna waga wózka* (kg)	175
Wysokość siedziska (cm)	47 lub 52	Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Wysokość wózka (cm)	94	* w zależności od wybranych opcji	
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 20 cm		

EUROCHAIR2 PRO wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich

CE & MEYRA®

model: 2.850 (S.13.01.00)

model: 2.850 wersja Hemi (S.16.01.00)

EUROCHAIR2 PRO wózek inwalidzki specjalny, model 2.850 wersja Stab (S.17.01.00)

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama (podwójny krzyżak)
- szerokość siedziska 38 - 53 cm
- głębokość siedziska 40 - 49 cm
- regulacja wysokości siedziska
- wysokość oparcia pleców 40 - 50 cm
- tapicerka oparcia siedziska z regulacją napiętości pasami
- boczki odchylane i wyjmowane z regulowanym na wysokość i głębokość podłokietnikiem
- podnóżki odchylane i zdejmowane
- stopień podnóżka dzielony z tworzywa, z regulacją kąta
- kółka przednie 100, 125, 142, 150, 180 i 200 mm
- poduszka siedziska
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- jednostronne pasy stopy
- wyjmowane kółka antywywrotne



Szerokość siedziska (cm)	38 40 43 46 48 50 53	Szerokość wózka po złożeniu (cm)	31
Głębokość siedziska (cm)	40 43 46 49	Długość wózka z podnóżkami (cm)	105
Wysokość oparcia pleców (cm)	40 42 44 46 48 50	Minimalna waga wózka* (kg)	17,5
Wysokość siedziska (cm)	39 - 56 / 39 - 52	Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Wysokość wózka (cm)	79 - 105	* w zależności od wybranych opcji	
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 20 cm		

EUROCHAIR2 XXL wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



CE & MEYRA®

model: **2.850 (S.13.01.00)**

Eurochair2 XXL wózek inwalidzki specjalny, model 2.850, wersja Stab (**S.17.01.00**)

CECHY PRODUKTU:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- szerokość siedziska 48, 50, 53, 58 i 65 cm
- głębokość siedziska 43, 46 i 49 cm
- kółka przednie 142, 180 i 200 mm
- wzmocnione koła tylne 24" z ogumieniem pełnym
- oparcie pleców do 50 cm z regulowaną pasami tapicerką
- odchylany i wyjmowany boczek z regulowanym na wysokość i głębokość podłokietnikiem
- jednostronne pasy stopy
- podnóżki wyjmowane
- stopień podnóżka dzielony z tworzywa
- kółka antywywrotne wyjmowane

OPCJE:

- hamulec jednostronny
- hamulec dla opiekuna
- podnóżek z regulacją kąta
- stopień podnóżka jednoczęściowy
- podnóżki dla amputantów

Szerokość siedziska (cm)	48 50 53 58 65	Wysokość oparcia (cm)	40 42 44 46 48 50
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 20 cm	Wysokość podłokietników (cm)	21 - 26
Szerokość po złożeniu (cm)	31	Długość z podnóżkiem (cm)	107
Głębokość siedziska (cm)	43 46 49	Minimalna waga wózka (kg)*	19
Wysokość siedziska (cm)	46 - 52	Maksymalna waga użytkownika (kg)	160/200
Wysokość wózka (cm)	93		

* w zależności od wybranych opcji

ACTIVE SPORT LIGHT wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



nr katalogowy: **VCWK9ASL (S.15.01.00.12)**

CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym
- regulacja wysokości podłokietników
- regulacja głębokości siedziska
- regulacja wysokości oparcia
- uchylne i demontowalne podnóżki
- regulacja długości podnóżków
- regulacja wysokości siedziska i kąta oparcia
- przednie koła pełne, rozmiar 6"
- koła tylne pompowane lub PU wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia kół tylnych
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku
- aluminiowe ciągi
- kolor ramy: srebrny, niebieski
- dostępna wersja z wyposażeniem dodatkowym: poduszka, kółka antywywrotne, pas biodrowy, pas tydkowy



Rozmiar	15"	16"	17"	18"
Szerokość siedziska (cm)	38	40,5	43	45,5
Głębokość siedziska (cm)	44/45/46	44/45/46	44/45/46	44/45/46
Wysokość wózka (cm)	91,5	91,5	91,5	91,5
Szerokość wózka (cm)	61,5	64	66,5	69
Długość wózka (cm)	100,5	100,5	100,5	100,5
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	32	32	32	32
Waga wózka (kg)	11,8	11,8	11,8	11,8
Maksymalne obciążenie (kg)	115	115	115	115

FLEXI LIGHT wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



nr katalogowy: **VCWK9AFL (S.15.01.OO.12)**

CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama składana krzyżakowo
- tapicerka wykonana z gąbki obszytej nylonem w kolorze czarnym
- osłony boczne z nadkolem
- zdejmowane i odchylane podnóżki
- regulacja długości podudzia
- regulacja wysokości siedziska
- regulacja wysokości oparcia pleców
- przednie koła pełne, rozmiar 6"
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24x1"
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia kół tylnych
- aluminiowe cięgi
- hamulce dociskowe, składana dźwignia hamulca
- kolor ramy: niebieski lub czarny
- dostępna wersja z wyposażeniem dodatkowym: regulowana głębokość siedziska, poduszka, kółka antywywrotne, podłokietniki

Rozmiar	15"	16"	17"	18"
Szerokość siedziska (cm)	38	40	43	46
Głębokość siedziska (cm)	42	42	42	42
Wysokość wózka (cm)	81 - 97	81 - 97	81 - 97	81 - 97
Szerokość wózka (cm)	55	58	60,5	63
Długość wózka (cm)	93	93	93	93
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	30	30	30	30
Waga wózka (kg)	~12	~12	~12	~12
Maksymalne obciążenie (kg)	114	114	114	114

EUROCHAIR wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



model: **1.750 (S.15.01.00.16)**

model: **1.750 wersja Light (S.15.01.00.12)** model: **1.750**

wersja Hemi (**S.16.01.00**)

model: **1.750 wersja Stab (S.17.01.00)**

CECHY PRODUKTU:

- składana rama o wadze od 7,5kg z podwójnym krzyżakiem, wykonana z wysokiej jakości materiałów
- regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie
- modułowa budowa wózka
- szerokość siedziska 38, 40, 43, 46, 48, 50, 53 cm
- redukcja wagi poprzez zastosowanie aluminiowego krzyżaka oraz boczków
- idealny do użytku indywidualnego oraz w większych ośrodkach
- regulacja wysokości siedziska 43-51cm, bez konieczności wymiany części
- regulacja głębokości siedziska 40-46cm, bez wymiany elementów siedziska
- regulacja wysokości oparcia 40 lub 42cm, bez wymiany elementów wózka
- tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami
- adaptory wysokości podłokietników
- regulacja podłokietników na głębokość
- aktywne boczki, super lekkie koła tylne z ogumieniem wysokociśnieniowym oraz kółka przednie z aluminiową felgą w wersji light wózka o wadze do 12 kg

CECHY PRODUKTU:

- rączki z regulacją wysokości
- regulacja kąta oparcia do 10° na rurkach oparcia
- przedłużone dźwignie hamulców
- kółka podporowe
- kółka transportowe do pokonywania wąskich przejazdów
- stolik terapeutyczny
- uchwyt na kule



Szerokość siedziska (cm)	38 40 43 46 48 50 53	Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28
Głębokość siedziska (cm)	40 43 46	Długość wózka z podnóżkami (cm)	100 / 108 (w zależności od wersji)
Wysokość oparcia pleców (cm)	40 42 44 (w zależności od wersji)	Minimalna waga wózka* (kg)	12
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	43-51/43-53	Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Wysokość wózka (cm)	96	* w zależności od wybranych opcji	
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 18 cm		



AVANTI wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich

CE & MEYRA®

model: **1.736 (S.15.01.00.12)**

model: **1.736 wersja Junior (S.15.02.01.10)**

model: **1.736 wersja Hemi (S.16.01.00)**

Avanti wózek inwalidzki specjalny,
 model 1.736, wersja Stab (**S.17.01.00**)

CECHY PRODUKTU:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- oparcie z regulacją napiętości pasami
- regulacja wysokości i kąta siedziska
- poduszka na siedzisku 3 cm, 5 cm
- możliwość regulacji środka ciężkości
- boczki aktywne
- koła przednie pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru
- koła tylne pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru
- podnóżki uchylne, zdejmowane z możliwością regulacji długości podudzia
- pas podudzia
- hamulce dociskowe
- cięgi aluminiowe lub stalowe

OPCJE:

- możliwość regulacji kąta nachylenia kół tylnych (montaż kamber)
- podwójny ciąg
- hamulec jednostronny lub bębnowy
- zagłówki
- pas bezpieczeństwa
- uchwyt na kule, laskę
- kółka antywywrotne



	Rama krótka	Rama średnia	Rama długa XXL		
Szerokość siedziska (cm)	30 - 36	36 - 58	36 - 58	Tylne koło średnica	22" - 24"
Szerokość wózka (cm)		Szerokość siedziska + 20 cm		Minimalna waga wózka (kg)*	12/13/14
Szerokość po złożeniu (cm)	28	28	28	Maksymalna waga użytkownika (kg)	75/135/160
Głębokość siedziska (cm)	33 - 38	35 - 46	48 - 53	*W zależności od wybranych opcji.	
Wysokość siedziska przód (cm)	37 - 50	38 - 56	38 - 56	*wreszta junior od 10 kg	
Wysokość siedziska tył (cm)	37 - 47	37 - 52	37 - 52		
Wysokość wózka (cm)		Wysokość siedziska tył + wysokość oparcia			
Wysokość oparcia (cm)	34 - 40	34 - 50	34 - 50		
Wysokość podłokietników (cm)	16,5 - 24	20 - 29	20 - 29		
Długość z podnóżkiem/bez (cm)	88/66	104/77	112/85		

AVANTI PRO wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



CE MEYRA®

model: **1.735 (S.15.01.00.12)**

model: **1.735** wersja Hemi (**S.16.01.00**)

Avanti PRO wózek inwalidzki specjalny,
model 1.735, wersja Stab (**S.17.01.00**)

CECHY PRODUKTU:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- oparcie z regulacją napiętości pasami
- regulacja wysokości i kąta siedziska
- poduszka na siedzisku 3 cm, 5 cm
- możliwość regulacji środka ciężkości
- boczki aktywne
- koła przednie pełne lub pompowne rozmiar do wyboru
- koła tylne pełne lub pompowane rozmiar do wyboru
- podnóżek jednoczęściowy, stały z możliwością regulacji długości podudzia
- pas podudzia
- hamulce dociskowe
- ciągi aluminiowe lub stalowe

OPCJE:

- możliwość regulacji kąta nachylenia kół tylnych (montaż kamber)
- podwójny ciąg
- hamulec jednostronny lub bębnowy
- zagłówki
- pas bezpieczeństwa
- uchwyt na kule, laskę
- kółka antywywrotne

	Rama standard	Rama XXL		
Szerokość siedziska (cm)	36 - 58	36 - 58	Tylne koło średnica	24"
Szerokość wózka (cm)	Szerokość siedziska +19 cm		Kąt nachylenia siedziska	0° - 10°
Szerokość po złożeniu (cm)	28	28	Minimalna waga wózka* (kg)	11
Głębokość siedziska (cm)	35 - 43	46 - 50	Maksymalna waga użytkownika (kg)	135
Wysokość siedziska przód (cm)	44 - 52/42 - 52	44 - 52/42 - 52	*W zależności od wybranych opcji.	
Wysokość siedziska tył (cm)	92	92		
Wysokość wózka (cm)	34 - 44	34 - 44		
Wysokość oparcia (cm)	20 - 29	20 - 29		
Wysokość podłokietników (cm)	87 - 96	92,5 - 101,5		

SMART F wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



model: **2.360 (S.15.01.00.12)**

model: **2.360** wersja Junior (**S.15.02.01.10**)

model: **2.360** wersja Hemi (**S.16.01.00**)

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- przednia część ramy z lub bez przewężenia
- podnóżek zintegrowany z ramą wózka
- 3 długości ramy
- oparcie z regulacją napiętości pasami
- poduszka siedziska
- do wyboru rozmiar i rodzaj kółek przednich
- szeroka gama kół tylnych na szybkozłączce
- regulacja środka ciężkości
- regulacja kąta i wysokości siedziska
- kamber 0,5° lub 3°
- ciągi aluminiowe lub stalowe
- hamulce dociskowe pionowe lub poziome
- boczki aktywne
- jednoczęściowy stopień podnóżka
- pas podudzia
- możliwość wyboru koloru ramy oraz tapicerki

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu pleców oraz poduszce siedziska
- różne rodzaje rączek do pchania wózka
- możliwość ciągów dla Tetra- i Para- plegików
- liczne elementy stabilizujące: zagłówek, pas i kamizelka
- elementy odwodzenia nóg: pasy, klin
- kółka antywywrotne
- osłony na szprychy
- śpiwór
- plecak



Szerokość siedziska (cm)	32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52	Waga użytkownika (kg)	do 150
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 18 cm (kamber 0° i odległość ciągu od koła 15 mm)	Waga wózka z kołami* (kg)	od 9,5
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28 z 0° kamberem oraz 33 z 3° kątem nachylenia kół	Waga wózka (bez kół)* (kg)	od 7,4
Głębokość siedziska (cm)	38 40 42 44 46 48 50	Koła tylne	24" 25" 26"
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	44 - 53 / 40 - 53	*W zależności od wybranych opcji.	
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia		
Wysokość oparcia (cm)	25 30 35 40 45 50 (+ możliwość podwyższenia o 2,5 cm)		
Wysokość podłokietników (cm)	15 - 29 (w zależności od montażu koła tylnego)		
Długość wózka (cm)	88 - 103 (w zależności od wersji ramy, rozmiaru kół tylnych oraz ustawienia środka ciężkości)		

SMART S wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



 model: **2.370 (S.15.01.00.12)**

 model: **2.370** wersja Junior (**S.15.02.01.10**)

 model: **2.370** wersja Hemi (**S.16.01.00**)

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- podnóżek odchylany i zdejmowany
- przednia część ramy prosta
- 3 długości ramy
- oparcie z regulacją napiętości pasami
- poduszka siedziska
- do wyboru rozmiar i rodzaj kółek przednich
- szeroka gama kół tylnych na szybkozłączce
- regulacja środka ciężkości
- regulacja kąta i wysokości siedziska
- kamber 0,5° lub 3°
- ciągi aluminiowe lub stalowe
- hamulce dociskowe pionowe lub poziome
- boczki aktywny
- pas podudzia
- możliwość wyboru koloru ramy oraz tapicerki

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu pleców oraz poduszce siedziska
- różne rodzaje rączek do pchania wózka
- możliwość wyboru boczek
- możliwość ciągów dla Tetra- i Para- plegików
- liczne elementy stabilizujące: zagłówek, pas i kamizelka
- elementy odwodzenia nóg: pasy, klin
- kółka antywywrotne
- osłony na szprychy
- śpiwór
- plecak



Szerokość siedziska (cm)	32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52	Waga użytkownika (kg)	do 150
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 18 cm (kamber 0° i odległość ciągu od koła 15 mm)	Waga wózka z kołami* (kg)	od 10
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28 z 0° kamberem, 33 z 3° kątem nachylenia kół	Waga wózka (bez kół)* (kg)	od 6,5
Głębokość siedziska (cm)	38 40 42 44 46 48 50	Koła tylne	22" 24" 25" 26"
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	40 - 54 / 37 - 53	*W zależności od wybranych opcji.	
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska + wysokość oparcia		
Wysokość oparcia (cm)	25 30 35 40 45 50 (+ możliwość podwyższenia o 2,5 cm)		
Wysokość podłokietników (cm)	17 - 24,5 (w zależności od montażu koła tylnego)		
Długość wózka (cm)	88 - 103 (w zależności od wersji ramy, rozmiaru kół tylnych oraz ustawienia środka ciężkości)		

FEMTO R adaptacyjny wózek inwalidzki

CE & MEYRA®

model: **1.180 (S.15.01.00.12)**

model: **1.180** wersja Junior (**S.15.02.01.10**)

CECHY PRODUKTU:

- wózek na stałej ramie otwartej z lekkiego i wytrzymałego aluminium
- rama wózka w kształcie kwadratu; gięcia ramy wykonane technologią hydroformowania
- waga wózka od 8,5kg
- regulacja kąta siedziska oraz środka ciężkości bez konieczności zmian przy kółkach przednich i tylnych
- szerokość siedziska 34-50cm
- głębokość siedziska 34-50cm
- wysokość oparcia pleców 25-45cm; możliwość podwyższenia oparcia pleców do +6cm
- oparcie pleców z regulacją napiętości pasami rzepowymi
- nowy system składania oparcia pleców
- różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 8cm
- boczki aktywne
- regulowany stopień podnóżka

OPCJE:

- elementy stabilizacji
- regulowane na wysokość rączki do pchania wózka
- szeroka gama kółek przednich i tylnych
- stopień podnóżka z oświetleniem LED
- kółka antywywrotne i wąsy tylne



Szerokość siedziska (cm)	34 36 38 40 42 44 46 48 50	Koła tylne	24"/25"/26"
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 17 cm	Koła przednie	4"/5"/5,5"
Głębokość siedziska (cm)	34 36 38 40 42 44 46 48 50	Maksymalna waga użytkownika (kg)	125
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	45 - 53 / 39 - 50	Minimalna waga wózka z kołami (kg)*	8,5
Wysokość oparcia (cm)	25 30 35 40 45 (z możliwością regulacji +/-1,5 cm)	Minimalna waga wózka bez kół (kg)*	5,6
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia		
Długość z podnóżkiem* (cm)	72 - 92		* W zależności od wybranych opcji

FEMTO S adaptacyjny wózek inwalidzki

CE & MEYRA®

model: **1.186 (S.15.01.00.12)**

model: **1.186** wersja Junior (**S.15.02.01.10**)

CECHY PRODUKTU:

- nowatorskie rozwiązania budowy ramy
- wózek na ramie zamkniętej, składany krzyżakowo
- tylna część ramy pełni równocześnie funkcję varioblocka
- rama wykonana z profilu kwadratowego, gięcie metodą hydroformowania
- waga wózka od 9,5kg.
- możliwość regulacji kąta siedziska oraz środka ciężkości
- szerokość siedziska od 320 do 520 mm
- głębokość siedziska od 340 do 500mm
- wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 250 do 500mm
- tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami
- podnóżki zdejmowane i odchylane z nowatorskim systemem blokady
- możliwość zamiany na przednią ramę wózka z podnóżkiem zintegrowanym
- stopień podnóżka dzielony
- boczki aktywne z nadkolem wykonane z tworzywa

OPCJE:

- szeroka gama kółek przednich z felgą carbonową lub aluminiową
- w ofercie wiele modeli kół tylnych 24", 25" oraz 26"
- różne rodzaje rączek do pchania wózka
- stopnie podnóżka aluminiowe
- kółka antywywrotne



Szerokość siedziska (cm)	32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52	Koła tylne	24"/25"/26"
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 17 cm	Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Głębokość siedziska (cm)	34 36 38 40 42 44 46 48 50	Minimalna waga wózka z kołami (kg)*	od 9,5
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	42,5 - 56 / 39 - 53	Minimalna waga wózka bez kół (kg)*	od 7,5
Wysokość oparcia (cm)	25 - 50 (z możliwością regulacji +/-1,5 cm)		
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia		
Długość z podnóżkiem* (cm)	88 - 103		

* W zależności od wybranych opcji

FEMTO X adaptacyjny wózek inwalidzki



model: **1.185 (S.15.01.00.12)**

model: **1.185 wersja Junior (S.15.02.01.10)**

CECHY PRODUKTU:

- nowatorskie rozwiązania budowy ramy
- wózek na ramie zamkniętej, składany krzyżakowo
- tylna część ramy pełni równocześnie funkcję varioblocka
- rama wykonana z profilu kwadratowego, gięcie metodą hydroformowania
- waga wózka od 9,5kg
- możliwość regulacji kąta siedziska oraz środka ciężkości
- szerokość siedziska od 320 do 520 mm
- głębokość siedziska od 340 do 500mm
- wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 250 do 500mm
- tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami
- podnóżek zintegrowany z ramą z możliwością zamiany na wersję z podnóżkami zdejmowanymi
- stopień podnóżka dzielony
- boczki aktywne z nadkolem wykonane z tworzywa

OPCJE:

- elementy stabilizacji
- regulowane rączki do prowadzenia wózka
- duży wybór kółek przednich i tylnych
- kółka antywywrotne, wąż tylny
- możliwość złożenia oparcia pleców na płaszczyznę siedziska
- boczki z podłokietnikiem



Szerokość siedziska (cm)	32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52	Koła tylne	24"/25"/26"
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 17 cm	Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Głębokość siedziska (cm)	34 36 38 40 42 44 46 48 50	Minimalna waga wózka z kołami (kg)*	od 9,5
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	42,5 – 56 / 39 – 53	Minimalna waga wózka bez kół (kg)*	od 7,5
Wysokość oparcia (cm)	25 - 50 (z możliwością regulacji +/-1,5 cm)		
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia		
Długość z podnóżkiem* (cm)	79 – 113		

* W zależności od wybranych opcji

NANO wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich


model: **1.155 (S.15.01.00.12)**model: **1.155 wersja Junior (S.15.02.01.10)****CECHY PRODUKTU:**

- wózek na stałej, otwartej ramie wykonanej z wytrzymałego aluminium wykorzystywanego w przemyśle wojskowym
- szerokość siedziska 30 - 50 cm
- głębokość siedziska 38 - 50 cm
- wysokość oparcia pleców 25 - 45 cm
- możliwość regulacji wysokości siedziska: przód 45 - 53 cm; tył: 36 - 51 cm
- różnica między przednią, a tylną wysokością siedziska do 10 cm (kąt siedziska do 13° w zależności od długości ramy)
- płynna regulacja środka ciężkości
- boczki aktywne, aluminiowy stały lub wyjmowany
- regulowany na wysokość, głębokość oraz kątowno
- jednoczęściowy stopień podnóżka wykonany z wytrzymałej i lekkiej płyty aluminiowej
- kółka przednie 4", 5" i 5,5"
- w wersji standardowej wózka oparcie z lub bez rączek do pchania wózka

OPCJE:

- elementy stabilizacji (peloty, pasy piersiowe, kamizelki oraz zagłówki)
- regulowane na wysokość rączki do pchania wózka
- szeroka gama kolorystyczna oraz modeli zarówno kółek przednich oraz kół tylnych
- bardzo bogata paleta kolorystyczna ram oraz tapicerek
- stopień podnóżka jednoczęściowy z oświetleniem drogowym LED
- kółka antywywrotne oraz wąsy tylne



Szerokość siedziska (cm)	30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50	Kąt nachylenia siedziska	0° 15°
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 17 cm	Koła tylne	24"/25"/26"
Głębokość siedziska (cm)	38 40 42 44 46 48 50	Koła przednie	4"/5"/5,5"
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	45 - 53 / 36 - 51	Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Wysokość oparcia (cm)	25 30 35 40 45 (z możliwością regulacji +/-1,5 cm)	Minimalna waga wózka bez kół* (kg)	6,5
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia	Minimalna waga wózka z kołami* (kg)	9,5
Długość wózka* (cm)	72 - 92	* W zależności od wybranych opcji	

NANO C wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich

CE & MEYRA®

model: **1.158 (S.15.01.00.12)**

model: **1.158 wersja Junior (S.15.02.01.10)**

CECHY PRODUKTU:

- wózek na stałej, jednoczęściowej ramie wykonanej z carbonu
- przednia rama zwężana
- kąt ramy przedniej 100°
- szerokość siedziska: 38, 40, 42, 44 cm
- głębokość siedziska: 38 - 46 cm, co 2 cm
- wysokość oparcia pleców: 25, 30, 35, 40 cm
- regulacja kąta oparcia -5° do 10°; skokowo co 5°
- przednia wysokość siedziska już od 45 cm
- tylna wysokość siedziska od 36 cm
- różnica pomiędzy przednią, a tylną wysokością siedziska do 10 cm
- duży zakres regulacji środka ciężkości
- rama oparcia pleców wykonana z carbonu (rączki, barierka)
- oś tylnych, boczki oraz stopień podnóżka również wykonane z carbonu
- kolor ramy czarny z kolorowymi i odbijającymi światło akcentami dekoracyjne

OPCJE:

- szeroka gama kółek przednich z felgą carbonową lub aluminiową
- w ofercie wiele modeli kół tylnych 24", 25" oraz 26"
- różne rodzaje rączek do pchania wózka
- stopnie podnóżka aluminiowe
- kółka antywywrotne



Szerokość siedziska (cm)	38 40 42 44	Koła tylne	24"/25"/26"
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 16 cm	Koła przednie	4"/5"/5,5"
Głębokość siedziska (cm)	38 40 42 44 46	Maksymalna waga użytkownika (kg)	100
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	45 - 53 / 36 - 51	Minimalna waga wózka z kołami (kg)*	7,5
Wysokość oparcia (cm)	25 30 35 40 45 (z możliwością regulacji +/-1,5 cm)	Minimalna waga wózka bez kół (kg)*	5
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia		
Długość z podnóżkiem* (cm)	80 - 98,2		* W zależności od wybranych opcji

NANO X wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



CE & MEYRA®

model: **1.156 (S.15.01.00.12)**

model: **1.156** wersja Junior (**S.15.02.01.10**)

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- szerokość siedziska 32 - 48 cm
- głębokość siedziska 38 - 50 cm
- wysokość oparcia 25 - 45 cm
- możliwość regulacji wysokości siedziska: przód 45 - 53 cm, tył: 36 - 51 cm
- różnica między przednią, a tylną wysokością siedziska do 10 cm (kąt siedziska do 13° w zależności od długości ramy)
- płynna regulacja środka ciężkości
- boczki aktywne, aluminiowy stały lub wyjmowany
- regulowany na wysokość, głębokość oraz kątowo jednocześnie stopień podnóżka wykonany z wytrzymałej, lekkiej płyty aluminiowej
- kółka przednie 4", 5" lub 5,5"
- w wersji standardowej wózka oparcie z lub bez rączek do pchania wózka

OPCJE:

- elementy stabilizacji (peloty, pasy piersiowe, kamizelki oraz zagłówki)
- regulowane na wysokość rączki do pchania wózka
- szeroka gama kolorystyczna oraz modeli zarówno kółek przednich oraz kół tylnych
- bardzo bogata paleta kolorystyczna ram oraz tapicerek
- stopień podnóżka jednocześnie z oświetleniem drogowym LED
- kółka antywywrotne oraz wąsy tylne

Szerokość siedziska (cm)	32 34 36 38 40 42 44 46 48	Koła tylne	24"/25"/26"
Głębokość siedziska (cm)	38 40 42 44 46 48 50	Koła przednie	4"/5"/5,5"
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	45 - 53/36 - 51	Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Wysokość oparcia (cm)	25 30 35 40 45 (z możliwością regulacji +/-1,5 cm)	Minimalna waga wózka bez kół (kg)*	6,5
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia	Minimalna waga wózka z kołami (kg)*	9
Długość podudzia (cm)	36 - 48	* W zależności od wybranych opcji	
Długość wózka (cm)*	72 - 92		

NANO S adaptacyjny wózek inwalidzki



model: **1.157 (S.15.01.00.12)**

model: **1.157 wersja Junior (S.15.02.01.10)**

CECHY PRODUKTU:

- wózek na ramie otwartej, składany krzyżakowo
- wykonany z wytrzymałego aluminium
- nowe rozwiązanie krzyżaka typu „sandwich”; co zwiększa stabilność wózka
- małe wymiary wózka po złożeniu co ułatwia transport wózka
- zdejmowane i odchylane podnóżki z nowym systemem blokady
- szerokość siedziska od 32 do 48 cm
- duży zakres regulacji środka ciężkości
- możliwość regulacji wysokości i kąta siedziska
- oparcie pleców z regulacją napiętości pasami
- boczki aktywne wyjmowane lub stałe
- waga wózka od 10 kg
- waga użytkownika do 130 kg

OPCJE:

- składane na siedzisko oparcie pleców
- oddychająca tapicerka
- rączki do pchania wózka
- szeroka gama kótek przednich i tylnych
- elementy stabilizacji



Szerokość siedziska (cm)	32 34 36 38 40 42 44 46 48	Koła tylne	24"/25"/26"
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 17 cm	Koła przednie	4"/5"/5,5"
Głębokość siedziska (cm)	38 - 50	Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	45 - 55 / 36 - 51	Minimalna waga wózka z kołami*	10
Wysokość oparcia (cm)	25 30 35 40 45 (z możliwością regulacji +/-1,5 cm)	Minimalna waga wózka bez kół (kg)*	7,5
Wysokość wózka (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia		
Długość z podnóżkiem* (cm)	83,5 - 99,5		* W zależności od wybranych opcji

WSKAZANIA:

Basic Plus, Navy 1, Feliz, Cameleon, Active Sport Light, Flexi Light

Wózek inwalidzki służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych. Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

WSKAZANIA/PRZECIWWSKAZANIA

Budget, Format, Smart F, Smart S, Nano, Nano C, Nano X, Nano S, FEMTO R, FEMTO S, FEMTO X

W przypadku wystąpienia podczas używania wózka inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Aby uniknąć alergii wskutek kontaktu z wózkiem inwalidzkim, zalecamy jego używanie tylko w ubraniu. Wózek inwalidzki służy jako środek pomocniczy osobom mającym duże trudności z chodzeniem lub niezdolnym do samodzielnego poruszania się wskutek np.: paraliżu, uszkodzenia lub deformacji kończyn, utraty kończyn, uszkodzenia lub usztywnienia stawów, innych chorób (znaczne lub całkowite ograniczenie mobilności/zdolności chodzenia przy strukturalnych lub/i funkcjonalnych uszkodzeniach kończyn dolnych, np. wskutek amputacji, odniesionych obrażeń, zaburzeń ruchu na podłożu mięśniowo-szkieletowym lub neuronalno-mięśniowo-szkieletowym itd.). Wózka inwalidzkiego nie wolno używać w przypadku niezdolności utrzymania pozycji siedzącej. Wózka inwalidzkiego nie wolno używać bez osoby towarzyszącej w poniższych przypadkach: zaburzenia równowagi, zaburzenia percepcji, znaczny brak kończyn w obu ramionach, usztywnienie/uschodzenie stawów w obu ramionach, niewystarczająca zdolność widzenia lub jej brak.

Eurochair2, Eurochair2 Pro, Eurochair2 XXL, Avanti, Avanti Pro

W przypadku wystąpienia podczas używania wózka inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Aby uniknąć alergii wskutek kontaktu z wózkiem inwalidzkim, zalecamy jego używanie tylko w ubraniu. Wózek inwalidzki służy m.in. jako środek pomocniczy osobom mającym duże trudności z chodzeniem lub niezdolnym do samodzielnego poruszania się wskutek np. paraliżu, uszkodzenia lub deformacji kończyn, utraty kończyn, uszkodzenia lub usztywnienia stawów oraz innych chorób. (Znaczne lub całkowite ograniczenie mobilności/zdolności chodzenia przy strukturalnych lub/i funkcjonalnych uszkodzeniach kończyn dolnych (np. wskutek amputacji, odniesionych obrażeń, zaburzeń ruchu na podłożu mięśniowo-szkieletowym lub neuronalno-mięśniowo-szkieletowym itd.)). Wózka inwalidzkiego nie wolno stosować bez osoby towarzyszącej w przypadku występowania silnych zaburzeń równowagi, zaburzeń percepcji, znacznego braku kończyn w obu ramionach, usztywnienia/uszkodzenia stawów w obu ramionach, niewystarczającej zdolności widzenia lub jej braku oraz niemożności utrzymania pozycji siedzącej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z niniejszym produktem, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy.



RECLINER LIGHT

 wózek inwalidzki specjalny


nr katalogowy: **VCWK701 (S.18.01.00)**

CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z 4-stopniową regulacją odchylania oparcia
- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżowej
- siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu
- demontowalne i uchylne podnóżki
- opcjonalnie - uchylne podnóżki z wyściełanym podparciem łydek i regulacją kąta nachylenia
- odchylane podłokietniki
- demontowalna poprzeczka z uchwytem na zagłówki
- zagłówek regulowany w 2-płaszczyznach
- regulowane i odchylane tylne kółka antywywrotne
- koła przednie pełne o średnicy 203 mm
- koła tylne pompowane lub pełne wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- cięgi aluminiowe

Szerokość siedziska (cm)	41	43	46
Głębokość siedziska (cm)	42	42	42
Wysokość wózka (cm)	102	102	102
Szerokość wózka (cm)	62,4	64,4	67,4
Wysokość oparcia (cm)	44	44	44
Długość wózka ze standardowymi podnóżkami (cm)	118	118	118
Długość wózka z podnóżkami regulowanymi (cm)	142	142	142
Waga wózka (kg)	14,6	14,9	15,2
Maksymalne obciążenie (kg)	100	100	100

RECLINER wózek inwalidzki specjalny



nr katalogowy: **VCWK703 (S.18.01.00)**

CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z możliwością odchylenia oparcia od pozycji siedzącej do leżącej
- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżowej (podwójny krzyżak)
- siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w miękką, grubą poduszkę
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- demontowalne podnóżki z wyściełanym podparciem tydek, uchylne z regulacją kąta nachylenia
- demontowalne podłokietniki
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem
- tylne kółka antywywrotne
- koła przednie pełne, rozmiar 200x45
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- ciężki aluminiowe
- hamulec wałkowy dla pacjenta
- stolik



Szerokość siedziska (cm)	41	46
Szerokość wózka (cm)	70,5	70
Głębokość siedziska (cm)	46	46
Wysokość wózka (cm)	122	122
Wysokość wózka bez górnej części oparcia (cm)	75	75
Wysokość oparcia (cm)	40	40
Długość wózka (cm)	130-175	130-175
Waga wózka (kg)	23	23
Maksymalne obciążenie (kg)	100	100

RECLINER EXTRA wózek inwalidzki specjalny



nr katalogowy: **VCWK702 (S.18.01.00)**

CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z możliwością odchylenia oparcia od pozycji siedzącej do leżącej
- rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej (podwójny krzyżak)
- siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w grubą, miękką poduszkę
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylnie i demontowalne podnóżki wyposażone w możliwość płynnej regulacji kąta zgięcia, długości oraz wsparcie podudzi
- demontowalne, uchylnie podłokietniki, z możliwością regulacji wysokości
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem
- tylne kółka antywywrotne z regulacją wysokości
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- koła przednie pełne, rozmiar 8"
- ciężki aluminiowy
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- wyposażony w klocki hamulcowe
- tylna barierka stabilizująca wózek
- pompka

Szerokość siedziska (cm)	46
Głębokość siedziska (cm)	45
Wysokość wózka (cm)	133,5
Szerokość wózka (cm)	68,5
Długość wózka (cm)	120
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	36
Waga wózka (kg)	27
Maksymalne obciążenie (kg)	120

NETTI III



nr katalogowy: **D200 (S.18.01.00, S.20.01.01)**

CECHY PRODUKTU:

- przesuwana płyta siedziska
- 6 szerokości siedziska do wyboru: 35, 38, 40, 43, 45 i 50 cm
- skokowa regulacja głębokości siedziska co 2,5 cm w zakresie: 40 - 50 cm
- system napięcia oparcia pasami Velcro Back
- płynna regulacja kąta siedziska i oparcia
- komfortowa poduszka siedziska Netti UNO
- profilowana komfortowa poduszka oparcia Netti Smart
- do wyboru zagłówek płaski lub stabilizujący głowę
- tapicerka oddychająca 3D
- zdejmowane podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości
- komfortowy podnóżek z regulacją kąta i podparciem pod łydki

OPCJE:

- przedłużone oparcie do 60 cm
- poduszki oparcia Netti Smart, Netti Stabil i Netti Super Stabil
- hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej
- możliwość zastosowania podłokietników typu HEMI
- bogata oferta podnóżków
- akcesoria stabilizujące, m.in.: klin, pasy, podpory boczne, kamizelki
- stoliki terapeutyczne
- dostosowanie do najbardziej wymagających pacjentów (stojak do kroplówki, podest do respiratora i aparatury tlenowej, podparcie dla kikutu amputowanej kończyny i inne)
- maksymalna szerokość siedziska do 75 cm i obciążenie aż do 200 kg
- system mocowań do transportu samochodowego testowany w crash testach (ISO 7176-19)
- możliwość zastosowania Netti Dynamic System
- możliwość zamontowania siłowników elektrycznych podnóżków, siedziska i oparcia
- możliwość podłączenia napędu elektrycznego typu E-Fix, Viamobil oraz E-Move



Szerokość siedziska (cm)	35, 38, 40, 43, 45, 50	Rozmiar kół tylnych	24" x 1"
Głębokość siedziska (cm)	40 - 50	Kąt odchylenia oparcia	86° - 133°
Wysokość oparcia (cm)	50 - 60	Kąt nachylenia siedziska	-9° +16°
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 22 cm	Waga wózka bez poduszki (kg)	36
Rozmiar kół przednich (cm)	17,5 x 3,3	Maksymalne obciążenie (kg)	145

NETTI 4U CE Z WYPOSAŻENIEM



CE  Netti®

nr katalogowy: **D630 (S.18.01.00, S.20.01.01)**

CECHY PRODUKTU:

- ekonomiczny, komfortowy wózek inwalidzki ze zintegrowanym oparciem
- higieniczna tapicerka Easy Care łatwa do dezynfekcji
- nośność wózka do 135 kg
- szerokości siedziska do wyboru: 40, 45 i 50 cm
- skokowa regulacja głębokości siedziska co 2,5 cm w zakresie: 42,5 - 50 cm
- płynna regulacja kąta siedziska i oparcia
- komfortowa poduszka siedziska Netti UNO
- profilowana poduszka oparcia
- do wyboru zagłówki płaski lub stabilizujący głowę
- zdejmowane podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości
- komfortowy podnóżek z regulacją kąta i podparciem pod łydki

OPCJE:

- hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej
- akcesoria stabilizujące, m.in.: klin, pasy, podpory boczne
- stoliki terapeutyczne
- regulowany pałąk do pchania wózka
- możliwość podłączenia napędu elektrycznego typu E-Fix i E-Move
- system mocowań do transportu samochodowego testowany w Crash testach (ISO 7176-19)

Szerokość siedziska (cm)	40, 45, 50	Rozmiar kół tylnych	24" x 1"
Głębokość siedziska (cm)	42,5 - 50	Kąt odchylenia oparcia względem siedziska	92° - 137°
Wysokość oparcia (cm)	50	Kąt nachylenia siedziska	-5° +20°
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 18 cm	Waga wózka bez poduszki (kg)	28
Rozmiar kół przednich (cm)	17,5 x 4,5	Maksymalne obciążenie (kg)	135

NETTI 4U CE PLUS Z WYPOSAŻENIEM

CE  Netti®

nr katalogowy: **D640 (S.18.01.00, S.20.01.01)**

CECHY PRODUKTU:

- najbardziej popularny wózek z rodziny Netti 4U
- nośność wózka do 135 kg
- 4 szerokości siedziska do wyboru: 35, 40, 45 i 50 cm
- skokowa regulacja głębokości siedziska co 2,5 cm w zakresie: 42,5 - 50 cm
- płynna regulacja kąta siedziska i oparcia
- komfortowa poduszka siedziska Netti UNO
- profilowana poduszka oparcia Netti UNO
- rączki do pchania wózka regulowane na wysokość
- do wyboru zagłówek płaski lub stabilizujący głowę
- do wyboru tapicerka oddychająca 3D lub łatwowymywalna Easy Care
- zdejmowane podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości
- komfortowy podnóżek z regulacją kąta i podparciem pod łydki
- kolankowo składana dźwignia hamulca

OPCJE:

- przedłużone oparcie do 60 cm
- poduszki oparcia Netti Smart i Netti Stabil
- możliwość zastosowania podłokietników typu HEMI
- hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej
- akcesoria stabilizujące, m.in.: klin, pasy, podpory boczne
- stoliki terapeutyczne
- system mocowań do transportu samochodowego testowany w crash testach (ISO 7176-19)
- możliwość podłączenia napędu elektrycznego tylnego typu Way



Szerokość siedziska (cm)	35, 40, 45, 50	Rozmiar kół tylnych	24" x 1"
Głębokość siedziska (cm)	42,5 - 50	Kąt odchylenia oparcia względem siedziska	90° - 135°
Wysokość oparcia (cm)	50 - 60	Kąt nachylenia siedziska	-5° + 20°
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 18 cm	Waga wózka bez poduszki (kg)	28,5
Rozmiar kół przednich (cm)	17,5 x 3,3	Maksymalne obciążenie (kg)	135

NETTI 4U CED Z WYPOSAŻENIEM



CE  Netti®

nr katalogowy: **D650 (S.18.01.00, S.20.01.01)**

CECHY PRODUKTU:

- najbardziej zaawansowany wózek z rodziny Netti 4U
- nośność wózka do 160 kg
- 5 szerokości siedziska do wyboru: 35, 40, 43, 45 i 50 cm
- skokowa regulacja głębokości siedziska co 2,5 cm w zakresie: 42,5 - 50 cm
- możliwość zastosowania krótszej ramy siedziska w zakresie: 37,5-45 cm (wersja CEDS)
- płynna regulacja kąta siedziska i oparcia
- komfortowa poduszka siedziska Netti UNO
- profilowana poduszka oparcia Netti UNO
- ergonomiczny, regulowany pałąk do pchania wózka
- do wyboru zagłówek płaski lub stabilizujący głowę
- do wyboru tapicerka oddychająca 3D lub łatwowymywalna Easy Care
- regulacja odległości kół tylnych od ramy co pozwala zmniejszyć szerokość całkowitą wózka
- odchylane podłokietniki

OPCJE:

- przedłużone oparcie do 60 cm
- poduszki oparcia Netti Smart i Netti Stabil
- hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej
- akcesoria stabilizujące, m.in.: klin, pasy, podpory boczne
- stoliki terapeutyczne
- system mocowań do transportu samochodowego testowane w crashtestach (ISO 7176-19)
- możliwość zastosowania Netti Dynamic System
- możliwość podłączenia napędu elektrycznego typu E-Fix i Viamobil

Szerokość siedziska (cm)	35, 40, 43, 45, 50	Rozmiar kół tylnych	24" x 1"
Głębokość siedziska (cm)	42,5 - 50	Kąt odchylenia oparcia względem siedziska	90°- 135°
Wysokość oparcia (cm)	50	Kąt nachylenia siedziska	-5° +20°
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 18 cm	Waga wózka bez poduszki (kg)	29
Rozmiar kół przednich (cm)	17,5 x 4,5	Maksymalne obciążenie (kg)	160

NETTI V

CE  Netti®

nr katalogowy: **D535 (S.18.01.00, S.20.01.01)**

CECHY PRODUKTU:

- wózek z bardzo dużymi możliwościami regulacji dla indywidualnych potrzeb użytkownika
- szerokość siedziska od 350 do 500mm, z możliwością rozszerzenia o 12,5 lub 25mm (na stronę)
- płynna regulacja głębokości siedziska w zakresie od 375 do 550mm
- nośność wózka do 136kg
- płynna regulacja kąta siedziska oraz kąta oparcia
- regulowane na wysokość rączki do prowadzenia wózka z możliwością montażu do wewnątrz lub na zewnątrz wózka
- możliwość regulacji szerokości oraz ułożenia oparcia pleców niezależnie od siedziska
- regulacja oparcia pleców na szerokość (H), część górna oparcia szersza od dolnej części (V) i dolna część szersza od górnej (A)
- regulowane kątowo podnóżki do wyprostu nogi
- rozsuwane uchwyty podnóżków
- poduszka siedziska i oparcia pleców Netti UNO
- oddychająca lub łatwowymywalna tapicerka poduszek
- szeroka gama zagłówek
- boczki wyjmowane z osłoną ubrania
- regulowane na głębokość i wysokość podłokietniki
- płynna regulacja wysokości siedziska oraz środka ciężkości
- chowane pod wózek kółka podporowe

OPCJE:

- wysokość oparcia pleców 60cm
- profilowane poduszki oparcia pleców
- profilowana poduszka siedziska z dodatkową powłoką utrzymującą prawidłową temperaturę skóry
- specjalistyczne peloty i zagłówki
- stoliki terapeutyczne
- system mocowań wózka podczas transportu
- możliwość zastosowania Netti DYNAMIC SYSTEM: odbiór sił nacisku podczas spastyki



Szerokość siedziska (cm)	35, 40, 45, 50	Kąt odchylenia oparcia	85° do 130°
Głębokość siedziska (cm)	37,5 - 50	Kąt nachylenia siedziska	-3° do 30°
Wysokość oparcia (cm)	51,5 - 61,3	Waga wózka bez poduszki (kg)	32
Szerokość wózka (cm)	szerokość siedziska + 21 cm	Maksymalne obciążenie (kg)	136

UMBRELLA wózek inwalidzki specjalny



nr katalogowy: **DRVGOC6BH4CKP10-3 (S.18.01.00)**

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama ze wzmacniającymi elementami stalowymi
- tapicerka wykonana z tkaniny z certyfikatami jakości (OEKO-TEX)
- oparcie z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia
- przednie i tylne koła w dwóch wariantach
- możliwość blokowania kół przednich
- koła tylne z szybkozłączką i niezależnymi od siebie hamulcami
- klin abdukcyjny, barierka
- pasy 5-cio punktowe
- peloty boczne i wałek lędźwiowy
- plastikowa platforma podnóżka ze skokową regulacją wysokości co 2,5 cm
- podnóżek regulowany kątowno z pasami stabilizującymi stopy
- zagłówki z zakresem regulacji wysokości
- okienko w budce, które pozwala na obserwację dziecka
- możliwość zmiany ułożenia rączek do prowadzenia
- wyposażenie standardowe: budka ochronna, kosz na zakupy, uchwyt na kubek, folia przeciwdeszczowa, ocieplany śpiwór na nogi
- opcjonalnie: parasolka, stolik
- wózek dostępny w bogatej kolorystyce

Szerokość siedziska (cm)	40	Gabaryty po złożeniu (dł. x szer. x wys) (cm)	126 x 44 x 50
Głębokość siedziska (cm)	40 - 45	Średnica kół przednich (cm)	17
Wysokość oparcia (cm)	75	Średnica kół tylnych (cm)	25
Maksymalna szerokość wózka (cm)	65	Waga wózka (kg)	19
Maksymalna długość wózka (cm)	105	Maksymalne obciążenie (kg)	75
Maksymalna wysokość wózka (cm)	126		

JUNIOR PLUS XXL wózek inwalidzki specjalny



nr katalogowy: **DRVGOJAA6CKBP10-X (S.18.01.00)**

CECHY PRODUKTU:

- składana aluminiowo-stalowa rama
- oparcie z regulowaną wysokością i szerokością, regulowana pozycja (siedząca, leżąca)
- siedzisko z możliwością regulacji szerokości i głębokości
- możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia siedziska za pomocą siłowników
- podnóżki z możliwością regulacji długości i kąta położenia
- barierka do prowadzenia z możliwością zmiany kąta
- skrętne, blokowane przednie koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu
- amortyzowane tylne koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu i systemem hamulcowym
- zagłówki stabilizujący pozycję głowy z możliwością regulacji wysokości
- barierka siedziska
- szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem
- klin abdukcji z możliwością zmiany położenia
- podłokietniki regulowane na wysokość
- wyposażenie standardowe: daszek, kosz na zakupy, folia przeciwdeszczowa, śpiwór, uchwyt na kubek, stolik, podłokietniki i oświetlenie
- bogata kolorystyka tapicerki



Szerokość siedziska (cm)	32 - 43	Średnica kół przednich (cm)	20
Głębokość siedziska (cm)	34 - 40	Średnica kół tylnych (cm)	24,5
Wysokość oparcia (cm)	60 - 70	Waga wózka (kg)	21
Szerokość wózka (cm)	61	Maksymalne obciążenie (kg)	75
Długość wózka (cm)	105	Maksymalne wzrost (cm)	165
Maksymalna wysokość wózka (cm)	120		

WSKAZANIA:

Recliner Light, Recliner, Recliner Extra

Wózek inwalidzki służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych. Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

Umbrella, Junior Plus XXL

Wózek przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością i/lub dysfunkcjami czynności ruchu na skutek uszkodzenia CUN Centralnego Układu Nerwowego. Może być wykorzystywany w przypadku dzieci z MPD Mózgowe porażenie dziecięce, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

Netti III jest wielofunkcyjnym wózkiem inwalidzkim przeznaczonym dla osób z częściową lub całkowitą niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową. Zapewnia to środki, dzięki którym osoba niepełnosprawna, która wymaga możliwości zmiany pozycji siedzącej z aktywności na odpoczynek skorzysta z funkcji pochylania i odchylenia. Jest przeznaczony dla użytkowników potrzebujących komfortu i ulgi. Połączenie system siedziska z ergonomicznym rozwiązaniem w konstrukcji ramy oferuje wiele możliwości adaptacji i regulacji. Niepełnosprawność może mieć wiele przyczyn. Netti III posiada regulację kąta nachylenia siedziska i oparcia, pozwala zatem na zmiany pozycji użytkownika, dla zwiększenia mobilności lub w celu korekty postawy (stabilizacji), kiedykolwiek jest to niezbędne ze względu na poniżej wymienione ograniczenia funkcjonowania niezależnie od przyczyn ich występowania: ograniczenie lub brak możliwości ruchowych, ograniczenie lub brak siły mięśni, ograniczenia zakresu ruchów, brak lub ograniczenie stabilności, porażenie połowiczne, zaburzenie reumatoidalne, urazy czaszkowo-mózgowe, amputacje, inne neurologiczne lub geriatryczne zaburzenia. **Netti 4U CE** to wielofunkcyjny wózek inwalidzki dla osób częściowo lub całkowicie unieruchomionych z niepełnosprawnością fizyczną i / lub umysłową. Niepełnosprawności te mogą mieć wiele przyczyn. Netti 4U CE ma regulowany kąt siedzenia i oparcia, co ułatwia zmianę pozycji, mobilizację lub korektę postawy, wszędzie tam, gdzie występują przeszkody funkcjonalne. ograniczona lub brak mobilności, ograniczona moc mięśni lub jej brak, ograniczony zasięg ruchu, brak lub ograniczona stabilność tułowia i ciała, hemiplegia, zaburzenia typu reumatycznego, urazy czaszkowo-mózgowe, amputacje, inne zaburzenia neurologiczne lub geriatryczne. **Netti 4U CE Plus** jest wielofunkcyjnym wózkiem inwalidzkim przeznaczonym dla osób z częściową lub całkowitą niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową. Niepełnosprawności te mogą mieć wielorakie podłoża. Netti 4U CE Plus posiada regulację kąta nachylenia siedziska i oparcia, pozwala zatem na zmiany pozycji użytkownika, dla zwiększenia mobilności lub w celu korekty postawy (stabilizacji), kiedykolwiek jest to niezbędne ze względu na poniżej wymienione ograniczenia funkcjonowania niezależnie od przyczyn ich występowania: ograniczenia lub brak możliwości ruchowych, ograniczenia lub brak siły mięśni, ograniczenia zakresu ruchów, brak lub ograniczenie stabilności, porażenie połowiczne, zaburzenia reumatoidalne, urazy czaszkowo-mózgowe, amputacje, inne zaburzenia neurologiczne. Netti 4U CED, CED S, CED XL to wielofunkcyjny wózek inwalidzki dla osób częściowo lub całkowicie unieruchomionych z niepełnosprawnością fizyczną i / lub umysłową. Niepełnosprawności te mogą mieć wiele przyczyn. **Netti 4U CED, CED, CED S, CED XL** ma regulowany kąt siedzenia i oparcia, co ułatwia zmianę pozycji, mobilizację lub korektę postawy, wszędzie tam, gdzie występują przeszkody funkcjonalne. ograniczona lub brak mobilności, ograniczona moc mięśni lub jej brak, ograniczony zasięg ruchu, brak lub ograniczona stabilność tułowia i ciała, hemiplegia, zaburzenia typu reumatycznego, urazy czaszkowo-mózgowe, amputacje, inne zaburzenia neurologiczne lub geriatryczne. **Netti V** to wielofunkcyjny wózek inwalidzki z nachylnym i odchylanym oparciem do transportu częściowo lub całkowicie unieruchomionych osób w wieku nastoletnim lub dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i/lub umysłową. Netti V posiada modułowy system, który można dostosować do potrzeb użytkownika. Zapewnia on funkcję nachylania i odchylenia oparcia, która umożliwi osobom niepełnosprawnym zmianę pozycji siedzącej w zależności od wykonywanej czynności (np. dla aktywności i wypoczynku). Jest przeznaczony dla użytkowników potrzebujących komfortu i ulgi. Połączenie systemu siedzenia i ergonomicznego rozwiązania w konstrukcji ramy oferuje wiele możliwości adaptacji i regulacji.

PRODUKTY DLA DZIECI





UMBRELLA wózek inwalidzki specjalny dziecięcy



nr katalogowy: **DRVGO (S.20.01.01)**

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama ze wzmacniającymi elementami stalowymi
- tapicerka wykonana z tkaniny z certyfikatami jakości (OEKO-TEX)
- oparcie z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia
- przednie i tylne koła w dwóch wariantach
- możliwość blokowania kół przednich
- koła tylne z szybkozłączką i niezależnymi od siebie hamulcami
- klin abdukcyjny, barierka
- pasy 5-cio punktowe
- peloty boczne i watek lędźwiowy
- plastikowa platforma podnóżka ze skokową regulacją wysokości co 2,5 cm
- podnóżek regulowany kątowo z pasami stabilizującymi stopy
- zagłówek z zakresem regulacji wysokości
- okienko w budce, które pozwala na obserwację dziecka
- możliwość zmiany ułożenia rączek do prowadzenia
- wyposażenie standardowe: budka ochronna, kosz na zakupy, uchwyt na kubek, folia przeciwdeszczowa, ocieplany śpiwór na nogi
- opcjonalnie: parasolka, stolik
- wózek dostępny w bogatej kolorystyce
- 3 rozmiary wózka w zależności od wielkości dziecka



Rozmiar	rozmiar 1	rozmiar 2	rozmiar 3
Szerokość siedziska (cm)	30	36	40
Głębokość siedziska (cm)	25	30-34	40 - 45
Wysokość oparcia (cm)	53	62	75
Maksymalna szerokość wózka (cm)	55	59	65
Maksymalna długość wózka (cm)	88	115-120	105
Maksymalna wysokość wózka (cm)	114	116	126
Gabaryty po złożeniu (dł. x szer. x wys) (cm)	122 x 36 x 44	122 x 53 x 42	126 x 50 x 50
Średnica kół przednich (cm)	18	18	17
Średnica kół tylnych (cm)	22	22	25
Waga wózka (kg)	12,6*	16	18*
Maksymalne obciążenie (kg)	30	45	75

*wózek ważony bez budki, barierki, klina, pokrowca, na kołach PU (pełne).

KOLORYSTYKA tapicerki umbrella



szaro-błękitna



szaro-miętowa



szaro-czerwona



szaro-czarna



czarno-biała kratka



czarna w kolorowe groszki

JUNIOR wózek inwalidzki specjalny dziecięcy



nr katalogowy: **DRVG0E (S.20.01.01, S.21.01.01)**

CECHY PRODUKTU:

- składana aluminiowo-stalowa rama,
- oparcie z regulowaną wysokością i szerokością, regulowana pozycja (siedząca, leżąca)
- siedzisko z możliwością regulowania szerokości i głębokości
- możliwość zmiany pozycji siedziska względem kierunku jazdy
- podnóżki z możliwością regulacji długości i kąta położenia
- barierka do prowadzenia z możliwością zmiany kąta
- skrętne, blokowane przednie koła z możliwością szybkiego demontażu
- amortyzowane tylne koła piankowe z możliwością szybkiego demontażu i systemem hamulcowym
- zagłówek stabilizujący pozycję głowy z możliwością regulacji wysokości ustawienia
- barierka siedziska
- szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem
- klin abdukcyjny z możliwością zmiany położenia
- wyposażenie standardowe: daszek, kosz na zakupy, folia przeciwdeszczowa, śpiwór
- bogata kolorystyka tapicerki
- koła pełne lub pompowane
- tapicerka Oeko-TEX



Wysokość podnóżka (cm)	24 - 33	Maksymalna wysokość wózka (cm)	117
Szerokość siedziska (cm)	25 - 30	Gabaryty po złożeniu (cm)	110 x 66 x 65
Głębokość siedziska (cm)	27 - 34	Średnica kół przednich (cm)	22
Wysokość oparcia (cm)	47 - 51	Średnica kół tylnych (cm)	27
Kąt odchylenia oparcia	105° - 145°	Waga wózka (kg)	21 - 22
Maksymalna szerokość wózka (cm)	66	Maksymalne obciążenie (kg)	30
Maksymalna długość wózka (cm)	120	Maksymalny wzrost (cm)	125

JUNIOR PLUS wózek inwalidzki specjalny



nr katalogowy: **DRVGOJ (S.20.01.01, S.21.01.01)**

CECHY PRODUKTU:

- składana aluminiowo-stalowa rama
- oparcie z regulowaną wysokością i szerokością, regulowana pozycja (siedząca, leżąca)
- siedzisko z możliwością regulacji szerokości i głębokości
- możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia siedziska za pomocą siłowników
- możliwość zmiany pozycji siedziska względem kierunku jazdy (rozmiar 2)
- podnóżki z możliwością regulacji długości i kąta położenia
- barierka do prowadzenia z możliwością zmiany kąta
- skrętne, blokowane przednie koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu
- amortyzowane tylne koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu i systemem hamulcowym
- zagłówek stabilizujący pozycję głowy z możliwością regulacji wysokości
- barierka siedziska
- szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem
- klin abdukcyjny z możliwością zmiany położenia
- podłokietniki regulowane na wysokość
- wyposażenie standardowe: daszek, kosz na zakupy, folia przeciwdeszczowa, śpiwór, uchwyt na kubek, stolik, podłokietniki i oświetlenie
- bogata kolorystyka tapicerki

Rozmiar	rozmiar 2	rozmiar 3
Szerokość siedziska (cm)	26 - 37	32 - 43
Głębokość siedziska (cm)	29 - 35	34 - 40
Wysokość oparcia (cm)	50 - 55	60 - 70
Szerokość wózka (cm)	60	61
Długość wózka (cm)	100	105
Maksymalna wysokość wózka (cm)	116	120
Średnica kół przednich (cm)	23,5-Pompowane / 22,5-PU	20-Pompowane / 20-PU
Średnica kół tylnych (cm)	29,5-Pompowane / 28-PU	24,5-Pompowane / 24,5-PU
Waga wózka (kg)	19,5	21
Maksymalne obciążenie (kg)	40	75
Maksymalne wzrost (cm)	130	165

KOLORYSTYKA tapicerki Junior i Junior Plus

Czarno-niebieska



Czarno-zielona



Czarno-czerwona



Czarno-szara



Czarno-biała kratka



Czarna w kolorowe groszki

EIO PUSH CHAIR wózek inwalidzki specjalny



nr katalogowy: **06-2005 (S.20.01.01)**

CECHY PRODUKTU:

- ultralekka, aluminiowa rama
- wyściełany zagłówek
- obustronna stabilizacja bioder i pleców
- regulacja kąta oparcia od 25° do 75°
- podnózek z regulacją kąta oraz długości podudzia poprzez zastosowanie podpory stóp
- podnózek i rączka do pchania z regulacją kąta
- 5-cio punktowe pasy stabilizujące z zapięciem na piersi i miękkimi nakładkami na ramiona
- zdejmowany daszek z okienkiem i kieszenią
- wyjątkowo duże bezdętkowe koła (23/28 cm) zapewniające łatwe manewrowanie i prowadzenie
- obrotowe kółka przednie z blokadą jazdy na wprost przydatną, przy jeździe po nierównym podłożu
- łatwy w obsłudze hamulec kół tylnych
- siatka na drobniaki
- praktyczne kieszenie boczne

OPCJE:

- możliwość montażu siedzisk anatomicznych lub profilowanych
- osłona przeciwdeszczowa
- barierka zabezpieczająca
- śpiwór

Szerokość siedziska (cm)	35	Średnica kół przednie/tylne (cm)	23/28
Głębokość siedziska (cm)	30	Waga wózka (kg)	10
Wysokość oparcia (cm)	61	Maksymalna waga użytkownika (kg)	40
Wymiary po rozłożeniu szer./gt./wys. (cm)	61/117/114	Maksymalny wzrost użytkownika (cm)	130
Wymiary po złożeniu szer./gt./wys. (cm)	61/94/45,7		

JOGGER PUSH CHAIR

wózek inwalidzki specjalny dziecięcy



nr katalogowy: 62000000 (S.20.01.01)

CECHY PRODUKTU:

- ultralekka, aluminiowa rama
- 3 koła pneumatyczne 30 cm
- blokowane i osłonięte koło przednie
- hamulec tarczowy przedniego koła
- praktyczna amortyzacja kół tylnych
- hamulec postojowy nożny
- regulacja kąta oparcia pleców
- zdejmowany daszek z okienkiem
- 5-cio punktowe pasy stabilizujące z zapięciem na piersi i miękkimi nakładkami na ramiona
- rączka z regulacją wysokości
- koła łatwe do demontażu na czas transportu
- dwustronna tapicerka siedziska (lato - zima)

OPCJE:

- możliwość montażu siedzisk anatomicznych lub profilowanych
- zagłówek
- siatka na zakupy
- osłona przeciwdeszczowa
- śpiwór



Szerokość siedziska (cm)	35	Kąt oparcia	100° - 140°
Głębokość siedziska (cm)	30	Średnica kół (cm)	30
Wysokość oparcia (cm)	62,5	Waga wózka (kg)	11,5
Wymiary po rozłożeniu szer./gt./wys. (cm)	65/105/107,5	Maksymalna waga użytkownika (kg)	50
Wymiary po złożeniu szer./gt./wys. (cm)	82,5/52,5/40	Maksymalny wzrost użytkownika (cm)	130

FLASH wózek inwalidzki specjalny



CE MEYRA®

nr katalogowy: **1.135** wersja Junior (**S.15.O2.O1.10**)

CECHY PRODUKTU:

- rama krzyżakowa
- dwie długości ramy midi i maxi
- szerokość siedziska od 24 do 40 cm
- 3 rozmiary kół przednich
- kamber kół tylnych 3° i 6°
- cięgi aluminiowe lub stal nierdzewna
- boczki stały aluminiowy w kolorze ramy
- podnóżek aluminiowy jednoczęściowy
- wybór wielkości i materiału kół tylnych (22" lub 24")
- możliwość wyboru nachylenia kół tylnych do 3° (kamber)
- kółko antywywrotne
- duży wybór kolorów ramy

OPCJE:

- hamulce bębnowe dla osoby towarzyszącej
- płyta oparcia, aluminiowa zdejmowana w kolorze ramy
- rączki do pchania z płynną regulacją wysokości
- zagłówki
- boczki aluminiowy z podłokietnikiem
- zapiętki
- tapicerka oddychająca
- osłony na szprychy
- kółko antywywrotne
- wąż tylny
- pas bezpieczeństwa
- stolik
- uchwyt na kule
- ciąg dla tetraplegików oraz hemi przy kołach 24"
- hamulce dla prowadzącego przy kołach 24"
- dodatkowe koło antywywrotne

	MIDI MAXI	MAXI		
Szerokość siedziska (cm)	24 - 30	32 - 40	Kąt nachylenia kół tylnych (kamber)	3° lub 6°
Wysokość siedziska przód/tył	39 - 47/36 - 44	39 - 48/39 - 47	Długość całkowita (cm)*	67 - 93
Głębokość siedziska (cm)	24 - 30	32 - 40	Minimalna waga wózka (kg)*	10
Wysokość oparcia (cm)	25, 30, 35, 40		Maksymalna waga użytkownika (kg)	75
Wysokość wózka (cm)	tylna wysokość siedziska + wysokość oparcia + 4 cm			
Szerokość całkowita (cm)	szerokość siedziska +22 cm (3°) i +26 cm (6°)		* W zależności od wybranych opcji	

SIEDZISKO PROFILOWANE

nr katalogowy: **(S.23.01.01)**

Siedziska specjalistyczne firmy SPECIAL TOMATO są miłe w kontakcie z ciałem oraz gwarantują zarówno wysoki komfort, jak i trwałość, co jest niezwykle ważne przy częstym z nich korzystaniu. Specjalna pianka, z której wykonane są siedziska, wytrzymuje duże obciążenia, nie pęka i posiada właściwości bakteriostatyczne. Z racji swoich nieprzeciętnych właściwości materiał ten stał się kluczowym do produkcji wszystkich sprzętów pomocniczych firmy SPECIAL TOMATO. Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni można używać ogólnie dostępnych środków chemicznych, co jest ważne na zajęciach rehabilitacyjnych, w przedszkolach lub szkołach integracyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bez lateksu
- gładka, niemechająca się i nienasiąkająca powierzchnia
- odpowiednio miękki, elastyczny i niepękający materiał
- właściwości bakteriostatyczne
- czyszczenie ogólnodostępnymi środkami chemicznymi
- można zamontować w wózkach Jogger i Eio
- bezpieczny montaż na standardowych krzesłach
- dodatkowe pokrowce z tkaniny dystansowej

NUMERY KATALOGOWE:

Siedzisko szare, pas 5 punktowy	DK77020109	DK77020109	DK77010309	DK77010409	DK77010509
Siedzisko błękitne, pas 5 punktowy	DK77020104	DK77020104	DK77010304	DK77010404	DK77010504
Podstawa do siedziska profilowanego	78000105	78000105	78000105		
Podstawa do siedziska profilowanego na kółkach	77200100	77200100	77200100	77200200	77200200

SIEDZISKO PROFILOWANE, WYMIARY:

Rozmiar	1	2	3	4	5
Wiek użytkownika (lata)	1 - 3	3 - 6	6 - 9	9 - 14	13+
Waga użytkownika (kg)	9 - 18	13 - 27	18 - 36	22 - 50	40 - 90
Wzrost użytkownika (cm)	75 - 100	87 - 120	100 - 140	125 - 162	135 - 185
Szerokość siedziska (cm)	20	25	30	35	40
Głębokość siedziska (cm)	17,5	23,5	28,5	33,5	40
Wysokość oparcia (cm)	52,5	65	72,5	82,5	97,5
Szerokość siedziska całk. (cm)	30	35	40	45	50
Głębokość siedziska całk. (cm)	30	35	40	47,5	52,5
Wysokość oparcia całk. (cm)	62,5	72,5	85	95	110
Waga siedziska (kg)	2,7	4,5	5,9	7,25	8,6




Siedzisko profilowane
jednoczęściowe szare



Siedzisko profilowane
jednoczęściowe błękitne



Podstawa do siedziska
profilowanego na kółkach



Podstawa miękka do
siedziska profilowanego

NASI PRZEDSTAWICIELE

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Dyrektor handlowy
Marcin Hałas
tel. 603 896 799
e-mail: mhalas@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Damian Surlej
tel. 695 120 381
e-mail: dsurlej@meyragroup.com

MEYRA, NETTI
Manager Marki Meyra, Netti
Piotr Szarliński
tel. 502 278 534
e-mail: pszarlinski@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE,
ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE
Rafał Piechocki
tel. 609 112 731
e-mail: rpiechocki@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE,
PODKARPACKIE
Krystian Zamojski
tel. 697 068 605
e-mail: kzamojski@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE,
KUJAWSKO-POMORSKIE,
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Grzegorz Bronikowski
tel. 609 112 596
e-mail: gbronikowski@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE,
PODLASKIE
Artur Szustek
tel. 607 877 108
e-mail: aszustek@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE,
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Dariusz Kowalczyk
tel. 663 903 414
e-mail: dkowalczyk@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE,
PODKARPACKIE, ŚLĄSKIE
Dariusz Malczyk
tel. 609 114 513
e-mail: mschiller@meyragroup.com

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE,
OPOLSKIE
Marcin Schiller
tel. 609 114 513
e-mail: mschiller@meyragroup.com

PRODUCENT



mdh sp. z o.o. ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź



MEYRA GmbH, Meyra-Ring 2, 32689 Kalletal-Kalldorf, Niemcy





Alu Rehab AS, Bedriftsvegen 23, N-4353 Klepp Stasjon, Norwegia






BERGERON HEALTH CARE, 15 South Second Street, Dolgeville, NY 13329, USA
UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:
Global Carehab, Holmstrupgaardvej11, 8220 Brabrand, Dania



mdh Sp.z o.o.  +48 42 674 83 84
ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź  mdh.biuro@meyragroup.com

Dział handlowy  +48 42 676 32 54
rehabilitacja  mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

Dział serwisu  +48 603 896 199
 mdh.serwis@meyragroup.com



PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:
mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 674 83 84, mdh.biuro@meyragroup.com