

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)




Cena wersji standardowej:

14.400,00 zł. brutto


P129.00.12:

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2

P129A.01.10:

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2

1. szerokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość siedziska

4. szerokość siedziska

5. szerokość siedziska

6. szerokość siedziska

7. szerokość siedziska

8. szerokość siedziska

9. szerokość siedziska

10. długość podudzia

wzrost

waga

Szerokość siedziska (wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczkaami + 1cm)

<input type="checkbox"/>	32	szerokość siedziska 32 cm	-
<input type="checkbox"/>	34	szerokość siedziska 34 cm	-
<input type="checkbox"/>	36	szerokość siedziska 36 cm	-
<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 38 cm	-
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 40 cm	-
<input type="checkbox"/>	342	szerokość siedziska 42 cm	-
<input type="checkbox"/>	344	szerokość siedziska 44 cm	-
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 46 cm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 48 cm	-

Głębokość siedziska (wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki)

<input type="checkbox"/>	368	głębokość siedziska 38cm	rama krótka kod 351 dla głębokości siedziska 38-42cm	-
<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 40cm	długość całkowita wózka (w zależności od pozycji koła tylnego i stopnia podnóżka: 76-84cm)	-
<input type="checkbox"/>	784	głębokość siedziska 42cm		-
<input type="checkbox"/>	618	głębokość siedziska 44cm	rama średnia kod 352 dla głębokości siedziska 44-46cm	-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 46cm	dł. całkowita wózka (w zależności od pozycji koła tylnego i stopnia podnóżka: 80-88cm)	-
<input type="checkbox"/>	787	głębokość siedziska 48cm	rama długa kod 353 dla głębokości siedziska 48-50cm	650,00
<input type="checkbox"/>	792	głębokość siedziska 50cm	dł. całkowita wózka (w zależności od pozycji koła tylnego i stopnia podnóżka: 84-92cm)	650,00

Wysokość oparcia pleców (wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki pleców)

<input type="checkbox"/>	620	wysokość oparcia pleców 25cm		-
<input type="checkbox"/>	626	wysokość oparcia pleców 30cm	tapicerka z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	631	wysokość oparcia pleców 35cm	możliwość regulacji wysokości oparcia pleców +/- 1,5cm	-
<input type="checkbox"/>	632	wysokość oparcia pleców 40cm		-
<input type="checkbox"/>	633	wysokość oparcia pleców 45cm		-

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO peloty piersiowe, małe; para; przy wysokości oparcia 30-40cm; ograniczone składanie oparcia	1.700,00
<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 36 cm	300,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 44 cm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 45 cm	300,00
<input type="checkbox"/>	06-3554	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy; klamra plastikowa	200,00
<input type="checkbox"/>	06-6219	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy; klamra samochodowa	350,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 60 cm	
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 80 cm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 110 cm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 140 cm	

Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	krótkie rączki do pchania wózka, stałe	-
<input type="checkbox"/>	411	oparcie pleców bez rączek do pchania wózka	-
<input type="checkbox"/>	141	krótkie rączki do pchania wózka, składane; NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI RĄCZKAMI NA WYSOKOŚĆ - KOD 502	350,00
<input type="checkbox"/>	502	regulowane na wysokość rączki do pchania wózka; reg. do 15cm- płynna NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 25CM ORAZ RĄCZKAMI KOD 141	800,00
<input type="checkbox"/>	238	składana z wózkiem sztanga oparcia pleców, dla szerokości siedziska od 32 cm NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI KOD 502	400,00

Szerokość oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	2310	szerokość oparcia pleców szersza o 1,5cm na stronę względem szerokości siedziska (poszerzenie rurek oparcia)	1.700,00
<input type="checkbox"/>	2311	szerokość oparcia pleców szersza o 2,5cm na stronę względem szerokości siedziska (poszerzenie rurek oparcia)	1.700,00
<input type="checkbox"/>	2312	szerokość oparcia pleców węższa o 1,5cm na stronę względem szerokości siedziska (przewężenie rurek oparcia)	1.700,00
<input type="checkbox"/>	2313	szerokość oparcia pleców węższa o 2,5cm na stronę względem szerokości siedziska (przewężenie rurek oparcia)	1.700,00

Przednia wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wys. siedziska do 10cm)

	45cm	46cm	47cm	48cm	49cm	50cm	51cm	52cm	53cm	54cm	55cm
kółka przednie 100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
kółka przednie 125mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
kółka przednie 142mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
kółka przednie 175mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kółka przednie 180mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 151	kółka 100mm, pełne, twarda guma				<input type="checkbox"/> czarne		<input type="checkbox"/> szare				-
<input type="checkbox"/> 325	kółka 125 mm, pełne, twarda guma				<input type="checkbox"/> czarne		<input type="checkbox"/> szare				-
<input type="checkbox"/> 327	kółka 142mm, pełne, miękka guma				<input type="checkbox"/> czarne		<input type="checkbox"/> szare				-
<input type="checkbox"/> 161	kółka przednie 180mm; pełne; szare										-
<input type="checkbox"/> 645	kółka przednie 180mm; pompowane; szare										-
<input type="checkbox"/> 2480	kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa										250,00
<input type="checkbox"/> 2481	kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma										450,00
<input type="checkbox"/> 2482	kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma										550,00
<input type="checkbox"/> 2483	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma										100,00
<input type="checkbox"/> 2484	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma										250,00
<input type="checkbox"/> 2485	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma										250,00
<input type="checkbox"/> 2486	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma										250,00
<input type="checkbox"/> 2487	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma										600,00
<input type="checkbox"/> 2488	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma										250,00
<input type="checkbox"/> 2489	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma										300,00
<input type="checkbox"/> 2490	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma										300,00
<input type="checkbox"/> 2491	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma										300,00
<input type="checkbox"/> 2492	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma										300,00
<input type="checkbox"/> 2493	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma										300,00
<input type="checkbox"/> 2494	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma										300,00
<input type="checkbox"/> 2495	kółka przednie 100x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma										300,00
<input type="checkbox"/> 2496	kółka przednie 125x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma										400,00
<input type="checkbox"/> 903	wzmocniony widelec kółek przednich. Zalecany dla osób o wadze pow. 100kg oraz podczas korzystania wózka z zamontowanymi dostawkami elektrycznymi.										100,00
<input type="checkbox"/> 865	wzmocniony varioblock kół tylnych; zalecany w przypadku bardzo aktywnego użytkownika wózka; przy wadze użytkownika powyżej 120 kg oraz użytkownika wózka z dostawkami elektrycznymi: NIE ŁACZYĆ z: - koła 24" i tylną wysokością siedziska do 48cm - koła 25" i tylną wysokością siedziska do 50cm - koła 26" i tylną wysokością siedziska do 51cm										500,00

Tylna wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; maksymalna różnica pomiędzy przednią i tylną wys. siedziska do 10cm)

rozmiar koła tylnego	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
24x1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
25x1"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26x1"					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią rurki oparcia a środkiem koła tylnego)**BALANS AKTYWNY (pos. 9) NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ (KOD 351) T.J. PRZY GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA: 38, 40 I 42CM**

balans	pasywny			pośredni		aktywny (NIE Z RAMĄ KRÓTKĄ)				
pozycja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dystans w cm	<input type="checkbox"/> 3,5	<input type="checkbox"/> 4,5	<input type="checkbox"/> 5,7	<input type="checkbox"/> 6,9	<input type="checkbox"/> 8,1	<input type="checkbox"/> 9,3	<input type="checkbox"/> 10,5	<input type="checkbox"/> 11,5	<input type="checkbox"/> 13,5	<input type="checkbox"/> 14,7

Koła tylne

<input type="checkbox"/>	2651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane	24"	-
<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	-
<input type="checkbox"/>	848	koła SILVERDESIGN, promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem	24"	100,00
<input type="checkbox"/>	695	koła AKTIV, promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) Zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 ORAZ KOD 474 NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGIEM ALUMINIOWYM KOD 494 ORAZ Z CIĄGAMI 849, 850, 853 NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166	<input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26"	800,00 800,00 800,00
<input type="checkbox"/>	752	koła LIGHT; promienisty układ szprych; felga, szprychy oraz piasta w kolorze srebrnym ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe RightRun szaro-czarne ciąg aluminiowy- czarny Dla użytkowników o wadze do 90 kg NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 447	24"	850,00
<input type="checkbox"/>	2461	koła DAY LITE, felga aluminiowa, felga, piasta oraz szprychy czarne; ciągi aluminiowe w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe Gazelle, czarne, dla użytkownika o wadze do 100 kg		1.600,00
<input type="checkbox"/>	2465	koła SIX-STAR; ogumienie wysokociśnieniowe, szare; ciągi aluminiowe, srebrne; dla kół 24x1"		1.000,00
<input type="checkbox"/>	2466	koła CROSS, terenowe; 24x 1 3/4", ciągi stalowe TYLKO Z BOCZKIEM AKTYWNYM KOD 98 TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° KOD 423		1.100,00
<input type="checkbox"/>	2468	koła DAY LITE, felga aluminiowa, felga, piasta oraz szprychy czarne; ciągi aluminiowe w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe Speedlite, czarne, dla użytkowników o wadze do 100 kg		1.100,00
<input type="checkbox"/>	2469	koła SPINERGY CLX, carbonowe; czarne, szprychy i piasta czarne, ogumienie wysokociśnieniowe NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° KOD 423		5.900,00
<input type="checkbox"/>	2470	koła SPINERGY LX; felga, piasta, szprychy aluminiowa w kolorze czarnym NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° KOD 423		4.200,00
<input type="checkbox"/>	2471	koła SPINERGY LX, aluminiowe; felga i piasta w kolorze czarnym; szprychy w kolorze białym NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° KOD 423		4.200,00
<input type="checkbox"/>	2472	SPINERGY LX, aluminiowe; felga i piasta w kolorze czarnym; szprychy pomarańczowe NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° KOD 423		4.400,00
<input type="checkbox"/>	2473	koła BLACK-AKTIV; piasta, felga oraz szprychy czarne; ogumienie wysokociśnieniowe czarne; ciągi aluminiowe - czarne		1.000,00

Ogumienie kół tylnych (dla kodu 651- koła standard, 848- koła SILVERDESIGN i 695- koła AKTIV)

<input type="checkbox"/>	496	ogumienie wysokociśnieniowe, szare	24x1", 25x1", 26x1"	-
<input type="checkbox"/>	474	ogumienie pełne, czarne; NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV - KOD 695	24x1"	200,00
<input type="checkbox"/>	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie	24x1"	200,00
<input type="checkbox"/>	363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, bez bieżnikowe; wzmocnione, czarne	24x1"	450,00
<input type="checkbox"/>	897	ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus Evolution; z wyraźnym bieżnikiem; o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	24x1", 25x1", 26x1"	300,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe RightRun czerwono-czarne	24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe RightRun niebiesko-czarne	24x1"	150,00

Hamulce

<input type="checkbox"/>	305	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe, dźwignia odchylana na zewnątrz wózka		-
<input type="checkbox"/>	652	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe, dźwignia prosta przesunięta bliżej osłon bocznych		250,00
<input type="checkbox"/>	2595	hamulce dociskowe dla użytkownika, poziome		250,00
<input type="checkbox"/>	706	hamulce bębnowe dla opiekuna; tylko z kołami 24" TYLKO Z RĄCZKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI - KOD 502 I KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 0° - KOD 423 TYLKO Z BOCZKIEM KOD 98, 748, 81, 84		1.800,00
<input type="checkbox"/>	681	przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305		250,00

Kamber

<input type="checkbox"/>	423	kąt nachylenia kół tylnych 0°		-
<input type="checkbox"/>	447	kąt nachylenia kół tylnych 3° NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT KOD 752		-

Ciągi

<input type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali polerowanej	24x1"	25x1"	26x1"	-
<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe, srebrne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI AKTIV KOD 695			24x1"	-
<input type="checkbox"/>	445	ciągi tytanowe, 6 uchwytów montażowych TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY	24x1"	25x1"	26x1"	1.200,00
<input type="checkbox"/>	849	ciągi trapezowe, aluminiowe - czarne TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY ORAZ Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 I 2651			24x1"	1.200,00
<input type="checkbox"/>	850	ciągi trapezowe, aluminiowe - czarne; ciągi powlekane TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY ORAZ KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 I 2651			24x1"	1.600,00
<input type="checkbox"/>	853	ciągi owalne, aluminiowe - czarne; ciągi powlekane ze zmienną warstwą gumową TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY ORAZ KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 I 2651			24x1"	1.500,00
<input type="checkbox"/>	168	ciągi OPTIGRIPP - powlekane dla Tetraplegików			24x1"	900,00
<input type="checkbox"/>	166	silikonowa nakładka na ciągi, czarna NIE ŁĄCZYĆ KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY, NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494			24x1"	350,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)				-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm) TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I KOD 848				-

Boczki

<input type="checkbox"/>	100	boczek aktywny - aluminiowy, z nadkolem 3,5cm; w kolorze ramy; stały				-
<input type="checkbox"/>	98	boczek aktywny - aluminiowy, z nadkolem 5cm; w kolorze ramy; stały				350,00
<input type="checkbox"/>	748	boczek aktywny - aluminiowy, z nadkolem 5cm; w kolorze ramy; stały; regulowany na wysokość krótki podłokietnik (26cm)				150,00
<input type="checkbox"/>	783	boczek aktywny - karbonowy, z nadkolem 3cm; czarny; stały				1.500,00
<input type="checkbox"/>	81	boczek zabudowany, z tworzywa; w kolorze czarnym; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnikiem; podłokietnik krótki; dł. podłokietnika: 25cm dla tylnej wysokości siedziska od 45cm NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI DOCISKOWYMI KOD 652				1.000,00
<input type="checkbox"/>	84	boczek zabudowany, z tworzywa; w kolorze czarnym; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnikiem; podłokietnik długi; dł. podłokietnika: 36cm dla tylnej wysokości siedziska od 44cm NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI DOCISKOWYMI KOD 652				1.000,00
<input type="checkbox"/>	11	montaż boczka kod 100, 748 lub 783 z możliwością ich wyjmowania				-
<input type="checkbox"/>	2903	wzmocniony uchwyt boczaków, aluminiowy w kolorze czarnym, NIE ŁĄCZYĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYJMOWANIA BOCZKÓW KOD 11				300,00

Podnózek

<input type="checkbox"/>	293	podnózek odchylany i zdejmowany; para, kąt ramy 84°	-
<input type="checkbox"/>	759	podnózek 293; lewy	-
<input type="checkbox"/>	760	podnózek 293; prawy	-
<input type="checkbox"/>	94	bez podnóżków	-

Stoień podnóżka (dla długości podudzia 38-48 cm)

<input type="checkbox"/>	312	stoień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy; szerokość 10cm; regulacja wysokości, kąta i głębokości;	-
<input type="checkbox"/>	311	stoień podnóżka wykonany z płyty aluminiowej kolor czarny mat;	-
<input type="checkbox"/>	312/663	stoień podnóżka jednoczęściowy, odchylany na zewnątrz wózka, szerokość 10cm;	600,00
<input type="checkbox"/>	808	stoień podnóżka dzielony, aluminiowy w kolorze ramy; regulacja głębokości i kąta	600,00
<input type="checkbox"/>	4312	stoień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; szerokość 15cm; regulacja wysokości, kąta oraz głębokości; stoień podnóżka z oświetleniem drogi LED z włączeniem przy pomocy Bluetooth z ramą przednią prostą (kod 4959) przy szerokości siedziska od 36cm z ramą przednią zwężaną (kod 4950) przy szerokości siedziska od 40cm	2.100,00
<input type="checkbox"/>	4313	stoień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; szerokość 15cm; regulacja wysokości, kąta oraz głębokości; stoień podnóżka z oświetleniem drogi LED z ramą przednią prostą (kod 4959) przy szerokości siedziska od 36cm z ramą przednią zwężaną (kod 4950) przy szerokości siedziska od 40cm	1.800,00

podaj długość podudzia (bez poduszki siedziska)

<input type="checkbox"/>	359	pas podudzia	-
--------------------------	-----	--------------	---

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	130	tytanowy	<input type="checkbox"/>	4919	srebrny
<input type="checkbox"/>	206	czarny mat	<input type="checkbox"/>	4049	oliwkowy półmat
<input type="checkbox"/>	227	czerwony metalik	<input type="checkbox"/>	4050	błękitny
<input type="checkbox"/>	224	niebieski metalik	<input type="checkbox"/>	4051	kredowy
<input type="checkbox"/>	4044	czerwony półmat	<input type="checkbox"/>	4922	zielony metalik

Netti Contour, oddychająca poszewka 3D

	szerokość	głębokość	
<input type="checkbox"/>	7361	40	40 200,00
<input type="checkbox"/>	7362	40	45 200,00
<input type="checkbox"/>	7363	43	40 200,00
<input type="checkbox"/>	7364	43	45 200,00
<input type="checkbox"/>	7365	45	40 200,00
<input type="checkbox"/>	7366	45	45 200,00
<input type="checkbox"/>	7367	45	50 200,00
<input type="checkbox"/>	7368	50	45 200,00
<input type="checkbox"/>	7369	50	50 200,00

poduszki Netti dopasowane do realnych wymiarów siedziska +/-2 cm

Tapicerka siedziska

<input type="checkbox"/>		tapicerka siedziska kodura; kieszeń pod siedziskiem							-
<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska płaska; wysokość 3cm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców							-
<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska płaska; wysokość 6cm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców							-
		poduszka siedziska płaska; obszyta dzianiną dystansową, miękka	<input type="checkbox"/> 10331	wysokość 3cm	<input type="checkbox"/> 10334	wysokość 5cm			250,00
			kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa			
		poduszka siedziska płaska; obszyta kodurą, miękka	<input type="checkbox"/> 10332	wysokość 3cm	<input type="checkbox"/> 10335	wysokość 5cm			150,00
			kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa			
	9868	poduszka siedziska płaska, składana; obszyta kodurą		<input type="checkbox"/> wysokość 3cm		<input type="checkbox"/> wysokość 5cm			250,00
			kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa			
	10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 5cm, obycie	<input type="checkbox"/>	dzianina dystansowa, czarna					350,00
			<input type="checkbox"/>	eko-skóra					
<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 36 cm							250,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 38 - 44 cm							250,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 45 cm							250,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy miękki z przekładką siedziska; grubość przekładki	<input type="checkbox"/>	1cm	<input type="checkbox"/>	3cm	<input type="checkbox"/>	5cm	400,00
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy							150,00

Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

<input type="checkbox"/>	235	tapicerka pleców standardowa, TREVIRA- czarna							-
<input type="checkbox"/>	292	tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca), czarna							450,00
<input type="checkbox"/>	10320	tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca):			<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa			150,00
<input type="checkbox"/>	10319	tapicerka pleców alcantras, czarna							250,00
<input type="checkbox"/>	2002	tapicerka oparcia pleców poszerzona o 2 cm							200,00
<input type="checkbox"/>	2003	tapicerka oparcia pleców poszerzona o 4 cm							200,00
<input type="checkbox"/>	TP-1	obszycie ochronne bariereki oparcia pleców oraz ramy przedniej z dzianiny dystansowej							150,00
<input type="checkbox"/>	109662	dodatkowa kieszeń na drobiazgi, naszyta na tapicerkę oparcia							100,00

Oslony na szprychy (tylko do kół kod 651, 848, 695, 752)

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste							400,00
--------------------------	-----	---------------	--	--	--	--	--	--	--------

Kółka podporowe (chowane pod wózek)

<input type="checkbox"/>	691	para; NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309							1.800,00
<input type="checkbox"/>	712	lewe; NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4930							900,00
<input type="checkbox"/>	713	prawe; NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4931							900,00

Wąs tylny (nie pełni funkcji anty wywrotnej)

<input type="checkbox"/>	309	para; NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 691	900,00
<input type="checkbox"/>	4930	lewe; NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 691 I 712	450,00
<input type="checkbox"/>	4931	prawe; NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 691 I 713	450,00

Dodatki

<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy; TYLKO DO KÓŁ KOD 651, 2651, 848; NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY	100,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka	50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę TYLKO Z WĄSEM TYLNYM	100,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	350,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne z przegrodą oraz kieszenią	200,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka