

Formularz zamówienia

FEMTO S

adaptacyjny wózek inwalidzki, model 1.186



Zamawiający

Nr zamówienia
(bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:
11 400,00 zł brutto

S.15.01.00.12

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie; o masie z dołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

S.15.02.01.10

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie; o masie z dołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

1

Rama wózka

(podnóżki odchylane i wyjmowane)

☒

4959 Przednia rama wózka prosta (bez przewężenia)

-

2

Szerokość i głębokość

	C-394 340mm	C-366 360mm	C-368 380mm	C-615 400mm	C-784 420mm	C-618 440mm	C-619 460mm	C-787 480mm	C-792 500mm
320mm (C-32)	300,00 zł	300,00 zł	200,00 zł	-	-	-	-	250,00 zł	250,00 zł
340mm (C-34)	300,00 zł	300,00 zł	200,00 zł	-	-	-	-	250,00 zł	250,00 zł
360mm (C-36)	300,00 zł	300,00 zł	200,00 zł	-	-	-	-	250,00 zł	250,00 zł
380mm (C-38)	300,00 zł	300,00 zł	200,00 zł	-	-	-	-	250,00 zł	250,00 zł
400mm (C-40)	300,00 zł	300,00 zł	200,00 zł	-	-	-	-	250,00 zł	250,00 zł
420mm (C-342)	300,00 zł	300,00 zł	200,00 zł	-	-	-	-	250,00 zł	250,00 zł
440mm (C-344)	300,00 zł	300,00 zł	200,00 zł	-	-	-	-	250,00 zł	250,00 zł
460mm (C-46)	400,00 zł	400,00 zł	300,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
480mm (C-48)	400,00 zł	400,00 zł	300,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
500mm (C-350)	450,00 zł	450,00 zł	350,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
520mm (C-952)	500,00 zł	500,00 zł	400,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	450,00 zł	450,00 zł

- !

Szerokość siedziska: wymiar tapicerki po zewnętrznych krawędziach rurek siedziska
- !

Głębokość siedziska: wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki

3 Wysokość oparcia pleców

620	wysokość oparcia pleców 250mm	-
626	wysokość oparcia pleców 300mm	-
631	wysokość oparcia pleców 350mm	-
632	wysokość oparcia pleców 400mm	-
633	wysokość oparcia pleców 450mm	100,00 zł
637	wysokość oparcia pleców 500mm	300,00 zł

-  **Wysokość oparcia pleców:** wymiar tapicerki od górnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia pleców
-  Wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 0-60mm (w zależności od ustawionej wysokości oparcia); skokowo co 15mm

4 Kąt oparcia pleców

Pos. A	Pos. B	Pos. C	Pos. D	Pos. E	
80°	85°	90°	95°	100°	-

-  Możliwość samodzielnej zmiany kąta oparcia w podanym zakresie

5 Oparcia pleców - opcje

818	oparcie pleców składane na płaszczyznę siedziska	1500,00 zł
-----	--	------------

 **TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW O WYSOKOŚCI OD 400mm**

6 Elementy stabilizacji

2032	ErgoSeat PRO peloty piersiowe; małe; para	1800,00 zł
------	---	------------

 **DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 300, 350 ORAZ 400mm**

4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 260mm	250,00 zł
4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00 zł
2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00 zł
4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł

7

Rączki do pchania wózka

411	oparcie pleców bez rączek do pchania wózka	-
413	krótkie rączki do pchania wózka	200,00 zł
410	długie rączki do pchania wózka	150,00 zł
141	krótkie rączki do pchania wózka; składane	450,00 zł
502	krótkie rączki do pchania wózka z regulacją wysokości do +150mm	450,00 zł
⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI SKŁADANYMI - KOD 141		

8

Przednia wysokość siedziska

	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
kółka przednie 100mm													
kółka przednie 125mm													
kółka przednie 142mm													

⚠ Wysokość od podłoża do górnej krawędzi rurki siedziska - bez poduszki

9 Kółka przednie

151	kółka 100x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa	czarne	szare	- zł
325	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa	czarne	szare	- zł
327	kółka 142x37mm; pełne; miękka guma; felga z tworzywa	czarne	szare	- zł
2480	kółka 100x23mm; pełne; twarda guma; kółka świecące; felga z tworzywa			250,00 zł
2481	kółka 100x32mm; pełne; twarda guma - czarna; felga aluminiowa - srebrna			500,00 zł
2482	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma - czarna; felga aluminiowa - srebrna			500,00 zł
2483	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - srebrna			250,00 zł
2484	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czarna			250,00 zł
2485	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - biała			250,00 zł
2486	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czerwona			250,00 zł
2487	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - niebieska			250,00 zł
2488	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - pomarańczowa			250,00 zł
2489	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - srebrna			300,00 zł
2490	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czarna			300,00 zł
2491	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - biała			300,00 zł
2492	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czerwona			300,00 zł
2493	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - niebieska			300,00 zł
2494	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - pomarańczowa			300,00 zł
2495	kółka 100x30mm; pełne; twarda guma- czarna; felga karbonowa - czarna			300,00 zł
2496	kółka 125x30mm; pełne; twarda guma- czarna; felga karbonowa - czarna			350,00 zł

10 Tylna wysokość siedziska (bez poduszki)

wysokość podana w milimetrach (mm)

	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
koła 24"															
koła 25"															
koła 26"															

10a Koła tylne

2651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane	24"	- zł
651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	- zł
848	koła SILVERDESIGNE; felga, piasta i szprychy srebrne; promienisty układ szprych; felga z wysokim kołnierzem	24"	100,00 zł
695	koła AKTIV; promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO)	24x1"	900,00 zł
	zalecane dla użytkowników o wadze pow. 100kg.	25x1"	1 150,00 zł
	 NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI - KOD 494 I 487		
	 NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 I 853		
	 NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KÓŁ TYLNYCH 474 I 902	26x1"	1 050,00 zł
2469	koła SPINERGY CLX; karbbonowe; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym	24x1"	5 400,00 zł
2470	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym	24x1"	3 900,00 zł
2471	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze białym	24x1"	4 300,00 zł
2472	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze pomarańczowym	24x1"	3 900,00 zł

10b Koła tylne - kompletne: felga, cięgi oraz ogumienie

752	koła LIGHT; promienisty układ szprych; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym; cięgi aluminiowe - czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, szare: 24x1"	24x1"	900,00 zł
	 NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3* - KOD 447		
2461	koła DAY LITE; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; cięgi aluminiowe- czarne; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE- czarne;	24x1"	1 700,00 zł
	 DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100KG		
2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; cięgi aluminiowe- srebrne;	24x1"	1 500,00 zł
	 możliwość zamówienia innego modelu ogumienia wysokociśnieniowego z oferty MEYRA		
	koła CROSS: ogumienie terenowe; cięgi stalowe		
2466	 koła zalecane z boczkiem aktywnym	24x1,75"	1 100,00 zł
	 NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3* - KOD 447		
2468	koła DAY LITE; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; cięgi aluminiowe- czarne; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne;	25x1"	1 550,00 zł
	 DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100KG		
2473	koła BLACKLIGHT; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; cięgi aluminiowe - czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus	24x1"	1 100,00 zł

11 Ciągi

493	ciągi ze stali nierdzewnej	24", 25", 26"	- zł
494	ciągi aluminiowe- srebrne ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV - KOD 695	24"	- zł
487	ciągi aluminiowe - czarne ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV - KOD 695	24"	- zł
445	ciągi tytanowe; 6 uchwytów montażowych ⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY	24", 25", 26"	1 400,00 zł
849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne ⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY	24"	1 200,00 zł
850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium powlekane ⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY	24"	1 600,00 zł
853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową ⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY	24"	1 500,00 zł
168	ciągi OPTIGRIPP - aluminiowe; powlekane dla Tetraplegików	24"	900,00 zł
166	silikonowa nakładka na ciągi, czarna ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV (KOD 695) ORAZ KOŁAMI SPINERGY ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 ORAZ 487	24"	350,00 zł
871	system ciągów jednostronnych dla szerokości siedziska do 480mm montaż na rękę: p: 60 - lewą / p: 74 - prawą KOŁA KOMPLETNE, FELGA CZARNA; CIĄGI ALUMINIOWE CZARNE ⚠ TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM - KOD 902 NIE ZALECANY W AKTYWNYM USTAWIENIEM KÓŁ TYLNYCH ⚠ TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° - KOD 478	24"	2 300,00 zł


11a Odległość ciągu od koła

692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm) w zależności od modelu koła i ogumienia	-
693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm) w zależności od modelu koła i ogumienia ⚠ TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 ORAZ 848	-

12 Ogumienie kół tylnych (dla wybranych modeli kół)

496	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run - szare	24x1"; 25x1"; 26x1"	- zł
486	ogumienie pompowane - szare	24x1 3/8"	- zł
902	ogumienie pełne - szare ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV - KOD 695	24x1"	- zł
474	ogumienie pełne - czarne ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV - KOD 695	24x1"	150,00 zł
363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; czarne; wzmocnione	24x1"	400,00 zł
395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem	24x1"; 25x1"; 26x1"	150,00 zł
897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	24x1"; 25x1"; 26x1"	250,00 zł
ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run czerwono- czarne; gładkie	24x1"	300,00 zł
ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run niebiesko- czarne; gładkie	24x1"	300,00 zł

13 Regulacja środka ciężkości



⚠ **Środek ciężkości:** odległość od tylnej krawędzi rurki oparcia pleców do środka koła napędowego (szybkoślączki)

14 Kamber (kąt nachylenia kół tylnych)

478	0*	-
447	3*	-

15 Hamulce

305	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka	- zł
2595	hamulce LIGHT dociskowe dla użytkownika, poziome	- zł
650/60	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; hamulec jednostronny na rękę lewą	900,00 zł
650/74	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; hamulec jednostronny na rękę prawą	900,00 zł
681	przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305; para	500,00 zł

16 Boczki

101	boczki aktywne z tworzywa w kolorze czarnym; nadkole o szerokości 41mm	- zł
100	boczki aktywne, aluminiowe w kolorze czarnym, z wkładką carbonową; nadkole o szerokości 35mm	350,00 zł
783	boczki aktywne, karbonowe w kolorze czarnym; nadkole o szerokości 35mm	1 600,00 zł
304	osłony boczne, aktywne karbonowe w kolorze czarnym (bez nadkola)	600,00 zł
81	boczki odchylane i wyjmowane z blokadą; osłona z tworzywa w kolorze czarnym; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 250mm ! dla tylnej wysokości siedziska poniżej 460mm ograniczona regulacja wysokości podłokietnika	1 000,00 zł
84	boczki odchylane i wyjmowane z blokadą; osłona z tworzywa w kolorze czarnym; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 360mm ! dla tylnej wysokości siedziska poniżej 460mm ograniczona regulacja wysokości podłokietnika	800,00 zł
24	podłokietnik z rurki, odchylany i wyjmowany ! NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI KOD 81 I 84	1 550,00 zł

17 Podnóżki (część górna)

93	podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane; kąt ok. 110* (stopień podnóżka mocniej wysunięty do przodu wózka)	-
293	podnóżki kompaktowe, odchylane i zdejmowane; kąt ok. 100* (stopień podnóżka bliżej ramy wózka)	-

17a Stopień podnóżka

805	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa, w kolorze czarnym; głębokość 150mm ! DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 340mm	-
312	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy w kolorze ramy; odchylany; z regulacją kąta; głębokość 100mm	500,00 zł
808	stopień podnóżka dzielony, z płyty aluminiowej, w kolorze ramy; z regulacją kąta oraz głębokości; głębokość 150mm	1 200,00 zł

☒	359	pasek podudzia	-
-------------------------------------	-----	----------------	---

- ! Podaj długość podudzia**
podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki siedziska i jest regulowana w zakresie:
370-520mm dla wszystkich wymienionych modeli stopnia podnóżka
- ! W przypadku użytkownika wózka z poduszką należy określić w następujący sposób:**
jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz poduszką o grubości 50mm, to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm

18 Kolor ramy

130	tytanowy - szary
206	czarny mat
227	czzerwony metalik z efektem BROKAT
4044	czzerwony półmat
224	niebieski metalik
4050	błękitny mat
4919	srebrny
4051	biały kredowy
4049	oliwkowy mat
4922	zielony metalik z efektem REFLEX

19

Tapicerka siedziska

☒	562	standardowa tapicerka siedziska	-
-------------------------------------	-----	---------------------------------	---

19a

Poduszki siedziska standardowe

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa w kolorze:

	czarna	czerwona	granatowa	
560	wysokość 30mm			-
561	wysokość 60mm			

poduszka siedziska płaska- składana, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa w kolorze:

	czarna	czerwona	granatowa	
9868	wysokość 30mm			300,00 zł
	wysokość 60mm			

19b

Poduszki siedziska Netti Contour, tapicerka oddychająca 3D

	szerokość	głębokość	
7361	400	400	200,00 zł
7362	400	450	200,00 zł
7363	430	400	200,00 zł
7364	430	450	200,00 zł
7365	450	400	200,00 zł
7366	450	450	200,00 zł
7367	450	500	200,00 zł
7368	500	450	200,00 zł
7369	500	500	200,00 zł

19c

Siedzisko - stabilizacja

4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm				200,00 zł
3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 450mm				200,00 zł
4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm				200,00 zł
	klin krokowy miękki, wysoki; wszyty w poduszkę siedziska; wysokość poduszki:				
5062	10mm	30mm	60mm		400,00 zł

20 Tapicerka oparcia pleców

235	standardowa tapicerka oparcia pleców z kodury w kolorze czarnym	-
292	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej w kolorze czarnym	300,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej w kolorze czarnym ; tapicerka z fartuchem oraz kieszenią na tylnej części	350,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej w kolorze czerwonym ; tapicerka z fartuchem oraz kieszenią na tylnej części	350,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej w kolorze granatowym ; tapicerka z fartuchem oraz kieszenią na tylnej części	350,00 zł

21 Kółka podporowe (chowane pod wózek)

728	para  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI	450,00 zł
729	lewe  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM - KOD 309 I 4930	300,00 zł
730	prawe  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM - KOD 309 I 4931	300,00 zł

22 Wąs tylny (nie pełni funkcji anty- wywrotnej)

309	para  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI	600,00 zł
4930	lewy  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI - KOD 728 I 729	300,00 zł
4931	prawy  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI - KOD 728 I 730	300,00 zł

23 Osłony na szprychy (TYLKO DLA KÓŁ 651, 2651; 848, 695)


489	przeźroczyste dla kół 24"  NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI KOD 819 I REFLEKTORAMI KOD 819 I 2082	450,00 zł
819	odblaski na szprychy  NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 I REFLEKTORAMI KOD 2082  TYLKO DLA KÓŁ STANDARDOWYCH KOD 651, 2651, 848, 695	100,00 zł
2082	nakładki odblaskowe na szprychy REFLEX  NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 I ODBŁASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819	00,00 zł

24 Stolik terapeutyczny

929	stolik z plexi; przeźroczysty; nasuwany na podłokietniki - regulowany  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 84; TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 400-480MM	600,00 zł
930	stolik z plexi; przeźroczysty; nasuwany na podłokietniki; dedykowany dla żądanej szerokości siedziska  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 84; TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 400-480MM	750,00 zł

25 Dodatki

833	pas bezpieczeństwa, biodrowy	150,00 zł
970	uchwyt na kulę (1 uchwyt = 1 kula)  TYLKO W OPCJI Z WĄSEM TYLNYM LUB KÓŁKIEM PODPOROWYM	150,00 zł
205029500	deska do przesiadania się	300,00 zł
962	plecak jednokomorowy	250,00 zł
261519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
06-7791	plecak jednokomorowy z kieszenią zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców (nie obciąża tapicerki oparcia pleców)	400,00 zł
3075902	śpiwór dla osób o wzroście 160-185cm	550,00 zł
5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00 zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi dotyczące
realizacji
zamówienia
wózka