

## Formularz zamówienia

### FEMTO X

adaptacyjny wózek inwalidzki, model 1.185



Zamawiający

Nr zamówienia  
(bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:  
**10 900,00 zł brutto**

S.15.01.00.12

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie; o masie z dołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

S.15.02.01.10

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie; o masie z dołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

## 1 Rama wózka (model)

346	Rama wózka standardowa; kąt ramy przedniej ok 110°	- zł
347	Rama wózka kompaktowa; kąt ramy przedniej ok 100°	- zł

### 1a Rama wózka (podnóżki zintegrowane z ramą)

<input checked="" type="checkbox"/>	4959	Przednia rama wózka prosta (bez przewężenia)	- zł
-------------------------------------	------	--	------

## 2 Szerokość i głębokość

kod	C-394	C-366	C-368	C-615	C-784	C-618	C-619	C-787	C-792
głębokość	340mm	360mm	380mm	400mm	420mm	440mm	460mm	480mm	500mm
<b>szerokość (kod)</b>									
320mm (C-32)	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300,00 zł	350,00 zł
340mm (C-34)	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300,00 zł	350,00 zł
360mm (C-36)	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300,00 zł	350,00 zł
380mm (C-38)	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300,00 zł	350,00 zł
400mm (C-40)	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300,00 zł	350,00 zł
420mm (C-342)	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300,00 zł	350,00 zł
440mm (C-344)	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300,00 zł	350,00 zł
460mm (C-46)	400,00 zł	400,00 zł	300,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	400,00 zł	450,00 zł
480mm (C-48)	400,00 zł	400,00 zł	300,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	400,00 zł	450,00 zł
500mm (C-350)	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	400,00 zł	450,00 zł
520mm (C-952)	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	500,00 zł	550,00 zł

**▲ Szerokość siedziska:** wymiar między boczками: **wymiar tapicerki o około 15 mm węższy**  
- np: szerokość między boczками 400 mm: wymiar tapicerki 385 mm

**▲ Głębokość siedziska:** wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki

### 3 Wysokość oparcia pleców

620	wysokość oparcia pleców 250mm	- zł
626	wysokość oparcia pleców 300mm	- zł
631	wysokość oparcia pleców 350mm	- zł
632	wysokość oparcia pleców 400mm	- zł
633	wysokość oparcia pleców 450mm	100,00 zł
637	wysokość oparcia pleców 500mm	350,00 zł

⚠ **Wysokość oparcia pleców:** wymiar tapicerki od górnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia pleców

⚠ Wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 0-60mm (w zależności od ustawionej wysokości oparcia); skokowo co 15mm

### 4 Kąt oparcia pleców

Pos. A	Pos. B	Pos. C	Pos. D	Pos. E	
80°	85°	90°	95°	100°	- zł

⚠ Możliwość samodzielnej zmiany kąta oparcia w podanym zakresie

### 5 Oparcia pleców (opcje)

818	oparcie pleców składane na płaszczyznę siedziska ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI KOD 81 ORAZ KOD 84</b> ⚠ <b>TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW O WYSOKOŚCI OD 400mm</b>	1 500,00 zł
-----	--	-------------

## 6 Elementy stabilizacji

4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 260mm	250,00 zł
4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00 zł
2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00 zł
4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł

## 7 Rączki do pchania wózka

411	oparcie pleców bez rączek do pchania wózka	- zł
413	krótkie rączki do pchania wózka	- zł
410	długie rączki do pchania wózka	- zł
141	krótkie rączki do pchania wózka; składane	150,00 zł
502	krótkie rączki do pchania wózka z regulacją wysokości do +150mm <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 250MM (KOD 620) ORAZ 300MM (KOD 626)</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI SKŁADANYMI - KOD 141</b>	300,00 zł

## 8 Przednia wysokość siedziska

	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
kółka przednie 100mm													
kółka przednie 125mm													
kółka przednie 142mm													

**⚠ wysokość od podłoża do górnej krawędzi rurki siedziska - bez poduszki**

## 9 Kółka przednie

151	kółka 100x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa	czarne	szare	- zł
325	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa	czarne	szare	- zł
327	kółka 142x37mm; pełne; miękka guma; felga z tworzywa	czarne	szare	- zł
2480	kółka 100x23mm; pełne; twarda guma; kółka świecące; felga z tworzywa			200,00 zł
2481	kółka 100x32mm; pełne; twarda guma - czarna; felga aluminiowa - srebrna			400,00 zł
2482	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma - czarna; felga aluminiowa - srebrna			400,00 zł
2483	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - srebrna			150,00 zł
2484	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czarna			150,00 zł
2485	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - biała			200,00 zł
2486	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czerwona			150,00 zł
2487	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - niebieska			150,00 zł
2488	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - pomarańczowa			150,00 zł
2489	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - srebrna			200,00 zł
2490	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czarna			200,00 zł
2491	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - biała			200,00 zł
2492	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czerwona			200,00 zł
2493	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - niebieska			200,00 zł
2494	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - pomarańczowa			200,00 zł
2495	kółka 100x30mm; pełne; twarda guma- czarna; felga karbonowa - czarna			200,00 zł
2496	kółka 125x30mm; pełne; twarda guma- czarna; felga karbonowa - czarna			250,00 zł

**10 Tylna wysokość siedziska (bez poduszki)**

wysokość podana w milimetrach (mm)

	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
koła 24"															
koła 25"															
koła 26"															

**10a Koła tylne**

2651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane	24"	- zł
651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	- zł
848	koła SILVERDESIGNE; felga, piasta i szprychy srebrne; promienisty układ szprych; felga z wysokim kołnierzem	24"	100,00 zł
	koła AKTIV; promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym	24x1"	900,00 zł
	wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO)		
695	zalecane dla użytkowników o wadze pow. 100kg.	25x1"	1 200,00 zł
	<b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI - KOD 494 I 487</b>		
	<b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 I 853</b>		
	<b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KÓŁ TYLNYCH 474 I 902</b>	26x1"	1 100,00 zł
2469	koła SPINERGY CLX; karbonowe; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym	24x1"	5 400,00 zł
2470	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym	24x1"	3 900,00 zł
2471	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze białym	24x1"	4 200,00 zł
2472	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze pomarańczowym	24x1"	3 900,00 zł

**10b Koła tylne (kompletne: felga, ciągi oraz ogumienie)**

752	koła LIGHT; promienisty układ szprych; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe - czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, szare; 24x1"	24x1"	400,00 zł
	<b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 447</b>		
2461	koła DAY LITE; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe- czarne; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE- czarne;	24x1"	1 000,00 zł
	<b>▲ DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100KG</b>		
2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe- srebrne;	24x1"	800,00 zł
	<b>▲ możliwość zamówienia innego modelu ogumienia wysokociśnieniowego z oferty MEYRA</b>		
2466	koła CROSS: ogumienie terenowe; ciągi stalowe	24x1,75"	500,00 zł
	<b>▲ koła zalecane z boczkiem aktywnym</b>		
	<b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 447</b>		
2468	koła DAY LITE; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe- czarne; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne;	25x1"	1 000,00 zł
	<b>▲ DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100KG</b>		
2473	koła BLACKLIGHT; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe - czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus	24x1"	600,00 zł

## 11 Ciągi

493	ciągi ze stali nierdzewnej	24", 25", 26"	- zł
494	ciągi aluminiowe- srebrne <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV - KOD 695</b>	24"	- zł
445	ciągi tytanowe; 6 uchwytów montażowych <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI AKTIV (KOD 695) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24", 25", 26"	1 400,00 zł
849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1 300,00 zł
850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium powlekane <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1 700,00 zł
853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1 600,00 zł
168	ciągi OPTIGRIPP - aluminiowe; powlekane dla Tetraplegików	24"	900,00 zł
166	silikonowa nakładka na ciągi, czarna <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV (KOD 695) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 ORAZ 487</b>	24"	400,00 zł
	system ciągów jednostronnych dla szerokości siedziska do 480mm		
	montaż na rękę:	60 - lewą	
		74 - prawą	
	<b>KOŁA KOMPLETNE, FELGA CZARNA; CIĄGI ALUMINIOWE CZARNE</b> <b>⚠ TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM - KOD 902</b> <b>NIE ZALECANY W AKTYWNYM USTAWIENIEM KÓŁ TYLNYCH</b> <b>⚠ TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° - KOD 478</b>	24"	2 300,00 zł

### 11a Odległość ciągu od koła

692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm) w zależności od modelu koła i ogumienia	- zł
693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm) w zależności od modelu koła i ogumienia <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 ORAZ 848</b>	- zł

## 12 Ogumienie kół tylnych (dla wybranych modeli kół)

496	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run - szare	24x1"; 25x1"; 26x1"	- zł
486	ogumienie pompowane - szare	24x1 3/8"	- zł
902	ogumienie pełne - szare <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV - KOD 695</b>	24x1"	- zł
474	ogumienie pełne - czarne <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV - KOD 695</b>	24x1"	150,00 zł
363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; czarne; wzmocnione	24x1"	400,00 zł
395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem	24x1"; 25x1"; 26x1"	150,00 zł
897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	24x1"; 25x1"; 26x1"	250,00 zł
ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run czerwono - czarne; gładkie	24x1"	300,00 zł
ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run niebiesko - czarne; gładkie	24x1"	300,00 zł

## 13 Regulacja środka ciężkości



**⚠ Środek ciężkości:** odległość od tylnej krawędzi rurki oparcia pleców do środka koła napędowego (szybkozłaczki)

## 14 Kamber (kąt nachylenia kół tylnych)

478	0°	- zł
447	3°	- zł

**15 Hamulce**

305	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka	- zł
2595	hamulce LIGHT dociskowe dla użytkownika, poziome	- zł
650/60	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; hamulec jednostronny na rękę lewą	900,00 zł
650/74	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; hamulec jednostronny na rękę prawą	900,00 zł
681	przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305; para	500,00 zł

**16 Boczki**

101	boczki aktywne z tworzywa w kolorze czarnym; nadkole o szerokości 41mm	- zł
100	boczki aktywne, aluminiowe w kolorze czarnym, z wkładką carbonową; nadkole o szerokości 35mm	350,00 zł
783	boczki aktywne, karbonowe w kolorze czarnym; nadkole o szerokości 35mm	1 600,00 zł
304	osłony boczne, aktywne karbonowe w kolorze czarnym (bez nadkola)	600,00 zł
81	boczki odchylane i wyjmowane z blokadą; osłona z tworzywa w kolorze czarnym; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 250mm <b>⚠ TYLKO DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 450MM</b>	1 500,00 zł
84	boczki odchylane i wyjmowane z blokadą; osłona z tworzywa w kolorze czarnym; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 360mm <b>⚠ TYLKO DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 450MM</b>	1 400,00 zł
24	podłokietnik z rurki, odchylany i wyjmowany <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI KOD 81 I 84</b>	1 550,00 zł

## 17 Stopień podnóżka

805	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa, w kolorze czarnym; głębokość 150mm	- zł
<b>⚠ DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 340mm</b>		
808	stopień podnóżka dzielony, z płyty aluminiowej, w kolorze ramy; z regulacją kąta oraz głębokości; głębokość 150mm	950,00 zł
312	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy w kolorze ramy; odchylany; z regulacją kąta; głębokość 100mm	550,00 zł
315	stopień podnóżka jednoczęściowy; aluminiowy w kolorze czarnym; odchylany; z regulacją kąta; głębokość 100mm	1 100,00 zł
3532	stopień podnóżka dzielony, z płyty aluminiowej, w kolorze ramy; z regulacją kąta oraz głębokości; głębokość 150mm; montaż dla krótszej długości podudzia	1 300,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	359 pasek podudzia	- zł

**⚠** Podaj długość podudzia

podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki siedziska i jest regulowana w zakresie:

370-520mm dla kodu 805, 312 oraz 808

220-370mm (skokowo co 15mm) dla kodu 3532/808

**⚠** W przypadku użytkownika wózka z poduszką należy określić w następujący sposób:

**jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz poduszką o grubości 50mm, to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm**

## 18 Kolor ramy

130	tytanowy - szary	
206	czarny mat	
227	czerwony metalik z efektem BROKAT	
4044	czerwony półmat	
224	niebieski metalik	
4050	błękitny mat	- zł
4919	srebrny	
4051	biały kredowy	
4049	oliwkowy mat	
4922	zielony metalik z efektem REFLEX	

**19 Tapicerka siedziska**

<input checked="" type="checkbox"/>	562	standardowa tapicerka siedziska	- zł
-------------------------------------	-----	---------------------------------	------

**19a Poduszki siedziska standardowe**

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa w kolorze:

	czarna	czerwona	granatowa	
560	wysokość 30mm			- zł
561	wysokość 60mm			100,00 zł

poduszka siedziska płaska- składana, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa w kolorze:

	czarna	czerwona	granatowa	
9868	wysokość 30mm			300,00 zł
	wysokość 60mm			

**19b Poduszki siedziska Netti Contour, tapicerka oddychająca 3D**

	szerokość	głębokość	
7361	400	400	200,00 zł
7362	400	450	200,00 zł
7363	430	400	200,00 zł
7364	430	450	200,00 zł
7365	450	400	200,00 zł
7366	450	450	200,00 zł
7367	450	500	200,00 zł
7368	500	450	200,00 zł
7369	500	500	200,00 zł

**19c Siedzisko (stabilizacja)**

4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm			200,00 zł
3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 450mm			200,00 zł
4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm			200,00 zł

5062	klin krokowy miękki, wysoki; wszyty w poduszkę siedziska; wysokość poduszki:				400,00 zł
	10mm	30mm	60mm		

**20 Tapicerka oparcia pleców**

235	standardowa tapicerka oparcia pleców z kodury <b>w kolorze czarnym</b>	- zł
292	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej <b>w kolorze czarnym</b>	300,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej w <b>kolorze czarnym</b> ; tapicerka z fartuchem	300,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej w <b>kolorze czerwonym</b> ; tapicerka z fartuchem	300,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej w <b>kolorze granatowym</b> ; tapicerka z fartuchem	300,00 zł
13526	3-częściowa kieszeń naszyta na zewnętrzną powierzchnię tapicerki oparcia pleców	200,00 zł

**21 Kółka podporowe (chowane pod wózek)**

728	para <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI</b>	450,00 zł
729	lewe <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM - KOD 309 I 4930</b>	300,00 zł
730	prawe <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM - KOD 309 I 4931</b>	300,00 zł

**22 Wąs tylny (nie pełni funkcji anty- wywrotnej)**

309	para <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI</b>	600,00 zł
4930	lewy <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI - KOD 728 I 729</b>	300,00 zł
4931	prawy <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI - KOD 728 I 730</b>	300,00 zł

**23 Osłony na szprychy (TYLKO DLA KÓŁ 651, 2651; 848, 695)**


489	przeźroczyste dla kół 24" <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z ODBLASKAMI KOD 819 I REFLEKTORAMI KOD 819 I 2082</b>	450,00 zł
819	odblaski na szprychy <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 I REFLEKTORAMI KOD 2082</b> <b>⚠ TYLKO DLA KÓŁ STANDARDOWYCH KOD 651, 2651, 848, 695</b>	100,00 zł
2082	nakładki odblaskowe na szprychy REFLEX <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 I ODBLASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819</b>	350,00 zł

## 24 Stolik terapeutyczny

929	stolik z plexi; przezroczysty; nasuwany na podłokietniki - regulowany	600,00 zł
	<b>⚠ TYLKO Z BOCZKIEM KOD 84; TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 400-480MM</b>	
930	stolik z plexi; przezroczysty, nasuwany na podłokietniki; dedykowany dla żądanej szerokości siedziska	750,00 zł
	<b>⚠ TYLKO Z BOCZKIEM KOD 84; TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 400-480MM</b>	

## 25 Dodatki

833	pas bezpieczeństwa, biodrowy	150,00 zł
970	uchwyt na kulę (1 uchwyt = 1 kula)	150,00 zł
	<b>⚠ TYLKO W OPCJI Z WĄSEM TYLNYM LUB KÓŁKIEM PODPOROWYM</b>	
205029500	deska do przesiadania się	300,00 zł
962	plecak jednokomorowy	250,00 zł
261519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
06-7791	plecak jednokomorowy z kieszenią zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców (nie obciąża tapicerki oparcia pleców)	400,00 zł
3075902	śpiwór dla osób o wzroście 160-185cm	550,00 zł
5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00 zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi dotyczące  
realizacji  
zamówienia  
wózka