

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

25.900,00 zł. brutto

- ☐

S.19.01.00  
(P130C.00)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych
- ☐

S.22.01.01  
(P131B.01)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

Prędkość maksymalna

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x180W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km	-
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h	silniki 2x300W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 35km opcja zalecana z mocniejszymi akumulatorami i ładowarką	2.200,00

Zawieszenie

<input type="checkbox"/>	875	amortyzacja wózka dla użytkowników o wadze do 75kg	-
--------------------------	-----	--	---

Szerokość siedziska (dla siedzisk: standardowe oraz poduszki NETTI)

<input type="checkbox"/>	30	szerokość siedziska 300mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 300-360mm	-
<input type="checkbox"/>	34	szerokość siedziska 340mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 340-400mm	-
<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 380-440mm	-

Głębokość siedziska (dla siedzisk: standardowe oraz poduszki NETTI)

możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska skokowo w zakresie 300-400mm

<input type="checkbox"/>	390	głębokość siedziska 300mm	-
<input type="checkbox"/>	393	głębokość siedziska 330mm	-
<input type="checkbox"/>	367	głębokość siedziska 370mm	-
<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 400mm	-

Typ siedziska

<input type="checkbox"/>	4276	aluminiowa płyta siedziska	-
--------------------------	------	----------------------------	---

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 60mm; obszycie kodura w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	10329	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszycie kodura	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa-
<input type="checkbox"/>	10328	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa150,00
<input type="checkbox"/>	10325	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa150,00

PODUSZKI SIEDZISKA NETTI

<input type="checkbox"/>	7206	poduszka siedziska Netti UNO	500,00
<input type="checkbox"/>	7203	poduszka siedziska Netti SIT delikatnie profilowana	750,00
<input type="checkbox"/>	7208	poduszka siedziska Netti SIT °C z powłoką utrzymującą odpowiednią temperaturę skóry	850,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

Siedzisko - opcje

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie od 0° do 10°	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie od 0° do 22° elektryczna regulacja wysokości siedziska do +200mm (winda tubowa)	900,00
<input type="checkbox"/>	27	TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET KOD 415, 416 LUB 398 WYSOKOŚĆ SIEDZISKA PRZY KÓŁKACH PRZEDNICH 8"- 440 lub 455mm; PRZY KÓŁKACH PRZEDNICH 9" - 450 lub 470mm	11.700,00

Siedzisko opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	833	biodrowy pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową	200,00
<input type="checkbox"/>	6164	pasy odwodzące nogi MINI dla szerokości siedziska 300mm	250,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi MIDI dla szerokości siedziska 340 i 360mm	250,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy tekstylny; miękki wszyty do poduszki siedziska oraz biodrowym pasem bezpieczeństwa	wysokość poduszki siedziska <input type="checkbox"/> 10mm <input type="checkbox"/> 30mm <input type="checkbox"/> 50mm 350,00

Oparcie pleców- model

<input type="checkbox"/>	736	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców kodura czarna	-
<input type="checkbox"/>	10321	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców kodura	<input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa -
<input type="checkbox"/>	10320	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 150,00

Profilowana poduszka oparcia pleców NETTI - WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW 500mm

<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti UNO - stabilizacja boczna 100mm	750,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti SMART - stabilizacja boczna 120mm	900,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

Oparcie pleców - regulacja kąta

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia; skokowo co 10° w zakresie od -10° do +30°	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia; płynna w zakresie od 0° do 30° OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM	3.000,00

Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna na oparciu pleców; przy oparciu standardowym oraz ErgoSeat	-
<input type="checkbox"/>	410	rączki do prowadzenia wózka (montaż sztangi w połowie wysokości oparcia pleców)	-
<input type="checkbox"/>	439	wysokość oparcia pleców 390mm	-
<input type="checkbox"/>	444	wysokość oparcia pleców 440mm	-

Zagłówki

		MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLKO ZE SZTANGĄ: PRZY SIEDZISKU STANDARDOWYM, ORAZ NETTI - KOD 814	-
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek MEYRA mały NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI DO PCHANIA WÓZKA KOD 410	600,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360 mm	300,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440 mm	300,00
<input type="checkbox"/>	589	pas 4-ro punktowy TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814	1.100,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	

Kółka przednie i przednie wysokości siedziska

<input type="checkbox"/>	157	kółka przednie 8" (200mm); felga aluminiowa	<input type="checkbox"/> 420mm	<input type="checkbox"/> 440mm	<input type="checkbox"/> 455mm	-
<input type="checkbox"/>	163	kółka przednie 9" (230mm); felga aluminiowa	<input type="checkbox"/> 435mm	<input type="checkbox"/> 450mm	<input type="checkbox"/> 470mm	-

w przypadku opcji windy (kod 27) przednia wysokość siedziska wynosi: 440 lub 455mm przy kółkach przednich 8" (kod 157) 450 lub 470mm przy kółkach przednich 9" (kod 163)

podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska odnoszą się do ustawienia siedziska w poziomie (kąt nachylenia siedziska 0\*) i dotyczą wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska

do podanych wymiarów wysokości siedziska należy dodać:

a) +30mm lub 50mm w przypadku standardowej poduszki siedziska z gąbki

b) +80mm przy poduszkach Netti

Kółka przednie- opcje

<input type="checkbox"/>	146/481	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	900	pełne: 8" i 9"	250,00
<input type="checkbox"/>	816	nadkola TYLKO DLA KÓŁEK PRZEDNICH 9" - KOD163	1.400,00

Koła tylne - napędowe

<input type="checkbox"/>	815	12" (320mm), felga aluminiowa	-
--------------------------	-----	-------------------------------	---

Koła tylne - opcje

<input type="checkbox"/>	846	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie pełne	250,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola	400,00

Ogumienie - kolor

<input type="checkbox"/>	909	szare	-
<input type="checkbox"/>	908	czarne	-

Boczki

<input type="checkbox"/>	106	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa - czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik	-
--------------------------	-----	--	---

Podnóżki (odchylane i zdejmowane)

<input type="checkbox"/>	93	standardowe	-
--------------------------	----	-------------	---

Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy; głębokość 150mm; regulacja głębokości oraz kąta	-
<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony; głębokość stopnia 150mm	600,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona); dla stopnia podnóżka kod 54 lub 808	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki; dla stopnia podnóżka kod 54 lub 808 TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 808	500,00


Podnózek centralny

<input type="checkbox"/>	5100	podnózek centralny; mały stopień podnóżka NIE ŁĄCZYĆ Z KODEM 54, 808 I 823	-
--------------------------	------	---	---

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:  
w zakresie 280-430mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:  
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.



Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	5159	akumulatory bezobsługowe 50Ah(20h)	zasięg przy prędkości: 6km/h: do 30km; 10km/h: 25km	-
<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory bezobsługowe 80Ah(20h)	zasięg przy prędkości: 6km/h: do 40km; 10km/h: 35km	1.800,00
<input type="checkbox"/>	732	ładowarka 8A dla akumulatorów kod 5159		-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka mocniejsza 12A dla akumulatorów kod 5158		200,00

Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---

**Elektronika**

<input type="checkbox"/>	408	elektronika VR2	-
<input type="checkbox"/>	682	moduł regulacji opcji elektrycznych do elektroniki VR2 <b>(NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRYCZNYMI PODNÓŻKAMI ORAZ WINDĄ)</b>	-
<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wyświetlacz diodowy	2.400,00
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	3.300,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modulem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	4.500,00
<input type="checkbox"/>	839	OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR <b>NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRONIKĄ KOD 408, 415, 416, 398</b>	6.700,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	5.500,00

**Sterowanie**

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-
<input type="checkbox"/>	851	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka przód- tył <b>TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814</b>	700,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika <b>TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814</b>	2.400,00

**Uchwyt joysticka dla użytkownika**

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4566	uchwyt z regulacją długości i wysokości; <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 24</b>	300,00
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 24</b>	600,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	250,00

**Niestandardowe końcówki joysticka**

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	100,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	100,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	550,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	250,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	250,00
<input type="checkbox"/>	4591	końcówka joysticka "T"	350,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (50mm)	350,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	200,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	650,00
<input type="checkbox"/>	4596	końcówka joysticka piłka golfowa; średnica 43mm	250,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	-
<input type="checkbox"/>	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	-
<input type="checkbox"/>	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	-
<input type="checkbox"/>	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	-
<input type="checkbox"/>	5220	kolor ramy podwozia, ramy siedziska, ramy oparcia pleców, podnóżków oraz w kolorze na życzenie klienta w kolorze z palety MEYRA	1.500,00

numer wybranego koloru dla kodu 5220

Dodatki

<input type="checkbox"/>	781	USB- port	700,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	300,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	300,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	-
<input type="checkbox"/>	930	stolik nasuwany na podłokietniki; TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	650,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok; TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	2.100,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska	150,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszon na oparciu pleców TYLKO Z TAPICERKĄ PLECÓW KOD 736	150,00

**Niestandardowe systemy sterowania**

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	2.700,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	2.700,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, zielony <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, żółty <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	778	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	779	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem; <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	29.400,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń; <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	34.400,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem; <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	29.100,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń; <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	33.900,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive; <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	33.400,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka



NETTI poduszka siedziska

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care		
350x400	171805	172005	187303	x	189303	
350x450	171806	172006	187304	188304	189304	
350x500	171807	172007	187305	188305	189305	
380x400	x	x	187306	188306	189306	
380x450	171809	172009	187307	188307	189307	
380x500	171810	172010	187308	188308	189308	
400x400	171812	172012	187309	188309	189309	
400x450	171813	172013	187310	188310	189310	
400x500	171814	172014	187311	188311	189311	
400x550	x	x	187333	188333	x	
430x400	x	x	187312	188312	189312	
430x450	171817	172017	187313	188313	189313	
430x500	171818	172018	187314	188314	189314	
450x400	x	x	187315	188315	189315	
450x450	171821	172021	187316	188316	189316	
450x500	171822	172022	187317	188317	189317	
450x550	171823	172023	187318	188318	189318	
500x450	171825	172025	187319	188319	189319	
500x500	171826	172026	187320	188320	189320	
500x550	x	x	187321	188321	189321	

NETTI poduszki oparcia

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL	
szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	
300x400		x	357302	358302	407302	x	x	x	
350x500	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301	
380x500	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302	
400x500	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303	
430x500	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304	
450x500	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305	
500x500	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306	
550x500	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307	