

Formularz zamówienia

iCHAIR Mc S (Junior)

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,
model 1.616



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

25.900,00 zł brutto

☐

S.19.01.00
(P130C.00)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐

S.22.01.01
(P131B.01)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

1 Prędkość maksymalna

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x180W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km	-
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h	silniki 2x300W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 35km opcja zalecana z mocniejszymi akumulatorami i ładowarką	1.700,00

2 Zawieszenie

<input type="checkbox"/>	875	amortyzacja wózka dla użytkowników o wadze do 75kg	-
--------------------------	-----	--	---

3 Szerokość siedziska (dla siedziska standardowego oraz poduszki NETTI)

<input type="checkbox"/>	30	szerokość siedziska 300mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 300-360mm	-
<input type="checkbox"/>	34	szerokość siedziska 340mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 340-400mm	-
<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 380-440mm	-

4 Głębokość siedziska (dla siedziska standardowego oraz poduszki Netti)

możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska skokowo w zakresie 300-400mm

<input type="checkbox"/>	390	głębokość siedziska 300mm	-
<input type="checkbox"/>	393	głębokość siedziska 330mm	-
<input type="checkbox"/>	367	głębokość siedziska 370mm	-
<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 400mm	-

5 Typ siedziska


<input type="checkbox"/>	4276	aluminiowa płyta siedziska	-
--------------------------	------	----------------------------	---

6 Poduszka siedziska (standardowa, ErgoSeat, Netti)

<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 60mm; obszycie kodura w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	10329	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszycie kodura w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	10328	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 150,00
<input type="checkbox"/>	10325	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 150,00
<input type="checkbox"/>	7206	poduszka siedziska Netti UNO	500,00
<input type="checkbox"/>	7203	poduszka siedziska Netti SIT delikatnie profilowana	750,00
<input type="checkbox"/>	7208	poduszka siedziska Netti SIT °C z powłoką utrzymującą odpowiednią temperaturę skóry	850,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

7 Siedzisko - opcje

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie od 0° do 10°	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie od 0° do 22° elektryczna regulacja wysokości siedziska do +200mm (winda tubowa)	800,00
<input type="checkbox"/>	27	 TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET KOD 415, 416 LUB 398 WYSOKOŚĆ SIEDZISKA PRZY KÓŁKACH PRZEDNICH 8"- 440 lub 455mm; PRZY KÓŁKACH PRZEDNICH 9" - 450 lub 470mm	11.500,00

8 Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	833	biodrowy pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową	200,00
<input type="checkbox"/>	6164	pasy odwodzące nogi MINI dla szerokości siedziska 300mm	250,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi MIDI dla szerokości siedziska 340 i 360mm	250,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy tekstylny; miękki wszyty do poduszki siedziska oraz biodrowym pasem bezpieczeństwa	<div> <div>wysokość poduszki siedziska</div> <div> <input type="checkbox"/> 10mm <input type="checkbox"/> 30mm <input type="checkbox"/> 50mm </div> </div> 350,00

9

Oparcie pleców - model

<input type="checkbox"/>	736	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców kodura czarna	-
<input type="checkbox"/>	10320	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 150,00

Profilowana poduszka oparcia pleców NETTI - WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW 500mm

<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti UNO - stabilizacja boczna 100mm	750,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti SMART - stabilizacja boczna 120mm	900,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe stabilizujące małe, para; wysokość 230mm	1.700,00
--------------------------	------	--	----------

10

Oparcie pleców - regulacja kąta

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia; skokowo co 10° w zakresie od -10° do +30°	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia; płynna w zakresie od 0° do 30°	3.200,00



OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM

11

Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna na oparciu pleców; przy oparciu standardowym oraz ErgoSeat	-
<input type="checkbox"/>	410	rączki do prowadzenia wózka (montaż sztangi w połowie wysokości oparcia pleców)	-
<input type="checkbox"/>	439	wysokość oparcia pleców 390mm	-
<input type="checkbox"/>	444	wysokość oparcia pleców 440mm	-

12

Zagłówki



**MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLKO ZE SZTANGĄ:
PRZY SIEDZISKU STANDARDOWYM ORAZ NETTI - KOD 814**



913 zagłówek MEYRA mały

550,00

**NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI DO PCHANIA WÓZKA KOD 410**

Zagłówki NETTI

**TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814**

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/> 40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/> 82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/> 40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/> 40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/> 81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/> 82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

13

Elementy stabilizacji



4166 kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360 mm

300,00



4165 kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440 mm

300,00



589 pas 4-ro punktowy

2.300,00

**TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814**

4168 pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm



3530 pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm

150,00



3531 pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm



3532 pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm

14 Kółka przednie i przednie wysokości siedziska

<input type="checkbox"/>	157	kółka przednie 8" (200mm); felga aluminiowa	<input type="checkbox"/>	420mm	<input type="checkbox"/>	440mm	<input type="checkbox"/>	455mm	-
<input type="checkbox"/>	163	kółka przednie 9" (230mm); felga aluminiowa	<input type="checkbox"/>	435mm	<input type="checkbox"/>	450mm	<input type="checkbox"/>	470mm	-



WYSOKOŚĆ SIEDZISKA 420 (PRZY KÓŁKACH PRZEDNICH 8") I 435MM (PRZY KÓŁKACH PRZEDNICH 9") **NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ ELEKTRYCZNEJ REGULACJI SIEDZISKA (WINDY) - kod 27**

podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska odnoszą się do ustawienia siedziska w poziomie (kąt nachylenia siedziska 0*) i dotyczą wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska

do podanych wymiarów wysokości siedziska należy dodać:

a) +30mm lub 50mm w przypadku standardowej poduszki siedziska z gąbki

b) +80mm przy poduszkach Netti

15 Kółka przednie - opcje

<input type="checkbox"/>	146/481	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	900	pełne: 8" i 9"	250,00
<input type="checkbox"/>	816	nadkola	1.300,00



TYLKO DLA KÓŁEK PRZEDNICH 9" - KOD163

16 Koła tylne - napędowe

<input type="checkbox"/>	815	12" (320mm), felga aluminiowa	-
--------------------------	-----	-------------------------------	---

17 Koła napędowe - opcje

<input type="checkbox"/>	846	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie pełne	250,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola	450,00

18 Ogumienie - kolor

<input type="checkbox"/>	909	szare	-
<input type="checkbox"/>	908	czarne	-

19

Boczki

☐

106

boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył)
osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym
regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wymiary podłokietnika: 380x80mm

-

Podnóżki

Podnóżki: 20 - standardowe lub 21 - podnózek centralny

PODAJ DŁUGOŚĆ PODUDZIA PKT 22

20

Podnóżki standardowe i stopnie podnóżka

☐

93

standardowe

-

☐

54

stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy; głębokość 150mm; regulacja głębokości oraz kąta

-

☐

808

stopień podnóżka dzielony; głębokość stopnia 150mm

550,00

☐

822

paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona); dla stopnia podnóżka kod 54 lub 808

150,00

☐

823

zapiętki; dla stopnia podnóżka kod 54 lub 808

550,00



TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 808

21

Podnózek centralny i stopień podnóżka

Podnózek centralny

☐

5100

podnózek centralny; mały stopień podnóżka



NIE ŁĄCZYĆ Z KODEM 54, 808 I 823

-


22

Długość podudzia

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
w zakresie 280-430mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.



23

Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	5159	akumulatory bezobsługowe 50Ah(20h)	zasięg przy prędkości: 6km/h: do 30km; 10km/h: 25km	-
<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory bezobsługowe 80Ah(20h)	zasięg przy prędkości: 6km/h: do 40km; 10km/h: 35km	2.000,00
<input type="checkbox"/>	732	ładowarka 8A dla akumulatorów kod 5159		-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka mocniejsza 12A dla akumulatorów kod 5158		100,00





24

Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami		-
--------------------------	-----	--	--	---

25

Elektronika

<input type="checkbox"/>	408	elektronika VR2		-
<input type="checkbox"/>	682	moduł regulacji opcji elektrycznych do elektroniki VR2  NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRYCZNYMI PODNÓŻKAMI ORAZ WINDĄ		-
<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wyświetlacz diodowy		2.400,00
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD		3.300,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury		5.700,00
<input type="checkbox"/>	839	OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR  NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRONIKĄ KOD 408, 415, 416, 398		6.700,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku  TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKAMI KOD 4660, 4661 I 4646		10.400,00
<input type="checkbox"/>	4795	Immobiliser - dodatkowa zewnętrzna blokada elektroniki;  TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET		250,00

26 Sterowanie

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-
<input type="checkbox"/>	851	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka na oparcie pleców dla opiekuna TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814	900,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowy (drugi) joystick dla opiekuna montowany na sztandze oparcia pleców; joystick dla opiekuna jest sterowaniem nadrzędnym i określa który joystick jest aktywny w danej chwili; posiada możliwość regulacji zamówionych opcji elektrycznych wózka TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814	2.400,00

27 Uchwyt joysticka

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4566	uchwyt z regulacją długości i wysokości	400,00
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf)	750,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	250,00

28 Niestandardowe końcówki joysticka

<input type="checkbox"/>	553	kończówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	200,00
<input type="checkbox"/>	556	kończówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	250,00
<input type="checkbox"/>	734	kończówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	500,00
<input type="checkbox"/>	4589	kończówka joysticka grzybek	250,00
<input type="checkbox"/>	4590	kończówka joysticka mała piłka - twarda	300,00
<input type="checkbox"/>	4591	kończówka joysticka "T"	450,00
<input type="checkbox"/>	4593	kończówka joysticka słupek (50mm)	400,00
<input type="checkbox"/>	4594	kończówka joysticka guzik (płaski wierzch)	250,00
<input type="checkbox"/>	4595	kończówka joysticka duża piłka - miękka	700,00
<input type="checkbox"/>	4596	kończówka joysticka piłka golfowa; średnica 43mm	150,00





29

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	-
<input type="checkbox"/>	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	-
<input type="checkbox"/>	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	-
<input type="checkbox"/>	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	-

30

Dodatki

<input type="checkbox"/>	781	USB- port uchwyt na telefon	700,00
<input type="checkbox"/>	782	 W PRZYPADKU MONTAŻU LUSTERKA PO STRONIE JOYSTICKA UCHWYT NA TELEFON MOŻE BYĆ MONTOWANY PO PRZECIWNEJ STRONIE UCHWYT NA TELEFON ORAZ LUSTERKO LUB UCHWYT NA TELEFON MOŻE BYĆ MONTOWANY PO TEJ SAMEJ STRONIE CO JOYSTICK	150,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	-
<input type="checkbox"/>	930	stolik nasuwany na podłokietniki;  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	650,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok;  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	2.000,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska	150,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszon na oparciu pleców  TYLKO Z TAPICERKĄ PLECÓW KOD 736	150,00

31 Niestandardowe sterowanie wózkiem

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	3.300,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	3.300,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, zielony  TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.200,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, żółty  TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	778	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony  TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	779	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony  TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem;  TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	47.900,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń;  TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	54.900,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem;  TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	38.900,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń;  TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	44.900,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive;  TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	32.900,00
<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie  TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA - KOD 589	22.500,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

Poduszki NETTI

NETTI poduszka siedziska

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care		
350x400	171805	172005	187303	x		189303
350x450	171806	172006	187304	188304		189304
350x500	171807	172007	187305	188305		189305
380x400	x	x	187306	188306		189306
380x450	171809	172009	187307	188307		189307
380x500	171810	172010	187308	188308		189308
400x400	171812	172012	187309	188309		189309
400x450	171813	172013	187310	188310		189310
400x500	171814	172014	187311	188311		189311
400x550	x	x	187333	188333		x
430x400	x	x	187312	188312		189312
430x450	171817	172017	187313	188313		189313
430x500	171818	172018	187314	188314		189314
450x400	x	x	187315	188315		189315
450x450	171821	172021	187316	188316		189316
450x500	171822	172022	187317	188317		189317
450x550	171823	172023	187318	188318		189318
500x450	171825	172025	187319	188319		189319
500x500	171826	172026	187320	188320		189320
500x550	x	x	187321	188321		189321

NETTI poduszki oparcia

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL	
szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	
300x400		x	357302	358302	407302	x	x	x	
350x500	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301	
380x500	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302	
400x500	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303	
430x500	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304	
450x500	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305	
500x500	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306	
550x500	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307	