

## Zamawiający

## Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

## Osoba dokonująca pomiaru

## Cena (rabat)

**MEYRA**  
GROUP

 Refundacja wózka:  P.131: X2 junior model wózka 3.351-351

Cena wersji standardowej:

**6.400,00 zł. brutto**
**Szerokość siedziska (W-x);** wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki oraz boczów aktywnych; przy boczach z rurki + 1cm

<input type="checkbox"/>	W-28	szerokość siedziska 28cm	<b>nie łączyć z kółkami przednimi 7": KP-21 oraz KP-22</b>	-
<input type="checkbox"/>	W-30	szerokość siedziska 30cm	<b>nie łączyć z kółkami przednimi 7": KP-21 oraz KP-22</b>	-
<input type="checkbox"/>	W-32	szerokość siedziska 32cm	<b>nie łączyć z kółkami przednimi 7": KP-21 oraz KP-22</b>	-
<input type="checkbox"/>	W-34	szerokość siedziska 34cm	<b>nie łączyć z kółkami przednimi 7": KP-21 oraz KP-22</b>	-
<input type="checkbox"/>	W-36	szerokość siedziska 36cm		-
<input type="checkbox"/>	W-38	szerokość siedziska 38cm		-
<input type="checkbox"/>	W-40	szerokość siedziska 40cm		-
<input type="checkbox"/>	W-43	szerokość siedziska 43cm		-
<input type="checkbox"/>	W-46	szerokość siedziska 46cm	zalecany ze sztangą kod OD-14	-

**Głębokość siedziska (Lt-x);** wymiar tapicerki od rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki siedziska

<input type="checkbox"/>	Lt-32	głębokość siedziska 32cm	rama krótka	-
<input type="checkbox"/>	Lt-34	głębokość siedziska 34cm	rama krótka	-
<input type="checkbox"/>	Lt-36	głębokość siedziska 36cm	rama krótka	-
<input type="checkbox"/>	Lt-38	głębokość siedziska 38cm	rama krótka	-

**Wysokość oparcia pleców (D-x);** wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki

<input type="checkbox"/>	D-25	wys. oparcia 25cm	<b>tylko z oparciem prostym TP-1</b>	-
<input type="checkbox"/>	D-30	wys. oparcia 30cm	tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	D-35	wys. oparcia 35cm		-
<input type="checkbox"/>	D-40	wys. oparcia 40cm	możliwość regulacji wysokości oparcia pleców o +2,5cm.	-
<input type="checkbox"/>	D-45	wys. oparcia 45cm		-
<input type="checkbox"/>	D-01	wysokość oparcia pleców podniesiona fabrycznie o +2,5cm		-

**Elementy stabilizacji**

<input type="checkbox"/>	OD-5	peloty piersiowe- stabilizujące, odchylane; <b>nie łączyć z wys. oparcia 25cm (kod D-25) przy wysokości oparcia 30cm (D-30) nie łączyć z boczkiem z podłokietnikiem tylko z oparciem prostym kod TP-1</b>	<input type="checkbox"/> lewa <input type="checkbox"/> prawa	550,00/szt.
<input type="checkbox"/>	OD-6	kamizelka stabilizująca		200,00
<input type="checkbox"/>	OD-7	pas stabilizujący 4-ro punktowy; <b>tylko ze sztangą kod OD-14 oraz długie rączki kod OP-10</b>		200,00
<input type="checkbox"/>	OD-8	pas piersiowy, stabilizujący; długość: <input type="checkbox"/> 60cm <input type="checkbox"/> 80cm <input type="checkbox"/> 110cm <input type="checkbox"/> 140cm		150,00
<input type="checkbox"/>	OD-12	zagłówek składany z wózkiem; montowany na rączkach oparcia pleców; <b>tylko z rączkami kod OP-10</b>		550,00
<input type="checkbox"/>	OD-13	zagłówek montowany do sztangi poprzecznej <b>kod OD-14; tylko z rączkami kod OP-10</b>		500,00
<input type="checkbox"/>	OD-14	sztanga poprzeczna; <b>tylko z rączkami długimi kod OP-10</b>		200,00

**Typ oparcia pleców**

<input type="checkbox"/>	TP-1	oparcie pleców proste		-
<input type="checkbox"/>	TP-2	oparcie pleców z delikatnym wygięciem na wysokości boczków <b>nie łączyć z wysokością oparcia 25cm (kod D-25)</b>		-

**Rączki do pchania wózka**

<input type="checkbox"/>	OP-10	rączki długie; stałe		-
<input type="checkbox"/>	OP-13	rączki krótkie; stałe; <b>nie łączyć z zagłówkiem (OD-12, OD-13); sztangą poprzeczną (OD-14) oraz hamulcami bębnowymi (HA-16)</b>		-
<input type="checkbox"/>	OP-12	regulowane na wysokość rączki do pchania wózka; regulacja do +20cm <b>nie łączyć z hamulcami bębnowymi kod HA-16; przy wys oparcia 25cm- tylko oparcie proste TP-1</b>	<input type="checkbox"/> OP-10: rączki długie <input type="checkbox"/> OP-13: rączki krótkie	400,00

**Przednia wysokość siedziska: (bez poduszki); max różnica między przednią a tylną wysokością siedziska 4cm**

		widelec krótki				widelec długi				
<input type="checkbox"/>	kółka przednie 4" (100mm)	bez adaptera	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50
	z adapterem		<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53
<input type="checkbox"/>	kółka przednie 5" (125mm)	bez adaptera	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 46,5	<input type="checkbox"/> 47,5	<input type="checkbox"/> 48,5	<input type="checkbox"/> 48,5	<input type="checkbox"/> 49,5	<input type="checkbox"/> 50,5	<input type="checkbox"/> 51,5
	z adapterem		<input type="checkbox"/> 48,5	<input type="checkbox"/> 49,5	<input type="checkbox"/> 50,5	<input type="checkbox"/> 51,5	<input type="checkbox"/> 51,5	<input type="checkbox"/> 52,5	<input type="checkbox"/> 53,5	<input type="checkbox"/> 54,5
<input type="checkbox"/>	kółka przednie 5,5" (142mm)	bez adaptera	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52
	z adapterem		<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 55

**Kółka przednie**

<input type="checkbox"/>	KP-14	kółka przednie 4"; 100x34mm; ogumienie pełne, czarna guma; felga z tworzywa- czarna	-
<input type="checkbox"/>	KP-15	kółka przednie 5"; 125x34mm; ogumienie pełne, czarna guma; felga z tworzywa- czarna	-
<input type="checkbox"/>	KP-17	kółka przednie 5,5"; 142x37mm; ogumienie pełne, szara guma; felga z tworzywa- czarna	-
<input type="checkbox"/>	KP-18	kółka przednie 5,5"; 125x32mm; ogumienie pełne, szara guma; felga z tworzywa- czarna	-
<input type="checkbox"/>	KP-24	kółka przednie 4"; 100x23mm; ogumienie pełne- <b>świecące</b> , czarna guma; felga z tworzywa, czarna	600,00
<input type="checkbox"/>	KP-4	kółka przednie 4"; 100x24mm; ogumienie pełne, czarna guma; felga aluminiowa, srebrna anoda	200,00
<input type="checkbox"/>	KP-5	kółka przednie 4"; 100x34mm; ogumienie pełne, czarna guma; felga aluminiowa, srebrna anoda	200,00
<input type="checkbox"/>	KP-6	kółka przednie 4"; 100x34mm; ogumienie pełne, czarna guma; felga aluminiowa, czarna anoda	200,00
<input type="checkbox"/>	KP-7	kółka przednie 4"; 100x34mm; ogumienie pełne, czarna guma; felga aluminiowa, czerwona anoda	200,00
<input type="checkbox"/>	KP-8	kółka przednie 4"; 100x34mm; ogumienie pełne, czarna guma; felga aluminiowa, czerwony lakier	150,00
<input type="checkbox"/>	KP-9	kółka przednie 5"; 125x24mm; ogumienie pełne, czarna guma; felga aluminiowa, srebrna anoda	300,00
<input type="checkbox"/>	KP-10	kółka przednie 5"; 125x34mm; ogumienie pełne, czarna guma; felga aluminiowa, srebrna anoda	250,00
<input type="checkbox"/>	KP-11	kółka przednie 5"; 125x34mm; ogumienie pełne, czarna guma; felga aluminiowa, czerwona anoda	300,00
<input type="checkbox"/>	KP-12	kółka przednie 5"; 125x34mm; ogumienie pełne, czarna guma; felga aluminiowa, czerwony lakier	200,00

**Tylna wysokość siedziska:** (bez poduszki); max różnica między przednią a tylną wysokością siedziska 4cm

<input type="checkbox"/>	KT: 22x1"	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	-
<input type="checkbox"/>	KT: 24x1"	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 51		-
<input type="checkbox"/>	KT: 24x1 3/8"	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	-

**Koła tylne**

<input type="checkbox"/>	K-1	koła standardowe, srebrne; dla kół 24x1" oraz 24x1 3/8"	-
<input type="checkbox"/>	K-2	koła AKTIV; felga wzmocniona; szprychy srebrne; <b>piasta oraz felga czarne</b> ; tylko dla ogumienia <b>22x1"</b>	-
<input type="checkbox"/>	K-2	koła AKTIV; felga wzmocniona; szprychy srebrne; <b>piasta oraz felga czarne</b> ; tylko dla ogumienia 24x1"	100,00
<input type="checkbox"/>	K-4	koła AKTIV; felga wzmocniona; szprychy srebrne; <b>piasta oraz felga srebrne</b> ; tylko dla ogumienia 24x1"	300,00
<input type="checkbox"/>	K-9	koła ULTRA LIGHT (1000g); felga, piasta i lekkie szprychy czarne; szprychy stal nierdzewna; dla ogumienia <b>22x1"</b> oraz 24x1"	450,00
<input type="checkbox"/>	K-8	koła TENSIO Lightweight- felga aluminiowa, wzmocniona; szprychy z włókna; dla ogumienia 24x1"	1.950,00
<input type="checkbox"/>	K-13	koła TWISTER (Super light, 900g) felga, piasta; lekkie szprychy aluminiowe- czarne; dla ogumienia <b>22x1"</b>	500,00

**Koła tylne - ogumienie****dla kół 24"**

<input type="checkbox"/>	ON-10	pompowane; z bieżnikiem; szare; 24x1 3/8"; <b>tylko z kołami standardowymi kod K-1</b>	-
<input type="checkbox"/>	ON-9	pełne; z bieżnikiem; szare; 24x1 3/8"; <b>tylko z kołami standardowymi kod K-1</b>	50,00
<input type="checkbox"/>	ON-1	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run; szaro-czarne; 24x1"	-
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run; czerwono-czarne; 24x1"	100,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run; niebiesko-czarne; 24x1"	100,00
<input type="checkbox"/>	ON-4	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe MarathonPlus szaro-czarna; 24x1 1/3"	300,00
<input type="checkbox"/>	ON-5	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe MarathonPlus Evo, czarne; 24x1"	350,00
<input type="checkbox"/>	ON-6	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe MarathonPlus z odblaskowym paskiem bocznym; 24x1"	400,00
<input type="checkbox"/>	ON-8	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe DownTown z wyrazistym bieżnikiem, czarne; 24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-11	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe SPEEDLITE, czarne; 24x1"	-
<input type="checkbox"/>	ON-15	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe TRAILBLAZER wzmocnione; czarne; 24x1"	300,00
<input type="checkbox"/>	ON-16	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, wzmocnione- bez bieżnika	150,00

**dla kół 22"**

<input type="checkbox"/>	ON-1	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run; szaro-czarne; 22x1"	-
<input type="checkbox"/>	ON-6	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe MarathonPlus z odblaskowym paskiem bocznym; 22x1"	400,00

**Ciągi****dla kół 24"**

<input type="checkbox"/>	CG-2	aluminiowe, anodowane- srebrne	-
<input type="checkbox"/>	CG-1	aluminiowe, anodowane- czarne; <b>nie łączyć z kołami K-1</b>	50,00
<input type="checkbox"/>	CG-3	aluminiowe, lakierowane- czerwone; <b>tylko z kołami K-2, K-4 oraz K-9</b>	50,00
<input type="checkbox"/>	CG-4	aluminiowe, anodowane- czerwone; <b>tylko z kołami K-2, K-4 oraz K-9</b>	450,00
<input type="checkbox"/>	CG-5	tytanowe; <b>tylko z kołami K-2, K-4 oraz K-9</b>	750,00
<input type="checkbox"/>	CG-6	ze stali nierdzewnej; <b>tylko z kołami K-1, K-2, K-4 oraz K-9</b>	150,00
<input type="checkbox"/>	CG-7	aluminiowe, powlekane Tetra-Gripp; <b>tylko z kołami AKTIV: K-2 oraz K-4</b>	1.100,00
<input type="checkbox"/>	CG-8	aluminiowe- srebrne, powlekane Ergo-Gripp; <b>tylko z kołami AKTIV: K-2 oraz K-4</b>	1.100,00
<input type="checkbox"/>	CG-9	aluminiowe- czarne, powlekane Ergo-Gripp; <b>tylko z kołami AKTIV: K-2 oraz K-4</b>	1.100,00
<input type="checkbox"/>	CG-10	aluminiowe, powlekane Para-Gripp; <b>tylko z kołami AKTIV: K-2 oraz K-4</b>	950,00
<input type="checkbox"/>	CG-870	kompletny system kół z cięgami jednostronnymi; ciąg jednostronny podwójny ciąg aluminiowy- czarny; <b>dla kół 24"</b> <b>nie łączyć z innymi kołami dostępnymi w ofercie wózka</b> <b>tylko z ogumieniem pełnym (kod ON-9); tylko z kamber 0* (KB-0)</b> <b>nie łączyć z hamulcem bębnowym dla opiekuna (HA-16)</b>	<input type="checkbox"/> lewy <input type="checkbox"/> prawy 1.350,00

**dla kół 22"**

<input type="checkbox"/>	CG-1	ciągi aluminiowe, anodowane - czarne	-
<input type="checkbox"/>	CG-2	ciągi aluminiowe, anodowane - srebrne	-
<input type="checkbox"/>	CG-870	kompletny system kół z cięgami jednostronnymi; ciąg jednostronny podwójny ciąg aluminiowy- czarny; <b>dla kół 24"</b> <b>nie łączyć z innymi kołami dostępnymi w ofercie wózka</b> <b>tylko z ogumieniem pełnym (kod ON-9); tylko z kamber 0* (KB-0)</b> <b>nie łączyć z hamulcem bębnowym dla opiekuna (HA-16)</b>	<input type="checkbox"/> lewy <input type="checkbox"/> prawy 2.350,00

**Ciągi - odległość ciągu i nakładki na ciągi**

<input type="checkbox"/>	CGo-15	odległość ciągu od koła 15mm; <b>tylko dla ciągów CG-1, CG-2, CG-6 przy kołach 24"</b>	-
<input type="checkbox"/>	CGo-25	odległość ciągu od koła 25mm; <b>tylko dla ciągów CG-1, CG-2, CG-6 przy kołach 24"</b>	-
<input type="checkbox"/>	OC-1	nakładka na ciągi, gumowa, czerwona; 24"	200,00
<input type="checkbox"/>	OC-2	nakładka na ciągi, gumowa, czarna; 22" i 24"	200,00

**Kamber (nachylenie kół tylnych)**

<input type="checkbox"/>	KB-0	kamber 0*	-
<input type="checkbox"/>	KB-3	kamber 3*; <b>nie łączyć z systemem ciągów jednostronnych, hamulcem bębnowym przy kołach CROSS (K-10) nie łączyć z boczками OBM-12 oraz OBM-14</b>	-

**Montaż kół tylnych- balans**

<input type="checkbox"/>	Q-1	aktywny	<input type="checkbox"/>	Q-2	pośredni	<input type="checkbox"/>	Q-3	pasywny	-
--------------------------	-----	---------	--------------------------	-----	----------	--------------------------	-----	---------	---

**Hamulce**

<input type="checkbox"/>	HA-15	hamulec dociskowy dla użytkownika, pionowy; montowany do ramy wózka <b>nie zalecany z boczkiem OBM-12 oraz OBM-14</b>	-
<input type="checkbox"/>	HA-3	hamulec dociskowy dla użytkownika, pionowy; montowany do ramy wózka za pomocą zacisków; hamulec posiada odchyloną na zewnątrz dźwignię; <b>zalecany przy boczках OBM-12 i OBM-14 nie zalecany z aktywnym montażem kół (Q-1)</b>	-
<input type="checkbox"/>	UH-5	przedłużone i składane rączki do hamulca HA-15 (para)	150,00

**Boczki**

<input type="checkbox"/>	OBM-10	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; nadkole 3cm; wkładka karbonowa	-
<input type="checkbox"/>	OBM-8	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; nadkole 5cm; wkładka karbonowa	100,00
<input type="checkbox"/>	OBM-18	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; nadkole 5cm; wkładka karbonowa; boczek z krótkim podłokietnikiem (25cm); <b>nie zalecany z pelotami piersiowymi</b>	300,00

**Stopień podnóżka**

			długość podudzia	
<input type="checkbox"/>	SP-4	stopień podnóżka jednoczęściowy- profil aluminiowy- w kolorze ramy głębokość 15cm regulacja głębokości oraz kąta; długość podudzia 38-48cm <b>zalecany przy bardzo silnej spastyce</b>	<input type="text"/>	-
<input type="checkbox"/>	SP-8/ SP-65	stopień podnóżka dzielony z systemem łączenia lewy+prawy, z tworzywa; głębokość 15cm- czarny; regulacja głębokości oraz kąta; długość podudzia 40-49cm <b>nie zalecany przy bardzo silnej spastyce; tylko dla szerokości siedziska od 36cm</b>		150,00
<input type="checkbox"/>	SP-23	montaż stopnia podnóżka kod SP-8 oraz SP-4 na rurkach podnóżka za pomocą zacisków; dla krótszego podudzia 25-38cm; zalecany z opcją obszycia podnóżka kod TP-1		200,00
<input type="checkbox"/>	SP-24	montaż stopnia podnóżka kod SP-4 za pomocą adaptera dla krótszego podudzia 30-38cm		200,00

**Stopień podnóżka dodatki**

<input type="checkbox"/>	SP-29	pas podudzia jednoczęściowy montaż na uchwytach przy podnóżku	-
<input type="checkbox"/>	SP-22	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	100,00
<input type="checkbox"/>	SP-25	zapiętki	150,00
<input type="checkbox"/>	TP-1	obszycie ochronne przedniej części ramy	100,00

**Kolor ramy**

<input type="checkbox"/>	R-1	srebrny	<input type="checkbox"/>	1003VL	żółty	-
<input type="checkbox"/>	2004	pomarańczowy	<input type="checkbox"/>	3003VL	wiśniowy	-
<input type="checkbox"/>	3020	czerwony jasny (strażacki)	<input type="checkbox"/>	4007	fioletowy ciemny	-
<input type="checkbox"/>	4010	różowy	<input type="checkbox"/>	5002	granatowy	-
<input type="checkbox"/>	5005VL	niebieski	<input type="checkbox"/>	6005	ciemna zieleń (butelkowa)	-
<input type="checkbox"/>	6018VL	zielony jasny (kawasaki)	<input type="checkbox"/>	9016	biały	-
<input type="checkbox"/>	9005	czarny połysk	<input type="checkbox"/>	9005.	czarny mat	-
<input type="checkbox"/>	5003	granatowy półmat (struktura w metaliku)	<input type="checkbox"/>	KR-4	rdzawy (struktura)	100,00
<input type="checkbox"/>	KR-3	złoty z efektem brokat				250,00
<input type="checkbox"/>		kolor ramy z efektem BROKAT (nie łączyć z kolorem: R-1; 5003; KR-3; KR-4 oraz czarnym matem)				250,00
<input type="checkbox"/>		dodatkowy lakier przezroczysty, utwardzony i odporny na działanie UV- nie łączyć z efektem BROKAT				200,00

**Tapicerka siedziska**

<input type="checkbox"/>	TS-1	standardowa tapicerka siedziska, z kodury czarne; gąbka 1 cm.; kieszeń pod siedziskiem				-
<input type="checkbox"/>	TS-2	tapicerka siedziska z regulacją napiętości pasami rzepowymi tapicerka zalecana z poduszką siedziska				150,00

**Siedzisko - dodatki**

<input type="checkbox"/>	DP-4	poduszka siedziska, gąbkowa- płaska; wysokość 3cm	150,00
<input type="checkbox"/>	DP-5	poduszka siedziska, gąbkowa- płaska; wysokość 5cm	150,00
<input type="checkbox"/>	DP-7	poduszka siedziska, gąbkowa- płaska, składana; tylko z poduszką DP-4 lub DP-5	200,00
<input type="checkbox"/>	DP-6	poduszka siedziska, gąbkowa- delikatnie profilowana; wysokość 5cm; obszycie dzianiną oddychającą lub alkantras; kolor czarny	300,00

**Tapicerka poduszki siedziska**

<input type="checkbox"/>	SD-4	obszycie poduszki siedziska kodurą w kolorze (nie łączyć z poduszką profilowaną kod DP-6):				-
<input type="checkbox"/>	SD-1	obszycie poduszki siedziska dzianiną dystansową (oddychająca) w kolorze:				-
		<input type="checkbox"/> czarnym	<input type="checkbox"/> czerwonym	<input type="checkbox"/> granatowym		
<input type="checkbox"/>	SD-2	obszycie poduszki siedziska alkantras (zamsz); nie łączyć z poduszką składaną oraz klinem krokowym				50,00
<input type="checkbox"/>	DK-1	pasy odwodzące nogi				150,00
<input type="checkbox"/>	DK-2	klin krokowy miękki, tekstylny z poduszką siedziska o wysokości: <input type="checkbox"/> 1,5cm <input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm				300,00

**Tapicerka oparcia pleców**

<input type="checkbox"/>	OR-4	tapicerka oparcia pleców z kodury w kolorze podanym poniżej:				-
<input type="checkbox"/>	OR-1	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca) kolorze podanym poniżej:				100,00
		<input type="checkbox"/> czarnym	<input type="checkbox"/> czerwonym	<input type="checkbox"/> granatowym		
<input type="checkbox"/>	OR-2	tapicerka oparcia pleców z alkantras (zamsz) w kolorze czarnym				200,00
<input type="checkbox"/>	OR-11	kieszeń na zewnętrznej stronie tapicerki oparcia pleców				100,00

**Kółka podporowe: 1 sztuka (lewe lub prawe) w standardowej wersji wózka - bez dopłaty**

<input type="checkbox"/>	AF-1	lewe	LUB	<input type="checkbox"/>	AF-2	prawe	-
<input type="checkbox"/>	AF-3	para					200,00

**Wąs tylny; nie pełni roli anty-wywrotnej**

<input type="checkbox"/>	WT-1	lewe					100,00
<input type="checkbox"/>	WT-2	prawe					100,00
<input type="checkbox"/>	WT-3	para					200,00

**Dodatki**

<input type="checkbox"/>	OD-9	pas bezpieczeństwa biodrowy					100,00
<input type="checkbox"/>	OS-1	osłony na szprychy- przezroczyste					250,00
<input type="checkbox"/>	DW-1	plecak jednokomorowy					100,00
<input type="checkbox"/>	DW-2	plecak wielokomorowy					300,00
<input type="checkbox"/>	DW-3	rzep blokady złożonego wózka					50,00
<input type="checkbox"/>	DW-4	uchwyt na kulę (tylko z wąsem tylnym)					50,00
<input type="checkbox"/>	DW-5	śpiwór dla wzrostu 160-185cm					350,00
<input type="checkbox"/>	DW-6	deska do przesiadania					100,00
<input type="checkbox"/>	DW-7	stolik terapeutyczny z plexi nasuwany na podłokietnik; dla szerokości siedziska od 40cm <b>tylko z boczkiem OBM-12</b>					400,00
<input type="checkbox"/>	DW-8	siatka na zakupy					50,00
<input type="checkbox"/>	DW-10	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową					150,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegradą oraz kieszenią					200,00

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.



**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka