

Formularz zamówienia

Cityliner 409

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,
model 1.254



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

11.900,00 zł brutto

1

Wypożyczenie standardowe

<input type="checkbox"/>	9125402	obudowa w kolorze Niebieski Metalic, 2 lusterka, koszyk na drobiazgi montowany na kolumnie kierowniczej	-
<input type="checkbox"/>	9125405	obudowa w kolorze Pomarańczowy Metalic, 2 lusterka, koszyk na drobiazgi montowany na kolumnie kierowniczej	-
<input type="checkbox"/>		<p>prędkość 8km/h; długość całkowita 120 cm, szerokość całkowita 610mm siedzisko obrotowe, samodzielnie blokowane co 45° szerokość siedziska (regulowana podłokietnikami) 450- 670mm, głębokość siedziska 410mm wysokość siedziska 420-480mm, wysokość oparcia pleców 450mm; średnica kół przednich 260mm; średnica kół tylnych napędowych 260mm, ogumienie czarne, pompowane; felga aluminiowa promień skrętu 1600mm regulowane na wysokość oraz kątowno podłokietniki wysokość do transportu (po opuszczeniu kolumny sterowniczej) 600mm moc silnika 210W; moc skokowa 8250W akumulatory 2x12V 35 Ah; zasięg do 35 km, ładowarka 4A waga wózka 91 kg; waga użytkownika do 136 kg oświetlenie LED, kierunkowskazy, światła awaryjne i STOP</p>	-

2

Dodatki

<input type="checkbox"/>	1081260	opcja podgrzewanego fotela	3.900,00
<input type="checkbox"/>	3086642	uchwyt na kulę; nie łączyć z dodatkowym koszykiem na drobiazgi	200,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór	550,00
<input type="checkbox"/>	1058996	dodatkowy koszyk na drobiazgi montowany z tyłu siedziska; nie łączyć z uchwytem na kulę	300,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo użytkownika wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka