

Formularz zamówienia

Cityliner 510

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,
model 1.264



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

13.900,00 zł brutto

Cena wersji z dodatkowym
hamulcem postojowym:

14.400,00 zł brutto

1

Wypożyczenie standardowe

<input type="checkbox"/>	9126410	obudowa w kolorze grafitowym, 2 lusterka, koszyk na drobiazgi montowany na kolumnie kierowniczej	13.900,00
<input type="checkbox"/>	1026420	obudowa w kolorze grafitowym, 2 lusterka, koszyk na drobiazgi montowany na kolumnie kierowniczej oraz dodatkowy hamulec postojowy	14.400,00



prędkość 10km/h; wzmocniona rama wózka (kratownica)
 długość całkowita 120cm, szerokość całkowita 610mm
 siedzisko obrotowe, samodzielnie blokowane co 45°
 szerokość siedziska (regulowana podłokietnikami) 450mm- 670mm, głębokość siedziska 410mm
 wysokość siedziska 420mm-480mm, wysokość oparcia pleców 450mm;
 średnica kół przednich 260mm; średnica kół tylnych napędowych 260mm, ogumienie czarne, pompowane;
 felga aluminiowa
 promień skrętu 1500mm
 regulowane na wysokość oraz kątowno podłokietniki
 wysokość do transportu (po opuszczeniu kolumny sterowniczej) 600mm
 moc silnika 400W; moc skokowa 1600W
 akumulatory 2x12V 50 Ah; zasięg do 35 km, ładowarka 6A
 waga wózka 93 kg; waga użytkownika do 165kg
 oświetlenie LED, kierunkowskazy, światła awaryjne i STOP

2

Dodatki

<input type="checkbox"/>	1081260	opcja podgrzewanego fotela	3.900,00
<input type="checkbox"/>	3086642	uchwyt na kulę; nie łączyć z dodatkowym koszykiem na drobiazgi	200,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór	550,00
<input type="checkbox"/>	1058996	dodatkowy koszyk na drobiazgi montowany z tyłu siedziska; nie łączyć z uchwytem na kulę	300,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka