

## Zamawiający

## Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

## Osoba dokonująca pomiaru

## Cena (rabat)

**MEYRA®**  
GROUP


Cena wersji standardowej:

**16.500,00 zł. brutto**
☐ 92364-094 prędkość 12km/h; obudowa w kolorze czarnym

-

**Wypożyczenie standardowe wózka**

długość całkowita 120cm; szerokość całkowita 64cm  
 wysokość siedziska 45-52,5cm; siedzisko obrotowe- blokowane co 45°  
 szerokość siedziska 45cm (z możliwością rozsunienia podłokietników do 66cm); głębokość siedziska 43cm  
 wysokość oparcia pleców: 45cm  
 wysokość do transportu (bez fotela i po złożeniu kolumny kierowniczej): 72cm  
 lusterka wsteczne (para); koszyk na drobniaki montowany na kolumnie kierowniczej  
 średnica kół 29cm; felga aluminiowa; promień skrętu 150cm  
 prześwit 10cm; waga wózka 106kg.  
 zasięg do 35 km.  
 regulowane na wysokość oraz kątowno podłokietniki  
 oświetlenie drogowe, kierunkowskazy, światła STOP; czujnik zmierzchu  
 moc silnika: 400W; moc skokowa silnika 1600W  
 akumulatory 50Ah (20h); ładowarka 6A  
 panel sterowania podświetlany z wyświetlaczem LCD  
 komfortowe siedzisko wraz z pasem bezpieczeństwa  
 automatyczne wytracanie prędkości na zakrętach  
 wzmocniony sygnał dźwiękowy  
 waga użytkownika do 130 kg

-

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.



**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

**Wypożyczenie dodatkowe do wózka (opcje)**

<input type="checkbox"/>	26644586 gaz w nodze (przyśpieszenie za pomocą pedału w podłodze wózka)	2.900,00
<input type="checkbox"/>	26644796 gaz ręczny w manetce (na rękę prawą)	1.200,00
<input type="checkbox"/>	26644797 gaz ręczny w manetce (na rękę lewą)	1.200,00
<input type="checkbox"/>	26640841 uchwyt na napoje	200,00
<input type="checkbox"/>	26640842 owiewka (szybka przednia osłaniająca)	600,00
<input type="checkbox"/>	26640993 kufer (nie łączyć z uchwytem na kulę lub z dodatkowym koszykiem na drobiazgi)	1.900,00
<input type="checkbox"/>	3075902 śpiwór	350,00
<input type="checkbox"/>	3075952 ochronne przykrycie na koszyk na drobiazgi	300,00
<input type="checkbox"/>	1058996 dodatkowy koszyk na drobiazgi montowany z tyłu siedziska; nie łączyć z uchwytem na kule lub kufrem	550,00
<input type="checkbox"/>	3086642 uchwyt na kulę; nie łączyć z kufrem lub dodatkowym koszykiem na drobiazgi	150,00