

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

MEYRA
GROUP


CITYLINER 409

Wposażenie standardowe wózka

<input type="checkbox"/>	9126410	obudowa w kolorze grafitowym, 2 lusterka, koszyk na drobiazgi montowany na kolumnie kierowniczej	9.900,00
<input type="checkbox"/>	1026420	obudowa w kolorze grafitowym, 2 lusterka, koszyk na drobiazgi montowany na kolumnie kierowniczej oraz dodatkowy hamulec postojowy	13.900,00
<input type="checkbox"/>		<p>prędkość 10km/h; wzmocniona rama wózka (kratownica) długość całkowita 120cm, szerokość całkowita 61cm siedzisko obrotowe, samodzielnie blokowane co 45* szerokość siedziska (regulowana podłokietnikami) 45cm- 67cm, głębokość siedziska 41cm wysokość siedziska 42cm - 48cm, wysokość oparcia pleców 45cm; średnica kół przednich 26cm; średnica kół tylnych napędowych 26cm, ogumienie czarne, pompowane; felga aluminiowa promień skrętu 150cm regulowane na wysokość oraz kątowno podłokietniki wysokość do transportu (po opuszczeniu kolumny sterowniczej) 60cm moc silnika 400W; moc skokowa 1600W akumulatory 2x12V 50 Ah; zasięg do 35 km, ładowarka 6A waga wózka 93 kg; waga użytkownika do 165kg oświetlenie LED, kierunkowskazy, światła awaryjne i STOP</p>	-
<input type="checkbox"/>	1081260	opcja podgrzewanego fotela	5.200,00
<input type="checkbox"/>	3086642	uchwyt na kulę; nie łączyć z dodatkowym koszykiem na drobiazgi	200,00
<input type="checkbox"/>	1058996	dodatkowy koszyk na drobiazgi montowany z tyłu siedziska; nie łączyć z uchwytem na kulę	600,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór	350,00

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.



W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka