

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



☐ **S.19.01.00** Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych
(P130C.00)

☐ **S.22.01.01** Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci
(P131B.01)

Cena wersji standardowej:

17.900,00 zł. brutto

Standardowe wyposażenie wózka

☐ prędkość 6 km/h
silnik 2x250W
zasięg do 12km
waga użytkownika do 120 kg
akumulatory litowo-jonowe 12Ah; ładowarka 2A
szerokość siedziska 440mm
głębokość siedziska 400mm
wysokość oparcia pleców 460mm
długość podudzia przy podnóżku opuszczonym 430mm
odchylane podłokietniki
elektronika Penny & Giles 35A
długość całkowita 920mm; szerokość całkowita wózka 570mm; wysokość całkowita 870mm
kółka przednie średnica 175mm;
kółka tylne średnica 216mm;
kółka podporowe
waga bez/z akumulatorami: 16/17,8 kg

☐ 271074002 dodatkowy akumulator 3.500,00

☐ 09-13174 dodatkowe poduszki profilowane:
- profilowana poduszka siedziska z klinem 1.000,00
- tapicerka oparcia z regulowanymi na wysokość pelotami (patrz zdjęcie strona 2)



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka