

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI strona 11 Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

36.900,00 zł. brutto

- ☐

S.19.01.00

(P130C.00)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych
- ☐

S.22.01.01

(P131B.01)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

Prędkość maksymalna

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x300W	zasięg do 40km	-
<input type="checkbox"/>	120	13 km/h	silniki 2x350W	zasięg do 35km tylko z pasem bezpieczeństwa kod 833 lub 589	-
<input type="checkbox"/>	918	system ESP dla utrzymania prawidłowego toru jazdy; <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET Z WYŚWIETLACZEM LCD: KOD 416 LUB 398</b>			2.000,00

**Zawieszenie**

<input type="checkbox"/>	892	zawieszenie dla osób o wadze do 120kg	-
<input type="checkbox"/>	891	zawieszenie dla osób o wadze do 160kg	-

**Szerokość siedziska** (dla siedzisk: standardowe, ErgoSeat oraz poduszki NETTI)

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm; możliwość rozsunienia boczaków w zakresie 380-500mm <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSEAT PRO KOD 2019</b>	-
<input type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 430mm; możliwość rozsunienia boczaków w zakresie 430-550mm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm; możliwość rozsunienia boczaków w zakresie 480-600mm <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 460mm</b>	-
<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm; możliwość rozsunienia boczaków w zakresie 530-650mm <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSEAT PRO KOD 2019</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 460mm</b>	-

**Głębokość siedziska** (dla siedzisk: standardowe, ErgoSeat oraz poduszki NETTI)

możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska skokowo w zakresie 400-490mm

<input type="checkbox"/>	615	400mm	-
<input type="checkbox"/>	788	430mm	-
<input type="checkbox"/>	619	460mm	-
<input type="checkbox"/>	792	490mm	-
<input type="checkbox"/>	793	530mm	-
<input type="checkbox"/>	356	560mm <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PODUSZKAMI NETTI</b>	300,00

**Typ siedziska** (NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO ORAZ ERGOSTAR)

<input type="checkbox"/>	4276	aluminiowa płyta siedziska	-
--------------------------	------	----------------------------	---

**Poduszka siedziska**

<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 60mm; obszycie kodura w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	10328	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 150,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska gąbkowa, delikatnie profilowana; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 300,00
<input type="checkbox"/>	948/237	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszycie materiałem tekstylnym w kolorze czarnym	1.000,00
<input type="checkbox"/>	12008	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszycie dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 1.000,00

**PODUSZKI SIEDZISKA NETTI - TYLKO Z ALUMINIOWĄ PŁYTĄ SIEDZISKA - KOD 4276**

<input type="checkbox"/>	7206	poduszka siedziska Netti UNO	300,00
<input type="checkbox"/>	7203	poduszka siedziska Netti SIT delikatnie profilowana	600,00
<input type="checkbox"/>	7208	poduszka siedziska Netto SIT C z powłoką utrzymującą odpowiednią temperaturę skóry	900,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti.  
Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

**Siedzisko - opcje**

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie: 0° do 10°	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie: -2° do 26°	850,00
<input type="checkbox"/>	4118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie: 0° do 50°	5.200,00
<input type="checkbox"/>	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska do 300mm (winda krzyżakowa) elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30°	11.900,00

**Siedzisko opcje dodatkowe**

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym <b>PRZY PRĘDKOŚCI 13KM/H KOSZT PASA WLICZONY W CENĘ WÓZKA</b>	200,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi MIDI dla szerokości siedziska 380 i 430mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi MAXI dla szerokości siedziska 480mm	250,00

**Oparcie pleców- model**

<input type="checkbox"/>	736	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców kodura czarna	-
<input type="checkbox"/>	10321	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców kodura <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	-
<input type="checkbox"/>	12009	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa poduszka oparcia pleców dzianina oddychająca	150,00

DLA OPARCIA PLECÓW Z REGULACJĄ NAPIĘTOŚCI PASAMI WYSOKOŚĆ OPARCIA WYNOSI 500MM Z MOŻLIWOŚCIĄ OBNIŻENIA DO 450mm

<input type="checkbox"/>	949/297	ErgoSeat - profilowana poduszka pleców; obszycie dzianina oddychająca czarno-czerwona	1.200,00
<input type="checkbox"/>	2019	ErgoSeat PRO - komfortowe oparcie pleców <b>TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 430 I 480mm</b>	2.200,00
<input type="checkbox"/>	2021	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe duże; para; wysokość 310mm	1.800,00
<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe małe; para; wysokość 230mm	1.700,00

DLA OPARCIA PLECÓW ERGOSEAT WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW WYNOSI 590mm Z MOŻLIWOŚCIĄ PODWYŻSZENIA DO 630mm

**Profilowana poduszka oparcia pleców NETTI - WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW 500MM**

<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti UNO - stabilizacja boczna 100mm	500,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SMART - stabilizacja boczna 120mm	700,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti STABIL - stabilizacja boczna 170mm	750,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL - stabilizacja boczna 170mm - usztywniona	800,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti.  
Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza**Oparcie pleców - opcje (nie łączyć z siedziskiem RECARO i ErgoStar)**

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia skokowo co 10° w zakresie -10° do 30°	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia płynna w zakresie -10° do 50° <b>OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM</b>	2.300,00

System siedzisk

<input type="checkbox"/>	579	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 490mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>ręczna regulacja kąta oparcia pleców</u>	7.900,00
<input type="checkbox"/>	567	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 490mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>elektryczna regulacja kąta oparcia pleców</u>	9.900,00
<input type="checkbox"/>	580	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>ręczna regulacja kąta oparcia pleców</u>	8.700,00
<input type="checkbox"/>	578	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>elektryczna regulacja kąta oparcia pleców</u>	10.900,00
<input type="checkbox"/>	581	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 460-510mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>ręczna regulacja kąta oparcia pleców</u>	8.700,00
<input type="checkbox"/>	584	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 460-510mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>elektryczna regulacja kąta oparcia pleców</u>	10.900,00

Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna przy oparciu pleców <b>TYLKO PRZY OPARCIU PLECÓW STANDARDOWYM (KOD 737 I 736), ERGOSEAT ORAZ ERGOSEAT PRO</b>	-
<input type="checkbox"/>	2814	sztanga poprzeczna przy oparciu pleców <b>TYLKO DLA SIEDZISKA RECARO I ERGOSTAR KOD 961</b>	500,00
<input type="checkbox"/>	410	rączki do prowadzenia wózka (montaż sztangi w połowie wysokości oparcia pleców) <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR</b>	300,00

Zagłówki (nie łączyć z siedziskiem RECARO)

MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLKO ZE SZTANGĄ:  
PRZY SIEDZISKU STANDARDOWYM, ERGOSEAT, ERGOSEAT PRO ORAZ NETTI - KOD 814  
PRZY SIEDZISKU ERGOSTAR Z KODEM 2814

<input type="checkbox"/>	913	zagłówek MEYRA mały	600,00
<input type="checkbox"/>	1059665/ 1064917	zagłówek MEYRA duży	750,00

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/> 40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/> 82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/> 40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/> 40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/> 81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/> 82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca rozmiar MIDI dla szerokości siedziska 380-450mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca rozmiar MAXI dla szerokości siedziska od 450mm	300,00
<input type="checkbox"/>	589	pas 4-ro punktowy TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814 LUB 2814	1.100,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	150,00
<input type="checkbox"/>	954	peloty piersiowe odchylane; para NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24 I 14	3.900,00
<input type="checkbox"/>	957	peloty piersiowe wyjmowane; para NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24 I 14	600,00

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	142/146	kółka przednie 10" (260mm) pompowane, bieżnik choinkowy; felga aluminiowa	-
<input type="checkbox"/>	142/900	kółka przednie 10" (260mm) pełne, bieżnik choinkowy; felga aluminiowa	300,00
<input type="checkbox"/>	2142/481	kółka przednie 10" (260mm) pompowane, bieżnik kostka; felga aluminiowa	350,00
<input type="checkbox"/>	2142/900	kółka przednie 10" (260mm) pełne, bieżnik kostka; felga aluminiowa	650,00

przednia wysokość siedziska: ☐ 460mm ☐ 500mm ☐ 530mm

PRZEDNIEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA 460MM NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 480 I 530mm

podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska odnoszą się do ustawienia siedziska w poziomie (kąt nachylenia siedziska 0°) i dotyczą wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska

- do podanych wymiarów wysokości siedziska należy dodać:
- a) +30mm lub 50mm w przypadku standardowej poduszki siedziska z gąbki
  - b) +70mm w przypadku poduszki ErgoSeat
  - c) +80mm przy poduszkach Netti
  - d) +120mm przy siedzisku ErgoStar
  - e) +150mm przy siedziskach RECARO

Koła przednie - opcje

<input type="checkbox"/>	816	nadkola NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI Z BIEŻNIKIEM KOSTKA - KOD 2142	1.400,00
--------------------------	-----	--	----------

Koła tylne - napędowe

<input type="checkbox"/>	772	15" (380x75mm); bieżnik choinkowy; felga aluminiowa	-
<input type="checkbox"/>	2460	14" (360x120mm); bieżnik kostkowy; felga aluminiowa (koła przednie z modelu wózka Optimus2) <b>NIE ŁĄCZYĆ Z NADKOŁAMI KOD 824</b>	1.650,00

Koła tylne - opcje

<input type="checkbox"/>	846	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie pełne	750,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 14" - KOD 2460</b>	500,00

Ogumienie - kolor

<input type="checkbox"/>	908	czarne	-
--------------------------	-----	--------	---

Boczki

<input type="checkbox"/>	106	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik	-
<input type="checkbox"/>	4960	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik; podłokietnik z delikatnym wgłębieniem dla stabilizacji ręki	200,00
<input type="checkbox"/>	21	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość przedłużony w tylnej części podłokietnik	500,00
<input type="checkbox"/>	24	podłokietniki krótkie, odchylane do tyłu z regulacją kąta <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGO-STAR ORAZ RECARO</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PELOTAMI PIERSIOWYMI KOD 954 I 957</b> <b>TYLKO ZE STANDARDOWYM UCHWYTEM JOYSTICKA - KOD 4859</b>	-
<input type="checkbox"/>	4982	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia; odchylany na zewnątrz; dla długości przedramienia do 260mm <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 14 I 24</b> <b>MONTAŻ PO STRONIE BEZ JOYSTICKA</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON</b>	1.300,00
<input type="checkbox"/>	4983	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia; odchylany na zewnątrz; dla długości przedramienia do 430mm <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 14 I 24</b> <b>MONTAŻ PO STRONIE BEZ JOYSTICKA</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON</b>	1.500,00
<input type="checkbox"/>	4985	podpora dłoni płaska; dla kodu 4982	250,00
<input type="checkbox"/>	4986	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; prawa; dla kodu 4982	250,00
<input type="checkbox"/>	4987	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; lewa; dla kodu 4982	250,00

Podnóżki (odchylane i zdejmowane)

<input type="checkbox"/>	93	standardowe	-
<input type="checkbox"/>	92	z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi	200,00
<input type="checkbox"/>	86	z elektryczną regulacją kąta do wyprostu nogi NIE ZALECANE Z JEDNOCZĘŚCIOWYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 54	3.400,00


Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony; głębokość stopnia 150mm	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta NIE ŁĄCZYĆ Z PODNÓŻNIEM KOD 86	650,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki (paski z podstawką zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka) TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 798	500,00

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:  
w zakresie 280-430mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:  
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.



Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory bezobsługowe 80Ah (20h)	zasięg przy prędkości 6km/h do 40km; 10km/h do 35km	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka 12A dla akumulatorów kod 5158		-

Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---

Elektronika

<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy	-
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	900,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	3.300,00
<input type="checkbox"/>	839	OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRONIKĄ KOD 408, 415, 416, 398	5.400,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	5.500,00

**Sterowanie**

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na rękę prawą	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na rękę lewą	-
<input type="checkbox"/>	851	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka przód- tył <b>TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814 LUB 2184 (PRZY SIEDZISKU RECARO LUB ERGOSTAR)</b>	700,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika <b>TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814 LUB 2184 (PRZY SIEDZISKU RECARO LUB ERGOSTAR)</b>	3.100,00

**Uchwyt joysticka**

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4566	uchwyt z regulacją długości i wysokości <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 21</b>	300,00
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf) <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 21</b>	600,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	250,00

**Niestandardowe końcówki joysticka**

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	100,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	100,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	550,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	250,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	250,00
<input type="checkbox"/>	4591	końcówka joysticka "T"	350,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	350,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	200,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	650,00
<input type="checkbox"/>	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	250,00

**Kolor ramy**

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
--------------------------	-----	---	---



Dodatki			
<input type="checkbox"/>	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO	400,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port	700,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	300,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	300,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę; NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 21	400,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	-
<input type="checkbox"/>	930	stolik nasuwany na podłokietniki; TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	650,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok; TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	2.100,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR	150,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszon na oparciu pleców; TYLKO Z TAPICERKĄ PLECÓW KOD 736	150,00

**Niestandardowe systemy sterowania**

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	1.900,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	1.900,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, zielony <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, żółty <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	778	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	779	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, żółty <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	28.900,00
<input type="checkbox"/>	4940	uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot	4.900,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoni <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	33.900,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	29.100,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoni <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	34.900,00
<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA - KOD 589</b>	23.900,00
<input type="checkbox"/>	810	sterowanie brodą odchylane ręcznie <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA - KOD 589</b>	26.900,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

NETTI poduszka siedziska

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care		
350x400	171805	172005	187303	x		189303
350x450	171806	172006	187304	188304		189304
350x500	171807	172007	187305	188305		189305
380x400	x	x	187306	188306		189306
380x450	171809	172009	187307	188307		189307
380x500	171810	172010	187308	188308		189308
400x400	171812	172012	187309	188309		189309
400x450	171813	172013	187310	188310		189310
400x500	171814	172014	187311	188311		189311
400x550	x	x	187333	188333		x
430x400	x	x	187312	188312		189312
430x450	171817	172017	187313	188313		189313
430x500	171818	172018	187314	188314		189314
450x400	x	x	187315	188315		189315
450x450	171821	172021	187316	188316		189316
450x500	171822	172022	187317	188317		189317
450x550	171823	172023	187318	188318		189318
500x450	171825	172025	187319	188319		189319
500x500	171826	172026	187320	188320		189320
500x550	x	x	187321	188321		189321

NETTI poduszki oparcia

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL	
szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	
300x400		x	357302	358302	407302	x	x	x	
350x500	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301	
380x500	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302	
400x500	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303	
430x500	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304	
450x500	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305	
500x500	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306	
550x500	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307	