

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)




Cena wersji standardowej:

22.900,00 zł. brutto
☐ **S.19.01.00**
(P130C.00) Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐ **S.22.01.01**
(P131B.01) Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci
Prędkość maksymalna

| | | | |
|--------------------------|---------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 115 | 6km/h; zasięg max. 40km; silniki 220W | - |
| <input type="checkbox"/> | 115/903 | 6km/h; zasięg max. 40km; silniki 300W TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net KODY: 415, 416, 398 | 3.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 117 | 10km/h; zasięg max. 35km; silniki 300W | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 117/903 | 10km/h; zasięg max. 35km; silniki 350W TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net KODY: 415, 416, 398 | 3500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 918 | system ESP dla utrzymania prawidłowego toru jazdy; TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET Z WYŚWIETLACZEM KODY 416 LUB 398 | 2.000,00 |

Zawieszenie

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 892 | zawieszenie dla osób o wadze do 120kg | - |
| <input type="checkbox"/> | 891 | zawieszenie dla osób o wadze do 160kg | - |

Szerokość siedziska (dla siedzisk: standardowe, ErgoSeat oraz poduszki NETTI)

| | | | |
|--------------------------|----|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 38 | podstawa siedziska 380mm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczками w zakresie: 380-500mm NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSEAT PRO KOD 2019 | - |
| <input type="checkbox"/> | 43 | podstawa siedziska 430mm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczками w zakresie: 430-550mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 48 | podstawa siedziska 480mm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczками w zakresie: 480-600mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 53 | podstawa siedziska 530mm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczками w zakresie: 530-650mm NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSEAT PRO KOD 2019 | - |

Głębokość siedziska (dla siedzisk: standardowe, ErgoSeat oraz poduszki NETTI)

możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska skokowo w zakresie 400-490mm

| | | | |
|--------------------------|-----|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 615 | 400mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 788 | 430mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 619 | 460mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 792 | 490mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 793 | 530mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 356 | 560mm NIE ŁĄCZYĆ Z PODUSZKAMI NETTI | 300,00 |

Typ siedziska**(NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO ORAZ ERGOSTAR)**

| | | | |
|--------------------------|------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 738 | standardowa tapicerka siedziska tekstylna, czarna (gąbka 15mm) | - |
| <input type="checkbox"/> | 4276 | alumiowa płyta siedziska, czarna | 300,00 |

Poduszka siedziska

| | | | |
|--------------------------|---------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 561 | poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 60mm; obszycie kodura w kolorze czarnym | - |
| <input type="checkbox"/> | 10329 | poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszycie kodura | <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa - |
| <input type="checkbox"/> | 10328 | poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca | <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10325 | poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszycie dzianina oddychająca | <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10219 | poduszka siedziska gąbkowa, delikatnie profilowana; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca | <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 948/237 | poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszyta materiałem tekstylnym, czarna | 1.100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 12008 | poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszyta materiałem wodoodpornym; dzianina dystansowa | <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 1.300,00 |

PODUSZKI SIEDZISKA NETTI - TYLKO Z ALUMINIOWĄ PŁYTĄ SIEDZISKA - KOD 4276

| | | | |
|--------------------------|------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 7206 | poduszka siedziska Netti UNO | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 7203 | poduszka siedziska Netti SIT delikatnie profilowana | 600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 7208 | poduszka siedziska Netti SIT °C z powłoką utrzymującą odpowiednią temperaturę skóry | 900,00 |

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti.
Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

Siedzisko - opcje

| | | | |
|--------------------------|------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 119 | ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie: 0° do 10° | - |
| <input type="checkbox"/> | 118 | elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie: -2° do 26° | 850,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4118 | elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 50° TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET KOD 415, 416 LUB 398 WYSOKOŚĆ SIEDZISKA PRZY KÓŁKACH PRZEDNICH 9" - 510mm; PRZY KÓŁKACH PRZEDNICH 10" - 530mm | 5.800,00 |
| <input type="checkbox"/> | 27 | elektryczna regulacja wysokości siedziska do +300mm (winda krzyżakowa) oraz elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30° TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET KOD 415, 416 LUB 398 WYSOKOŚĆ SIEDZISKA PRZY KÓŁKACH PRZEDNICH 9" - 510mm; PRZY KÓŁKACH PRZEDNICH 10" - 530mm | 11.400,00 |

Siedzisko opcje dodatkowe

| | | | |
|--------------------------|------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 833 | biodrowy pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3274 | pasy odwodzące nogi MIDI dla szerokości siedziska 380 i 430mm | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4163 | pasy odwodzące nogi MIDI dla szerokości siedziska 480mm | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 5062 | klin krokowy tekstylny; miękki wszyty do poduszki siedziska oraz biodrowym pasem bezpieczeństwa TYLKO Z ALUMINIOWĄ PŁYTĄ SIEDZISKA KOD 4276 | 350,00 |
| | | wysokość poduszki siedziska <input type="checkbox"/> 10mm <input type="checkbox"/> 30mm <input type="checkbox"/> 50mm | |
| <input type="checkbox"/> | 590 | klin krokowy twardy, regulowany TYLKO Z ALUMINIOWĄ PŁYTĄ SIEDZISKA KOD 4276 | 900,00 |

Oparcie pleców- model

| | | | |
|--------------------------|-------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 736 | tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców kodura czarna | - |
| <input type="checkbox"/> | 10321 | tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców kodura <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa | - |
| <input type="checkbox"/> | 11735 | tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców dzianina oddychająca <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa | 150,00 |

DLA OPARCIA PLECÓW Z REGULACJĄ NAPIĘTOŚCI PASAMI WYSOKOŚĆ OPARCIA WYNOSI 500mm Z MOŻLIWOŚCIĄ OBNIŻENIA DO 450mm

| | | | |
|--------------------------|---------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 949/237 | ErgoSeat- profilowana poduszka pleców; obszycie tekstylne w kolorze czarnym | 800,00 |
| <input type="checkbox"/> | 12009 | ErgoSeat- profilowana poduszka pleców; obszycie dzianina oddychająca <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2019 | ErgoSeat PRO - komfortowe oparcie pleców TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 430 I 480mm | 1.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2021 | ErgoSeat PRO - peloty piersiowe duże; para; wysokość 310mm | 1.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2032 | ErgoSeat PRO - peloty piersiowe małe; para; wysokość 230mm | 1.800,00 |

DLA OPARCIA PLECÓW ERGOSEAT WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW WYNOSI 590mm Z MOŻLIWOŚCIĄ PODWYŻSZENIA DO 630mm

Profilowana poduszka oparcia pleców NETTI - WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW 500mm

| | | | |
|--------------------------|--|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | | poduszka oparcia pleców Netti UNO - stabilizacja boczna 100mm | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | | poduszka oparcia pleców Netti SMART - stabilizacja boczna 120mm | 700,00 |
| <input type="checkbox"/> | | poduszka oparcia pleców Netti STABIL - stabilizacja boczna 170mm | 750,00 |
| <input type="checkbox"/> | | poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL - stabilizacja boczna 170mm - usztywniona | 800,00 |

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti.
Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

Oparcie pleców - opcje (nie łączyć z siedziskiem RECARO i ErgoStar)

| | | | |
|--------------------------|-----|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 401 | ręczna regulacja kąta oparcia skokowo co 10° w zakresie -10° do 30° | - |
| <input type="checkbox"/> | 25 | elektryczna regulacja kąta oparcia płynna w zakresie -10° do 50° OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM | 2.200,00 |

System siedzisk

| | | | |
|--------------------------|-----|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 961 | siedzisko ErgoStar, profilowane; szerokość 500mm; głębokość 500mm; wysokość oparcia pleców 640mm; obszycie skajowe- czarne; ręczna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej; możliwość regulacji podparcia odcinka lędźwiowego | 900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 579 | siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 490mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>ręczna regulacja kąta oparcia pleców</u> | 8.200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 567 | siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 490mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>elektryczna regulacja kąta oparcia pleców</u> TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET LUB MODUŁEM OMNI | 10.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 580 | siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>ręczna regulacja kąta oparcia pleców</u> | 8.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 578 | siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>elektryczna regulacja kąta oparcia pleców</u> TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET LUB MODUŁEM OMNI | 11.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 581 | siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 460-510mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>ręczna regulacja kąta oparcia pleców</u> | 8.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 584 | siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 460-510mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>elektryczna regulacja kąta oparcia pleców</u> TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET LUB MODUŁEM OMNI | 11.400,00 |

Oparcie pleców - opcje

| | | | |
|--------------------------|------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 814 | sztanga poprzeczna na oparciu pleców, TYLKO PRZY OPARCIU PLECÓW STANDARDOWYM (KOD 737 I 736), ERGOSEAT ORAZ ERGOSETA PRO | - |
| <input type="checkbox"/> | 2814 | sztanga poprzeczna na oparciu pleców; TYLKO DLA SIEDZISKA RECARO I ERGOSTAR KOD 961 | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 410 | rączki do prowadzenia wózka (montaż sztangi w połowie wysokości oparcia pleców) NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR | 300,00 |

Zagłówki (nie łączyć z siedziskiem RECARO)

**MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLKO ZE SZTANGĄ:
PRZY SIEDZISKU STANDARDOWYM, ERGOSEAT, ERGOSEAT PRO ORAZ NETTI - KOD 814
PRZY SIEDZISKU ERGOSTAR Z KODEM 2814**

| | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 913 | zagłówek MEYRA mały | 600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 1059665/ 1064917 | zagłówek MEYRA duży | 750,00 |

Zagłówki NETTI

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|
| NETTI: zagłówek głęboki, typ A | <input type="checkbox"/> 40880 | tapicerka 3D (oddychająca) | <input type="checkbox"/> 28382 | tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) | 750,00 |
| NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę | <input type="checkbox"/> 82566 | tapicerka 3D (oddychająca) | <input type="checkbox"/> 44970 | tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) | 800,00 |
| NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B | <input type="checkbox"/> 40881 | tapicerka 3D (oddychająca) | <input type="checkbox"/> 28383 | tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) | 750,00 |
| NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C | <input type="checkbox"/> 40882 | tapicerka 3D (oddychająca) | <input type="checkbox"/> 28384 | tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) | 650,00 |
| NETTI: zagłówek trapezowy; typ D | <input type="checkbox"/> 81024 | tapicerka 3D (oddychająca) | <input type="checkbox"/> 82986 | tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) | 700,00 |
| NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM | <input type="checkbox"/> 82161 | tapicerka 3D (oddychająca) | <input type="checkbox"/> 82797 | tapicerka EasyCare (łatwo zmywalna) | 2.200,00 |

Elementy stabilizacji

| | | | |
|--------------------------|------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 4165 | kamizelka stabilizująca rozmiar MIDI dla szerokości siedziska 380-450mm | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2775 | kamizelka stabilizująca rozmiar MAXI dla szerokości siedziska od 450mm | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 589 | pas 4-ro punktowy TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814 LUB 2814 | 1.100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4168 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3530 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3531 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3532 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 954 | peloty piersiowe odchylane (para) NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24 I 14 | 3.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 957 | peloty piersiowe stałe (para) NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24 I KOD 14 | 600,00 |

Kółka przednie i przednie wysokości siedziska

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 163 | kółka przednie 9" (23cm); felga aluminiowa TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 12" - KOD 815 | <input type="checkbox"/> | 440mm | <input type="checkbox"/> | 480mm | <input type="checkbox"/> | 510mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 142 | kółka przednie 10" (26cm); felga aluminiowa TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 14" - KOD 460 | <input type="checkbox"/> | 460mm | <input type="checkbox"/> | 500mm | <input type="checkbox"/> | 530mm | 200,00 |

w przypadku opcji windy (kod 27) oraz elektrycznej regulacji kąta siedziska (kod 4118) przednia wysokość siedziska wynosi: 510mm przy kółkach przednich 9" (kod 163) lub 530mm przy kółkach przednich 10" (kod 142)

podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska odnoszą się do ustawienia siedziska w poziomie (kąt nachylenia siedziska 0°) i dotyczą wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska

- do podanych wymiarów wysokości siedziska należy dodać:
- a) +30mm lub 50mm w przypadku standardowej poduszki siedziska z gąbki
 - b) +70mm w przypadku poduszki ErgoSeat
 - c) +80mm przy poduszkach Netti
 - d) +120mm przy siedzisku ErgoStar
 - e) +150mm przy siedziskach RECARO

Koła przednie - opcje

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 146 | ogumienie pompowane | - |
| <input type="checkbox"/> | 900 | ogumienie pełne | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 816 | nadkola | 1.400,00 |

Koła tylne - napędowe

| | | | |
|--------------------------|-----|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 815 | 12" (320mm), felga aluminiowa TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 9" (KOD 163) | - |
| <input type="checkbox"/> | 460 | 14" (356mm), felga aluminiowa TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 10" (KOD 142) | 150,00 |

Koła tylne - opcje

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 846 | ogumienie pompowane | - |
| <input type="checkbox"/> | 904 | ogumienie pełne | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 824 | nadkola | 400,00 |

Ogumienie - kolor

| | | | |
|--------------------------|-----|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | 908 | czarne | - |
| <input type="checkbox"/> | 909 | szare | - |

Boczki

| | | | |
|--------------------------|------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 106 | boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczaków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa - czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik | - |
| <input type="checkbox"/> | 4960 | boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczaków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik; podłokietnik z delikatnym wgłębieniem dla stabilizacji ręki | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 21 | boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczaków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość przedłużony w tylnej części podłokietnik | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 14 | wzmocnione podłokietniki montowane do profilu oparcia pleców; podłokietniki odchylane do tyłu; regulacja wysokości i kąta; możliwość rozsunięcia podłokietników NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGO-STAR ORAZ RECARO NIE ŁĄCZYĆ Z PELOTAMI PIERSIOWYMI KOD 954 I 957 | 4.100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4422 | podłokietniki kod 14 ustawione ze stałą pozycją pochylenia | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 24 | podłokietniki krótkie, odchylane do tyłu z regulacją kąta NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGO-STAR ORAZ RECARO NIE ŁĄCZYĆ Z PELOTAMI PIERSIOWYMI KOD 954 I 957 TYLKO ZE STANDARDOWYM UCHWYTEM JOYSTICKA - KOD 4859 | - |
| <input type="checkbox"/> | 4982 | podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia; odchylany na zewnątrz; dla długości przedramienia do 260mm NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 14 I 24 MONTAŻ PO STRONIE BEZ JOYSTICKA NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON | 1.300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4983 | podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia; odchylany na zewnątrz; dla długości przedramienia do 430mm NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 14 I 24 MONTAŻ PO STRONIE BEZ JOYSTICKA NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON | 1.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4985 | podpora dłoni płaska; dla kodu 4982 | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4986 | podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; prawa; dla kodu 4982 | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4987 | podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; lewa; dla kodu 4982 | 250,00 |

Podnóżki (odchylane i zdejmowane)

| | | | |
|--------------------------|----|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 93 | standardowe | - |
| <input type="checkbox"/> | 92 | z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 86 | z elektryczną regulacją kąta do wyprostu nogi TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET NIE ZALECANE Z JEDNOCZĘŚCIOWYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 54 | 3.600,00 |

Stopień podnóżka

| | | | |
|--------------------------|-----|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 798 | stopień podnóżka dzielony; głębokość stopnia 150mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 54 | stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta NIE ŁĄCZYĆ Z PODNÓŻKIEM KOD 86 | 650,00 |
| <input type="checkbox"/> | 105 | adapter montażu uchwytów podnóżków z rozszerzeniem o 45mm na stronę; opcja zalecana dla osób ze słonowatością nóg; dystans między podnóżkami musi być większy od szerokości siedziska | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 822 | paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona) | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 823 | zapiętki (paski z podstawką zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka) TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 798 | 500,00 |

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:

w zakresie 280-430mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:**Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.**

Akumulatory i ładowarki

| | | | | |
|--------------------------|------|--|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 5159 | akumulatory bezobsługowe 50Ah(20h) | zasięg przy prędkości: 6km/h: do 30km; 10km/h: 25km | - |
| <input type="checkbox"/> | 5158 | akumulatory bezobsługowe 80Ah(20h) | zasięg przy prędkości: 6km/h: do 40km; 10km/h: 35km | 1.800,00 |
| <input type="checkbox"/> | 732 | ładowarka 8A dla akumulatorów kod 5159 | | - |
| <input type="checkbox"/> | 733 | ładowarka mocniejsza 12A dla akumulatorów kod 5158 | | 100,00 |

Oświetlenie

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 932 | oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami | | - |
|--------------------------|-----|--|--|---|

Elektronika

| | | | | |
|--------------------------|------|---|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 408 | elektronika VR2 | | - |
| <input type="checkbox"/> | 682 | moduł regulacji opcji elektrycznych do elektroniki VR2 (NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRYCZNYMI PODNÓŻKAMI ORAZ WINDĄ) | | - |
| <input type="checkbox"/> | 415 | elektronika R-Net; wskaźnik diodowy | | 2.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 416 | elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD | | 3.300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 398 | elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury | | 5.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 839 | OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRONIKĄ KOD 408, 415, 416, 398 | | 6.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4615 | zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 | | 5.500,00 |

Sterowanie

| | | | | |
|--------------------------|------|--|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 74 | sterowanie na prawą rękę | | - |
| <input type="checkbox"/> | 60 | sterowanie na lewą rękę | | - |
| <input type="checkbox"/> | 851 | dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka przód- tył TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814 LUB 2184 (PRZY SIEDZISKU RECARO LUB ERGOSTAR) | | 700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4789 | dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814 LUB 2184 (PRZY SIEDZISKU RECARO LUB ERGOSTAR) | | 2.300,00 |

Uchwyt joysticka dla użytkownika

| | | | | |
|--------------------------|------|--|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 4859 | uchwyt z regulacją długości | | - |
| <input type="checkbox"/> | 4566 | uchwyt z regulacją długości i wysokości NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 24 | | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4860 | uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf) NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 24 | | 600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4874 | osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net | | 250,00 |

Niestandardowe końcówki joysticka

| | | | |
|--------------------------|------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 553 | kończówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 556 | kończówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 734 | kończówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni | 550,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4589 | kończówka joysticka grzybek | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4590 | kończówka joysticka mała piłka - twarda | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4591 | kończówka joysticka "T" | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4593 | kończówka joysticka słupek (5cm) | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4594 | kończówka joysticka guzik (płaski wierzch) | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4595 | kończówka joysticka duża piłka - miękka | 650,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4596 | kończówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm | 250,00 |

Kolor ramy

| | | | |
|--------------------------|------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 207 | kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura) | - |
| <input type="checkbox"/> | 212 | kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała | - |
| <input type="checkbox"/> | 186 | kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik | - |
| <input type="checkbox"/> | 227 | kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik | - |
| <input type="checkbox"/> | 180 | kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX | - |
| <input type="checkbox"/> | 214 | kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty | - |
| <input type="checkbox"/> | 5220 | kolor ramy podwozia, ramy siedziska, ramy oparcia pleców, podnóżków na życzenie klienta z palety kolorów MEYRA | 1.500,00 |

Dodatki

| | | | |
|--------------------------|---------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 676 | odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2676 | odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 781 | USB- port | 700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 782 | uchwyt na telefon | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 906 | lusterko wsteczne - prawe | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 927 | lusterko wsteczne - lewe | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 936 | deska do przesiadania się | 550,00 |
| <input type="checkbox"/> | 970 | uchwyt na kulę; NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24 I KOD 14 | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 994 | bagażnik rurkowy | - |
| <input type="checkbox"/> | 930 | stolik nasuwany na podłokietniki TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF) | 650,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4646 | stolik odchylany na bok TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF) | 2.100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3075902 | śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm | 550,00 |
| <input type="checkbox"/> | 5623 | ocieplacz na nogi | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10719 | kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 9662 | kieszon na oparciu pleców TYLKO Z TAPICERKĄ PLECÓW KOD 736 | 150,00 |

Niestandardowe systemy sterowania

| | | | |
|--------------------------|------|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 4660 | stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 | 1.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4661 | stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 | 1.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 543 | zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, zielony TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 596 | zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, żółty TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 778 | zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 779 | zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, żółty TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4611 | sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 | 28.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4940 | uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot | 4.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4600 | sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoni TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 | 33.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4612 | sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 | 27.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4601 | sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoni TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 | 32.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4613 | sterowanie TouchDrive TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 | 32.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 813 | sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym tylko z boczkiem kod 106 oraz elektroniką R-Net z wyświetlaczem diodowym kod 415 | 10.200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 565 | sterowanie brodą odchylane elektrycznie TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA- KOD 589 | 23.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 810 | sterowanie brodą odchylane ręcznie TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA- KOD 589 | 26.900,00 |



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

NETTI poduszka siedziska

| WYMIAR | | NETTI UNO | | NETTI SIT | | NETTI SIT C |
|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--|-------------|
| szer.xgłęb. | tapicerka 3D | tapicerka Easy Care | tapicerka 3D | tapicerka Easy Care | | |
| 350x400 | 171805 | 172005 | 187303 | x | | 189303 |
| 350x450 | 171806 | 172006 | 187304 | 188304 | | 189304 |
| 350x500 | 171807 | 172007 | 187305 | 188305 | | 189305 |
| 380x400 | x | x | 187306 | 188306 | | 189306 |
| 380x450 | 171809 | 172009 | 187307 | 188307 | | 189307 |
| 380x500 | 171810 | 172010 | 187308 | 188308 | | 189308 |
| 400x400 | 171812 | 172012 | 187309 | 188309 | | 189309 |
| 400x450 | 171813 | 172013 | 187310 | 188310 | | 189310 |
| 400x500 | 171814 | 172014 | 187311 | 188311 | | 189311 |
| 400x550 | x | x | 187333 | 188333 | | x |
| 430x400 | x | x | 187312 | 188312 | | 189312 |
| 430x450 | 171817 | 172017 | 187313 | 188313 | | 189313 |
| 430x500 | 171818 | 172018 | 187314 | 188314 | | 189314 |
| 450x400 | x | x | 187315 | 188315 | | 189315 |
| 450x450 | 171821 | 172021 | 187316 | 188316 | | 189316 |
| 450x500 | 171822 | 172022 | 187317 | 188317 | | 189317 |
| 450x550 | 171823 | 172023 | 187318 | 188318 | | 189318 |
| 500x450 | 171825 | 172025 | 187319 | 188319 | | 189319 |
| 500x500 | 171826 | 172026 | 187320 | 188320 | | 189320 |
| 500x550 | x | x | 187321 | 188321 | | 189321 |

NETTI poduszki oparcia

| WYMIAR | | NETTI UNO | | NETTI SMART | | NETTI STABIL | | NETTI SUPER STABIL | |
|------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|--------------|--------|--------------------|--|
| szer.xwys. | 3D | Easy Care | 3D | Easy Care | 3D | Easy Care | 3D | Easy Care | |
| 300x400 | | x | 357302 | 358302 | 407302 | x | x | x | |
| 350x500 | 344701 | 344901 | 357304 | 358304 | 367304 | 368304 | 377301 | 378301 | |
| 380x500 | x | x | 357305 | 358305 | 367305 | 368305 | 377302 | 378302 | |
| 400x500 | 344702 | 344902 | 357306 | 358306 | 367306 | 368306 | 377303 | 378303 | |
| 430x500 | x | x | 357307 | 358307 | 367307 | 368307 | 377304 | 378304 | |
| 450x500 | 344703 | 344903 | 357308 | 358308 | 367308 | 368308 | 377305 | 378305 | |
| 500x500 | 344704 | 344904 | 357309 | 358309 | 367309 | 368309 | 377306 | 378306 | |
| 550x500 | 344705 | 344905 | 357310 | 358310 | 367310 | 368310 | 377307 | 378307 | |