

Formularz zamówienia

iCHAIR MC2 RS

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,
model 1.615



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta
indywidualnego; UWAGI strona 10 Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

36.900,00 zł brutto

☐

S.19.01.00
(P130C.00)


Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐

S.22.01.01
(P131B.01)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci





1 Prędkość maksymalna

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x300W	zasięg do 40km	-
<input type="checkbox"/>	120	13 km/h	silniki 2x350W	zasięg do 35km tylko z pasem bezpieczeństwa kod 833 lub 589	-
<input type="checkbox"/>	918	system ESP dla utrzymania prawidłowego toru jazdy;  TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET Z WYŚWIETLACZEM LCD: KOD 416 LUB 398			2.500,00

2 Zawieszenie

<input type="checkbox"/>	892	zawieszenie dla osób o wadze do 120kg			-
<input type="checkbox"/>	891	zawieszenie dla osób o wadze do 160kg			-

3 Szerokość siedziska (dla siedziska Standardowego, ErgoSeat oraz Netti)

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 380-500mm  NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSEAT PRO KOD 2019			-
<input type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 430mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 430-550mm			-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 480-600mm  NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 460mm			-
<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 530-650mm  NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSEAT PRO KOD 2019  NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 460mm			-

4 Głębokość siedziska (dla siedziska Standardowego, ErgoSeat oraz Netti)

możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska skokowo w zakresie 400-490mm

<input type="checkbox"/>	615	400mm	-
<input type="checkbox"/>	788	430mm	-
<input type="checkbox"/>	619	460mm	-
<input type="checkbox"/>	792	490mm	-
<input type="checkbox"/>	793	530mm	-
<input type="checkbox"/>	356	560mm	300,00
 NIE ŁĄCZYĆ Z PODUSZKAMI NETTI			

5 Typ siedziska

<input type="checkbox"/>	4276	alumiowa płyta siedziska	-
--------------------------	------	--------------------------	---

6 Poduszka siedziska (standardowa, ErgoSeat, Netti)

<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 60mm; obszycie kodura w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	10328	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 150,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska gąbkowa, delikatnie profilowana; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 300,00
<input type="checkbox"/>	948/237	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszycie materiałem tekstylnym w kolorze czarnym	900,00
<input type="checkbox"/>	12008	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszycie dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 1.000,00

⚠ PODUSZKI SIEDZISKA NETTI - TYLKO Z ALUMINIOWĄ PŁYTĄ SIEDZISKA - KOD 4276

<input type="checkbox"/>	7206	poduszka siedziska Netti UNO	300,00
<input type="checkbox"/>	7203	poduszka siedziska Netti SIT delikatnie profilowana	600,00
<input type="checkbox"/>	7208	poduszka siedziska Netto SIT C z powłoką utrzymującą odpowiednią temperaturę skóry	900,00

podaj wymiary oraz materiał obszycia (3D - dzianina oddychająca lub Easy Care - łatwowymywalna)
poduszki siedziska Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

7 Siedzisko - opcje

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie: 0° do 10°	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie: -2° do 26°	800,00
<input type="checkbox"/>	4118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie: 0° do 50° TYLKO Z BIODROWYM LUB 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM OPCJA NIE DOSTĘPNA W POŁĄCZENIU PODUSZKI OPARCIA PLECÓW ERGOSEAT (KOD 949) WRAZ Z GŁĘBOKOŚCIĄ SIEDZISKA 560MM (KOD 356)	5.200,00
<input type="checkbox"/>	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska do 300mm (winda krzyżakowa) elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30°	11.900,00

8

Siedzisko - opcje dodatkowe


<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym PRZY PRĘDKOŚCI 13KM/H KOSZT PASA WLICZONY W CENĘ WÓZKA	200,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi MIDI dla szerokości siedziska 380 i 430mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi MAXI dla szerokości siedziska 480mm	250,00

9

Oparcie pleców - model (standardowe, ErgoSeat, Netti)

<input type="checkbox"/>	736	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców kodura czarna	-
--------------------------	-----	--	---

DLA OPARCIA PLECÓW Z REGULACJĄ NAPIĘTOŚCI PASAMI WYSOKOŚĆ OPARCIA WYNOŚI 500MM Z MOŻLIWOŚCIĄ OBNIŻENIA DO 450mm

<input type="checkbox"/>	949/297	ErgoSeat - profilowana poduszka pleców; obszycie dzianina oddychająca czarno-czerwona	1.200,00
<input type="checkbox"/>	2019	ErgoSeat PRO - komfortowe oparcie pleców  TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 430 I 480mm	3.000,00
<input type="checkbox"/>	2021	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe duże; para; wysokość 310mm	1.800,00
<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe małe; para; wysokość 230mm	1.700,00


DLA OPARCIA PLECÓW ERGOSEAT WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW WYNOŚI 590mm Z MOŻLIWOŚCIĄ PODWYŻSZENIA DO 630mm

Profilowana poduszka oparcia pleców NETTI - WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW 500MM


<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti UNO - stabilizacja boczna 100mm	500,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SMART - stabilizacja boczna 120mm	700,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti STABIL - stabilizacja boczna 170mm	750,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL - stabilizacja boczna 170mm - usztywniona	800,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti.
Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

10 Oparcie pleców - kąt oparcia

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia skokowo co 10° w zakresie -10° do 30°	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia płynna w zakresie -10° do 50°  OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM TYLKO Z BIODROWYM LUB 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA	2.400,00

11 Oparcie pleców - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna przy oparciu pleców  TYLKO PRZY OPARCIU PLECÓW STANDARDOWYM (KOD 737 I 736), ERGOSEAT ORAZ ERGOSEAT PRO	-
<input type="checkbox"/>	410	rączki do prowadzenia wózka (montaż sztangi w połowie wysokości oparcia pleców)	300,00

12 Zagłówki

Montaż zagłówka tylko ze sztangą:

kod 814 przy siedzisku Standardowym, ErgoSeat, ErgoSeat PRO oraz Netti




<input type="checkbox"/>	913	zagłówek MEYRA mały	550,00
<input type="checkbox"/>	1059665/ 1064917	zagłówek MEYRA duży	750,00

Zagłówki NETTI

 **TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814**

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/> 40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/> 82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/> 40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/> 40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/> 81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/> 82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

13 Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca rozmiar MIDI dla szerokości siedziska 380-450mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca rozmiar MAXI dla szerokości siedziska od 450mm	300,00
<input type="checkbox"/>	589	pas 4-ro punktowy  TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814 LUB 2814	1.100,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	150,00
<input type="checkbox"/>	954	peloty piersiowe odchylane; para  NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24 I 14	3.900,00
<input type="checkbox"/>	957	peloty piersiowe wyjmowane; para  NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24 I 14	650,00

14 Koła przednie napędowe i przednie wysokości siedziska

<input type="checkbox"/>	142/146	kółka przednie 10" (260mm) pompowane, bieżnik choinkowy; felga aluminiowa	-
<input type="checkbox"/>	142/900	kółka przednie 10" (260mm) pełne, bieżnik choinkowy; felga aluminiowa	300,00
<input type="checkbox"/>	2142/481	kółka przednie 10" (260mm) pompowane, bieżnik kostka; felga aluminiowa	350,00
<input type="checkbox"/>	2142/900	kółka przednie 10" (260mm) pełne, bieżnik kostka; felga aluminiowa	650,00

przednia wysokość siedziska: ☐ 460mm ☐ 500mm ☐ 530mm

PRZEDNIEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA 460MM NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 480 I 530mm

podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska odnoszą się do ustawienia siedziska w poziomie (kąt nachylenia siedziska 0°) i dotyczą wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska


do podanych wymiarów wysokości siedziska należy dodać:

- a) +30mm lub 50mm w przypadku standardowej poduszki siedziska z gąbki
- b) +70mm w przypadku poduszki ErgoSeat
- c) +80mm przy poduszkach Netti


15 Kółka przednie - opcje

<input type="checkbox"/>	816	nadkola	 NIE ŁĄCZYĆ Z KÓLKAMI PRZEDNIMI Z BIEŻNIKIEM KOSTKA - KOD 2142	1.400,00
--------------------------	-----	---------	--	----------

16 Kółka tylne - skrętne

<input type="checkbox"/>	772	15" (380x75mm); bieżnik choinkowy; felga aluminiowa	-
<input type="checkbox"/>	2460	14" (360x120mm); bieżnik kostkowy; felga aluminiowa (koła przednie z modelu wózka Optimus2)	1.800,00
		 NIE ŁĄCZYĆ Z NADKOLAMI KOD 824	

17 Kółka tylne - opcje





<input type="checkbox"/>	846	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie pełne	750,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola	500,00
		 NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 14" - KOD 2460	

18 Ogumienie - kolor

<input type="checkbox"/>	908	czarne	-
--------------------------	-----	--------	---

19

Boczki

<input type="checkbox"/>	106	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wymiary podłokietnika: 380x80mm	-
<input type="checkbox"/>	4960	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; podłokietnik z delikatnym wgłębieniem dla stabilizacji ręki; wymiary podłokietnika: 380x80mm	200,00
<input type="checkbox"/>	21	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; podłokietnik przedłużony w tylnej jego części; wymiary podłokietnika: 600x80mm; montaż po stronie bez joysticka; wymiary podłokietnika po stronie z joystickiem: 520x80mm	600,00
<input type="checkbox"/>	24	podłokietniki krótkie, odchylane do tyłu z regulacją kąta  NIE ŁĄCZYĆ Z PELOTAMI STABILIZUJĄCYMI - kod 954 i 957 TYLKO ZE STANDARDOWYM UCHWYTEM JOYSTICKA - kod 4859	-
<input type="checkbox"/>	14	podłokietniki długie; wzmocnione; montowane do profilu oparcia pleców podłokietniki odchylane do tyłu; regulacja wysokości i kąta; możliwość rozsunienia podłokietników  NIE ŁĄCZYĆ Z PELOTAMI STABILIZUJĄCYMI - kod 954 i 957	4.200,00
<input type="checkbox"/>	4422	blokada pozycji podłokietników kod 14	300,00
<input type="checkbox"/>	4982	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW, część przedramienia; odchylany na zewnątrz; dla długości przedramienia 360mm  MONTAŻ WYŁĄCZNIE PO STRONIE JOYSTICKA TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	1.400,00
<input type="checkbox"/>	4983	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW, część przedramienia; odchylany na zewnątrz; dla długości przedramienia 430mm  MONTAŻ WYŁĄCZNIE PO STRONIE JOYSTICKA TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	1.600,00
<input type="checkbox"/>	4985	podpora dłoni płaska dla podłokietnika kod 4983	250,00
<input type="checkbox"/>	4986	podpora dłoni z uchwytem ergonomicznym prawa; dla kodu 4983 (montaż joysticka na lewą rękę)	250,00
<input type="checkbox"/>	4987	podpora dłoni z uchwytem ergonomicznym lewa; dla kodu 4983 (montaż joysticka na prawą rękę)	300,00

20

Podnóżki standardowe (odchylane i zdejmowane)

<input type="checkbox"/>	93	standardowe	-
<input type="checkbox"/>	92	z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi	300,00
<input type="checkbox"/>	86	z elektryczną regulacją kąta do wyprostu nogi	3.800,00
⚠ NIE ZALECANE Z JEDNOCZĘŚCIOWYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 54			

21


Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony; głębokość stopnia 150mm	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta	650,00
⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z PODNÓŻNIEM KOD 86			
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki (paski z podstawką zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka)	550,00
⚠ TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 798			

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:

w zakresie 280-430mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:**Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.**

22

Akumulatory i ładowarki




<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory bezobsługowe 80Ah (20h)	zasięg przy prędkości 6km/h do 40km; 10km/h do 35km	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka 12A dla akumulatorów kod 5158		-

23



Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---



24 Elektronika

<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy	-
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	850,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	3.300,00
<input type="checkbox"/>	839	OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR  NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRONIKĄ KOD 408, 415, 416, 398	5.400,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku  NIE ŁĄCZYĆ Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	10.400,00
<input type="checkbox"/>	4795	Immobiliser - dodatkowa zewnętrzna blokada elektroniki;  TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET	250,00

25 Sterowanie

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na rękę prawą	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na rękę lewą	-
<input type="checkbox"/>	851	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka na oparcie pleców dla opiekuna  TYLKO ZE SZTANGĄ OPARCIA KOD 814	900,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowy (drugi) joystick dla opiekuna montowany na sztandze oparcia pleców; joystick dla opiekuna jest sterowaniem nadrzędnym i określa który joystick jest aktywny w danej chwili; posiada możliwość regulacji zamówionych opcji elektrycznych wózka  TYLKO ZE SZTANGĄ OPARCIA KOD 814	2.600,00

26 Uchwyt joysticka

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4566	uchwyt z regulacją długości i wysokości  NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 21	400,00
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf)  NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 21	750,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	250,00

27

Niestandardowe końcówki joysticka

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	200,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	250,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	500,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	250,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	300,00
<input type="checkbox"/>	4591	końcówka joysticka "T"	450,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	400,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	250,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	700,00
<input type="checkbox"/>	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	150,00






28

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
--------------------------	-----	---	---

31

Dodatki

<input type="checkbox"/>	781	USB- port uchwyt na telefon	700,00
<input type="checkbox"/>	782	 W PRZYPADKU MONTAŻU LUSTERKA PO STRONIE JOYSTICKA UCHWYT NA TELEFON MOŻE BYĆ MONTOWANY PO PRZECIWNEJ STRONIE UCHWYT NA TELEFON ORAZ LUSTERKO LUB UCHWYT NA TELEFON MOŻE BYĆ MONTOWANY PO TEJ SAMEJ STRONIE CO JOYSTICK	150,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę;  NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 21	300,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	-
<input type="checkbox"/>	930	stolik nasuwany na podłokietniki;  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	650,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok;  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	2.300,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska	150,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszon na oparciu pleców;  TYLKO Z TAPICERKĘ PLECÓW KOD 736	150,00

32

Niestandardowe sterowanie wózkiem

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo ⚠ TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	2.700,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo ⚠ TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	2.700,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, zielony ⚠ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.200,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, żółty ⚠ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.200,00
<input type="checkbox"/>	778	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony ⚠ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	779	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, żółty ⚠ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	47.900,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoni ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	54.900,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	38.900,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoni ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	45.900,00
<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA - KOD 589	23.900,00
<input type="checkbox"/>	810	sterowanie brodą odchylane ręcznie ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA - KOD 589	26.900,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

Poduszki NETTI

NETTI poduszka siedziska

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care		
350x400	171805	172005	187303	x		189303
350x450	171806	172006	187304	188304		189304
350x500	171807	172007	187305	188305		189305
380x400	x	x	187306	188306		189306
380x450	171809	172009	187307	188307		189307
380x500	171810	172010	187308	188308		189308
400x400	171812	172012	187309	188309		189309
400x450	171813	172013	187310	188310		189310
400x500	171814	172014	187311	188311		189311
400x550	x	x	187333	188333		x
430x400	x	x	187312	188312		189312
430x450	171817	172017	187313	188313		189313
430x500	171818	172018	187314	188314		189314
450x400	x	x	187315	188315		189315
450x450	171821	172021	187316	188316		189316
450x500	171822	172022	187317	188317		189317
450x550	171823	172023	187318	188318		189318
500x450	171825	172025	187319	188319		189319
500x500	171826	172026	187320	188320		189320
500x550	x	x	187321	188321		189321

NETTI poduszki oparcia

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL	
szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	
300x400		x	357302	358302	407302	x	x	x	
350x500	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301	
380x500	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302	
400x500	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303	
430x500	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304	
450x500	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305	
500x500	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306	
550x500	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307	