

# Formularz zamówienia

## iCHAIR MEYLIFE

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,  
model 1.650



### Zamawiający

### Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

### Osoba dokonująca pomiaru

### Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

**39.900,00 zł brutto**

☐

**S.19.01.00**  
(P130C.00)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐

**S.22.01.01**  
(P131B.01)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

**1 Prędkość maksymalna**

<input type="checkbox"/>	2115	prędkość 6km/h; silniki 2x350W; zasięg do 35km	-
<input type="checkbox"/>	2117	prędkość 10km/h; silniki 2x350W; zasięg do 30km	-
<input type="checkbox"/>	918	system ESP dla utrzymania prawidłowego toru jazdy	2.500,00

**2 Zawieszenie**

<input type="checkbox"/>	892	amortyzacja wózka dla użytkowników o wadze do 120kg	-
<input type="checkbox"/>	891	amortyzacja wózka dla użytkowników o wadze do 160kg	-

**3 Szerokość siedziska**

<input type="checkbox"/>	38	380mm	-
<input type="checkbox"/>	43	430mm	-
<input type="checkbox"/>	48	480mm	-
<input type="checkbox"/>	53	530mm	-

⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 400 I 430mm

⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 400 I 430mm

**4 Głębokość siedziska**

<input type="checkbox"/>	615	400mm	-
<input type="checkbox"/>	788	430mm	-
<input type="checkbox"/>	619	460mm	-
<input type="checkbox"/>	4105	490mm	-
<input type="checkbox"/>	791	520mm	-
<input type="checkbox"/>	955	550mm	-

⚠ W PRZYPADKU PODUSZKI SIEDZISKA NETTI GŁĘBOOŚĆ PODUSZKI MAX 500mm

⚠ W PRZYPADKU PODUSZKI SIEDZISKA NETTI GŁĘBOOŚĆ PODUSZKI MAX 500mm

**5 Typ siedziska**

<input type="checkbox"/>	4276/797	aluminiowa płyta siedziska	-
--------------------------	----------	----------------------------	---

6

**Poduszka siedziska** (standardowa, Netti)

<input type="checkbox"/>	10326	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszyta kodurą	-
<input type="checkbox"/>	10329	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 50mm; obszyta kodurą	-
<input type="checkbox"/>	10325	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszyta dzianiną oddychającą	150,00
<input type="checkbox"/>	10328	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 50mm; obszyta dzianiną oddychającą	150,00
kolor poduszki siedziska		<input type="checkbox"/> czarny <input type="checkbox"/> czerwony <input type="checkbox"/> granatowy	-

<input type="checkbox"/>	7203/797	poduszka siedziska Netti SIT <b>MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 500mm</b>	750,00
<input type="checkbox"/>	7204/797	poduszka siedziska Netti SIT C <b>MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 500mm</b>	900,00

7


**Poduszka oparcia pleców** (standardowa, Netti)

<input type="checkbox"/>	608	profil oparcia z rurek; oparcie pleców z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	10321	poduszka oparcia pleców z kodury; wysokość oparcia pleców	<input type="checkbox"/> 520mm <input type="checkbox"/> 570mm           -
<input type="checkbox"/>	10320	poduszka oparcia pleców z dzianiny oddychającej; wysokość oparcia pleców	<input type="checkbox"/> 520mm <input type="checkbox"/> 570mm           150,00
kolor poduszki oparcia pleców		<input type="checkbox"/> czarny <input type="checkbox"/> czerwony <input type="checkbox"/> granatowy	-

<input type="checkbox"/>	7209	poduszka oparcia NETTI Smart	950,00
<input type="checkbox"/>	7210	poduszka oparcia NETTI Super Stabil	950,00
wysokość oparcia pleców przy poduszkach NETTI:		<input type="checkbox"/> 620 mm <input type="checkbox"/> 670 mm	-

8

**Kąt oparcia** (dla oparcia standardowego lub z poduszkami NETTI)

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia skokowo co 10° w zakresie -10° do 30°	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia płynna w zakresie -10° do 50°  <b>OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM</b>	2.300,00

**9 Boczki** (przy oparciu pleców standardowym lub Netti)

<input type="checkbox"/>	106/101	boczki standardowe z osłoną ubrania	-
--------------------------	---------	-------------------------------------	---

**10 System siedziska ErgoSEAT**

<input type="checkbox"/>	948/949	profilowana poduszka oparcia oraz siedziska ErgoSeat, obszyta materiałem	4.600,00
--------------------------	---------	--	----------

<input type="checkbox"/>	2038	szerokość oparcia pleców ErgoSeat 380mm  <b>TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 620 I 670mm</b>	-
--------------------------	------	--	---

<input type="checkbox"/>	2043	szerokość oparcia pleców ErgoSeat 430mm  <b>TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 620 I 670mm</b>	-
--------------------------	------	--	---

<input type="checkbox"/>	2048	szerokość oparcia pleców ErgoSeat 480mm	-
--------------------------	------	---	---

<input type="checkbox"/>	2053	szerokość oparcia pleców ErgoSeat 530mm	-
--------------------------	------	---	---




<input type="checkbox"/>	921	wysokość oparcia pleców ErgoSeat 520mm  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA I OPARCIA 380mm</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM BIOMECHANIKI KOD 2948</b>	-
--------------------------	-----	---	---

<input type="checkbox"/>	922	wysokość oparcia pleców ErgoSeat 570mm  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA I OPARCIA 380mm</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM BIOMECHANIKI KOD 2948</b>	-
--------------------------	-----	---	---

<input type="checkbox"/>	923	wysokość oparcia pleców ErgoSeat 620mm	-
--------------------------	-----	--	---

<input type="checkbox"/>	928	wysokość oparcia pleców ErgoSeat 670mm  <b>TYLKO Z SYSTEMEM BIOMECHANIKI KOD 2948</b>	-
--------------------------	-----	---	---



**11 Kąt oparcia pleców ErgoSeat**

<input type="checkbox"/>	5025	elektryczna regulacja kąta oparcia w zakresie 0° do 60°  <b>TYLKO Z BOCZKAMI KOD 106</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 670MM - KOD 928</b>	400,00
<input type="checkbox"/>	2947	elektryczna regulacja kąta oparcia w zakresie 0° do 60°  <b>TYLKO Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 324</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 670MM - KOD 928</b>	1.100,00
<input type="checkbox"/>	2948	elektryczna regulacja kąta oparcia w zakresie 0° do 60° <b>system BIOMECHANIKI</b> dla oparcia pleców, zagłówka oraz podłokietników  <b>TYLKO Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 324</b>	5.700,00

**12 Oparcie pleców - opcje dodatkowe przy systemie siedziska ErgoSeat**

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna	800,00
<input type="checkbox"/>	914	zagłówek 3D z możliwością indywidualnego dopasowania ułożenia	1.900,00
<input type="checkbox"/>	937	przedłużony uchwyt do zagłówka	300,00
<input type="checkbox"/>	589	pas 4-ro punktowy	1.000,00
<input type="checkbox"/>	2957/ 4275	peloty piersiowe	4.000,00







**13 Boczki dla oparcia ErgoSeat**

<input type="checkbox"/>	106/101	boczki standardowe z osłoną ubrania  <b>TYLKO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ KĄTA OPARCIA - KOD 5025</b>	-
<input type="checkbox"/>	324	podłokietniki odchylane do tyłu  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ KĄTA OPARCIA - KOD 5025</b>	3.500,00
<input type="checkbox"/>	4422	blokada regulacji kąta podłokietnika kod 324	350,00

## 14 Elementy stabilizacji (do wszystkich systemów siedzisk)

<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	150,00



## 15 Podłokietniki

<input type="checkbox"/>	975	podłokietnik standardowy lewy	-
<input type="checkbox"/>	974	podłokietnik standardowy prawy	-
<input type="checkbox"/>	4990	podłokietniki standardowy odchylany na zewnątrz; lewy  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z MONTAŻEM LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON</b>	750,00
<input type="checkbox"/>	4984	podłokietniki standardowy odchylany na zewnątrz; prawy  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z MONTAŻEM LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON</b>	750,00
<input type="checkbox"/>	4982	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, dla długości przedramienia do 360mm; lewy  <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z MONTAŻEM LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON</b>	500,00
<input type="checkbox"/>	4981	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, dla długości przedramienia do 360mm; prawy  <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z MONTAŻEM LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON</b>	500,00
<input type="checkbox"/>	4993	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, odchylany, dla długości przedramienia do 360mm; lewy  <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z MONTAŻEM LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON</b>	1.200,00
<input type="checkbox"/>	4991	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, odchylany, dla długości przedramienia do 360mm; prawy  <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z MONTAŻEM LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON</b>	1.200,00
<input type="checkbox"/>	4988	podpora dłoni płaska; lewa; dla podłokietnika kod 4982 i 4993	250,00
<input type="checkbox"/>	4985	podpora dłoni płaska; prawy; dla podłokietników kod 4981 i 4991	250,00
<input type="checkbox"/>	4987	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; lewa; dla podłokietnika kod 4982 i 4993	250,00
<input type="checkbox"/>	4986	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; prawa; dla podłokietnika kod 4981 i 4991	250,00
<input type="checkbox"/>	4989	przedłużenie podpory przedramienia o +70mm; lewy; dla podłokietnika kod 4982 i 4993	200,00
<input type="checkbox"/>	4983	przedłużenie podpory przedramienia o +70mm; prawy; dla podłokietnika kod 4981 i 4991	200,00

## 16 Siedzisko - opcje

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 9°	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30°	6.300,00
<input type="checkbox"/>	4118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 50°	6.100,00
<input type="checkbox"/>	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska + 300mm elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30°	9.600,00
<input type="checkbox"/>	4933	ploty udowe; regulowane na głębokość i szerokość	3.600,00

## 17 Kółka przednie i przednia wysokość siedziska

<input type="checkbox"/>	163	kółka przednie 9" (230mm); felga aluminiowa  TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 12" - KOD 815	<input type="checkbox"/> 400mm	<input type="checkbox"/> 435mm	<input type="checkbox"/> 470mm	-
<input type="checkbox"/>	142	kółka przednie 10" (260mm); felga aluminiowa  TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 14" - KOD 460	<input type="checkbox"/> 430mm	<input type="checkbox"/> 465mm	<input type="checkbox"/> 500mm	-




Wysokość siedziska 400mm (przy kółkach przednich 9") oraz 430mm (przy kółkach przednich 10")  
**NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 480 I 530MM**

podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska odnoszą się do ustawienia siedziska w poziomie (kąt nachylenia siedziska 0°) i dotyczą wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska

do podanych wymiarów wysokości siedziska należy dodać:

- a) +30mm lub 50mm w przypadku standardowej poduszki siedziska z gąbki
- b) +70mm w przypadku poduszki ErgoSeat
- c) +80mm przy poduszkach Netti

## 18 Kółka przednie - opcje

<input type="checkbox"/>	146	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	900	ogumienie pełne	1.300,00
<input type="checkbox"/>	816	nadkola  TYLKO DLA KÓŁEK PRZEDNIH 10" KOD 142	150,00

**19 Koła tylne - napędowe**

<input type="checkbox"/>	815	12" (320mm); felga aluminiowa ⚠️ TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 9" - KOD 163	-
<input type="checkbox"/>	460	14" (356mm); felga aluminiowa ⚠️ TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 10" - KOD 142	-

**20 Koła tylne - opcje**

<input type="checkbox"/>	846	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie pełne	450,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola	700,00




**21 Ogumienie - kolor**

<input type="checkbox"/>	909	szare	-
<input type="checkbox"/>	908	czarne	-

UWAGA: Opony wykonane są z mieszanki gumowej, która może pozostawiać ślady na niektórych powierzchniach (podłogi plastikowe, parkiety, itp.). Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane ścieraniem powierzchni




**22 Podnóżki (zdejmowane i odchylane) i stopnie podnóżka**

<input type="checkbox"/>	293	standardowe	-
<input type="checkbox"/>	4092	z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; anatomiczna regulacja długości podudzia	6.500,00
<input type="checkbox"/>	2086	z elektryczną regulacją kąta do wyprostu nogi; anatomiczna regulacja długości podudzia	8.600,00
<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	57	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; w kolorze czarnym; regulacja kąta, głębokości i wysokości	550,00
		 <b>TYLKO Z PODNÓŻKIEM STANDARDOWYM KOD 293</b>	
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
		 <b>TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA DZIELONYM - KOD 808</b>	
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki	550,00
		 <b>TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA DZIELONYM - KOD 808</b>	

**23 Długość podudzia****Podaj długość podudzia**

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:  
w zakresie 340-480mm

**W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:**  
**Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.**



**24 Akumulatory i ładowarki**

<input type="checkbox"/>	513	60Ah (20h)	-
<input type="checkbox"/>	5158	80Ah (20h)	400,00
<input type="checkbox"/>	732	ładowarka 8A; dla akumulatorów kod 513	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka 12A; dla akumulatorów kod 5158	100,00

**25 Oświetlenie**

<input type="checkbox"/>	932	pełne oświetlenie drogowe LED z system "pływających" kierunkowskazów	-
--------------------------	-----	--	---

**26 Elektronika**

<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net wskaźniki diodowe	-
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net z małym wyświetlaczem LCD	850,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net z dużym wyświetlaczem LCD, Bluetooth i IR	3.300,00
<input type="checkbox"/>	839	<b>OMNI</b> - moduł elektroniki R-Net obowiązkowy w przypadku zamówienia wózka z niestandardowym systemem sterowania; patrz formularz zamówienia pkt.: 32	16.900,00
<input type="checkbox"/>	4615	dodatkowy zewnętrzny panel regulacji elektrycznych do 5 opcji elektrycznych; montaż po stronie bez joysticka <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKIEM TERPEUTYCZNYM - kod 4660, 4661 i 4646</b>	10.400,00
<input type="checkbox"/>	4795	Immobiliser - dodatkowa zewnętrzna blokada elektroniki; <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET</b>	300,00

**27 Sterowanie**

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-

## 28 Uchwyt joysticka

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt regulowany przód-tył	-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt regulowany przód-tył, na wysokość oraz odchylany (pantograf)	450,00
<input type="checkbox"/>	4566	uchwyt regulowany przód-tył oraz na wysokość	250,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona joysticka przed uderzeniem ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KODEM 839 - ELEKTRONIKA OMNI	250,00

## 29 Niestandardowe końcówki joysticka

<input type="checkbox"/>	553	kończówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	200,00
<input type="checkbox"/>	556	kończówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	250,00
<input type="checkbox"/>	734	kończówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	500,00
<input type="checkbox"/>	4589	kończówka joysticka grzybek	250,00
<input type="checkbox"/>	4590	kończówka joysticka mała piłka - twarda	300,00
<input type="checkbox"/>	4591	kończówka joysticka "T"	450,00
<input type="checkbox"/>	4593	kończówka joysticka słupek (50mm)	400,00
<input type="checkbox"/>	4594	kończówka joysticka guzik (płaski wierzch)	250,00
<input type="checkbox"/>	4595	kończówka joysticka duża piłka - miękka	700,00
<input type="checkbox"/>	4596	kończówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	150,00

## 30 Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	czarny mat (struktura)	-
--------------------------	-----	------------------------	---

## 31 Kolor akcentów dekoracyjnych: elementy w felgach kół napędowych

<input type="checkbox"/>	207	czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>	212	biały	-
<input type="checkbox"/>	186	niebieski- ciemny	-
<input type="checkbox"/>	227	czerwony metalik z efektem BROKAT	-
<input type="checkbox"/>	180	limonka z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	214	żółty	-

31

## Dodatki

<input type="checkbox"/>	994	plyta bagażnika	1.700,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok; ⚠️ TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 ORAZ Z UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	4.500,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
uchwyt na telefon			
<input type="checkbox"/>	782	<input type="checkbox"/> montaż po stronie joysticka	300,00
		<input type="checkbox"/> montaż po stronie przeciwnej bez joysticka	300,00
<input type="checkbox"/>	2676	trójkąt ostrzegawczy	500,00
<input type="checkbox"/>	676	folia ostrzegawcza ⚠️ TYLKO Z OPARCIEM 949	750,00
<input type="checkbox"/>	5263	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi mocowana na rzep w przedniej części siedziska	150,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	500,00
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym	150,00

32

## Niestandardowe sterowanie wózkiem

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo ⚠️ TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	4.900,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo ⚠️ TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	4.900,00
<input type="checkbox"/>	2238	sterowanie głową (wąska poduszka) ⚠️ TYLKO Z SYSTEMEM ESP KOD 918	21.900,00
<input type="checkbox"/>	2239	sterowanie głową (szeroka poduszka) ⚠️ TYLKO Z SYSTEMEM ESP KOD 918	21.900,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, zielony ⚠️ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.200,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, żółty ⚠️ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.200,00
<input type="checkbox"/>	778	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony ⚠️ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	779	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, żółty ⚠️ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie  
realizacji  
zamówienia  
wózka