

Formularz zamówienia

iCHAIR XXL HD

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,
model 1.614



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej
(waga użytkownika do 250 kg):

45.400,00 zł brutto

☐

S.19.01.00
(P130C.00)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐

S.22.01.01
(P131B.01)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

1 Prędkość maksymalna

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x350W	zasięg do 35km	-
--------------------------	-----	--------	----------------	----------------	---

2 Zawieszenie

<input type="checkbox"/>	893	zawieszenie dla osób o wadze do 250 kg.			-
--------------------------	-----	-----------------------------------------	--	--	---

3 Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	3060	szerokość siedziska 530mm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczками w zakresie: 530-650mm			-
<input type="checkbox"/>	3061	szerokość siedziska 580mm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczками w zakresie: 580-700mm			-
<input type="checkbox"/>	3062	szerokość siedziska 620mm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczками w zakresie: 620-740mm			850,00
<input type="checkbox"/>	3063	szerokość siedziska 650mm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczками w zakresie: 650-770mm			850,00

4 Głębokość siedziska

możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska skokowo w zakresie 430-490mm

<input type="checkbox"/>	788	430mm	-
<input type="checkbox"/>	619	460mm	-
<input type="checkbox"/>	792	490mm	-
<input type="checkbox"/>	793	530mm	-
<input type="checkbox"/>	356	560mm	-
<input type="checkbox"/>	360	600mm	400,00

5 Typ siedziska

<input type="checkbox"/>	4276	aluminiowa płyta siedziska	-
--------------------------	------	----------------------------	---

6 Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	948/237	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszycie materiałem tekstylnym w kolorze czarnym	-
--------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

7 Siedzisko - opcje

<input type="checkbox"/>	3064	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do +10°	-
<input type="checkbox"/>	3065	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do + 18°	3.200,00

8 Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	803	pas bezpieczeństwa biodrowy	-
<input type="checkbox"/>	590	klin krokowy twardy, regulowany; mocowany do płyty siedziska	700,00

9 Oparcie pleców - model

<input type="checkbox"/>	949/237	ErgoSeat- profilowana poduszka pleców; obszycie tekstylne w kolorze czarnym	-
--------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------	---

10 Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>	3066	ręczna regulacja kąta oparcia w zakresie -10° do +30°	-
<input type="checkbox"/>	3067	elektryczna regulacja kąta oparcia w zakresie -10° do +50° OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM	2.400,00

11 Oparcie pleców - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	814	barierka poprzeczna oparcia pleców	-
--------------------------	-----	------------------------------------	---

12

Zagłówki

<input type="checkbox"/>	913	zagłówek MEYRA mały	600,00
--------------------------	-----	---------------------	--------

Zagłówki NETTI					
⚠ TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814					
NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/>	40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28382 tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) 750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/>	82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	44970 tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) 800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/>	40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28383 tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) 750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/>	40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28384 tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) 650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/>	81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82986 tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) 700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/>	82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82797 tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) 2.200,00

13

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	589	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy	1.200,00
<input type="checkbox"/>	954	peloty piersiowe odchylane (para)	3.900,00
<input type="checkbox"/>	957	peloty piersiowe odchylane (para)	650,00

14

Kółka przednie i przednia wysokość siedziska z poduszką siedziska ErgoSeat

<input type="checkbox"/>	142	kółka przednie 10" (260mm)	<input type="checkbox"/>	460mm	<input type="checkbox"/>	510mm	<input type="checkbox"/>	560mm	-
--------------------------	-----	----------------------------	--------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	-------	---

podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska odnoszą się do ustawienia siedziska w poziomie (kąt nachylenia siedziska 0°) i dotyczą wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska +70mm w przypadku poduszki ErgoSeat

15

Kółka przednie - opcje

<input type="checkbox"/>	146	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	900	ogumienie pełne	300,00
<input type="checkbox"/>	816	nadkola kółek przednich	1.200,00

16

Koła tylne - napędowe

<input type="checkbox"/>	460	14" (356mm)	-
--------------------------	-----	-------------	---

17

Koła napędowe - opcje

<input type="checkbox"/>	846	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie pełne	150,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola kół napędowych	550,00

18

Ogumienie - kolor

<input type="checkbox"/>	908	ogumienie czarne	-
<input type="checkbox"/>	908	ogumienie szare	-

19

Boczki

<input type="checkbox"/>	106	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczaków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wymiary podłokietnika: 380x80mm	-
<input type="checkbox"/>	4960	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczaków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; podłokietnik z delikatnym wgłębieniem dla stabilizacji ręki; wymiary podłokietnika: 380x80mm	200,00
<input type="checkbox"/>	21	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczaków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; podłokietnik przedłużony w tylnej jego części; wymiary podłokietnika: 600x80mm; montaż po stronie bez joysticka; wymiary podłokietnika po stronie z joystickiem: 520x80mm	600,00

20

Podnóżki (odchylane i zdejmowane) i stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	3090	podnóżki standardowe	-
<input type="checkbox"/>	3068	podnóżki z ręczną regulacją kąta oraz anatomiczną regulacją długości podudzia	6.900,00
<input type="checkbox"/>	3069	podnóżki z elektryczną regulacją kąta oraz anatomiczną regulacją długości podudzia	7.200,00
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KODEM 86 i KODEM 91	-
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	250,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki (paski z podstawką zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka) ⚠ TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 798	550,00


21

Długość podudzia

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
w zakresie 280-430mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.



22

Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory 80Ah	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka 12A	-

23

Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--------------------------------------------	---

24

Elektronika

<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy	-
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	850,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modulem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	3.300,00

25

Sterowanie

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-
<input type="checkbox"/>	851	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka na oparcie pleców dla opiekuna ⚠ TYLKO ZE SZTANGĄ OPARCIA KOD 814	900,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowy (drugi) joystick dla opiekuna montowany na sztandze oparcia pleców; joystick dla opiekuna jest sterowaniem nadrzędnym i określa który joystick jest aktywny w danej chwili; posiada możliwość regulacji zamówionych opcji elektrycznych wózka ⚠ TYLKO ZE SZTANGĄ OPARCIA KOD 814	2.700,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona joysticka przed uderzeniem	250,00

26

Uchwyt joysticka

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4566	uchwyt z regulacją długości i wysokości; ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 21	200,00
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 21	750,00

27

Niestandardowe końcówki joysticka

<input type="checkbox"/>	553	kończówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	200,00
<input type="checkbox"/>	556	kończówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	250,00
<input type="checkbox"/>	734	kończówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	500,00
<input type="checkbox"/>	4589	kończówka joysticka grzybek	250,00
<input type="checkbox"/>	4590	kończówka joysticka mała piłka - twarda	300,00
<input type="checkbox"/>	4591	kończówka joysticka "T"	450,00
<input type="checkbox"/>	4593	kończówka joysticka słupek (5cm)	400,00
<input type="checkbox"/>	4594	kończówka joysticka guzik (płaski wierzch)	250,00
<input type="checkbox"/>	4595	kończówka joysticka duża piłka - miękka	700,00
<input type="checkbox"/>	4596	kończówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	150,00





28

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	900,00
<input type="checkbox"/>	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	900,00
<input type="checkbox"/>	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	900,00
<input type="checkbox"/>	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	900,00
<input type="checkbox"/>	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	900,00





29

Dodatki

<input type="checkbox"/>	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy	450,00
<input type="checkbox"/>	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	450,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port uchwyt na telefon	700,00
<input type="checkbox"/>	782	 W PRZYPADKU MONTAŻU LUSTERKA PO STRONIE JOYSTICKA UCHWYT NA TELEFON MOŻE BYĆ MONTOWANY PO PRZECIWNEJ STRONIE UCHWYT NA TELEFON ORAZ LUSTERKO LUB UCHWYT NA TELEFON MOŻE BYĆ MONTOWANY PO TEJ SAMEJ STRONIE CO JOYSTICK	150,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę  NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24	300,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	200,00
<input type="checkbox"/>	4660	stolik terapeutyczny z montażem joysticka w środkowej jego części; odchylany na prawo  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z MODUŁEM OMNI - kod 839	5.400,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik terapeutyczny z montażem joysticka w środkowej jego części; odchylany na lewo  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z MODUŁEM OMNI - kod 839	5.400,00

30

Niestandardowe sterowanie wózkiem

<input type="checkbox"/>	543	zewnątrzny włącznik/wyłącznik wózka; średnica 63mm  TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.200,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnątrzny włącznik opcji elektrycznych wózka wózka; średnica 63mm  TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.200,00
<input type="checkbox"/>	778	zewnątrzny włącznik/wyłącznik wózka; średnica 30mm  TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	779	zewnątrzny włącznik opcji elektrycznych wózka wózka; średnica 30mm  TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie
realizacji
zamówienia
wózka