

Formularz zamówienia

iTRAVEL

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,
model 1.054



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

11.900,00 zł brutto

☐

S.19.01.00
(P130C.00)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐

S.22.01.01
(P131B.01)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

1

Wyposażenie standardowe



prędkość 6 km/h
silnik 200W
zasięg do 10km
waga użytkownika do 120kg; waga wózka ok 23kg (z podwójnym akumulatorem)
akumulatory litowe 10Ah; ładowarka 2A
szerokość siedziska 440mm;
głębokość siedziska 400mm
wysokość oparcia pleców 460mm
długość podudzia 440mm - przy podnóżku opuszczonym
odchylane podłokietniki
sterowanie VR2; uchwyt joysticka z regulacją długości
długość całkowita 970mm; szerokość całkowita wózka 560mm; wysokość całkowita 870mm
kółka przednie średnica 170mm; koła tylne średnica 200mm;
kółka podporowe
promień skrętu 970mm; prześwit 70mm

2

Dodatki



10542837 dodatkowy akumulator litowy z kablem do połączenia równoległego z akumulatorem standardowym 4.900,00



06-6219 pas bezpieczeństwa z zamkiem metalowym 250,00



06-2033 pas bezpieczeństwa z klamrą plastikową 100,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka