

Formularz zamówienia

iCHAIR ORBIT

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,
model 1.618



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta
indywidualnego; UWAGI strona 10 Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

26.900,00 zł brutto

☐

S.19.01.00
(P130C.00)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐

S.22.01.01
(P131B.01)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

1

Prędkość maksymalna



<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x180W	zasięg do 40km	waga użytkownika do 120kg ⚠️ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ VR2 - kod 408	-
<input type="checkbox"/>	115/525	6 km/h	silniki 2x350W	zasięg do 40km	waga użytkownika do 160kg	4.300,00
<input type="checkbox"/>	117/525	10 km/h	silniki 2x350W	zasięg do 35km	waga użytkownika do 160kg	4.400,00
<input type="checkbox"/>	918	system ESP dla utrzymania prawidłowego toru jazdy; ⚠️ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET - kod 416, 398 LUB MODUŁEM OMNI - kod 839				2.800,00

2

Typ ramy tylnej

<input type="checkbox"/>	352	tylna część ramy wózka dodatkowo amortyzowana; z jednym - podwójnym kółkiem stabilizującym				-
<input type="checkbox"/>	690	tylna część ramy wózka dodatkowo amortyzowana; z dwoma pojedynczymi kółkami stabilizującymi				150,00
<input type="checkbox"/>	2001	rozszerzona konstrukcja przedniej części ramy ⚠️ OPCJA OBOWIĄZKOWA PRZY SZERSZYM STOPNIU PODNÓŻKA CENTRALNEGO; pkt: 22				-

3 Szerokość siedziska (dla siedziska Standardowego, ErgoSeat oraz Netti)

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm; możliwość rozsunienia boczaków w zakresie 380-500mm  NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSEAT PRO - kod 2019	-
<input type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 430mm; możliwość rozsunienia boczaków w zakresie 430-550mm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm; możliwość rozsunienia boczaków w zakresie 480-600mm	-
<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm; możliwość rozsunienia boczaków w zakresie 530-650mm  NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSEAT PRO - kod 2019	-

4 Głębokość siedziska (dla siedziska Standardowego, ErgoSeat oraz Netti)

możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska skokowo w zakresie 400-530mm

<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 400mm	-
<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 430mm	-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 460mm	-
<input type="checkbox"/>	792	głębokość siedziska 490mm	-
<input type="checkbox"/>	793	głębokość siedziska 530mm	-
<input type="checkbox"/>	356	głębokość siedziska 560mm  NIE ŁĄCZYĆ Z PODUSZKAMI NETTI	350,00

5 Typ siedziska

<input type="checkbox"/>	4276	alumiowa płyta siedziska; czarna	-
--------------------------	------	----------------------------------	---

6 Poduszka siedziska (standardowa, ErgoSeat, Netti)

System siedzisk ErgoStar patrz pkt.: 12

<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość poduszki 60mm; obszycie poduszki kodura w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	10329	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość poduszki 30mm; obszycie poduszki kodura w kolorze czarnym	150,00
<input type="checkbox"/>	10328	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość poduszki 50mm; obszycie poduszki dzianina oddychająca w kolorze: <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa	150,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska gąbkowa, delikatnie profilowana (podwyższone brzegi poduszki: zewnętrzne krawędzie poduszki wysokość 60mm; środkowa część 30mm); obszycie dzianina dystansowa w kolorze: <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa	300,00
<input type="checkbox"/>	948/237	poduszka siedziska profilowana ErgoSEAT - obszycie materiałem tekstylnym, czarna	900,00
<input type="checkbox"/>	948/4980	poduszka siedziska profilowana ErgoSEAT - obszycie materiałem wodoodpornym, czarna	900,00
<input type="checkbox"/>	948/292	poduszka siedziska profilowana ErgoSEAT - obszycie dzianiną dystansową w kolorze: <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa	1.200,00
<input type="checkbox"/>	7206	poduszka siedziska Netti UNO	300,00
<input type="checkbox"/>	7203	poduszka siedziska Netti SIT - delikatnie profilowana	600,00
<input type="checkbox"/>	7208	poduszka siedziska Netti SIT C - delikatnie profilowana z dodatkową powłoką wewnętrzną utrzymującą odpowiednią temperaturę skór i przeciwdziałaniem poceniu się podczas dłuższego użytkowania wózka	900,00
<input type="checkbox"/>	7209	powłoka wodoodporna na poduszkę siedziska Netti	300,00

podaj wymiary oraz materiał obszycia (3D - dzianina oddychająca lub Easy Care - łatwozmywalna) poduszki siedziska Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

7 Siedzisko - opcje

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska 0° lub 4°	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30°	6.400,00
<input type="checkbox"/>	4118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 50° TYLKO Z BIODROWYM LUB 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM OPCJA NIE DOSTĘPNA W POŁĄCZENIU PODUSZKI OPARCIA PLECÓW ERGOSEAT (KOD 949) WRAZ Z GŁĘBOKOŚCIĄ SIEDZISKA 560MM (KOD 356)	5.900,00
<input type="checkbox"/>	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska do +300mm (winda krzyżakowa) elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30° WAGA UŻYTKOWNIKA DO 140 KG TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET LUB MODUŁEM OMNI	13.400,00
<input type="checkbox"/>	4937/4260	pomoc do postawienia osoby elektryczna regulacja kąta tylnej części siedziska w zakresie od 0° do 45° elektryczna regulacja wysokości siedziska do +200mm TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET LUB OMNI TYLKO Z PEŁNYM OGUMIENIEM KÓŁEK PRZEDNICH - kod 900 ZALECANA Z OPCJĄ ELEKTRYCZNEJ REGULACJI KĄTA OPARCIA - kod 5025 PRZEDNIA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA MOŻE BYĆ PODWYŻSZONA O OK 20MM	19.900,00

8

Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym	350,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi rozmiar MIDI dla szerokości siedziska 380 i 430 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi rozmiar MAXI dla szerokości siedziska 480mm	250,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy miękki, obszycie tekstylne; wszyty do płaskiej poduszki siedziska; w komplecie biodrowy pas bezpieczeństwa z klamra plastikową wysokość poduszki: <input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 30mm <input type="checkbox"/> 50mm	350,00
<input type="checkbox"/>	590	klin krokowy twardy montowany do płyty siedziska ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ PODNÓŻKA CENTRALNEGO	700,00

9

Oparcie pleców - model (standardowe, ErgoSeat, Netti)

System siedzisk ErgoStar patrz pkt.: 12

<input type="checkbox"/>	736	tapicerka oparcia pleców standardowa z regulacją napiętości pasami rzepowymi; obszycie kodura - czarna	-
<input type="checkbox"/>	11735	tapicerka oparcia pleców standardowa z regulacją napiętości pasami rzepowymi; obszycie dzianina oddychająca w kolorze: <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa	150,00

Wysokość oparcia pleców z regulacją napiętości pasami wynosi 500mm z możliwością obniżenia do 450mm

<input type="checkbox"/>	949/237	profilowana poduszka oparcia pleców ErgoSeat; obszycie materiałem tekstylnym, czarna	1.000,00
<input type="checkbox"/>	949/4980	profilowana poduszka oparcia pleców ErgoSeat; obszycie materiałem wodoodpornym, czarna	1.000,00
<input type="checkbox"/>	949/292	profilowana poduszka oparcia pleców ErgoSeat; dzianiną oddychającą w kolorze: <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa	1.200,00

<input type="checkbox"/>	2019	ERGOSEAT PRO - komfortowe oparcie pleców ⚠ TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 430 I 480mm	1.900,00
<input type="checkbox"/>	2021	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe stabilizujące duże, para; wysokość 310mm	1.900,00
<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe stabilizujące małe, para; wysokość 230mm	1.900,00

Wysokość oparcia pleców ErgoSeat oraz ErgoSeat PRO wynosi 580mm z możliwością obniżenia do 530mm

<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti UNO - stabilizacja boczna głębokość 100mm	500,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SMART - stabilizacja boczna głębokość 120mm	700,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti STABIL - stabilizacja boczna głębokość 170mm	750,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL - stabilizacja boczna głębokość 170mm; usztywniona	800,00

Wysokość oparcia pleców z poduszkami Netti 500mm

podaj wymiary oraz materiał obszycia (3D - dzianina oddychająca lub Easy Care - łatwowymywalna)
poduszki siedziska Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

10

**Oparcie pleców - opcje
NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ErgoStar**

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia pleców skokowo co 10° w zakresie -10° do 30°	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia pleców płynna w zakresie -10° do 50° ⚠ OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM	2.400,00
<input type="checkbox"/>	5025	elektryczna regulacja kąta oparcia pleców w zakresie -10° do 50° dla elektrycznej opcji "pomoc do postawienia osoby" - kod 4937 ⚠ OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM	2.600,00

11

Oparcie pleców - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna na oparciu pleców	-
<input type="checkbox"/>	410	rączki do prowadzenia wózka (sztanga poprzeczna zamontowana jest w połowie wysokości oparcia pleców)	400,00

12

Systemy siedziska ERGOSTAR

<input type="checkbox"/>	961	ErgoStar profilowany fotel skajowy; ręczna regulacja kąta oparcia pleców do pozycji leżącej; regulacja podparcia odcinka lędźwiowego ⚠ TYLKO Z BOCZKAMI KOD 106, 4960 LUB 24	1.300,00
<input type="checkbox"/>	2814	sztanga poprzeczna na oparciu pleców dla siedziska ERGOSTAR	850,00

13 Zagłówki

**Montaż zagłówka tylko ze sztangą:
kod 814 przy siedzisku Standardowym, ErgoSeat, ErgoSeat PRO oraz Netti**

<input type="checkbox"/>	913	zagłówek MEYRA mały	600,00
<input type="checkbox"/>	1059665/ 1064917	zagłówek MEYRA duży	750,00



**ZAGŁÓWKI NETTI
TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814
NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSTAR KOD 961**

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/>	40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/>	82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/>	40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/>	40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/>	81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/>	82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

14 Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca rozmiar MIDI dla szerokości siedziska 380-430mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca rozmiar MAXI dla szerokości siedziska 480mm	300,00
<input type="checkbox"/>	589	pas 4-ro punktowy	1.200,00
TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814 LUB 2814			
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	150,00
<input type="checkbox"/>	954	peloty piersiowe odchylane (para)	4.100,00
NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSTAR NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 14 I 24			
<input type="checkbox"/>	957	peloty piersiowe wyjmowane; para	650,00
NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSTAR NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 14 I 24			

15 Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	157	kółka przednie 8" (200x50mm)	-
--------------------------	-----	------------------------------	---

16 Kółka przednie - opcje

<input type="checkbox"/>	146	ogumienie kółek przednich pompowane  NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ POMOCY DO POSTAWIENIA OSOBY - kod 4937	-
<input type="checkbox"/>	900	ogumienie kółek przednich pełne	150,00

17 Koła napędowe (środkowe) oraz przednia wysokość siedziska

<input type="checkbox"/>	815	12" (320mm); felga aluminiowa; przednia wysokość siedziska	<input type="checkbox"/> 430mm	<input type="checkbox"/> 465mm	<input type="checkbox"/> 500mm	-
<input type="checkbox"/>	460	14" (356mm); felga aluminiowa; przednia wysokość siedziska	<input type="checkbox"/> 440mm	<input type="checkbox"/> 475mm	<input type="checkbox"/> 510mm	-

Podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska dotyczą się wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska (bez poduszki siedziska) przy poziomym ustawieniu ramy siedziska

do podanych wymiarów wysokości siedziska należy dodać:

- a) +30mm lub 50mm przy standardowych poduszkach siedziska
- b) +70mm przy poduszce ErgoSeat
- c) +80mm przy poduszce Netti
- d) +120mm przy siedzisku ErgoStar

18 Koła napędowe - opcje





<input type="checkbox"/>	846	ogumienie kół napędowych pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie kół napędowych pełne	300,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola kół napędowych	450,00

19 Ogumienie - kolor

<input type="checkbox"/>	908	czarne	-
<input type="checkbox"/>	909	szare	-

20


Boczki

<input type="checkbox"/>	106	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wymiary podłokietnika: 380x80mm	-
<input type="checkbox"/>	4960	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; podłokietnik z delikatnym wgłębieniem dla stabilizacji ręki; wymiary podłokietnika: 380x80mm	200,00
<input type="checkbox"/>	21	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; podłokietnik przedłużony w tylnej jego części; wymiary podłokietnika: 600x80mm: montaż po stronie bez joysticka; wymiary podłokietnika po stronie z joystickiem: 520x80mm	-
<input type="checkbox"/>	24	podłokietniki krótkie, odchylane do tyłu z regulacją kąta  NIE ŁĄCZYĆ Z PELOTAMI STABILIZUJĄCYMI - kod 954 i 957 TYLKO ZE STANDARDOWYM UCHWYTEM JOYSTICKA - kod 4859	-
<input type="checkbox"/>	14	podłokietniki długie; wzmocnione; montowane do profilu oparcia pleców podłokietniki odchylane do tyłu; regulacja wysokości i kąta; możliwość rozsunienia podłokietników wymiar podłokietnika: 380x80x34mm  NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSTAR NIE ŁĄCZYĆ Z PELOTAMI STABILIZUJĄCYMI - kod 954 i 957	4.200,00
<input type="checkbox"/>	4422	blokada pozycji podłokietników kod 14	300,00
<input type="checkbox"/>	4982	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW, część przedramienia; odchylany na zewnątrz; dla długości przedramienia 360mm  MONTAŻ WYŁĄCZNIE PO STRONIE JOYSTICKA TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	1.500,00
<input type="checkbox"/>	4983	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW, część przedramienia; odchylany na zewnątrz; dla długości przedramienia 430mm  MONTAŻ WYŁĄCZNIE PO STRONIE JOYSTICKA TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	1.700,00
<input type="checkbox"/>	4985	podpora dłoni płaska dla podłokietnika kod 4983	250,00
<input type="checkbox"/>	4986	podpora dłoni z uchwytem ergonomicznym prawa; dla kodu 4983 (montaż joysticka na lewą rękę)	250,00
<input type="checkbox"/>	4987	podpora dłoni z uchwytem ergonomicznym lewa; dla kodu 4983 (montaż joysticka na prawą rękę)	250,00


Podnóżki

Podnóżki: 21 - standardowe lub 22 - podnózek centralny

PODAJ DŁUGOŚĆ PODUDZIA PKT 23**21 Podnóżki standardowe i stopnie podnóżka**

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe; odchylane i zdejmowane	-
<input type="checkbox"/>	92	podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; odchylane i zdejmowane	500,00
<input type="checkbox"/>	86	podnóżki z elektryczną regulacją kąta do wyprostu nogi; bezprzewodowe; odchylane i zdejmowane  TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET NIE ŁĄCZYĆ Z JEDNOCZĘŚCIOWYM STOPNIEM PODNÓŻKA - kod 54	4.500,00

stopień podnóżka do podnóżków standardowych

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony z tworzywa; regulacja kąta	-
<input type="checkbox"/>	54	jednoczęściowy stopień podnóżka, aluminiowy; głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta  NIE ŁĄCZYĆ Z PODNÓŻKAMI Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ KĄTA - kod 86 NIE ZALECANY Z PODNÓŻKAMI Z RĘCZNĄ REGULACJĄ KĄTA - kod 92	750,00

montaż uchwytów podnóżka☐do zewnątrz☐do wewnątrz

<input type="checkbox"/>	105	dodatkowy adapter montażu uchwytów podnóżków z rozszerzeniem o 45mm na stronę na zewnątrz wózka; opcja np. dla osób ze słoniowatością nóg, zwiększa dystans pomiędzy podnóżkami dzięki czemu jest on szerszy od szerokości siedziska	200,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka)	550,00

22

Podnóżek centralny i stopnie podnóżka

<input type="checkbox"/>	5100	podnóżek centralny z ręczną regulacją kąta w zakresie 85°-95°; regulowany kątowno stopień podnóżka; dla długości podudzia 280-400mm	2.800,00
<input type="checkbox"/>	5101	podnóżek centralny z ręczną regulacją kąta w zakresie 85°-95°; regulowany kątowno stopień podnóżka; dla długości podudzia 330-450mm	2.800,00
<input type="checkbox"/>	4935 / 2945	podnóżek centralny z elektryczną regulacją kąta w zakresie 90°-180° (do wyprostowania nogi); regulowany kątowno stopień podnóżka; dla długości podudzia 200-400mm DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA DO 440MM TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET	8.900,00
<input type="checkbox"/>	5104 / 2945	podnóżek centralny z elektryczną regulacją kąta w zakresie 90°-180° (do wyprostowania nogi); regulowany kątowno stopień podnóżka; dla długości podudzia 200-400mm DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA DO 475MM TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET	9.500,00
<input type="checkbox"/>	4949 / 2945	podnóżek centralny z elektryczną regulacją kąta w zakresie 90°-180° (do wyprostowania nogi) elektryczne obniżenie stopnia podnóżka do płaszczyzny podłoża automatyczne dopasowanie się do długości podudzia przy odchyleniu podnóżka do kąta 150°; regulowany kątowno stopień podnóżka; dla długości podudzia 350-450mm TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET	9.900,00

stopień podnóżka do podnóżka centralnego

<input type="checkbox"/>	5109	stopień podnóżka jednolita platforma; mała	-
<input type="checkbox"/>	5108	stopień podnóżka jednolita platforma; duża TYLKO Z ROZSZERZONĄ KONSTRUKCJĄ PRZEDNIEJ CZĘŚCI RAMY - KOD 2001 NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ POMOCY DO POSTAWIENIA OSOBY (KOD 4937)	650,00
<input type="checkbox"/>	5107	stopień podnóżka platforma dzielona; każda z części posiada oddzielną regulację kąta do dopasowania jej do ułożenia stopy TYLKO Z ROZSZERZONĄ KONSTRUKCJĄ PRZEDNIEJ CZĘŚCI RAMY - KOD 2001 TYLKO Z PODUSZKAMI PODUDZIA KOD 2945 NIE ŁĄCZYĆ Z PODNÓŻKIEM CENTRALNYM - KOD 4949 NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ POMOCY DO POSTAWIENIA OSOBY - KOD 4937	1.800,00

stopień podnóżka do podnóżka centralnego - OPCJE DODATKOWE

<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	2945	poduszki podudzia dla podnóżków centralnych z ręczną regulacją kąta kod 5100 i 5101	900,00

23


Długość podudzia

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:

- dla podnóżków standardowych kod 93, 92 lub 86 w zakresie 280-430mm
- dla podnóżków centralnych zakres podany w opisie

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.



24

Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	5159	akumulatory bezobsługowe 50Ah (20h)	-
<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory bezobsługowe 80Ah (20h) ⚠ TYLKO Z MOCNIEJSZĄ ŁADOWARKĄ - kod 733	2.200,00
<input type="checkbox"/>	731	ładowarka 6A dla akumulatorów 50Ah	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka 12A dla akumulatorów 80Ah	200,00

25

Oświetlenie



<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---

26


Elektronika

<input type="checkbox"/>	408	elektronika VR2 wskaźnik diodowy	-
<input type="checkbox"/>	682	moduł regulacji opcji elektrycznych do elektroniki VR2 ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z PODNÓŻKAMI Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ KĄTA (kod 86) ORAZ Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI SIEDZISKA (WINDA - kod 27)	-
<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z PRĘDKOŚCIĄ WÓZKA 6KM/H - kod 115	1.900,00
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z PRĘDKOŚCIĄ WÓZKA 6KM/H - kod 115	2.800,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net; duży wyświetlacz LCD z wbudowanym modułem Bluetooth oraz IR elektronika z wbudowanym czujnikiem zmierzchu oraz podświetleniem klawiatury ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z PRĘDKOŚCIĄ WÓZKA 6KM/H - kod 115	5.400,00
<input type="checkbox"/>	839	OMNI - moduł elektroniki R-Net obowiązkowy w przypadku zamówienia wózka z niestandardowym systemem sterowania; patrz formularz zamówienia pkt.: 32	6.700,00
<input type="checkbox"/>	4615	dodatkowy zewnętrzny panel regulacji elektrycznych do 5 opcji elektrycznych; montaż po stronie bez joysticka ⚠ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKIEM TERPEUTYCZNYM - kod 4660, 4661 I 4646	10.900,00
<input type="checkbox"/>	4795	Immobiliser - dodatkowa zewnętrzna blokada elektroniki; ⚠ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET	300,00

27 Sterowanie

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na rękę prawą	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na rękę lewą	-
<input type="checkbox"/>	851	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka na oparcie pleców dla opiekuna  TYLKO ZE SZTANGĄ OPARCIA KOD 2814 (przy siedzisku ErgoStar) ORAZ KOD 814 PRZY POZOSTAŁYCH SYSTEMACH SIEDZISKA	950,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowy (drugi) joystick dla opiekuna montowany na sztandze oparcia pleców; joystick dla opiekuna jest sterowaniem nadrzędnym i określa który joystick jest aktywny w danej chwili; posiada możliwość regulacji zamówionych opcji elektrycznych wózka  TYLKO ZE SZTANGĄ OPARCIA KOD 2814 (przy siedzisku ErgoStar) ORAZ KOD 814 PRZY POZOSTAŁYCH SYSTEMACH SIEDZISKA	2.600,00

28 Uchwyt joysticka

<input type="checkbox"/>	4859	standardowy uchwyt joysticka regulowany przód - tył	-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt joysticka z regulacją długości (przód - tył), regulacją wysokości oraz odchylany (pantograf)  NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24	750,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniem	300,00

29 Niestandardowe końcówki joysticka

<input type="checkbox"/>	553	kończówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	200,00
<input type="checkbox"/>	556	kończówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	300,00
<input type="checkbox"/>	734	kończówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	550,00
<input type="checkbox"/>	4589	kończówka joysticka grzybek	300,00
<input type="checkbox"/>	4590	kończówka joysticka mała piłka - twarda	300,00
<input type="checkbox"/>	4591	kończówka joysticka "T"	500,00
<input type="checkbox"/>	4593	kończówka joysticka słupek (5cm)	450,00
<input type="checkbox"/>	4594	kończówka joysticka guzik (płaski wierzch)	250,00
<input type="checkbox"/>	4595	kończówka joysticka duża piłka - miękka	750,00
<input type="checkbox"/>	4596	kończówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	200,00

30

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	-
<input type="checkbox"/>	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	-
<input type="checkbox"/>	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	-
<input type="checkbox"/>	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	-

31

Dodatki

<input type="checkbox"/>	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar	500,00
<input type="checkbox"/>	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	500,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port uchwyt na telefon	750,00
<input type="checkbox"/>	782	 W PRZYPADKU MONTAŻU LUSTERKA PO STRONIE JOYSTICKA UCHWYT NA TELEFON MOŻE BYĆ MONTOWANY PO PRZECIWNEJ STRONIE UCHWYT NA TELEFON ORAZ LUSTERKO LUB UCHWYT NA TELEFON MOŻE BYĆ MONTOWANY PO TEJ SAMEJ STRONIE CO JOYSTICK	200,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	400,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	400,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kule - montowany poziomo do boczaków wózka  NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 14 ORAZ KOD 24	300,00
<input type="checkbox"/>	929	stolik nasuwany na podłokietniki  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 ORAZ ODCHYLANYM UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860	650,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik nasuwany na podłokietniki z krawędzią stolika w przedniej jego części  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 ORAZ ODCHYLANYM UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 NIE ŁĄCZYĆ Z MODUŁEM OMNI - kod 839	800,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik montowany do boczaków wózka; z wycięciem pod joystick; odchylany na bok  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	2.400,00
<input type="checkbox"/>	4660	stolik terapeutyczny z montażem joysticka w środkowej jego części; odchylany na prawo  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z MODUŁEM OMNI - kod 839	2.800,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik terapeutyczny z montażem joysticka w środkowej jego części; odchylany na lewo  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z MODUŁEM OMNI - kod 839	2.800,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska  NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR	150,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszon na oparciu pleców;  TYLKO Z TAPICERKĄ PLECÓW KOD 736	150,00

32

Niestandardowe sterowanie wózkiem

<input type="checkbox"/>	543	zewnątrzny włącznik/wyłącznik wózka; średnica 63mm ⚠ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.300,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnątrzny włącznik opcji elektrycznych wózka wózka; średnica 63mm ⚠ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.300,00
<input type="checkbox"/>	778	zewnątrzny włącznik/wyłącznik wózka; średnica 30mm ⚠ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.100,00
<input type="checkbox"/>	779	zewnątrzny włącznik opcji elektrycznych wózka wózka; średnica 30mm ⚠ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.100,00
<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA - KOD 589	23.900,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	33.900,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	32.900,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	28.900,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	27.500,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	32.900,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

Poduszki NETTI

NETTI poduszka siedziska

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care		
350x400	171805	172005	187303	x		189303
350x450	171806	172006	187304	188304		189304
350x500	171807	172007	187305	188305		189305
380x400	x	x	187306	188306		189306
380x450	171809	172009	187307	188307		189307
380x500	171810	172010	187308	188308		189308
400x400	171812	172012	187309	188309		189309
400x450	171813	172013	187310	188310		189310
400x500	171814	172014	187311	188311		189311
400x550	x	x	187333	188333		x
430x400	x	x	187312	188312		189312
430x450	171817	172017	187313	188313		189313
430x500	171818	172018	187314	188314		189314
450x400	x	x	187315	188315		189315
450x450	171821	172021	187316	188316		189316
450x500	171822	172022	187317	188317		189317
450x550	171823	172023	187318	188318		189318
500x450	171825	172025	187319	188319		189319
500x500	171826	172026	187320	188320		189320
500x550	x	x	187321	188321		189321

NETTI poduszki oparcia

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL	
szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	
300x400		x	357302	358302	407302	x	x	x	
350x500	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301	
380x500	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302	
400x500	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303	
430x500	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304	
450x500	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305	
500x500	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306	
550x500	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307	