

Formularz zamówienia

IQ FWD STAND-UP

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

☐


S.19.01.00
(P130C.00)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐

S.22.01.01
(P131B.01)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci



A - szerokość bioder/szerokość siedziska

B - długość uda/głębokość siedziska

C - wysokość podłokietników

D - wysokość siedziska

E - wysokość oparcia siedziska

F - szerokość pleców na wysokości łopatek

Cena wózka w zależności od wersji

<input type="checkbox"/>	97050	wózek inwalidzki TA IQ FWD STAND UP	109.900,00 zł
		12 km/h silniki 2x350W zasięg do 40km	
<input type="checkbox"/>		waga użytkownika do 140kg; brak możliwości zamówienia opcji rozłożenia siedziska do pozycji leżącej; elektryczna regulacja kąta oparcia	-
<input type="checkbox"/>		waga użytkownika do 140kg; brak możliwości zamówienia opcji rozłożenia siedziska do pozycji leżącej; elektryczna regulacja kąta oparcia	-
<input type="checkbox"/>		moduł GYRO przednie kółka podporowe zabezpieczające pas 4-ro punktowy (rozmiar pasa patrz pkt.: 7)	-

1

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	80233/ 80291-4	szerokość siedziska 380mm	-
<input type="checkbox"/>	80216/ 80291-4	szerokość siedziska 400mm	-
<input type="checkbox"/>	80216/ 80291-4	szerokość siedziska 450mm	-
<input type="checkbox"/>	80215/ 80291-4	szerokość siedziska 500mm	-
<input type="checkbox"/>	80215/ 80291-4	szerokość siedziska 550mm	-

2

Głębokość siedziska

głębokość siedziska regulowana płynnie w zakresie 380-600mm; fabrycznie ustawiona zgodnie z głębokością zamówionej poduszki siedziska

-

3

Siedzisko - opcje

<input type="checkbox"/>	80291-4	aluminiowa płyta siedziska	-
--------------------------	---------	----------------------------	---

4

Poduszki siedziska

Poduszki siedziska Varilite Reflex

-

głębokość siedziska	szerokość siedziska						
	300mm	350mm	380mm	400mm	430mm	450mm	500mm
380mm	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-
400mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
430mm	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
450mm	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500mm	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poduszki siedziska Varilite Stratus

-

głębokość siedziska	szerokość siedziska						
	300mm	350mm	380mm	400mm	430mm	450mm	500mm
380mm	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-
400mm	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
430mm	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
450mm	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500mm	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poduszki siedziska Varilite Evolution PSV

1.200,00

głębokość siedziska	szerokość siedziska					
	350mm	380mm	400mm	430mm	450mm	500mm
380mm	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-
400mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
430mm	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
450mm	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500mm	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
550mm	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-
600mm	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poduszki siedziska Varilite Meridian PSV

1.100,00

głębokość siedziska	szerokość siedziska						
	350mm	380mm	400mm	430mm	450mm	500mm	550mm
380mm	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
400mm	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
430mm	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
450mm	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500mm	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
550mm	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
600mm	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

Poduszki siedziska Varilite Pro- Form NX; dual chamber

1.700,00

głębokość siedziska	szerokość siedziska					
	350mm	380mm	400mm	430mm	450mm	500mm
380mm	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-
400mm	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
430mm	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
450mm	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500mm	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poduszki siedziska Varilite Zoid PSV

2.200,00

głębokość siedziska	szerokość siedziska					
	350mm	380mm	400mm	430mm	450mm	500mm
380mm	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-
400mm	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
430mm	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
450mm	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500mm	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
550mm	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-
600mm	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5

Wysokość oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	97485	wysokość oparcia pleców 410mm regulowane skokowo dla szerokości siedziska: 380 - 400- 450 - 500 i 550mm	-
<input type="checkbox"/>	97486	wysokość oparcia pleców 510mm regulowane skokowo dla szerokości siedziska: 380 - 400- 450 i 500mm	-
<input type="checkbox"/>	97499	wysokość oparcia pleców 510mm regulowane skokowo dla szerokości siedziska 450- 500- 550mm	-
<input type="checkbox"/>	97487	wysokość oparcia pleców 610mm regulowane skokowo dla szerokości siedziska: 380-400-450 i 500mm	-
<input type="checkbox"/>	97500	wysokość oparcia pleców 610mm regulowane skokowo dla szerokości siedziska 450- 500- 550mm	-

6

Poduszki oparcia pleców Varilite Icon

<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Varilite Icon LOW dla wysokości oparcia 410mm; stabilizacja boczna mała	2.800,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Varilite Icon MEDIUM dla wysokości oparcia 510mm; stabilizacja boczna mała	2.800,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Varilite Icon TALL dla wysokości oparcia 610mm; stabilizacja boczna mała	2.800,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Varilite Icon DEEP dla wysokości oparcia 610mm; stabilizacja boczna głęboka	4.300,00

model poduszki		Icon LOW	Icon MEDIUM	Icon TALL	Icon DEEP
szerokość poduszki oparcia pleców					
	250mm		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	300mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
	350mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	380mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	400mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	430mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	450mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	500mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	550mm		<input type="checkbox"/>		
	600mm		<input type="checkbox"/>		


7

Stabilizacja

PELOTY PIERSIOWE

<input type="checkbox"/>	peloty piersiowe krótkie (75x100mm) - stałe; para	1.700,00
<input type="checkbox"/>	peloty piersiowe krótkie (75x100mm) - odchylane; para	1.950,00
<input type="checkbox"/>	peloty piersiowe długie (100x130mm) - odchylane; para	1.800,00
<input type="checkbox"/>	peloty piersiowe długie (100x130mm) - odchylane; para	2.300,00

ZAGŁÓWKI opcja obowiązkowa podczas pionizacji i pozycji leżącej

<input type="checkbox"/>	80337	zagłówek duży: 225x125mm	400,00
<input type="checkbox"/>	80829	zagłówek mały 175x95mm	-
<input type="checkbox"/>	1086677	zagłówek MEYRA "3D"  TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW 510 LUB 610mm	1.500,00

PELOTY UDOWE

<input type="checkbox"/>	93262/ 80328	krótkie: 75x100mm; para	750,00
<input type="checkbox"/>	93263/ 80328	długie: 100x130mm; para	750,00
<input type="checkbox"/>	93264/ 80328	wysokie: 130x150mm; para	750,00

PASY BEZPIECZEŃSTWA

<input type="checkbox"/>	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową				-
	rozmiar:	<input type="checkbox"/> XS (93221)	<input type="checkbox"/> S (93222)	<input type="checkbox"/> M (93223)	<input type="checkbox"/> L (93224)
<input type="checkbox"/>	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy				-
	rozmiar:	<input type="checkbox"/> XS (93225)	<input type="checkbox"/> S (93226)	<input type="checkbox"/> M (93227)	<input type="checkbox"/> L (93228)
<input type="checkbox"/>	80765	kamizelka piersiowa			1.500,00
	rozmiar:	<input type="checkbox"/> XS (93272)	<input type="checkbox"/> S (93232)	<input type="checkbox"/> M (93233)	<input type="checkbox"/> L (93234)

8 Boczki i podłokietniki

<input type="checkbox"/>	80289-2	boczki odchylane z dodatkową blokadą w przedniej części; para wysokość podłokietników regulowana w zakresie 185 do 285mm od płyty siedziska	-
<input type="checkbox"/>	80320	podłokietnik prawy, krótki; dł. 320mm	-
<input type="checkbox"/>	80335	podłokietnik prawy, długi; dł. 430mm	150,00
<input type="checkbox"/>	80336	podłokietnik lewy, krótki; dł. 320mm	-
<input type="checkbox"/>	80321	podłokietnik lewy, długi; dł. 430mm	150,00
<input type="checkbox"/>	80651	aluminiowe wzmocnienie podłokietnika krótkiego	350,00
<input type="checkbox"/>	80652	aluminiowe wzmocnienie podłokietnika długiego	350,00
<input type="checkbox"/>	80994	torba na drobiazgi montowana do boczaków	1.000,00
<input type="checkbox"/>	20248	kieszon na drobiazgi montowana do boczaków	350,00

9

Koła przednie napędowe

<input type="checkbox"/>	97263	koła przednie 14": felga aluminiowa srebrna; ogumienie pompowane - czarne	-
<input type="checkbox"/>	97142	koła przednie 14": felga aluminiowa srebrna; ogumienie pompowane - szare	-
<input type="checkbox"/>	97244	koła przednie 14": felga aluminiowa czarna; ogumienie pompowane - szare	-
<input type="checkbox"/>	97194	koła przednie 14": felga aluminiowa czarna; ogumienie pompowane - czarne	-
<input type="checkbox"/>	97226	koła przednie 14": felga aluminiowa srebrna; ogumienie pełne - szare	250,00
<input type="checkbox"/>	97264	koła przednie 14": felga aluminiowa srebrna; ogumienie pełne - czarne	250,00
<input type="checkbox"/>	97265	koła przednie 14": felga aluminiowa czarna; ogumienie pełne - szare	250,00
<input type="checkbox"/>	97196	koła przednie 14": felga aluminiowa czarna; ogumienie pełne - czarne	250,00

10

Kółka tylne (manewrowe)

<input type="checkbox"/>	97260	kółka tylne 8" (200x50mm): felga aluminiowa srebrna, ogumienie pompowane czarne	-
<input type="checkbox"/>	97292	kółka tylne 8" (200x50mm): felga aluminiowa srebrna, ogumienie pompowane szare	450,00
<input type="checkbox"/>	97245	kółka tylne 8" (200x50mm): felga aluminiowa czarna, ogumienie pompowane szare	450,00
<input type="checkbox"/>	97259	kółka tylne 8" (200x50mm): felga aluminiowa czarna, ogumienie pompowane czarne	900,00
<input type="checkbox"/>	97227	kółka tylne 8" (200x50mm): felga aluminiowa srebrna, ogumienie pełne szare	450,00
<input type="checkbox"/>	97261	kółka tylne 8" (200x50mm): felga aluminiowa srebrna, ogumienie pełne czarne	450,00
<input type="checkbox"/>	97262	kółka tylne 8" (200x50mm): felga aluminiowa czarna, ogumienie pełne szare	450,00
<input type="checkbox"/>	97195	kółka tylne 8" (200x50mm): felga aluminiowa czarna, ogumienie pełne czarne	450,00

11 Podnóżki

<input type="checkbox"/>	99063/ 99169	podnóżek centralny z elektryczną regulacją kąta do wyprostu nogi; stopień podnóżka jednoczęściowy z regulacją kąta; chowany pod wózek podnóżek w standardzie z poduszkami podudzia, blokadą kolan	-
--------------------------	-----------------	--	---

12 Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	97432	akumulatory żelowe 80Ah	-
<input type="checkbox"/>	97190	ładowarka 8A do akumulatorów 80Ah	-
<input type="checkbox"/>	97284	ładowarka 10A do akumulatorów 80Ah	2.300,00

13 Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	99116	pełne oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-------	--	---

14 Elektronika

<input type="checkbox"/>	95252-1	elektronika R-Net, mały wyświetlacz LCD	-
<input type="checkbox"/>	95501	elektronika R-Net, duży wyświetlacz LCD oraz funkcją podczerwieni	2.300,00
<input type="checkbox"/>	95524	elektronika R-Net, duży wyświetlacz LCD z funkcją Bluetooth oraz funkcją podczerwieni	2.700,00

15 Sterowanie

<input type="checkbox"/>	80407	uchwyt joysticka odchylany; sterowanie na rękę prawą	-
<input type="checkbox"/>	80408	uchwyt joysticka odchylany; sterowanie na rękę lewą	-

16 Końcówki joysticka

<input type="checkbox"/>	95153	standardowa	-
<input type="checkbox"/>	95154	grzybek	850,00
<input type="checkbox"/>	95155	twarda piłka; średnica 38mm	500,00
<input type="checkbox"/>	95299	twarda piłka; średnica 32mm	600,00
<input type="checkbox"/>	95306	guzik	250,00
<input type="checkbox"/>	95305	słupek	1.100,00
<input type="checkbox"/>	95301	młoteczek "T"	750,00
<input type="checkbox"/>	95300	miękka piłka; średnica 70mm	750,00
<input type="checkbox"/>	80653	piłka golfowa, twarda, biała	500,00
<input type="checkbox"/>	80653-4	piłka golfowa, twarda, pomarańczowa	500,00
<input type="checkbox"/>	80653-2	piłka golfowa, twarda, różowa	500,00

17 Dodatki

<input type="checkbox"/>	80163	stolik terapeutyczny dla szerokości siedziska od 380 mm	1.900,00
<input type="checkbox"/>	80175	uchwyt na plecak	450,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	500,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	230,00
<input type="checkbox"/>	205029500	deska do przesiadania się	300,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka