

Formularz zamówienia

OPTIMUS

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,
model 2.322



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta
indywidualnego; UWAGI strona 10 Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

35.900,00 zł. brutto

☐

S.19.01.00
(P130C.00)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐

S.22.01.01
(P131B.01)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

	prędkość	6 km/h	10 km/h	15 km/h
akumulatory			zasięg	
80 Ah		67 km	45 km/h	x
107 Ah		89 km	60 km/h	77 km/h
125 Ah		111 km/h	76 km/h	x

1

Prędkość maksymalna

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h; WAGA UŻYTKOWNIKA DO 150KG	-
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h; WAGA UŻYTKOWNIKA DO 150KG	-
<input type="checkbox"/>	150	15 km/h; WAGA UŻYTKOWNIKA DO 120KG TYLKO Z MOCNIEJSZYMI AKUMULATORAMI I ŁADOWARKĄ TYLKO Z PASEM BEZPIECZEŃSTWA KOD 833 LUB 589	300,00

System siedzisk i boczaków

2

Siedzisko standardowe ErgoStar

<input type="checkbox"/>	961/24	siedzisko ErgoStar, fotel komfortowy, profilowany; obszycie skajowe - czarne; szerokość 500mm; głębokość 500mm; wysokość oparcia pleców 640mm ręczna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej; regulacja podpory odcinka lędźwiowego <u>BOCZKI: podłokietniki odchylane do tyłu z regulacją wysokości i i kąta</u>	-
<input type="checkbox"/>	961/106	siedzisko ErgoStar, fotel komfortowy, profilowany; obszycie skajowe- czarne; szerokość 500mm; głębokość 500mm; wysokość oparcia pleców 640mm ręczna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej; regulacja podpory odcinka lędźwiowego <u>BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczko; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik</u>	400,00

3

Siedzisko podstawowe PLATTE

płyta siedziska; oparcie pleców z regulacją napiętości pasami; sztanga poprzeczna z tyłu siedziska
 BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunienia boczaków; regulowany na wysokość i
 głębokość podłokietnik

<input type="checkbox"/> 4276/106/ 4268/ 736/11995	<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 430mm; regulacja między boczakami w zakresie 430 - 500mm	1.500,00
	<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 480mm; regulacja między boczakami w zakresie 480 - 530mm	
głębokość siedziska	<input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 450mm <input type="checkbox"/> 480mm <input type="checkbox"/> 510mm <input type="checkbox"/> 540mm	

podana głębokość siedziska przy oparciu pleców z regulacją napiętości pasami;
 poduszki oparcia pleców Netti pomniejszają głębokość siedziska

4

Poduszka siedziska PLATTE

poduszka siedziska gąbka, obszyta kodurą; wysokość poduszki	<input type="checkbox"/> 10326 30mm <input type="checkbox"/> 10329 50mm	-
poduszka siedziska gąbka, obszyta dzianiną oddychającą; wysokość poduszki	<input type="checkbox"/> 10325 30mm <input type="checkbox"/> 10328 50mm	-
tapicerka poduszki siedziska w kolorze	<input type="checkbox"/> czarnym <input type="checkbox"/> czerwonym <input type="checkbox"/> granatowym	-

<input type="checkbox"/>	poduszka siedziska Netti UNO wraz z aluminiową płytą siedziska	600,00
<input type="checkbox"/>	poduszka siedziska Netti SIT wraz z aluminiową płytą siedziska	700,00
<input type="checkbox"/>	poduszka siedziska Netti SIT °C wraz z aluminiową płytą siedziska	850,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti.
 Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

5

Poduszka oparcia PLATTE

Poduszka oparcia PLATTE

<input type="checkbox"/> 10321	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami, poduszka oparcia pleców obszyta kodurą	-
<input type="checkbox"/> 11735	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami, poduszka oparcia pleców obszyta dzianiną oddychającą	-
tapicerka poduszki oparcia pleców w kolorze	<input type="checkbox"/> czarnym <input type="checkbox"/> czerwonym <input type="checkbox"/> granatowym	-

<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti UNO - stabilizacja boczna 100mm	500,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti SMART - stabilizacja boczna 120mm	700,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti STABIL - stabilizacja boczna 170mm	750,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL - stabilizacja boczna 170mm - usztywniona	800,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti.
 Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

6 Siedzisko profilowane ErgoSeat

siedzisko ErgoSeat, poduszki siedziska oraz oparcia pleców delikatnie profilowane; sztanga poprzeczna z tyłu siedziska		
BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik		
<input type="checkbox"/> 948/949 /106	<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 430mm; regulacja między boczakami w zakresie 430 - 500mm	2.600,00
	<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 480mm; regulacja między boczakami w zakresie 480 - 530mm	
głębokość siedziska <input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 450mm <input type="checkbox"/> 482mm <input type="checkbox"/> 510mm <input type="checkbox"/> 540mm		
podana głębokość siedziska przy oparciu pleców z regulacją napiętości pasami;		
poduszki oparcia pleców ErgoSeat pomniejszają głębokość siedziska		

7 Tapicerka poduszek ErgoSeat

<input type="checkbox"/> 237	w kolorze czarnym, tekstylna	-
<input type="checkbox"/> 4980	w kolorze czarnym, podceratowana	100,00
<input type="checkbox"/> 297	czarno-czerwona, z dzianiny oddychającej	450,00
<input type="checkbox"/> 12008/12009	dodatkowa tapicerka z dzianiny dystansowej <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	300,00

8 Siedzisko profilowane ErgoSeat PRO

poduszka siedziska profilowana; oparcia pleców komfortowe, z regulacją napiętości pasami; wysokość 530mm lub 570mm; tapicerka w kolorze czarnym		
BOCZKI: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik		
<input type="checkbox"/> 948/2019 /106	<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 430mm; regulacja między boczakami w zakresie 430 - 500mm	3.500,00
	<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 480mm; regulacja między boczakami w zakresie 480 - 530mm	
głębokość siedziska <input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 450mm <input type="checkbox"/> 482mm <input type="checkbox"/> 510mm <input type="checkbox"/> 540mm		
<input type="checkbox"/> 2021	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe duże; para; wysokość 310mm	1.800,00
<input type="checkbox"/> 2032	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe małe; para; wysokość 230mm	1.700,00

9

Oparcie pleców - regulacja kąta**TYLKO DLA SIEDZISKA PLATTE, ERGOSEAT ORAZ ERGOSEAT PRO**

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia pleców w zakresie 0° do 30°, skokowo co 10°	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia pleców w zakresie -10° do 50°, płynna	1.200,00

10

Siedzisko - opcje

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna  TYLKO Z SIEDZISKIEM ERGOSTAR	650,00
--------------------------	-----	---	--------

11

Zagłówki

<input type="checkbox"/>	913	zagłówek do siedziska ErgoStar oraz ErgoSeat	550,00
--------------------------	-----	--	--------

Zagłówki NETTI

**TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814****NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSTAR KOD 961**

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/> 40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/> 82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/> 40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/> 40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/> 81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/> 82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

12 Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca MAXI	300,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	150,00
<input type="checkbox"/>	589	pas 4-ro punktowy PRZY SIEDZISKU ERGOSTAR TYLKO ZE SZTANGĄ - KOD 814	1.100,00

13 Pas bezpieczeństwa biodrowy

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową przy prędkości 15km/h gratis	200,00
<input type="checkbox"/>	803	pas bezpieczeństwa extra długi	250,00

14 Kąt siedziska

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie 4° do 12°; skokowo	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 5° do 20°; płynna	2.700,00

15 Ogumienie

<input type="checkbox"/>	482	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	pełne	1.000,00
<input type="checkbox"/>	908	ogumienie w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	909	ogumienie w kolorze szare	-
<input type="checkbox"/>	816	nadkola kół tylnych	750,00
<input type="checkbox"/>	4779	nadkola kół przednich	750,00
<input type="checkbox"/>	72	hamulec postojowy	-

16 Podnóżki (odchylane i zdejmowane)

<input type="checkbox"/>	293	standardowe	-
<input type="checkbox"/>	92	ręczna regulacja kąta do wyprostowania nogi, docisk za pomocą motylka	750,00
<input type="checkbox"/>	4092	ręczna regulacja kąta do wyprostowania nogi przy pomocy siłowników gazowych	6.500,00
<input type="checkbox"/>	2086	elektryczna regulacja kąta do wyprostowania nogi	8.600,00

17 Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	808	dzielony z tworzywa; głębokość 150mm	-
<input type="checkbox"/>	57	jednoczęściowy, profil aluminiowy z regulacją kąta i głębokości; czarny TYLKO Z KODEM 293 – PODNÓŻKI STANDARDOWE	600,00

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
w zakresie 380-480mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:

Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona) TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA DZIELONYM - KOD 808	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki; TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA DZIELONYM - KOD 808	550,00

18 Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	5160	80Ah (20h) NIE ŁĄCZYĆ Z PRĘDKOŚCIĄ 15KM/H - KOD 150	-
<input type="checkbox"/>	5155	110Ah (20h) TYLKO Z MOCNIEJSZĄ ŁADOWARKĄ - KOD 733	1.000,00
<input type="checkbox"/>	5161	125Ah - głębokiego rozładowania TYLKO Z MOCNIEJSZĄ ŁADOWARKĄ - KOD 733	4.500,00
<input type="checkbox"/>	732	ładowarka 8A dla akumulatorów 80Ah - kod 5160	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka 12A; obowiązkowo do mocniejszych akumulatorów kod 5155 i 5161	100,00

19 Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---

20 Elektronika

<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy	-
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	850,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	3.300,00
<input type="checkbox"/>	839	OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR. NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRONIKĄ KOD 415, 416, 398	5.400,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; NIE ŁĄCZYĆ Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	5.500,00
<input type="checkbox"/>	4795	Immobiliser - dodatkowa zewnętrzna blokada elektroniki; TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET	300,00

21 Sterowanie

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na rękę prawą	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na rękę lewą	-
<input type="checkbox"/>	851	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka na oparcie pleców dla opiekuna TYLKO ZE SZTANGĄ OPARCIA KOD 814	900,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowy (drugi) joystick dla opiekuna montowany na sztandze oparcia pleców; joystick dla opiekuna jest sterowaniem nadrzędnym i określa który joystick jest aktywny w danej chwili; posiada możliwość regulacji zamówionych opcji elektrycznych wózka TYLKO ZE SZTANGĄ OPARCIA KOD 814	3.200,00

22 Uchwyt joysticka

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	100,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	250,00

23 Niestandardowe końcówki joysticka

<input type="checkbox"/>	553	kończówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	200,00
<input type="checkbox"/>	556	kończówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	250,00
<input type="checkbox"/>	734	kończówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	500,00
<input type="checkbox"/>	4589	kończówka joysticka grzybek	300,00
<input type="checkbox"/>	4590	kończówka joysticka mała piłka - twarda	300,00
<input type="checkbox"/>	4591	kończówka joysticka "T"	450,00
<input type="checkbox"/>	4593	kończówka joysticka słupek (5cm)	400,00
<input type="checkbox"/>	4594	kończówka joysticka guzik (płaski wierzch)	250,00
<input type="checkbox"/>	4595	kończówka joysticka duża piłka - miękka	700,00
<input type="checkbox"/>	4596	kończówka joysticka piłeczka golfowa, średnica 43mm	250,00

24 Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	183	srebrny	-
<input type="checkbox"/>	216	czarny	-
<input type="checkbox"/>	2201	wersja RS: obudowa, felgi oraz pas podudzia w kolorze czarnym z czerwonymi akcentami TYLKO Z SEDZISKIEM ERGOSEAT KOD 948/949/297 PUNKT 6 I 7	4.300,00

25

Dodatki

<input type="checkbox"/>	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar	450,00
<input type="checkbox"/>	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	450,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port	750,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	300,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	700,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	300,00
<input type="checkbox"/>	993	kufer NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ ELEKTRYCZNIE REGULOWANEGO KĄTA OPARCIA PLECÓW	2.000,00
<input type="checkbox"/>	539	wzmocniony sygnał dźwiękowy	250,00
<input type="checkbox"/>	929	stolik nasuwany na podłokietniki ⚠ TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 ORAZ ODCHYLANYM UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860	600,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik nasuwany na podłokietniki; TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	2.900,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok; TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	2.200,00
<input type="checkbox"/>	4660	stolik terapeutyczny z montażem joysticka w środkowej jego części; odchylany na prawo TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z MODUŁEM OMNI - kod 839	2.300,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik terapeutyczny z montażem joysticka w środkowej jego części; odchylany na lewo TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 NIE ŁĄCZYĆ Z MODUŁEM OMNI - kod 839	2.300,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; TYLKO Z SIEDZISKIEM ERGOSEAT	150,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszon na oparciu pleców TYLKO Z TAPICERKĄ PLECÓW KOD 736	150,00

26

Niestandardowe sterowanie wózkiem

<input type="checkbox"/>	543	zewnątrzny włącznik/wyłącznik wózka; średnica 63mm ⚠ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.200,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnątrzny włącznik opcji elektrycznych wózka wózka; średnica 63mm ⚠ TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.200,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	47.900,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	54.900,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	38.900,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	44.900,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive ⚠ TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	42.900,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

Poduszki NETTI

NETTI poduszka siedziska

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care		
350x400	171805	172005	187303	x		189303
350x450	171806	172006	187304	188304		189304
350x500	171807	172007	187305	188305		189305
380x400	x	x	187306	188306		189306
380x450	171809	172009	187307	188307		189307
380x500	171810	172010	187308	188308		189308
400x400	171812	172012	187309	188309		189309
400x450	171813	172013	187310	188310		189310
400x500	171814	172014	187311	188311		189311
400x550	x	x	187333	188333		x
430x400	x	x	187312	188312		189312
430x450	171817	172017	187313	188313		189313
430x500	171818	172018	187314	188314		189314
450x400	x	x	187315	188315		189315
450x450	171821	172021	187316	188316		189316
450x500	171822	172022	187317	188317		189317
450x550	171823	172023	187318	188318		189318
500x450	171825	172025	187319	188319		189319
500x500	171826	172026	187320	188320		189320
500x550	x	x	187321	188321		189321

NETTI poduszki oparcia

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL	
szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	
300x400		x	357302	358302	407302	x	x	x	
350x500	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301	
380x500	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302	
400x500	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303	
430x500	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304	
450x500	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305	
500x500	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306	
550x500	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307	