



Formularz zamówienia

iCHAIR MC1 LIGHT

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,
model 1.610



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

☐

1.610-01

(119-401) ręczna regulacja kąta
siedziska oraz kąta oparcia

16.900,00 zł brutto

☐

1.610-04

(118-25) elektryczna regulacja kąta
siedziska oraz kąta oparcia

21.900,00 zł brutto

☐

S.19.01.00
(P130C.00)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐

S.22.01.01
(P131B.01)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

1 Prędkość maksymalna

<input type="checkbox"/>	5003	prędkość 10 km/h/ silniki 2x300W waga użytkownika do 120kg; zasięg do 25km	-
--------------------------	------	--	---

2 Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 380-500mm	-
<input type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 430mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 430-550mm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 480-600mm	-

3 Głębokość siedziska (dla siedziska Standardowego, ErgoSeat oraz Netti)

możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska skokowo w zakresie 400-530mm

<input type="checkbox"/>	615	400mm	-
<input type="checkbox"/>	788	430mm	-
<input type="checkbox"/>	619	460mm	-
<input type="checkbox"/>	792	490mm	-
<input type="checkbox"/>	793	530mm	-

4 Typ siedziska

<input type="checkbox"/>	738	tekstylna tapicerka siedziska; 15mm gąbka obszyta kodurą	-
<input type="checkbox"/>	1070541	aluminiowa płyta siedziska	750,00

5 Poduszka siedziska (standardowa, ErgoSeat, Netti)

<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska; wysokość 50mm; obszycie kodura czarna				200,00
<input type="checkbox"/>	10325	poduszka siedziska; wysokość 30mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	300,00
<input type="checkbox"/>	10328	poduszka siedziska; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	300,00

Profilowana poduszka siedziska ErgoSeat (podana cena zawiera koszt poduszki wraz z płytą siedziska)


<input type="checkbox"/>	1077812	poduszka siedziska ErgoSeat wraz z aluminiową płytą siedziska; szerokość siedziska 380mm			1.900,00
<input type="checkbox"/>	1077813	poduszka siedziska ErgoSeat wraz z aluminiową płytą siedziska; szerokość siedziska 430mm			1.900,00
<input type="checkbox"/>	1077814	poduszka siedziska ErgoSeat wraz z aluminiową płytą siedziska; szerokość siedziska 480mm			1.900,00
<input type="checkbox"/>	12008	pokrowiec poduszki ErgoSeat z dzianiny dystansowej	<input type="checkbox"/> czarno-czerwony	<input type="checkbox"/> czarno-granatowy	300,00

Poduszka siedziska Netti (podana cena zawiera koszt poduszki wraz z płytą siedziska)

<input type="checkbox"/>	7206	Netti UNO wraz z aluminiową płytą siedziska		1.300,00
<input type="checkbox"/>	7203	Netti SIT wraz z aluminiową płytą siedziska		1.400,00
<input type="checkbox"/>	7208	Netti SIT C wraz z aluminiową płytą siedziska		1.500,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti.
Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

6 Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi MINI (dla szerokości siedziska do 380mm)		200,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi MIDI (dla szerokości siedziska 380-440mm)		200,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi MAXI (dla szerokości siedziska 480mm)		200,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy tekstylny; miękki wszyty do poduszki siedziska oraz biodrowym pasem bezpieczeństwa	<div>wysokość poduszki siedziska</div> <input type="checkbox"/> 10mm <input type="checkbox"/> 30mm <input type="checkbox"/> 50mm	400,00
<input type="checkbox"/>	1070540	klin krokowy twardy  TYLKO Z ALUMINIOWĄ PŁYTĄ SIEDZISKA KOD 1070541		700,00
<input type="checkbox"/>	2033	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową (dla szerokości siedziska 380 i 430mm)		100,00
<input type="checkbox"/>	2448	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową (dla szerokości siedziska 480mm)		100,00
<input type="checkbox"/>	6218	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową		200,00

7

Oparcie pleców - model (standardowe, ErgoSeat, Netti)

<input type="checkbox"/>	736	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami; obszycie kodura czarna	-
<input type="checkbox"/>	11735	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa250,00
<input type="checkbox"/>	1077824	profilowana poduszka oparcia pleców ErgoSeat dla szerokości siedziska 380mm	1.600,00
<input type="checkbox"/>	1077825	profilowana poduszka oparcia pleców ErgoSeat dla szerokości siedziska 430mm	1.600,00
<input type="checkbox"/>	1077826	profilowana poduszka oparcia pleców ErgoSeat dla szerokości siedziska 480mm	1.600,00
<input type="checkbox"/>	12009	pokrowiec na poduszkę oparcia pleców ErgoSeat z dzianiny oddychającej	<input type="checkbox"/> czarny <input type="checkbox"/> czerwony <input type="checkbox"/> granatowy400,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti UNO - stabilizacja boczna 100mm	600,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SMART - stabilizacja boczna 120mm	700,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti STABIL - stabilizacja boczna 170mm	900,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL - stabilizacja boczna 170mm - usztywniona	1.000,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

8

Zagłówki

<input type="checkbox"/>	1069259	zagłówek MEYRA mały; mocowany do sztangi oparcia pleców	600,00
<input type="checkbox"/>	1059665/ 1064917	zagłówek MEYRA duży; mocowany do sztangi oparcia pleców	700,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/> 40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28382 tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) 950,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/> 40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28383 tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) 950,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/> 40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28384 tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) 950,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/> 81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82986 tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) 950,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/> 82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82797 tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) 2.500,00

9

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca rozmiar MIDI dla szerokości siedziska 380 i 430mm	250,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca rozmiar MAXI dla szerokości siedziska 480mm	250,00
<input type="checkbox"/>	3554	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową	200,00
<input type="checkbox"/>	6220	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową; montaż na śrubę	450,00

10 Koła przednie

koła przednie 9" (230x70mm); pompowane; przednia wysokość siedziska:

- | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 163/146 | <input type="checkbox"/> | 400mm bez poduszki siedziska | - |
| | | <input type="checkbox"/> | 480mm z poduszką siedziska 50mm | |
| | | <input type="checkbox"/> | 510mm z poduszką siedziska ErgoSeat; kąt nachylenia siedziska 4° | |

11 Koła tylne

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 460/846 | koła tylne 14" (356x5mm); pompowane | - |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|---|



12 Ogumienie

- | | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 908 | ogumienie w kolorze czarnym | - |
|--------------------------|-----|-----------------------------|---|

13 Boczki

- | | | | |
|--------------------------|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 106 | boczek wyjmowany z osłoną ubrania z plexi- czarne; regulowany na wysokość podłokietnik | - |
| <input type="checkbox"/> | 1070893 | boczek wyjmowany z osłoną ubrania z plexi- czarne; regulowany na wysokość podłokietnik z delikatnym wgłębieniem dla stabilizacji ręki | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 1070912 | boczek wyjmowany z osłoną ubrania z plexi- czarne; regulowany na wysokość podłokietnik wydłużony do tyłu wózka | 500,00 |

14 Podnóżki (odchylane i zdjemowane) i stopnie podnóżka


<input type="checkbox"/>	93	standardowe	-
<input type="checkbox"/>	92	z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi)	650,00
montaż uchwytów podnóżków <input type="checkbox"/> na zewnątrz <input type="checkbox"/> do wewnątrz			
<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony z tworzywa; szerokość 150mm	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy w kolorze czarny; z regulacją głębokości i kąta; szerokość płyty 150mm  w przypadku kodu 54 - jednoczęściowy stopień podnóżka określ sposób montażu uchwytów podnóżków (opcja powyżej)	1.200,00
<input type="checkbox"/>	10124470822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	100,00
<input type="checkbox"/>	1060267	zapiętki  TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA DZIELONYM - KOD 798	550,00

15 Długość podudzia

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
w zakresie 280-430mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.



16 Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	4696/731	akumulatory bezobsługowe 50Ah (20h); ładowarka 5A	-
--------------------------	----------	---	---

17 Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	pełne oświetlenie drogowe LED wraz z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	---	---

18 Elektronika

<input type="checkbox"/>	2838/2847	elektronika LINX	-
--------------------------	-----------	------------------	---

19 Sterowanie

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na rękę prawą	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na rękę lewą	-
<input type="checkbox"/>	1072650	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna, montowany do barierki oparcia pleców; możliwość przełożenia joysticka przód - tył	1.100,00

20 Uchwyt joysticka



<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt joysticka z regulacją przód - tył, regulacja wysokości, odchylany (pantograf)	-
<input type="checkbox"/>	1070778	osłona joysticka przed uderzeniem	300,00

21 Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	czarny mat	-
--------------------------	-----	------------	---

22

Dodatki

<input type="checkbox"/>	10822200970	uchwyt na kule (2 szt.) mocowany do boczaków; kule w pozycji poziomej	300,00
<input type="checkbox"/>	1069786	bagażnik rurkowy	350,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	1068409	lusterko; mocowanie po stronie bez joysticka	350,00
<input type="checkbox"/>	8108592	lusterko; mocowanie po stronie z joystickiem	350,00
<input type="checkbox"/>	3075802	śpiwór uniwersalny dla wzrostu 160-185cm	500,00
<input type="checkbox"/>	2527	deska do przesiadania się	300,00
<input type="checkbox"/>	929	stolik terapeutyczny nasuwany na podłokietniki  TYLKO Z BOCZKAMI STANDARDOWYMI - KOD 106	650,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi mocowana z przodu to tapicerki siedziska  ZALECANA Z ALUMINIOWĄ PŁYTĄ SIEDZISKA KOD - 1070541	150,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią warstwą przeciwdeszczową	200,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

Poduszki NETTI

NETTI poduszka siedziska

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care		
350x400	171805	172005	187303	x		189303
350x450	171806	172006	187304	188304		189304
350x500	171807	172007	187305	188305		189305
380x400	x	x	187306	188306		189306
380x450	171809	172009	187307	188307		189307
380x500	171810	172010	187308	188308		189308
400x400	171812	172012	187309	188309		189309
400x450	171813	172013	187310	188310		189310
400x500	171814	172014	187311	188311		189311
400x550	x	x	187333	188333		x
430x400	x	x	187312	188312		189312
430x450	171817	172017	187313	188313		189313
430x500	171818	172018	187314	188314		189314
450x400	x	x	187315	188315		189315
450x450	171821	172021	187316	188316		189316
450x500	171822	172022	187317	188317		189317
450x550	171823	172023	187318	188318		189318
500x450	171825	172025	187319	188319		189319
500x500	171826	172026	187320	188320		189320
500x550	x	x	187321	188321		189321

NETTI poduszki oparcia

WYMIAR	NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL	
szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care
300x400		x	357302	358302	407302	x	x	x
350x500	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301
380x500	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302
400x500	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303
430x500	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304
450x500	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305
500x500	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306
550x500	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307