

## Formularz zamówienia

### iTRAVEL

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,  
model 1.054



#### Zamawiający

#### Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

#### Osoba dokonująca pomiaru

#### Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

**11.900,00 zł brutto**

**S.19.01.00**  
(P130C.00)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

**S.22.01.01**  
(P131B.01)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

## 1 Wyposażenie standardowe



prędkość 6 km/h  
 silnik 200W  
 zasięg do 10km  
 waga użytkownika do 120kg; waga wózka ok 23kg (z podwójnym akumulatorem)  
 akumulatory litowe 10Ah; ładowarka 2A  
 szerokość siedziska 440mm;  
 głębokość siedziska 400mm  
 wysokość oparcia pleców 460mm  
 długość podudzia 440mm - przy podnóżku opuszczonym  
 odchylane podłokietniki  
 sterowanie VR2; uchwyt joysticka z regulacją długości  
 długość całkowita 970mm; szerokość całkowita wózka 560mm; wysokość całkowita 870mm  
 kółka przednie średnica 170mm; koła tylne średnica 200mm;  
 kółka podporowe  
 promień skrętu 970mm; prześwit 70mm

## 2 Dodatki

<input type="checkbox"/>	10542837 dodatkowy akumulator litowy z kablem do połączenia równoległego z akumulatorem standardowym	4.900,00
<input type="checkbox"/>	06-6219 pas bezpieczeństwa z zamkiem metalowym	250,00
<input type="checkbox"/>	06-2033 pas bezpieczeństwa z klamrą plastikową	100,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka