

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

MEYRA®
GROUP


Cena wersji standardowej:

11.500,00 zł. brutto**Prędkość maksymalna**

<input type="checkbox"/>	115/892	prędkość 10km/h; silniki 2 x 300W; waga użytkownika do 120kg; zasięg do 25kg	-
--------------------------	---------	--	---

Siedzisko

<input type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska (szerokość tapicerki) 43cm; szerokość między boczками 43-55cm					-	
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska	<input type="checkbox"/> 40cm	<input type="checkbox"/> 43cm	<input type="checkbox"/> 46cm	<input type="checkbox"/> 49cm	<input type="checkbox"/> 53cm	-
<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska; od 0* do +10*						-
<input type="checkbox"/>	737	tapicerka siedziska tekstylna; czarna						-
<input type="checkbox"/>	4276	płyta siedziska aluminiowa						200,00
<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska wysokość 6cm; obszyta kodurą						-
<input type="checkbox"/>	DP-4	poduszka siedziska wysokość 3cm; obszyta kodurą						150,00
<input type="checkbox"/>	DP-5	poduszka siedziska wysokość 5cm- delikatnie profilowana; obszyta dzianiną dystansową						250,00
<input type="checkbox"/>	DP-7	poduszka siedziska składana; obszyta kodurą			<input type="checkbox"/> 3cm	<input type="checkbox"/> 5cm	250,00	
<input type="checkbox"/>	SD-4	obszycie poduszki siedziska kodurą w kolorze:			<input type="checkbox"/> czerwonym	<input type="checkbox"/> granatowym	100,00	
<input type="checkbox"/>	SD-1	obszycie poduszki siedziska dzianiną oddychającą:		<input type="checkbox"/> czarnym	<input type="checkbox"/> czerwonym	<input type="checkbox"/> granatowym	150,00	

Koła 12,5" tylne i 9" przednie; pompowane - szare

<input type="checkbox"/>	1083595	ogumienie pompowane; czarne do kół tylnych	300,00
<input type="checkbox"/>	1083592	ogumienie pompowane; czarne do kółek przednich	250,00
<input type="checkbox"/>	1076370	nadkola kółek przednich	350,00
<input type="checkbox"/>	1070525	nadkola kół tylnych	400,00

Poduszka siedziska - SOLERO i ErgoSeat

<input type="checkbox"/>	562/4860	poduszka siedziska SOLERO , obszycie poduszki tkaniną wodoodporną, szara; płyta aluminiowa pod poduszką	400,00
<input type="checkbox"/>	562/SD-4	poduszka siedziska SOLERO , obszycie poduszki kodurą; płyta aluminiowa pod poduszką	450,00
<input type="checkbox"/>	562/SD-1	poduszka siedziska SOLERO , obszycie poduszki dzianiną dystansową; płyta aluminiowa pod poduszką	500,00
kolor tapicerki poduszki siedziska SOLERO (dla kodu SD-1 i SD-4): <input type="checkbox"/> czarnym <input type="checkbox"/> czerwonym <input type="checkbox"/> granatowym			
<input type="checkbox"/>	949/237	poduszka siedziska ErgoSeat , obszycie poduszki tkaniną w kolorze czarnym; płyta siedziska aluminiowa	850,00
<input type="checkbox"/>	949/292	poduszka siedziska ErgoSeat , obszycie poduszki tkaniną oddychającą w kolorze czarnym lub granatowym; płyta siedziska aluminiowa	1.000,00
<input type="checkbox"/>	949/254	poduszka siedziska ErgoSeat , obszycie poduszki tkaniną oddychającą w kolorze czarno- czerwonym; płyta siedziska aluminiowa	1.200,00
<input type="checkbox"/>	43	szerokość płyty siedziska i poduszki siedziska Solero i ErgoSeat 43cm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość płyty siedziska 43cm; poduszki siedziska Solero i ErgoSeat 48cm	-

Siedzisko- opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	DK-1	pasy odwodzące nogi	200,00
<input type="checkbox"/>	DK-2	klin krokowy tekstylny z poduszką siedziska; grubość poduszki: 1, 3 lub 5 cm - poduszka płaska tylko z poduszką standardową, płaską	400,00
<input type="checkbox"/>	4762	klin krokowy, regulowany; tylko z płytą siedziska kod 4276	650,00

Oparcie pleców

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +30*; skokowo co 10*	-
--------------------------	-----	--	---

Tapicerka oparcia pleców - oparcie pleców o szerokości 43cm

<input type="checkbox"/>	737	tapicerka oparcia pleców z kodury, czarna	-
<input type="checkbox"/>	736	tapicerka oparcia pleców z kodury; tapicerka z regulacją napiętości pasami, czarna	350,00
<input type="checkbox"/>	OR-1	tapicerka z regulacją napiętości pasami; oddychająca: <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	400,00
<input type="checkbox"/>	1085827	poduszka oparcia pleców Netti UNO Back , szerokość oparcia pleców 45cm (wydłużony czas realizacji zamówienia)	1.500,00
<input type="checkbox"/>	680/4860	poduszka oparcia pleców SOLERO obszycie poduszki tkaniną wodoodporną, szara	500,00
<input type="checkbox"/>	680/OR-4	poduszka oparcia pleców SOLERO obszycie poduszki kodurą	500,00
<input type="checkbox"/>	680/OR-1	poduszka oparcia pleców SOLERO obszycie poduszki dzianiną dystansową	600,00
kolor tapicerki oparcia pleców SOLERO (dla kodu OR-1-1 i OR-4): <input type="checkbox"/> czarnym <input type="checkbox"/> czerwonym <input type="checkbox"/> granatowym			
<input type="checkbox"/>	948/237	poduszka oparcia pleców ErgoSeat , obszycie poduszki tkaniną w kolorze czarnym	900,00
<input type="checkbox"/>	948/254	poduszka oparcia pleców ErgoSeat , obszycie poduszki tkaniną oddychającą w kolorze czarno- czerwonym	1.100,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	OD-5	peloty boczne stabilizujące (ograniczona możliwość składania oparcia pleców)	<input type="checkbox"/>	lewa	<input type="checkbox"/>	prawa	450,00/szt.		
<input type="checkbox"/>	OD-6	kamizelka stabilizująca					250,00		
<input type="checkbox"/>	OD-7	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową (06-3554)					200,00		
<input type="checkbox"/>	OD-7	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową (06-6220)					350,00		
<input type="checkbox"/>	OD-8	pas piersiowy zapinany na klamrę o długości:	<input type="checkbox"/>	80cm	<input type="checkbox"/>	110cm	<input type="checkbox"/>	140cm	150,00
<input type="checkbox"/>	OD-9	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową						100,00	
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową (06-6218)						150,00	
<input type="checkbox"/>	913	zagiłówek montowany na sztandze oparcia pleców						450,00	

Boczki

<input type="checkbox"/>	106	boczek z podłokietnikiem krótkim			-
<input type="checkbox"/>	OBM-16	podłokietnik z podwyższoną o 2cm krawędzią zewnętrzną	<input type="checkbox"/> prawy	<input type="checkbox"/> lewy	200,00/szt.

Podnóżki

<input type="checkbox"/>	93	podnóżek standardowy, odchylany i zdejmowany; dł. podudzia 38-52cm	Długość podudzia	-
<input type="checkbox"/>	3532	podnóżek odchylany i zdejmowany dla długości podudzia 29-39cm, z kodem 798		850,00
<input type="checkbox"/>	92	podnóżek odchylany i zdejmowany; z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi		650,00

Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 15cm; regulacja kąta; długość podudzia 38-48cm	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy w kolorze czarnym; regulacja kąta i głębokości; długość podudzia 38-48cm	600,00
<input type="checkbox"/>	54/123	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy w kolorze czarnym; regulacja kąta i głębokości; długość podudzia 29-39cm	1.250,00
<input type="checkbox"/>	SP-22	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	50,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki	350,00

Elektronika

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami		-
<input type="checkbox"/>	5159/731	akumulatory bezobsługowe 43Ah(5h)/50Ah(20h); ładowarka 5A		-
<input type="checkbox"/>	408	elektronika VR2	<input type="checkbox"/> 60- ręka lewa <input type="checkbox"/> 74 - ręka prawa	-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt joysticka z regulacją długości, wysokości, odchylany na bok (pantograf)		-
<input type="checkbox"/>	851	uchwyt joysticka dla opiekuna		600,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona joysticka przed uderzeniem		200,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy czarny mat (struktura)	-
--------------------------	-----	-----------------------------------	---

Dodatki

<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kule (2szt), montowany do boczka; kule w pozycji poziomej	300,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	200,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	200,00
<input type="checkbox"/>	781	port USB	600,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko- strona bez joysticka	250,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko- strona z joystickiem	250,00
<input type="checkbox"/>	DW-5	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	350,00
<input type="checkbox"/>	DW-6	deska do przesiadania	350,00
<input type="checkbox"/>	DW-7	stolik terapeutyczny nasuwany na podłokietniki	450,00
<input type="checkbox"/>	OD-11	kieszon na drobiazgi, mocowana na rzep z przodu siedziska	150,00
<input type="checkbox"/>	OD-12	ocieplacz na nogi	150,00

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.



W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka