

## Zamawiający

## Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

## Osoba dokonująca pomiaru

## Cena (rabat)

**MEYRA**  
GROUP


Cena wersji standardowej:

**29.900,00 zł. brutto****Prędkość maksymalna (silnik 950W)**

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h; waga użytkownika do 150kg.	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 70kg.	-
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h; waga użytkownika do 150kg.	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 60kg.	-
<input type="checkbox"/>	150	15 km/h; tylko z mocniejszymi akumulatorami i ładowarką; <b>waga użytkownika do 120kg. Obowiązkowo pas bezpieczeństwa</b>	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 50kg.	200,00

**System siedzisk oraz boczki****Siedzisko standardowe ErgoStar**

<input type="checkbox"/>	961/24	siedzisko ErgoStar, fotel komfortowe, profilowane; obszycie skajowe, czarne; szerokość siedziska 50cm; głębokość siedziska 50cm; wysokość oparcia pleców 64cm ręczna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej; regulacja podpory odcinka lędźwiowego boczki: podłokietniki, odchylane do tyłu; z regulacją wysokości i kąta		-
<input type="checkbox"/>	961/106	siedzisko ErgoStar, fotel komfortowe, profilowane; obszycie skajowe, czarne; szerokość siedziska 50cm; głębokość siedziska 50cm; wysokość oparcia pleców 64cm ręczna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej; regulacja podpory odcinka lędźwiowego boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik		400,00

**Siedzisko podstawowe PLATTE**

<input type="checkbox"/>	4276/106/ 4268/ 736/575 /237	siedzisko podstawowe PLATTE: płyta siedziska aluminiowa + poduszka gąbkowa oparcie pleców z regulacją napiętości pasami <u>boczeki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik</u>							800,00
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 43cm; reg. między boczkami w zakresie 38-50cm							
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 48cm; reg. między boczkami w zakresie 48-53cm							
		głębokość siedziska	<input type="checkbox"/> 42cm	<input type="checkbox"/> 45cm	<input type="checkbox"/> 48cm	<input type="checkbox"/> 51cm	<input type="checkbox"/> 54cm		
<input type="checkbox"/>	DP-4	poduszka siedziska gąbkowa, grubość 3cm	<input type="checkbox"/>	DP-5	poduszka siedziska gąbkowa, grubość 5cm				-
<input type="checkbox"/>	DP-6	poduszka siedziska gąbkowa, grubość 5cm; poduszka delikatnie profilowana							100,00
<input type="checkbox"/>		obszycie poduszki	<input type="checkbox"/>	SD-4	kodurą	<input type="checkbox"/>	SD-1	dzianiną oddychającą	-
<input type="checkbox"/>		tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami, obszyta:	<input type="checkbox"/>	OR-4	kodurą	<input type="checkbox"/>	OR-1	dzianiną oddychającą	-
<input type="checkbox"/>		tapicerka wózka w kolorze:	<input type="checkbox"/>	czarnym	<input type="checkbox"/>	czerwonym	<input type="checkbox"/>	granatowym	-

**Siedzisko profilowane ErgoSeat**

<input type="checkbox"/>	948/949 /106	siedzisko ErgoSeat kompletne: poduszka siedziska oraz poduszka oparcia pleców; sztanga poprzeczna z tyłu siedziska; <u>boczeki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik</u>							2.300,00
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 43cm; reg. między boczkami w zakresie 38-50cm							
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 48cm; reg. między boczkami w zakresie 48-53cm							
		głębokość siedziska	<input type="checkbox"/> 42cm	<input type="checkbox"/> 45cm	<input type="checkbox"/> 48cm	<input type="checkbox"/> 51cm			
<input type="checkbox"/>	237	tapicerka tekstylna do siedziska <b>ErgoSeat; czarna</b>							-
<input type="checkbox"/>	4980	tapicerka podceratowana do siedziska <b>ErgoSeat; czarna</b>							-
<input type="checkbox"/>	297	tapicerka z dzianiny dystansowej (oddychająca) do siedziska <b>ErgoSeat; czarno- czerwona</b>							400,00
<input type="checkbox"/>	OR-1	tapicerka z dzianiny dystansowej (oddychająca) do siedziska <b>ErgoSeat</b>	<input type="checkbox"/>	czarna	<input type="checkbox"/>	granatowa	<input type="checkbox"/>	czerwona	250,00

<input type="checkbox"/>	948/2019 /106	<b>ErgoSeat PRO:</b> profilowana poduszka siedziska, tapicerka pleców komfortowa w kolorze czarnym, z regulacją napiętości pasami; wysokość 53 lub 57cm <u>boczeki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik</u>							3.000,00
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 43cm; reg. między boczkami w zakresie 38-50cm							
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> szerokość płyty siedziska 48cm; reg. między boczkami w zakresie 48-53cm							
		głębokość siedziska	<input type="checkbox"/> 42cm	<input type="checkbox"/> 46cm	<input type="checkbox"/> 50cm	<input type="checkbox"/> 53cm			
<input type="checkbox"/>	2021	ErgoSeat PRO- peloty piersiowe duże; para: wysokość 31cm							1.500,00
<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO- peloty piersiowe małe; para: wysokość 23cm							1.400,00

**Oparcie pleców- regulacja kąta przy siedzisku ErgoSeat, ErgoSeat PRO i PLATTE**

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia pleców w siedzisku <b>ErgoSeat, ErgoSeat PRO</b> oraz <b>PLATTE</b> w zakresie 0* do +30* (skokowo co 10*)							-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia pleców w siedzisku <b>ErgoSeat, ErgoSeat PRO</b> oraz siedziska <b>PLATTE</b> w zakresie -10* do +50* (płynnie) <b>waga użytkownika do 120kg.</b>							1.200,00

**Siedzisko profilowane RECARO**

<input type="checkbox"/>	579/106	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 49cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; <b>ręczna</b> regulacja kąta oparcia pleców; boczek: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik	6.300,00
<input type="checkbox"/>	567/106	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 49cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; <b>elektryczna</b> regulacja kąta oparcia pleców; boczek: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik	8.500,00
<input type="checkbox"/>	580/106	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; <b>ręczna</b> regulacja kąta oparcia pleców; <b>średniej</b> wysokości poduszki stabilizujące boczek: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik	6.900,00
<input type="checkbox"/>	578/106	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; <b>elektryczna</b> regulacja kąta oparcia pleców; <b>średniej</b> wysokości poduszki stabilizujące boczne boczek: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik	9.100,00
<input type="checkbox"/>	581/106	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46-51cm; z zagłówkiem; <b>ręczna</b> regulacja kąta oparcia pleców; <b>wysokie</b> poduszki stabilizujące boczne boczek: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik	6.900,00
<input type="checkbox"/>	584/106	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46-51cm; z zagłówkiem; <b>elektryczna</b> regulacja kąta oparcia pleców; <b>wysokie</b> poduszki stabilizujące boczne boczek: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik	9.100,00
<input type="checkbox"/>	3254	tapicerka skajowa do siedziska <b>RECARO</b>	100,00
<input type="checkbox"/>	OBM-16	podłokietnik z podwyższoną o 2cm krawędzią zewnętrzną <b>tylko z boczkiem kod 106</b>	<input type="checkbox"/> prawy <input type="checkbox"/> lewy 350,00/szt.

**Elementy siedziska**

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna do siedziska ErgoStar oraz siedzisk RECARO	500,00
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek do siedziska ErgoStar oraz ErgoSeat <b>przy siedzisku Ergostar tylko z kodem 814- sztanga poprzeczna</b>	500,00

**Elementy stabilizacji**

<input type="checkbox"/>	OD-6	kamizelka stabilizująca	250,00
<input type="checkbox"/>	OD-7	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową (06-3554); <b>tylko ze sztangą poprzeczną kod 814</b>	200,00
<input type="checkbox"/>	OD-7	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową (06-6220); <b>tylko ze sztangą poprzeczną kod 814</b>	350,00
<input type="checkbox"/>	OD-8	pas stabilizujący- piersiowy; długość: <input type="checkbox"/> 60cm <input type="checkbox"/> 80cm <input type="checkbox"/> 110cm <input type="checkbox"/> 140cm	150,00

**Pas bezpieczeństwa biodrowy**

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy; standardowy (przy prędkości 15km/h- gratis)	200,00
<input type="checkbox"/>	803	pas bezpieczeństwa biodrowy- extra długi (przy prędkości 15km/h- gratis)	200,00

**Kąt siedziska**

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska; skokowa: 4* do 12*	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska; płynna: 5* do 20*	2.100,00

**Podnóżki**

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe; odchylane i zdejmowane	-
<input type="checkbox"/>	92	podnóżki odchylane i zdejmowane; z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi	250,00
<input type="checkbox"/>	86	podnóżki odchylane i zdejmowane; z elektryczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; <b>nie łączyć z jednoczęściowym stopniem podnóżka, kod 54</b>	3.100,00
<input type="checkbox"/>	99	podnóżki wzmocnione; stałe	100,00

**Stopień podnóżka (długość podudzia 38-48cm)**

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony; z tworzywa; głębokość 15cm; regulacja kąta	Podaj długość podudzia	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; aluminiowy; głęb. 15cm; regulacja głębokości oraz kąta; <b>tylko z podnóżkiem standardowym- kod 93</b>	<input type="text"/>	500,00
<input type="checkbox"/>	SP-23	montaż stopnia podnóżka kod 54 za pomocą adapterów, dla krótszej długości podudzia 30-38cm		500,00

**Podnózek (opcje)**

<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	100,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki	400,00
<input type="checkbox"/>	TP-1	obszycie ochronne górnej części podnóżka kod 93	100,00

**Ogumienie**

<input type="checkbox"/>	482	ogumienie pompowane; felga aluminiowa; ogumienie w kolorze: <input type="checkbox"/> 909- szare <input type="checkbox"/> 908-czarne	-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie pełne; felga aluminiowa; ogumienie tylko w kolorze szarym	800,00

**Koła opcje**

<input type="checkbox"/>	72	hamulec bębnowy; transportowy	-
<input type="checkbox"/>	816	nadkola kół tylnych	600,00
<input type="checkbox"/>	4779	nadkola kół przednich	600,00

**Akumulatory i ładowarki**

<input type="checkbox"/>	5160	akumulatory żelowe; bezobsługowe; 70Ah(5h)/79Ah(20h)	-
<input type="checkbox"/>	5155	akumulatory żelowe, bezobsługowe; 88Ah(5h)/107Ah(20h); <b>tylko z mocniejszą ładowarką - kod 733</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	5161	akumulatory żelowe, bezobsługowe; 110Ah(5h)/125Ah(20h); <b>tylko z mocniejszą ładowarką - kod 733</b>	2.700,00
<input type="checkbox"/>	732	ładowarka standardowa 8A	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka mocniejsza 12A; <b>obowiązkowo do mocniejszych akumulatorów kod 5155 i 5161</b>	100,00

**Oświetlenie**

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe (przód i tył) wraz z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	---	---

**Elektronika**

<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy	-
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	750,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	2.900,00
<input type="checkbox"/>	839	moduł OMNI z wyświetlaczem LCD; do niestandardowych typów sterowania	5.600,00
<input type="checkbox"/>	4795	blokada elektroniki; (immobilizer)	250,00

**Sterowanie**

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-
<input type="checkbox"/>	851	sterowanie dla opiekuna z możliwością przełożenia dla użytkownika; przy siedzisku ErgoStar oraz RECARO <b>należy również zamówić sztangę kod 814</b>	600,00
<input type="checkbox"/>	4789	dotatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika <b>przy siedzisku ErgoStar oraz RECAR) należy również zamówić sztangę kod 814</b>	2.500,00

**Uchwyt joysticka dla użytkownika**

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); <b>tylko z boczkiem kod 106</b>	500,00

**Niestandardowe końcówki joysticka**

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	700,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	700,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	400,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	200,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	200,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	250,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	200,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	400,00

**Kolor obudowy**

<input type="checkbox"/>	134	niebieski	-
<input type="checkbox"/>	183	srebrny	-
<input type="checkbox"/>	216	czarny	-

<input type="checkbox"/>	2201	<b>wersja RS:</b> obudowa, felgi oraz pas podudzia czarne z czerwonymi elementami wstawkami siedzisko ErgoSeat z tapicerką z dzianiny dystansowej (oddychającej) w kolorze czarno- czerwonym	3.900,00
--------------------------	------	--	----------

<b>Dodatki</b>			
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	300,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	300,00
<input type="checkbox"/>	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO	300,00
<input type="checkbox"/>	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	350,00
<input type="checkbox"/>	993	kufer; <b>nie łączyć z opcją elektrycznie regulowanego kąta oparcia pleców</b>	1.500,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	250,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port	1.000,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik; odchylany na bok; <b>tylko z boczkiem kod 106 i uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf)</b>	2.300,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę; <b>tylko z boczkiem kod 106</b>	500,00
<input type="checkbox"/>	539	wzmocniony sygnał dźwiękowy	250,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	350,00
<input type="checkbox"/>		ocieplacz na nogi	250,00
<input type="checkbox"/>		kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; <b>tylko z siedziskiem ErgoSeat</b>	150,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	250,00

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.



**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

**Niestandardowe systemy sterowania**

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo; <b>tylko z boczkiem kod 106</b>	1.800,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo; <b>tylko z boczkiem kod 106</b>	1.800,00
<input type="checkbox"/>	813	sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym; <b>tylko z boczkiem kod 106 oraz elektroniką R-Net z wyświetlaczem diodowym kod 415</b>	9.000,00
<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	20.500,00
<input type="checkbox"/>	810	sterowanie brodą odchylane ręcznie; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	22.000,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	23.500,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	28.000,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	23.500,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	28.000,00
<input type="checkbox"/>	4940	uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot	4.300,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	32.500,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	5.000,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik wózka, średnica 63mm; <b>tylko z elektroniką R-Net z wyświetlaczem LCD (kod 416 lub 398) lub modułem OMNI - kod 839</b>	650,00