

# Formularz zamówienia

## EUROCHAIR 2

wózek inwalidzki ze stopów lekkich,  
model 2.750

wózek inwalidzki ze stopów lekkich,  
model 2.750, wersja Stab

wózek inwalidzki ze stopów lekkich,  
model 2.750, wersja Hemi



### Zamawiający

### Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

### Osoba dokonująca pomiaru

### Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

☐

**1.7000,00 zł brutto**

Cena wersji standardowej  
w modelu z hamulcami  
bębnowymi dla opiekuna:

☐

**2.100,00 zł brutto**

NIESTANDARDOWE WYPOSAŻENIE  
WÓZKA: ciąg jednostronny, hamulce  
bębnowe, podwyższenie pleców wydłuża  
okres realizacji zamówienia

☐

**S.13.01.00**  
(P.127A)

Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych;  
**PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2**

☐

**S.16.01.00**  
(P.130.00)

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych;  
**patrz: system ciągów jednostronnych kod 871 - str. 4**

☐

**S.17.01.00**  
(P.130A.00)

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych;  
**patrz: elementy stabilizacji str.: 3**


## 1 Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm	-
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 400mm	-
<input type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 430mm	-
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 460mm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm	-
<input type="checkbox"/>	350	szerokość siedziska 500mm	-
<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm	-

## 2 Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 430mm	-
--------------------------	-----	---------------------------	---

## 3 Wysokość oparcia pleców (możliwość samodzielnej regulacji)

<input type="checkbox"/>	642	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami (3 paski)	<input type="checkbox"/> 400mm	-		
			<input type="checkbox"/> 420mm	-		
			<input type="checkbox"/> 440mm	-		
<input type="checkbox"/>	575	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami (5 pasków); obszycie czarna kodura	<input type="checkbox"/> 400mm	300,00		
			<input type="checkbox"/> 420mm	300,00		
			<input type="checkbox"/> 440mm	300,00		
<input type="checkbox"/>	287	tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna		-		
<input type="checkbox"/>	10320	tapicerka pleców oddychająca,  <b>TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI - KOD 575</b>	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	200,00

Poduszka oparcia pleców Netti

⚠️ (TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW Z REGULACJĄ NAPIĘTOŚCI PASAMI - KOD 575)

<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti UNO (głębokość stabilizacji bocznej 100mm)	700,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti SMART (głębokość stabilizacji bocznej 120mm)	950,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 170mm)	950,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 170mm - usztywniona)	1.000,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

Poduszki Netti pomniejszają głębokość siedziska.

4

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	200,00
<input type="checkbox"/>	OD-259	przedłużenie oparcia pleców o 250mm	300,00

5

Typ oparcia

<input type="checkbox"/>	622	rurki oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	-
--------------------------	-----	--	---

6

Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	długie rączki do prowadzenia wózka	-
--------------------------	-----	------------------------------------	---

7

## Przednia wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska; tylna wysokość siedziska jest o ok 30mm (4°) niższa od przedniej wysokości siedziska)

	470	520	
180mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/> 645	kółka przednie 180x45mm; ogumienie pełne; pianka PU; szara guma		-

8

## Koła tylne

<input type="checkbox"/> 651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	-
------------------------------	---	-----	---

9

## Ciągi

<input type="checkbox"/> 494	ciągi aluminiowe, srebrne	24"	-
<input type="checkbox"/> 871	system ciągów jednostronnych, koła kompletne; felga, szprychy oraz ciągi czarne <b>TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM</b> <b>! NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY - KOD 489</b>	<input type="checkbox"/> lewy <input type="checkbox"/> prawy	24" 2.300,00
<input type="checkbox"/> 166	silikonowe nakładki na ciągi; czarne	24"	350,00
<input type="checkbox"/> 692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)		-

**10 Ogumienie kół tylnych**

<input type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne	24x1 3/8"	-
<input type="checkbox"/>	486	ogumienie pompowane	24x1 3/8"	200,00
<input type="checkbox"/>	ON-1	ogumienie pompowane; wysokociśnieniowe Right-Run szaro-czarne	24x1"	300,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie pompowane; wysokociśnieniowe Right-Run czerwono-czarne	24x1"	300,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie pompowane; wysokociśnieniowe Right-Run niebiesko-czarne	24x1"	300,00

**11 Hamulce**

<input type="checkbox"/>	651	dociskowe dla użytkownika	-
--------------------------	-----	---------------------------	---

**12 Boczki**

<input type="checkbox"/>	107	boczki z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 330mm	-
--------------------------	-----	--	---

### 13 Podnózek (część górna); podnóżki odchylane i zdejmowane

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe; kąt zgięcia 110°; para	-
<input type="checkbox"/>	92	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; para	600,00

### 14 Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony z tworzywa; głębokość 160mm; regulacja wysokości i kąta	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; głębokość płyty 150mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta	1.000,00

#### Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:  
zakres: 380 - 520mm

**W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.**

<input type="checkbox"/>	359	pas podudzia jednoczęściowy	-
<input type="checkbox"/>	946	dwa paski podudzia dla każdej nogi oddzielnie; montaż od uchwytu przy podnóżku oraz uchwycie przy stopniu podnóżka. Model może pełnić również funkcję zapiętek oraz strzemion	-
<input type="checkbox"/>	10543780822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	1060267	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do pod wózek) <b>TYLKO Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798</b>	450,00

### 15 Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	4919	srebrny	-
--------------------------	------	---------	---

## 16 Tapicerka siedziska

☐ tapicerka siedziska tekstylina; gąbka 10mm obszyta kodurą; czarna -

## 17 Poduszka siedziska

☐ 560 poduszka siedziska 30mm; obszyta kodurą; czarna 150,00

☐ 561 poduszka siedziska 50mm; obszyta kodurą; czarna 150,00

☐ 10331 poduszka siedziska 30mm; obszyta dzianiną oddychającą ☐ czarna ☐ czerwona ☐ granatowa 300,00

☐ 10334 poduszka siedziska 50mm; obszyta dzianiną oddychającą ☐ czarna ☐ czerwona ☐ granatowa 300,00

☐ 10219 poduszka siedziska delikatnie profilowana; obszyta dzianiną oddychającą ☐ czarna ☐ czerwona ☐ granatowa 350,00

☐ poduszka siedziska Netti UNO 600,00

☐ poduszka siedziska Netti SIT 700,00

☐ poduszka siedziska Netti SIT °C 850,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti.  
Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

☐ 4164 pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm 200,00

☐ 3274 pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380-440mm 200,00

☐ 4163 pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm 200,00

☐ 5062 klin krokowy, tekstylny z przekładką siedziska o wysokości przekładki: ☐ 15mm ☐ 30mm 400,00

## 18 Osłony na szprychy

☐ 489 przeźroczyste 400,00

**19 Kółka podporowe**

<input type="checkbox"/>	691	kółka podporowe wyjmowane; para	-
--------------------------	-----	---------------------------------	---

**20 Stolik terapeutyczny**


(przy kołach 24" najniższa tylna wysokość siedziska 470mm; przy montażu stolika ograniczona regulacja wysokości podłokietników)

<input type="checkbox"/>	929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi nasuwany na podłokietniki	
	<input type="checkbox"/>	1064946 dla szerokości siedziska 380 - 460 mm	600,00
	<input type="checkbox"/>	1064947 dla szerokości siedziska 480 - 510 mm	700,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; dla szerokości siedziska 380-500mm; przednia krawędź stolika podwyższona;	900,00

**21 Dodatki**

<input type="checkbox"/>	2033	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową	100,00
<input type="checkbox"/>	6219	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową; montaż do rurki oparcia	200,00
<input type="checkbox"/>	962	uniwersalna torba na zakupy jednokomorowa	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	205029500	deska do przesiadania	300,00
<input type="checkbox"/>	1063168	uchwyt na kulę	100,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	500,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	230,00





1. głębokość siedziska
  2. szerokość siedziska
  3. szerokość klatki piersiowej
  4. głębokość klatki piersiowej
  5. wysokość do odcinka lędźwiowego
  6. wysokość do łopatek
  7. wysokość pleców
  8. wysokość do czubka głowy
  9. długość ramienia
  10. długość podudzia
- wzrost
- waga




Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

--