

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)


Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



<input type="checkbox"/>	Cena wersji standardowej z hamulcami dociskowymi dla użytkownika	3.900,00 zł. brutto
<input type="checkbox"/>	Cena wersji standardowej w modelu z hamulcami bębnowymi dla opiekuna	4.700,00 zł. brutto

<input type="checkbox"/>	P.18.01.00 (P130B.00)	Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych regulacja kąta siedziska, oparcia oraz podnóżków
--------------------------	---------------------------------	--



1. głębokość siedziska
2. szerokość siedziska
3. szerokość klatki piersiowej
4. głębokość klatki piersiowej
5. wysokość do odcinka lędźwiowego
6. wysokość do łopatek
7. wysokość pleców
8. wysokość do czubka głowy
9. długość ramienia
10. długość podudzia
- wzrost
- waga

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska (poduszki siedziska) 430mm; możliwość rozsunięcia między boczками do 460mm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska (poduszki siedziska) 480mm; możliwość rozsunięcia między boczками do 510mm	-
<input type="checkbox"/>	959	poduszki boczne zwężające szerokość siedziska o: <input type="checkbox"/> 2x15mm <input type="checkbox"/> 2x30mm	100,00

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	788	430mm	-
--------------------------	-----	-------	---

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>		poduszka gąbkowa 60mm; obszyta materiałem wodoodpornym; szara	-
<input type="checkbox"/>	SD-1	dodatkowa tapicerka poduszki siedziska z dzianiny oddychającej; czarna	150,00
<input type="checkbox"/>	1080608	klin krokowy montowany do płyty siedziska	900,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi	250,00

Oparcie pleców

<input type="checkbox"/>		oparcie pleców z płynną regulacją kąta za pomocą sprężyn gazowych do 45°	-
<input type="checkbox"/>		wysokość oparcia pleców 540mm z możliwością podwyższenia o 30mm	-
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców delikatnie profilowana, obszyta materiałem wodoodpornym; szara	-
<input type="checkbox"/>	OR-1	dodatkowa tapicerka poduszki oparcia pleców z dzianiny oddychającej; czarna	150,00
<input type="checkbox"/>	1069693	peloty piersiowe, stabilizujące; para	650,00
<input type="checkbox"/>	6221	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	350,00
<input type="checkbox"/>	3554	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	200,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca	300,00
<input type="checkbox"/>	2033	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową	50,00
<input type="checkbox"/>	6219	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową	150,00
<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna do prowadzenia wózka dla szerokości siedziska 430mm (1080609) lub szerokości siedziska 480mm (1080611)	300,00
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek mały; montaż do płyty oparcia pleców	-
<input type="checkbox"/>	1068530	zagłówek głęboki; montaż do płyty oparcia pleców	700,00

W PRZYPADKU SILNEJ SPASTYKI ZAPYTAJ O MONTAŻ ZAGŁÓWKA DO SZTANGI POPRZECZNEJ KOD 814

<input type="checkbox"/>	2913	obszycie zagłówek dzianiną dystansową; czarna	100,00
--------------------------	------	---	--------

Ogumienie

<input type="checkbox"/>	157	kółka przednie 200x50; ogumienie PU; szare	-
<input type="checkbox"/>	651/902	koła tylne 24"; ogumienie pełne 24x1 3/8"; szare	-
<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe; odległość ciągu od koła 15mm	-
<input type="checkbox"/>	OC-2	nakładki silikonowe na ciągi	300,00

Boczki

<input type="checkbox"/>	106	boczki z osłoną z plexi; wyjmowane; regulowany na wysokość podłokietnik	-
--------------------------	-----	---	---

Hamulce

<input type="checkbox"/>	680	dociskowe dla użytkownika	-
--------------------------	-----	---------------------------	---

Podnóżki i stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	92	podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; odchylane i wyjmowane	-
<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa, głębokość 160mm; z regulacją wysokości i kąta	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; w kolorze czarnym; z regulacją wysokości, głębokości i kąta	800,00

Podaj długość podudzia w zakresie 380-480mm

Dodatki

<input type="checkbox"/>	929	stolik terapeutyczny z plexi nasuwany na podłokietniki	450,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	10226	kieszon na drobiazgi mocowana z przedniej strony siedziska	150,00



Firma mdh Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka