

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

1.700,00 zł. brutto

NIESTANDARDOWE WYPOSAŻENIE WÓZKA:  
ciąg jednostronny, hamulce bębnowe, podwyższenie pleców wydłuża okres realizacji zamówienia

- ☐

S.13.01.00  
(P.127A)


Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych; patrz: konfiguracja wymiarów siedziska str. 2
- ☐

S.16.01.00  
(P.130.00)

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; patrz: system ciągów jednostronnych kod 871 - str. 3
- ☐

S.17.01.00  
(P.130A.00)

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; patrz: elementy stabilizacji str. 3 poduszki oparcia Netti str. 4



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga
-

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm	-
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 400mm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 430mm	-
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 460mm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm	-
<input type="checkbox"/>	51	szerokość siedziska 510mm	-

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 430mm	-
--------------------------	-----	---------------------------	---

Wysokość oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	442	wysokość oparcia 420mm	-
--------------------------	-----	------------------------	---

Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

<input type="checkbox"/>	287	tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna	-
--------------------------	-----	---	---

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	
<input type="checkbox"/>	OD-12	zagłówek montowany na rurkach rączek do pchania wózka; składany razem z wózkiem	650,00
<input type="checkbox"/>	OD-259	przedłużenie oparcia pleców o 250mm	300,00

Typ oparcia

<input type="checkbox"/>	622	rukry oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	-
--------------------------	-----	--	---

Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	długie rączki do prowadzenia wózka	-
--------------------------	-----	------------------------------------	---

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	161	180x45mm, ogumienie pełne	-
--------------------------	-----	---------------------------	---

Kółka tylne

<input type="checkbox"/>	61/902	24x1 3/8"; ogumienie pełne	-
--------------------------	--------	----------------------------	---

Ciągi

<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe, srebrne	-
<input type="checkbox"/>	871	system ciągów jednostronnych, koła kompletne; felga, szprychy oraz ciągi czarne <b>TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY - KOD 489</b>	<input type="checkbox"/> lewy <input type="checkbox"/> prawy 24" 3.300,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu 15mm	-

Hamulce

<input type="checkbox"/>	651	dociskowe dla użytkownika	-
--------------------------	-----	---------------------------	---

Boczki

<input type="checkbox"/>	577	boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; z krótkim podłokietnikiem; długość podłokietnika 307mm	-
--------------------------	-----	---	---

Podnóżki

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane	-
<input type="checkbox"/>	92	podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane; z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi	750,00

Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 150mm; długość podudzia 380-480mm	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, głębokość 15cm; regulacja kąta i głębokości; długość podudzia 380-480cm	800,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	1060267	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do pod wózek) <b>TYLKO Z STOPNIEMPODNÓŻKA KOD 798</b>	450,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	4919	srebrny	-
--------------------------	------	---------	---

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	10332	poduszka siedziska wysokość 30mm; obszyta kodurą w kolorze:	<input type="checkbox"/> czarnym	<input type="checkbox"/> czerwonym	<input type="checkbox"/> granatowym	150,00
<input type="checkbox"/>	10335	poduszka siedziska wysokość 50mm; obszyta kodurą w kolorze:	<input type="checkbox"/> czarnym	<input type="checkbox"/> czerwonym	<input type="checkbox"/> granatowym	150,00
<input type="checkbox"/>	10331	poduszka siedziska wysokość 30mm; obszyta dzianiną oddychającą w kolorze:	<input type="checkbox"/> czarnym	<input type="checkbox"/> czerwonym	<input type="checkbox"/> granatowym	250,00
<input type="checkbox"/>	10334	poduszka siedziska wysokość 50mm; obszyta dzianiną oddychającą w kolorze:	<input type="checkbox"/> czarnym	<input type="checkbox"/> czerwonym	<input type="checkbox"/> granatowym	250,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 5cm obszyta dzianiną oddychającą, czarna				300,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti UNO				600,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti SIT				700,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti SIT °C				850,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm				200,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380 - 440mm				200,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm				200,00
<input type="checkbox"/>	DK-2	klin krokowy, tekstylny z przekładką siedziska o wysokości przekładki:	<input type="checkbox"/> 15mm	<input type="checkbox"/> 30mm		350,00

Ośłony na szprychy

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste				400,00
--------------------------	-----	---------------	--	--	--	--------

## Dodatki

<input type="checkbox"/>		kółko podporowe, wyjmowane, sztuka	<input type="checkbox"/> lewe <input type="checkbox"/> prawe	250,00
<input type="checkbox"/>	2033	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową		100,00
<input type="checkbox"/>	6219	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową		150,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy		50,00
<input type="checkbox"/>	962	uniwersalna torba na zakupy jednokomorowa		100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy		350,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się		550,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489</b>		50,00
<input type="checkbox"/>	1063168	uchwyt na kulę		100,00
<input type="checkbox"/>	DW-3	rzep blokady złożonego wózka		50,00
<input type="checkbox"/>	929	uniwersalny stół terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; regulowany; dla szerokości siedziska 380-580mm		450,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm		550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową		150,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią		200,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

NETTI poduszka siedziska

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care		
350x400	171805	172005	187303	x		189303
350x450	171806	172006	187304	188304		189304
350x500	171807	172007	187305	188305		189305
380x400	x	x	187306	188306		189306
380x450	171809	172009	187307	188307		189307
380x500	171810	172010	187308	188308		189308
400x400	171812	172012	187309	188309		189309
400x450	171813	172013	187310	188310		189310
400x500	171814	172014	187311	188311		189311
400x550	x	x	187333	188333		x
430x400	x	x	187312	188312		189312
430x450	171817	172017	187313	188313		189313
430x500	171818	172018	187314	188314		189314
450x400	x	x	187315	188315		189315
450x450	171821	172021	187316	188316		189316
450x500	171822	172022	187317	188317		189317
450x550	171823	172023	187318	188318		189318
500x450	171825	172025	187319	188319		189319
500x500	171826	172026	187320	188320		189320
500x550	x	x	187321	188321		189321