

Formularz zamówienia

BUDGET

wózek inwalidzki ręczny, model 9.050
wózek inwalidzki specjalny, model 9.050,
wersja Stab
wózek inwalidzki ręczny, model 9.050,
wersja Hemi



Zamawiający

Nr zamówienia
(bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:
1 100,00 zł brutto

S.12.01.00

Wózek inwalidzki standardowy dla dorosłych

S.16.01.00

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; konfiguracja:
kod 871: system ciągów jednostronnych
kod 650: hamulec jednostronny
kod 4906: adapter HEMI - montaż widelca kółek przednich

S.17.01.00

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; konfiguracja:
elementy stabilizacji w formularzu

1 Szerokość siedziska

38	szerokość siedziska 380mm	- zł
40	szerokość siedziska 400mm	- zł
43	szerokość siedziska 430mm	- zł
46	szerokość siedziska 460mm	- zł
48	szerokość siedziska 480mm	- zł
51	szerokość siedziska 510mm	- zł

2 Głębokość siedziska

<input checked="" type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 430mm	- zł
-------------------------------------	-----	---------------------------	------

3 Wysokość oparcia pleców

<input checked="" type="checkbox"/>	442	wysokość oparcia pleców 420mm	- zł
<input checked="" type="checkbox"/>	287	tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna	- zł

4 Elementy stabilizacji

4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00 zł
4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00 zł
2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00 zł
4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 800mm	200,00 zł
3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1100mm	200,00 zł
3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1400mm	200,00 zł

5 Typ oparcia

<input checked="" type="checkbox"/>	622	rurki oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego		- zł
-------------------------------------	-----	--	--	------

6 Rączki do pchania wózka

<input checked="" type="checkbox"/>	410	długie rączki do pchania wózka		- zł
-------------------------------------	-----	--------------------------------	--	------

7 Kółka przednie

<input checked="" type="checkbox"/>	161	kółka 175x40mm; pełne; twarda guma - szara; felga z tworzywa		- zł
-------------------------------------	-----	--	--	------

8 Koła tylne

<input checked="" type="checkbox"/>	651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	22", 24"	- zł
-------------------------------------	-----	---	----------	------

9 Ciągi

	494	ciągi aluminiowe- srebrne	22", 24"	- zł
--	-----	---------------------------	----------	------

	871	system ciągów jednostronnych; koła kompletne: felga, szprychy oraz ciągi czarne ⚠ TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1 3/8" - KOD 902 ⚠ TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480MM ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706	60- ręka lewa 74-ręka prawa	2 300,00 zł
--	-----	--	--	-------------

9a Odległość ciągu od koła

<input checked="" type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm) w zależności od modelu koła i ogumienia		- zł
-------------------------------------	-----	--	--	------

10 Ogumienie kół tylnych (dla wybranych modeli kół)

<input checked="" type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne - szare	24x1 3/8"	- zł
-------------------------------------	-----	-------------------------	-----------	------

11 Hamulce

<input checked="" type="checkbox"/>	651	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka	- zł
-------------------------------------	-----	--	------

12 Boczki

<input checked="" type="checkbox"/>	577	boczek z rurki, zabudowany, odchylany i wyjmowany; skośny; długość podłokietnika ok 307mm	- zł
-------------------------------------	-----	---	------

13 Podnóżek (część górna)

	93	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110°; para	- zł
--	----	--	------

	92	podnóżek z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; para	750,00 zł
--	----	--	-----------

14 Stopień podnóżka

	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 160mm; regulacja wysokości i kąta	- zł
--	-----	--	------

	54	stopień podnóżka jednoczęściowy - odchylany; profil aluminiowy w kolorze czarnym, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta	1 000,00 zł
--	----	--	-------------

	359	pasek podudzia	100,00 zł
--	-----	----------------	-----------

	946	dwa osobne paski podudzia zaczepiane od stopnia podnóżka do uchwytu przy podnóżku	- zł
--	-----	---	------

		pas podudzia z dodatkowymi uchwytami na wysokości piszczeli dla stabilizacji nóg na stopniu podnóżka	200,00 zł
--	--	--	-----------

⚠ Podaj długość podudzia

podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki siedziska i jest regulowana w zakresie:

380-520mm dla standardowych modeli podnóżków

⚠ W przypadku użytkownika wózka z poduszką należy określić w następujący sposób:

jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz poduszką o grubości 50mm, to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm

	10543780822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona); para	150,00 zł
--	-------------	---	-----------

	1060267	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp pod wózek) ⚠ TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798	450,00 zł
--	---------	---	-----------

15 Kolor ramy

<input checked="" type="checkbox"/>	4919	srebrny	- zł
-------------------------------------	------	---------	------

16 Poduszki siedziska standardowe

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie kodura w kolorze czarnym

560	wysokość 30mm	100,00 zł
561	wysokość 60mm	150,00 zł

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa (oddychająca) w kolorze:

	czarna	czerwona	granatowa	300,00 zł
10331	wysokość 30mm			
10334	wysokość 60mm			

17 Siedzisko (stabilizacja)

4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm	200,00 zł
3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 450mm	200,00 zł
4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm	200,00 zł


5062	klin krokowy miękki, wysoki; wszyty w poduszkę siedziska; wysokość poduszki:			400,00 zł
	10mm	30mm	60mm	

18 Stolik terapeutyczny

929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi, przezroczysty; nasuwany na podłokietniki; regulowany dla szerokości siedziska 380-580mm	650,00 zł
-----	---	-----------

19 Dodatki

833	pas bezpieczeństwa, biodrowy	100,00 zł
6219	pas bezpieczeństwa, biodrowy z zamkiem samochodowym	150,00 zł
970	uchwyt na kulę (1 uchwyt = 1 kula)	100,00 zł
205029500	deska do przesiadania się	300,00 zł
962	plecak jednokomorowy	150,00 zł
261519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
06-7791	plecak jednokomorowy z kieszenią zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców (nie obciąża tapicerki oparcia pleców)	400,00 zł
3075902	śpiwór dla osób o wzroście 160-185cm	500,00 zł
5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00 zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi dotyczące
realizacji
zamówienia
wózka