

Formularz zamówienia

EUROCHAIR 2 XXL

wózek inwalidzki ze stopów lekkich,
model 2.850
wózek inwalidzki specjalny, model 2.850,
wersja Stab



Zamawiający

Nr zamówienia
(bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:
4 900,00 zł brutto

S.13.01.00

Wózek ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany; dla dorosłych

S.17.01.00

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; konfiguracja:
elementy stabilizacji w formularzu

1 Szerokość siedziska

48	szerokość siedziska 480mm ⚠ ZALECANA ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ MOCOWANĄ RO RĄCZEK OPARCIA PLECÓW - KOD 814	- zł
350	szerokość siedziska 500mm ⚠ ZALECANA ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ MOCOWANĄ RO RĄCZEK OPARCIA PLECÓW - KOD 814	- zł
53	szerokość siedziska 530mm ⚠ ZALECANA ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ MOCOWANĄ RO RĄCZEK OPARCIA PLECÓW - KOD 814	- zł
358	szerokość siedziska 580mm ⚠ TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ MOCOWANĄ RO RĄCZEK OPARCIA PLECÓW - KOD 814	200,00 zł
265	szerokość siedziska 650mm ⚠ TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ MOCOWANĄ RO RĄCZEK OPARCIA PLECÓW - KOD 814	1 100,00 zł

2 Głębokość siedziska

788	głębokość siedziska 430mm	- zł
619	głębokość siedziska 460mm	250,00 zł
4105	głębokość siedziska 490mm	250,00 zł

3 Wysokość oparcia pleców

		400mm	
642	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami (3 paski wszyte na stałe)	420mm	- zł
		440mm	
		460mm	
634	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami (3 paski wszyte na stałe)	480mm	- zł
		500mm	
		400mm	
575	tapicerka oparcia pleców dwuczęściowa: z regulacją napiętości pasami (5 pasków); pokrowiec z kodury (kod 287) lub dzianiny oddychającej (kod 10320)	420mm	150,00 zł
		440mm	
287	tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna		- zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca) w kolorze: czarnym czerwonym granatowym		250,00 zł
	⚠ TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI KOD 575		

4 Elementy stabilizacji

4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 800mm	200,00 zł
3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1100mm	200,00 zł
3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1400mm	200,00 zł
3554	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy; klamra plastikowa ⚠ TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814	200,00 zł
6221	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy; zamek samochodowy ⚠ TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814	500,00 zł
814	sztanga poprzeczna mocowana do rączek oparcia pleców	600,00 zł

5 Zagłówek

⚠ TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814

	TAPICERKA ODDYCHA- KĄCA „3D”	TAPICERKA ŁATWOZMY- WALNA	
zagłówek MEYRA - mały; obszyty tapicerką skajową		913	850,00 zł
NETTI: zagłówek głęboki; typ A	40880	28382	800,00 zł
NETTI: zagłówek głęboki; typ A; z dodatkowym paskiem przytrzymującym głowę	82566	44970	960,00 zł
NETTI: zagłówek typ B: płaski, kształt owalny	40881	28383	800,00 zł
NETTI: zagłówek typ C: płaski, kształt prostokątny	40882	28384	700,00 zł
NETTI: zagłówek typ D: trapezowy z rozkładem siły nacisku	81024	82986	750,00 zł
NETTI: zagłówek typ E: z regulowanymi i odchylanymi poduszkami bocznymi	94238	94033	800,00 zł
NETTI: zagłówek typ C: płaski, kształt prostokątny ZAGŁÓWEK Z ZAMONTOWANYM DYNAMIC SYSTEM	82161	82797	2 300,00 zł

6 Typ oparcia

622	rukry oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	- zł
621	rukry oparcia pleców proste	450,00 zł

7 Rączki do pchania wózka

410	długie rączki do pchania wózka	- zł
502	krótkie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do +180mm	600,00 zł

8 Przednia wysokość siedziska (bez poduszki)

rozmiar kółka przedniego	445	460	470	475	490	500	505	510	520	530	540	550	560	
142mm														- zł
180mm														- zł
180mm														300,00 zł
200mm														450,00 zł

9 Kółka przednie

154	kółka 142x40mm; pełne; miękka guma; felga z tworzywa; ogumienie szare	- zł
161	kółka 175x40mm; pełne; twarda guma - szara; felga z tworzywa	- zł
157	kółka 200x50; pełne, pianka PU - ogumienie szare; felga z tworzywa	- zł

10 Koła tylne

651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	- zł
-----	---	-----	------

11 Ciągi

494	ciągi aluminiowe- srebrne	24"	- zł
493	ciągi ze stali nierdzewnej	24"	- zł

11a Odległość ciągu od koła

692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm) w zależności od modelu koła i ogumienia	- zł
693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm) w zależności od modelu koła i ogumienia TYLKO Z CIĄGAMI STALOWYMI - KOD 493	400,00 zł

12 Ogumienie kół tylnych (dla wybranych modeli kół)

<input checked="" type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne - szare	24x1 3/8"	- zł
-------------------------------------	-----	-------------------------	-----------	------

13 Hamulce

651	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka	- zł
-----	--	------

680/706	hamulce bębnowe dla opiekuna dla kół 24" oraz hamulce dociskowe dla użytkownika TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651) NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z CIĄGAMI JEDNOSTRONNYMI (KOD 871) NIE ŁĄCZYĆ Z PRZESUNIĘCIEM MONTAŻU KÓŁ TYLNYCH - KOD 878	750,00 zł
---------	--	-----------

681	przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305; para	350,00 zł
-----	---	-----------

14 Boczki

107	boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 330mm	- zł
577	boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; długość podłokietnika ok 307mm	- zł
70	boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; długość podłokietnika ok 360mm	450,00 zł

15 Podnózek (część górna)

93	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110*; para	- zł
759	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110* (kod 93); lewy	- zł
760	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110* (kod 93); prawy	- zł
92	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; para	400,00 zł
757	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi (kod 92); lewy	200,00 zł
758	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi (kod 92); prawy	200,00 zł
52	podnózek dla amputantów, odchylany i wyjmowany; para	2 400,00 zł
4507	podnózek dla amputantów, odchylany i wyjmowany; prawy	1 200,00 zł
4508	podnózek dla amputantów, odchylany i wyjmowany; lewy	1 200,00 zł

16 Stopień podnóżka

798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 160mm; regulacja wysokości i kąta	- zł
54	stopień podnóżka jednoczęściowy - odchylany; profil aluminiowy w kolorze czarnym, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta	900,00 zł
359	pasek podudzia	- zł
946	dwa osobne paski podudzia zaczepiane od stopnia podnóżka do uchwytu przy podnóżku	- zł
	pas podudzia z dodatkowymi uchwytami na wysokości piszczele dla stabilizacji nóg na stopniu podnóżka	200,00 zł

⚠ Podaj długość podudzia

podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki siedziska i jest regulowana w zakresie:

380-520mm dla standardowych modeli podnóżków

⚠ W przypadku użytkownika wózka z poduszką należy określić w następujący sposób:

jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm, to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm

822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona); para	150,00 zł
823	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp pod wózek) ⚠ TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798	600,00 zł

17 Kolor ramy

4919 srebrny - zł

18 Poduszki siedziska standardowe

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie kodura w kolorze czarnym

560 wysokość 30mm 150,00 zł

561 wysokość 60mm 200,00 zł

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa (oddychająca) w kolorze:

czarna czerwona granatowa

10331 wysokość 30mm 300,00 zł

10334 wysokość 60mm

4980 tapicerka poduszki siedziska łatwo zmywalna (dla poduszki siedziska 560 lub 561) 500,00 zł

19 Kółka podporowe

691 kółka podporowe wyjmowane (para) - zł

728 kółka podporowe, odchylane pod wózek; **para**
⚠️ **DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM** 750,00 zł

729 kółka podporowe, odchylane pod wózek; **lewe**
⚠️ **DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM** 400,00 zł

730 kółka podporowe, odchylane pod wózek; **prawe**
⚠️ **DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM** 400,00 zł

20 Osłony na szprychy


489 przezroczyste dla kół 24"
⚠️ **NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI KOD 819** 450,00 zł

21 Stolik terapeutyczny (przy kołach 24" najniższa wysokość siedziska 470mm; ograniczona regulacja wysokości podłokietników)

929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi, przezroczysty; nasuwany na podłokietniki; regulowany dla szerokości siedziska 480-580mm	700,00 zł
930	stolik terapeutyczny z plexi, nasuwany na podłokietniki; dla wybranej szerokości siedziska; przednia krawędź stolika podwyższona ⚠ DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 480-500MM	1 100,00 zł

22 Dodatki

833	pas bezpieczeństwa, biodrowy	100,00 zł
6219	pas bezpieczeństwa, biodrowy z zamkiem samochodowym	150,00 zł
970	uchwyt na kulę (1 uchwyt = 1 kula)	100,00 zł
205029500	deska do przesiadania się	300,00 zł
3075902	śpiwór dla osób o wzroście 160-185cm	500,00 zł
5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00 zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi dotyczące
realizacji
zamówienia
wózka