

## Formularz zamówienia

### EUROCHAIR 2 XXL

wózek inwalidzki ze stopów lekkich,  
model 2.850  
wózek inwalidzki specjalny, model 2.850,  
wersja Stab



#### Zamawiający

Nr zamówienia  
(bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:  
**6 200,00 zł brutto**

S.13.01.00

Wózek ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany; dla dorosłych

S.17.01.00

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; konfiguracja:  
elementy stabilizacji w formularzu

## 1 Szerokość siedziska

48	szerokość siedziska 480mm ⚠ <b>ZALECANA ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ MOCOWANĄ RO RĄCZEK OPARCIA PLECÓW - KOD 814</b>	- zł
350	szerokość siedziska 500mm ⚠ <b>ZALECANA ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ MOCOWANĄ RO RĄCZEK OPARCIA PLECÓW - KOD 814</b>	- zł
53	szerokość siedziska 530mm ⚠ <b>ZALECANA ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ MOCOWANĄ RO RĄCZEK OPARCIA PLECÓW - KOD 814</b>	- zł
358	szerokość siedziska 580mm ⚠ <b>TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ MOCOWANĄ RO RĄCZEK OPARCIA PLECÓW - KOD 814</b>	200,00 zł
265	szerokość siedziska 650mm ⚠ <b>TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ MOCOWANĄ RO RĄCZEK OPARCIA PLECÓW - KOD 814</b>	1 100,00 zł

## 2 Głębokość siedziska

788	głębokość siedziska 430mm	- zł
619	głębokość siedziska 460mm	250,00 zł
4105	głębokość siedziska 490mm	250,00 zł

## 3 Wysokość oparcia pleców

		400mm	
442	tapicerka oparcia pleców wzmocniona (bez regulacji napiętości pasami)	420mm	- zł
		440mm	
<input checked="" type="checkbox"/>	287	tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna	- zł

## 4 Elementy stabilizacji

3554	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy; klamra plastikowa ⚠ <b>TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814</b>	200,00 zł
6221	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy; zamek samochodowy ⚠ <b>TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA ) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814</b>	500,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	814 sztanga poprzeczna mocowana do rączek oparcia pleców	- zł

## 5 Zagłówek

### ⚠ TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814

	TAPICERKA ODDYCHAJĄCA „3D”	TAPICERKA ŁATWOZMYWALNA	
zagłówek MEYRA - mały; obszyty tapicerką skajową		913	850,00 zł
NETTI: zagłówek głęboki; typ A	40880	28382	800,00 zł
NETTI: zagłówek głęboki; typ A; z dodatkowym paskiem przytrzymującym głowę	82566	44970	850,00 zł
NETTI: zagłówek typ B: płaski, kształt owalny	40881	28383	800,00 zł
NETTI: zagłówek typ C: płaski, kształt prostokątny	40882	28384	700,00 zł
NETTI: zagłówek typ D: trapezowy z rozkładem siły nacisku	81024	82986	750,00 zł
NETTI: zagłówek typ E: z regulowanymi i odchylanymi poduszkami bocznymi	94238	94033	800,00 zł
NETTI: zagłówek typ C: płaski, kształt prostokątny <b>ZAGŁÓWEK Z ZAMONTOWANYM DYNAMIC SYSTEM</b>	82161	82797	2 300,00 zł

**6 Typ oparcia**

622	rukki oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	- zł
621	rukki oparcia pleców proste	400,00 zł

**7 Rączki do pchania wózka**

410	długie rączki do pchania wózka	- zł
502	krótkie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do +180mm	600,00 zł

**8 Przednia wysokość siedziska (bez poduszki)**

rozmiar kółka przedniego	445	460	470	475	490	500	505	510	520	530	540	550	560	
142mm														- zł
200mm														- zł

**9 Kółka przednie**

154	kółka 142x40mm; pełne; miękka guma; felga z tworzywa; ogumienie szare	- zł
157	kółka 200x50; pełne, pianka PU - ogumienie szare; felga z tworzywa	- zł

**10 Koła tylne**

651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	- zł
-----	---	-----	------

**11 Ciągi**

<input checked="" type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali nierdzewnej	24"	- zł
-------------------------------------	-----	----------------------------	-----	------

**11a Odległość ciągu od koła**

692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm) w zależności od modelu koła i ogumienia	- zł
-----	--	------

**12 Ogumienie kół tylnych (dla wybranych modeli kół)**

<input checked="" type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne - szare	24x1 3/8"	- zł
-------------------------------------	-----	-------------------------	-----------	------

**13 Hamulce**

651	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka	- zł
-----	--	------

680/706	hamulce bębnowe dla opiekuna dla kół 24" oraz hamulce dociskowe dla użytkownika <b>TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651)</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z CIĄGAMI JEDNOSTRONNYMI (KOD 871)</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PRZESUNIĘCIEM MONTAŻU KÓŁ TYLNYCH - KOD 878</b>	750,00 zł
---------	--	-----------

681	przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305; para	350,00 zł
-----	---	-----------

**14 Boczki**

107	boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 330mm	- zł
-----	--	------

577	boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; długość podłokietnika ok 307mm	- zł
-----	---	------

70	boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; długość podłokietnika ok 360mm	450,00 zł
----	---	-----------

**15 Podnózek (część górna)**

93	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110*; <b>para</b>	- zł
759	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110* (kod 93); <b>lewy</b>	- zł
760	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110* (kod 93); <b>prawy</b>	- zł
92	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; <b>para</b>	400,00 zł
757	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi (kod 92); <b>lewy</b>	200,00 zł
758	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi (kod 92); <b>prawy</b>	200,00 zł
52	podnózek dla amputantów, odchylany i wyjmowany; <b>para</b>	2 400,00 zł
4507	podnózek dla amputantów, odchylany i wyjmowany; <b>prawy</b>	1 200,00 zł
4508	podnózek dla amputantów, odchylany i wyjmowany; <b>lewy</b>	1 200,00 zł

**16 Stopień podnóżka**

798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 160mm; regulacja wysokości i kąta	- zł
54	stopień podnóżka jednoczęściowy - odchylany; profil aluminiowy w kolorze czarnym, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta	900,00 zł
359	pasek podudzia	- zł
946	dwa osobne paski podudzia zaczepiane od stopnia podnóżka do uchwytu przy podnóżku	- zł
	pas podudzia z dodatkowymi uchwytami na wysokości piszczeli dla stabilizacji nóg na stopniu podnóżka	200,00 zł

**⚠ Podaj długość podudzia**

podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki siedziska i jest regulowana w zakresie:

380-520mm dla standardowych modeli podnóżków

**⚠ W przypadku użytkownika wózka z poduszką należy określić w następujący sposób:**

**jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm, to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm**

822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona); para	150,00 zł
823	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp pod wózek) <b>⚠ TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798</b>	600,00 zł

**17 Kolor ramy**

<input checked="" type="checkbox"/>	4919	srebrny	- zł
-------------------------------------	------	---------	------

**18 Poduszki siedziska standardowe**

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie kodura w kolorze czarnym

560	wysokość 30mm	150,00 zł
561	wysokość 60mm	200,00 zł

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa (oddychająca) w kolorze:

	czarna	czerwona	granatowa	
10331	wysokość 30mm			300,00 zł
10334	wysokość 60mm			

4980	tapicerka poduszki siedziska łatwo zmywalna (dla poduszki siedziska 560 lub 561)	450,00 zł
------	--	-----------

**19 Kółka podporowe**

691	kółka podporowe wyjmowane (para)	- zł
-----	----------------------------------	------

728	kółka podporowe, odchylane pod wózek; <b>para</b> ⚠ <b>DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM</b>	750,00 zł
729	kółka podporowe, odchylane pod wózek; <b>lewe</b> ⚠ <b>DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM</b>	400,00 zł
730	kółka podporowe, odchylane pod wózek; <b>prawe</b> ⚠ <b>DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM</b>	400,00 zł

**20 Osłony na szprychy**


489	przeźroczyste dla kół 24" ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI KOD 819</b>	450,00 zł
-----	---	-----------

**21 Stolik terapeutyczny** (przy kołach 24" najniższa wysokość siedziska 470mm; ograniczona regulacja wysokości podłokietników)

929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi, przezroczysty; nasuwany na podłokietniki; regulowany dla szerokości siedziska 480-580mm	700,00 zł
930	stolik terapeutyczny z plexi, nasuwany na podłokietniki; dla wybranej szerokości siedziska; przednia krawędź stolika podwyższona <b>⚠ DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 480-500MM</b>	1 100,00 zł

**22 Dodatki**

833	pas bezpieczeństwa, biodrowy	100,00 zł
6219	pas bezpieczeństwa, biodrowy z zamkiem samochodowym	150,00 zł
970	uchwyt na kulę (1 uchwyt = 1 kula)	100,00 zł
205029500	deska do przesiadania się	300,00 zł
3075902	śpiwór dla osób o wzroście 160-185cm	500,00 zł
5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00 zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia wózka