

Formularz zamówienia

EUROCHAIR 2 PRO

wózek inwalidzki ze stopów lekkich,
model 2.850
wózek inwalidzki ze stopów lekkich,
model 2.850, wersja Stab
wózek inwalidzki ze stopów lekkich,
model 2.850, wersja Hemi



Zamawiający

Nr zamówienia
(bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:
3 900,00 zł brutto

S.13.01.00

Wózek ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany; dla dorosłych

S.16.01.00

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; konfiguracja:
kod 871: system ciągów jednostronnych
kod 650: hamulec jednostronny
kod 4906: adapter HEMI - montaż widelca kółek przednich

S.17.01.00

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; konfiguracja:
elementy stabilizacji w formularzu

1 Szerokość siedziska

38	szerokość siedziska 380mm	- zł
40	szerokość siedziska 400mm	- zł
43	szerokość siedziska 430mm	- zł
46	szerokość siedziska 460mm	- zł
48	szerokość siedziska 480mm ⚠ ZALECANA ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ MOCOWANĄ RO RĄCZEK OPARCIA PLECÓW - KOD 814	- zł
350	szerokość siedziska 500mm ⚠ TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ MOCOWANĄ RO RĄCZEK OPARCIA PLECÓW - KOD 814	- zł
53	szerokość siedziska 530mm ⚠ TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ MOCOWANĄ RO RĄCZEK OPARCIA PLECÓW - KOD 814	- zł

2 Głębokość siedziska

615	głębokość siedziska 400mm	- zł
788	głębokość siedziska 430mm	- zł
619	głębokość siedziska 460mm	250,00 zł
4105	głębokość siedziska 490mm	250,00 zł

3 Wysokość oparcia pleców

		400mm	
642	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami (3 paski wszyte na stałe)	420mm	- zł
		440mm	
		460mm	
634	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami (3 paski wszyte na stałe)	480mm	- zł
		500mm	
		400mm	
575	tapicerka oparcia pleców dwuczęściowa: z regulacją napiętości pasami (5 pasków); pokrowiec z kodury (kod 287) lub dzianiny oddychającej (kod 10320)	420mm	300,00 zł
		440mm	
287	tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna		- zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca) w kolorze: czarnym czerwonym granatowym		250,00 zł
	⚠ TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI KOD 575		
13526	trzyczęściowa kieszeń naszyta na zewnętrzną część tapicerki oparcia pleców; tylko z tapicerką kod 10320		200,00 zł

3a Poduszki oparcia pleców Netti

poduszka oparcia pleców Netti UNO (głębokość stabilizacji bocznej 100mm)				800,00 zł
⚠ TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 575				
poduszka oparcia pleców Netti SMART (głębokość stabilizacji bocznej 120mm)				1 100,00 zł
⚠ TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 575				
poduszka oparcia pleców Netti STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 170mm)	tapicerka łatwowymywalna EASY CARE	tapicerka oddychająca „3D”		1 100,00 zł
⚠ TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 575				
poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 170mm - usztywnione)				1 250,00 zł
⚠ TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 575				

4 Elementy stabilizacji

4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00 zł
4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00 zł
2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00 zł
4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 800mm	200,00 zł
3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1100mm	200,00 zł
3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1400mm	200,00 zł
3554	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy; klamra plastikowa ⚠ TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814	200,00 zł
6221	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy; zamek samochodowy ⚠ TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814	500,00 zł
814	sztanga poprzeczna mocowana do rączek oparcia pleców	600,00 zł

5 Zagłówek

⚠ TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814

	TAPICERKA ODDYCHAJĄCA „3D”	TAPICERKA ŁATWOZMYWALNA	
zagłówek MEYRA - mały; obszyty tapicerką skajową		913	600,00 zł
NETTI: zagłówek głęboki; typ A	40880	28382	800,00 zł
NETTI: zagłówek głęboki; typ A; z dodatkowym paskiem przytrzymującym głowę	82566	44970	850,00 zł
NETTI: zagłówek typ B: płaski, kształt owalny	40881	28383	800,00 zł
NETTI: zagłówek typ C: płaski, kształt prostokątny	40882	28384	700,00 zł
NETTI: zagłówek typ D: trapezowy z rozkładem siły nacisku	81024	82986	750,00 zł
NETTI: zagłówek typ E: z regulowanymi i odchylanymi poduszkami bocznymi	94238	94033	800,00 zł
NETTI: zagłówek typ C: płaski, kształt prostokątny ZAGŁÓWEK Z ZAMONTOWANYM DYNAMIC SYSTEM	82161	82797	2 300,00 zł

6 Typ oparcia

622	rurki oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	- zł
621	rurki oparcia pleców proste	400,00 zł
29/621	regulacja kąta oparcia na wysokości siedziska +/-15° (skokowo co 5°) ⚠ TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 642 LUB KOD 575	1 600,00 zł

7 Rączki do pchania wózka

410	długie rączki do pchania wózka	- zł
502	krótkie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do +180mm	600,00 zł

8 Przednia wysokość siedziska (bez poduszki)

max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 40mm

TYLKO Z WIDELCEM KÓŁEK PRZEDNICH KOD 173 ORAZ KOŁAMI TYLNYMI 22"

rozmiar kółka przedniego	390	400	410	
100mm °)				- zł
125mm°)				
142mm°)				

° PRZEDNIA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA 390, 400 I 410MM TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 22", WIDELCEM KÓŁEK PRZEDNICH (KOD 173) ORAZ ADAPTEREM HEMI (KOD 4906) - OPCJE PATRZ PKT. 8A**DLA KÓŁ TYLNYCH 24"**

rozmiar kółka przedniego	430	445	450	460	470	475	480	490	500	505	510	520	530	540	550	560		
125mm°)																		- zł
142mm°)																		
150mm																		
180mm																		250,00 zł
180mm																		250,00 zł
200mm																		250,00 zł

8a WERSJA HEMI montaż widelca kółek przednich

173	widelec krótki dla wysokości siedziska 390, 400 i 410mm	400,00 zł
4906	HEMI - adapter montażu widelca kółek przednich; odsunięcie widelców na boki dla większej swobody nóg PRZY KOŁACH TYLNYCH 24" NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 390, 400 I 410MM	150,00 zł

9 Kółka przednie

151	kółka 100x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa; ogumienie szare	- zł
325	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa; ogumienie szare	- zł
154	kółka 142x40mm; pełne; miękka guma; felga z tworzywa; ogumienie szare	- zł
143	kółka 150x32mm; pełne; pianka PU - szara; felga z tworzywa; ogumienie szare	200,00 zł
161	kółka 175x40mm; pełne; twarda guma - szara; felga z tworzywa	- zł
645	kółka 180x40mm; pompowane - szara; felga z tworzywa	- zł
157	kółka 200x50; pełne, pianka PU - ogumienie szare; felga z tworzywa	- zł

10 Tylna wysokość siedziska (bez poduszki)

max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 40mm

	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
koła 22x1"																550,00 zł
koła 22x1 3/8"																550,00 zł
koła 24x1"																- zł
koła 24x1"																- zł

11 Koła tylne

651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	22", 24"	- zł
-----	---	----------	------

12 Ciągi

494	ciągi aluminiowe- srebrne	22"; 24"	- zł
493	ciągi ze stali nierdzewnej	24"	450,00 zł
168	ciągi OPTIGRIPP - aluminiowe; powlekane dla Tetraplegików	22"; 24"	1 400,00 zł
871	system ciągów jednostronnych; koła kompletne: felga, szprychy oraz ciągi czarne ⚠ TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1 3/8" - KOD 902 ⚠ TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480MM ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706	60- ręka lewa 74-ręka prawa	2 400,00 zł
166	silikonowa nakładka na ciągi, czarna ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 ORAZ 487	22"; 24"	400,00 zł

12a Odległość ciągu od koła

692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm) w zależności od modelu koła i ogumienia	- zł
693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm) w zależności od modelu koła i ogumienia	400,00 zł

13 Ogumienie kół tylnych (dla wybranych modeli kół)

902	ogumienie pełne - szare	22x1 3/8"; 24x1 3/8"	- zł
486	ogumienie pompowane; szare	22x1 3/8"; 24x1 3/8"	150,00 zł
496	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run - szare	22x1"; 24x1"	600,00 zł
902	ogumienie pełne - szare	22x1"; 24x1"	750,00 zł
ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run czerwono- czarne; gładkie	24x1"	400,00 zł
ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run niebiesko- czarne; gładkie	24x1"	400,00 zł

14 Regulacja środka ciężkości

regulacja środka ciężkości (balans)

AKTYWNY

PASYWNY

Środek ciężkości: odległość od tylnej krawędzi rurki oparcia pleców do środka koła napędowego (szybkozłaczki)

878

przesunięcie montażu kół tylnych o 70mm do tyłu wózka (poza ramę wózka);
opcja wskazana dla wysokiej amputacji

1 700,00 zł

15 Hamulce

651

hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka

- zł

650

hamulec dociskowy dla użytkownika, jednostronny

60- lewy

**przy systemie kół z ciągami jednostronnymi (kod 871) hamulec jednostronny
zamontowany po stronie ciągu podwójnego**

74- prawy

1 200,00 zł

680/706

hamulce bębnowe dla opiekuna dla kół 24" oraz hamulce dociskowe dla użytkownika

TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651)**NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z CIĄGAMI JEDNOSTRONNYMI (KOD 871)****NIE ŁĄCZYĆ Z PRZESUNIĘCIEM MONTAŻU KÓŁ TYLNYCH - KOD 878**

750,00 zł

681

przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305; para

150,00 zł

16 Boczki

107

boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 330mm

- zł

577

boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; długość podłokietnika ok 307mm

- zł

70

boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; długość podłokietnika ok 360mm

450,00 zł

17 Podnózek (część górna)

93	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110°; para	- zł
759	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110° (kod 93); lewy	- zł
760	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110° (kod 93); prawy	- zł
92	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; para	400,00 zł
757	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi (kod 92); lewy	200,00 zł
758	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi (kod 92); prawy	200,00 zł
52	podnózek dla amputantów, odchylany i wyjmowany; para	2 400,00 zł
4507	podnózek dla amputantów, odchylany i wyjmowany; prawy	1 200,00 zł
4508	podnózek dla amputantów, odchylany i wyjmowany; lewy	1 200,00 zł

18 Stopień podnóżka

798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 160mm; regulacja wysokości i kąta	- zł
54	stopień podnóżka jednoczęściowy - odchylany; profil aluminiowy w kolorze czarnym, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta	750,00 zł
359	pasek podudzia	- zł
946	dwa osobne paski podudzia zaczepiane od stopnia podnóżka do uchwytu przy podnóżku	- zł
	pas podudzia z dodatkowymi uchwytami na wysokości piszczeli dla stabilizacji nóg na stopniu podnóżka	200,00 zł

⚠ Podaj długość podudzia

podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki siedziska i jest regulowana w zakresie:

380-520mm dla standardowych modeli podnóżków

⚠ W przypadku użytkownika wózka z poduszką należy określić w następujący sposób:

jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz poduszką o grubości 50mm, to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm

822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona); para	150,00 zł
823	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp pod wózek) ⚠ TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798	600,00 zł

19 Kolor ramy

4919 srebrny

- zł

20 Poduszki siedziska standardowe

740 poduszka siedziska płaska; wysokość 60mm; obszycie kodura czarna; głębokość poduszki 430mm - zł

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie kodura w kolorze czarnym

560 wysokość 30mm 100,00 zł

561 wysokość 60mm 150,00 zł

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa (oddychająca) w kolorze:

czarna czerwona granatowa

10331 wysokość 30mm 300,00 zł

10334 wysokość 60mm

4980 tapicerka poduszki siedziska łatwo zmywalna (dla poduszki siedziska 560 lub 561) 500,00 zł

20b Poduszki siedziska Netti Contour (tapicerka oddychająca 3D)

	szerokość	głębokość	
7361	400	400	600,00 zł
7362	400	450	600,00 zł
7363	430	400	600,00 zł
7364	430	450	600,00 zł
7365	450	400	600,00 zł
7366	450	450	600,00 zł
7367	450	500	600,00 zł
7368	500	450	600,00 zł
7369	500	500	600,00 zł

21 Siedzisko (stabilizacja)

4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm	200,00 zł
3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 450mm	200,00 zł
4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm	200,00 zł

5062	klin krokowy miękki, wysoki; wszyty w poduszkę siedziska; wysokość poduszki:			400,00 zł
	10mm	30mm	60mm	

22 Kółka podporowe

691	kółka podporowe wyjmowane (para)	- zł
728	kółka podporowe, odchylane pod wózek; para ⚠ DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM	750,00 zł
729	kółka podporowe, odchylane pod wózek; lewe ⚠ DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM	400,00 zł
730	kółka podporowe, odchylane pod wózek; prawe ⚠ DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM	400,00 zł

23 Osłony na szprychy

489	przeźroczyste dla kół 24" ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI KOD 819	450,00 zł
819	odblaski na szprychy ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489	100,00 zł

24


Stolik terapeutyczny (przy kołach 24" najniższa wysokość siedziska 470mm; ograniczona regulacja wysokości podłokietników)

929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi, przezroczysty; nasuwany na podłokietniki; regulowany dla szerokości siedziska 380-580mm	600,00 zł
930	stolik terapeutyczny z plexi, nasuwany na podłokietniki; dla wybranej szerokości siedziska; przednia krawędź stolika podwyższona ⚠ DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380-500MM	800,00 zł
4662	stolik z plexi, nasuwany na podłokietnik jednostronnie; lewy	1 800,00 zł
4663	stolik z plexi, nasuwany na podłokietnik jednostronnie; prawy	1 800,00 zł

25

Dodatki

833	pas bezpieczeństwa, biodrowy	100,00 zł
6219	pas bezpieczeństwa, biodrowy z zamkiem samochodowym	150,00 zł
970	uchwyt na kulę (1 uchwyt = 1 kula)	100,00 zł
205029500	deska do przesiadania się	300,00 zł
962	plecak jednokomorowy	150,00 zł
261519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
06-7791	plecak jednokomorowy z kieszenią zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców (nie obciąża tapicerki oparcia pleców)	400,00 zł
3075902	śpiwór dla osób o wzroście 160-185cm	500,00 zł
5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00 zł
746	kółka tylne „dojazdowe” 5”; dla wąskich przejazdów; para ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728, 729 I 730 ⚠ DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 420MM	2 000,00 zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia wózka