

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

7.400,00 zł. brutto

☐

S.15.01.00.12
(P129.00.12)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2

☐

S.15.02.01.10
(P129A.01.10)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2

☐


S.16.01.00
(P.130.00)

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; **patrz:**
system ciągów jednostronnych kod 871- str.: 8
hamulec jednostronny kod 650 - str.: 8
adapter widelca HEMI kod 4906 - str.: 5

☐

S.17.01.00
(P.130A.00)

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; **patrz:**
elementy stabilizacji - str. 3



1. głębokość siedziska
2. szerokość siedziska
3. szerokość klatki piersiowej
4. głębokość klatki piersiowej
5. wysokość do odcinka lędźwiowego
6. wysokość do łopatek
7. wysokość pleców
8. wysokość do czubka głowy
9. długość ramienia
10. długość podudzia
- wzrost
- waga

Rama wózka

		RAMA WÓZKA	GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA	WAGA UŻYTKOWNIKA	
<input type="checkbox"/>	351	rama krótka; tylko z kołami 20" lub 22"	330-380mm	do 75kg	-
<input type="checkbox"/>	349	rama krótka (przy szerokości siedziska od 36cm nie łączyć z boczkami kod 107, dla kółek przednich 142mm i 180mm nie ma możliwości ustawienia aktywnego środka ciężkości), koła 24"	380-400mm	do 135kg	150,00
<input type="checkbox"/>	352	rama średnia; tylko z kołami 24"	350-460mm	do 135kg	-
<input type="checkbox"/>	353	rama długa; tylko z kołami 24"	480-530mm	do 135kg; przy szerokości siedziska od 480mm do 160kg	150,00

Szerokość siedziska (wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczkami do +10mm w zależności od modelu boczków)

				RAMA WÓZKA	
<input type="checkbox"/>	30	szerokość siedziska 300mm		351	750,00
<input type="checkbox"/>	32	szerokość siedziska 320mm		351	650,00
<input type="checkbox"/>	34	szerokość siedziska 340mm		351	600,00
<input type="checkbox"/>	36	szerokość siedziska 360mm		349, 351, 352 i 353	700,00
<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm		349, 352, 353	-
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 400mm		349, 352, 353	-
<input type="checkbox"/>	342	szerokość siedziska 420mm		349, 352, 353	-
<input type="checkbox"/>	344	szerokość siedziska 440mm		349, 352, 353	-
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 460mm		349, 352, 353	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm, dla głębokości siedziska od 400mm	wózek z podwójnym krzyżakiem	349, 352, 353	200,00
<input type="checkbox"/>	350	szerokość siedziska 500mm, dla głębokości siedziska od 400mm	wózek z podwójnym krzyżakiem	349, 352, 353	200,00
<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm, dla głębokości siedziska od 400mm	wózek z podwójnym krzyżakiem	349, 352, 353	200,00
<input type="checkbox"/>	358	szerokość siedziska 580mm, dla głębokości siedziska od 400mm	wózek z podwójnym krzyżakiem TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814	349, 352, 353	200,00
<input type="checkbox"/>	4541	podwójny krzyżak dla szerokości siedziska 360-460mm ZALECANY PRZY UŻYTKOWANIU WÓZKA Z DODATKOWYM NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM		349, 352, 353	1.800,00

Głębokość siedziska (wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki)

			RAMA WÓZKA	
<input type="checkbox"/>	393	głębokość siedziska 330mm	351	200,00
<input type="checkbox"/>	610	głębokość siedziska 350mm	351 352 - przy szerokości siedziska 360-460mm	-
<input type="checkbox"/>	368	głębokość siedziska 380mm	349, 351 352 - przy szerokości siedziska 360-460mm	-
<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 400mm	349, 352	-
<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 430mm	352	-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 460mm	352	-
<input type="checkbox"/>	787	głębokość siedziska 480mm	353	-
<input type="checkbox"/>	792	głębokość siedziska 500mm	353	-
<input type="checkbox"/>	793	głębokość siedziska 530mm	353	-

Wysokość oparcia pleców (wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki); tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami

<input type="checkbox"/>	434	wysokość oparcia pleców 340mm	-
<input type="checkbox"/>	436	wysokość oparcia pleców 360mm	-
<input type="checkbox"/>	438	wysokość oparcia pleców 380mm	-
<input type="checkbox"/>	635	wysokość oparcia pleców 400mm	-
<input type="checkbox"/>	442	wysokość oparcia pleców 420mm	-
<input type="checkbox"/>	444	wysokość oparcia pleców 440mm	-
<input type="checkbox"/>	2046	wysokość oparcia pleców 460mm NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI KOD 502	250,00
<input type="checkbox"/>	634	wysokość oparcia pleców 480mm NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI KOD 502	250,00
<input type="checkbox"/>	637	wysokość oparcia pleców 500mm NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI KOD 502	200,00
<input type="checkbox"/>	983	wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 350-410mm; regulacja skokowo co 15mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502 NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622 NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 107	800,00
<input type="checkbox"/>	984	wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 400-460mm; regulacja skokowo co 15mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502 NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622 NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 107	800,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	2032	peloty piersiowe ErgoSeat mocowane do tapicerki oparcia pleców TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 300-400mm	1.700,00
<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	300,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	300,00
<input type="checkbox"/>	3554	pas stabilizujący 4-ro punktowy klamra plastikowa TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI (KOD 410) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ (KOD 814)	250,00
<input type="checkbox"/>	6221	pas stabilizujący 4-ro punktowy klamra samochodowa TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI (KOD 410) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ (KOD 814)	400,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	
<input type="checkbox"/>	OD-12	zagiłówek mocowany na rurkach oparcia pleców; składany z wózkiem TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410 LUB 502	600,00
<input type="checkbox"/>	913	zagiłówek MEYRA mały montowany do sztangi poprzecznej TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410 LUB 502 TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	650,00

Zagiłówki Netti patrz następna strona.

Zagłówki Netti
TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410 LUB 502
TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/> 40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/> 82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/> 40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/> 40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/> 81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/> 82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

Typ oparcia

<input type="checkbox"/> 621	rurki oparcia pleców proste				-
<input type="checkbox"/> 622	rurki oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 26 LUB 4212				-
<input type="checkbox"/> 29	regulacja kąta oparcia pleców na wysokości siedziska +/-15° (skokowo co 5°) TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW OD 380mm NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622 NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI Z RURKI - KOD 107				1.100,00
<input type="checkbox"/> 26	regulacja kąta oparcia płynna na wysokości siedziska do 30°; regulacja przy pomocy sprężyn gazowych TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 420mm TYLKO DLA PASYWNEGO USTAWIENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI TYLKO Z RAMĄ ŚREDNIĄ (KOD 352) LUB RAMĄ DŁUGĄ (KOD 353) TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA - KOD 410 TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814 TYLKO Z BOCZKIEM Z RURKI - KOD 107 TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° - KOD 423 TYLKO Z ADAPTEREM PRZESUNIĘCIA KÓŁ TYLNYCH - KOD 880				2.600,00
<input type="checkbox"/> 4212	regulacja kąta oparcia płynna na wysokości siedziska do 20°; regulacja przy pomocy sprężyn gazowych TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 420mm TYLKO DLA PASYWNEGO USTAWIENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI TYLKO Z RAMĄ ŚREDNIĄ (KOD 352) LUB RAMĄ DŁUGĄ (KOD 353) TYLKO Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728 LUB 691 TYLKO Z BOCZKIEM Z RURKI - KOD 107 TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° - KOD 423				2.100,00

Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/> 410	długie ręczki do prowadzenia wózka				-
<input type="checkbox"/> 413	krótkie ręczki do prowadzenia wózka NIE ŁĄCZYĆ Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814 NIE ŁĄCZYĆ Z ZAGŁÓWKAMI NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706				-
<input type="checkbox"/> 502	rączki do prowadzenia wózka z regulacją wysokości do +170mm; montaż do rurki oparcia pleców TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 340-440mm NIE ŁĄCZYĆ ZE SZTANGĄ SKŁADANĄ - KOD 238 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706				650,00
<input type="checkbox"/> 814	sztanga poprzeczna mocowana do rączek oparcia pleców TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI - KOD 410 LUB RĄCZKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI KOD 502 ZAŁECANA PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA POWYŻEJ 480mm				500,00
<input type="checkbox"/> 238	sztanga poprzeczna montowana poniżej rączek do pchania wózka; składana wraz z wózkiem TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 320mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI KOD 502 NIE ŁĄCZYĆ RĄCZKAMI TELESKOPOWYMI KOD 983 I 984				400,00

Przednia wysokość siedziska DLA RAMY KRÓTKIEJ (KOD 351) I KÓŁ TYLNYCH 20" LUB 22" (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 100mm) TYLKO Z KODEM 2199

		370	390	420	430	440	450	460	470	480	490	500	
<input type="checkbox"/>	kółko 100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										-
<input type="checkbox"/>	kółko 125mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>	kółko 142mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	kółko 150mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

Przednia wysokość siedziska DLA RAMY KRÓTKIEJ (KOD 349), ŚREDNIEJ (KOD 352) I DŁUGIEJ (KOD 353) (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 120mm)

DLA KÓŁ TYLNYCH 24"			380	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
<input type="checkbox"/>		kółko 100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>		kółko 125mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		kółko 142mm					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		kółko 150mm						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		kółko 180mm								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		kółko 180mm								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	151	kółka 100mm, pełne, twarda guma							<input type="checkbox"/>	czarne				<input type="checkbox"/>	szare				
<input type="checkbox"/>	325	kółka 125 mm, pełne, twarda guma							<input type="checkbox"/>	czarne				<input type="checkbox"/>	szare				
<input type="checkbox"/>	154	kółka 142mm, pełne, miękka guma							<input type="checkbox"/>	czarne				<input type="checkbox"/>	szare				
<input type="checkbox"/>	143	kółka150mm, pełne, PU, szare																	
<input type="checkbox"/>	161	kółka 175mm, pełne, PU, szare NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KOD 349 I 351																	
<input type="checkbox"/>	645	kółka 180 mm, pompowane, szare NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KOD 349 I 351																	

<input type="checkbox"/>	2480	kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa	500,00
<input type="checkbox"/>	2481	kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma	300,00
<input type="checkbox"/>	2482	kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma	1.000,00
<input type="checkbox"/>	2483	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma	600,00
<input type="checkbox"/>	2484	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma	550,00
<input type="checkbox"/>	2485	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma	200,00
<input type="checkbox"/>	2486	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma	-
<input type="checkbox"/>	2487	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma	200,00
<input type="checkbox"/>	2488	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma	200,00
<input type="checkbox"/>	2489	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma	550,00
<input type="checkbox"/>	2490	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma	550,00
<input type="checkbox"/>	2491	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma	550,00
<input type="checkbox"/>	2492	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma	550,00
<input type="checkbox"/>	2493	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma	550,00
<input type="checkbox"/>	2494	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma	250,00
<input type="checkbox"/>	2495	kółka przednie 100x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma	200,00
<input type="checkbox"/>	2496	kółka przednie 125x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma	950,00

<input type="checkbox"/>	903	wzmocniony widelec kółek przednich w kolorze czarnym; zalecany przy użytkowaniu wózka z podłączonym zewnętrznym napędem elektrycznym oraz przy użytkownikach o wyższej wadze	300,00
<input type="checkbox"/>	4906	HEMI- widelec; dystans dla odsunięcia widelców dla większej swobody nóg; przy ramie krótkiej kod 351: przednia wysokość siedziska 37, 39 i 42cm przy ramie średniej i długiej (kod 352 i 353): przednia wysokość siedziska od 38cm widelec tylko w kolorze czarnym	150,00
<input type="checkbox"/>	2199	tylna wysokość siedziska 370-430mm TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 100MM - KOD 151 TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT 20" - KOD 752 TYLKO Z WIDELCEM KÓŁEK PRZEDNICH HEMI - KOD 4906 TYLKO Z BOCZKAMI AKTYWNYMI KOD 100, 98 LUB 748 NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOOWYMI KOD 728, 729 LUB 730	1.100,00

Tylna wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 120mm)

		370	380	39	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	
<input type="checkbox"/>	66/895	koła tylne 20x1"; rama krótka 351	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														-
		koła tylne 20x1"; rama 349, 352, 353	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													-
<input type="checkbox"/>	67/895	koła tylne 22x1"; rama krótka 351			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						-
		koła tylne 22x1"; rama 349, 352, 353			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			-
<input type="checkbox"/>	67/896	koła tylne 22x1 3/8"; rama 349, 352, 353			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			-
<input type="checkbox"/>	61/895	koła tylne 24x1"; rama 349, 352, 353					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>	61/896	koła tylne 24x1 3/8"; rama 349, 352, 353						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	65	koła tylne 25"; rama 349, 352, 353					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		-

Koła tylne

<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	22", 24"	-
<input type="checkbox"/>	2651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH	24"	-
<input type="checkbox"/>	848	koła SILVERDESIGN: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem	24"	-
<input type="checkbox"/>	695	koła AKTIV: promienisty układ szprych w kolorze srebrnym; felga i piasta czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 LUB 853 NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 ORZ KOD 474 NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706	24"	500,00
<input type="checkbox"/>	752	koła LIGHT: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; ogumieni wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run szare; ciągi aluminiowe czarne dla użytkowników o wadze do 90kg NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 907	20" 22" 24"	550,00
<input type="checkbox"/>	2461	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE - czarne; ciągi aluminiowe - czarne; możliwość zamówienia innego modelu ogumienia z oferty MEYRA dla użytkowników o wadze do 100kg	24x1"	1.100,00
<input type="checkbox"/>	2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe srebrne	24x1"	3.400,00
<input type="checkbox"/>	2466	koła CROSS, ogumienie terenowe; ciągi stalowe <u>zalecane z boczkiem aktywnym kod 98</u>	24x3/4"	2.100,00
<input type="checkbox"/>	2468	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne, dla użytkowników o wadze do 100kg	25x1"	850,00
<input type="checkbox"/>	2469	koła SPINERGY CLX, wykonane z karbonu; szprychy i piasta czarne	24x1"	6.300,00
<input type="checkbox"/>	2470	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy czarne	24x1"	3.800,00
<input type="checkbox"/>	2471	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy białe	24x1"	3.700,00
<input type="checkbox"/>	2472	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy pomarańczowe	24x1"	4.000,00
<input type="checkbox"/>	2473	koła BLACKLIGHT, wykonane z aluminium; felga, piasta i szprychy czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus, czarne; ciągi aluminiowe	24x1"	1.200,00

Ciągi

<input type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali polerowanej	20", 22", 24"	-
<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe, srebrne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695	24"	-
<input type="checkbox"/>	849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	1.600,00
<input type="checkbox"/>	850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium - powlekane TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	2.000,00
<input type="checkbox"/>	853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	2.000,00
<input type="checkbox"/>	168	ciągi OPTIGRIPP - powlekane dla Tetraplegików odległość ciągu od koła 25mm	24"	1.000,00
<input type="checkbox"/>	871	system ciągów jednostronnych, koła kompletne; felga, szprychy oraz ciągi czarne TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1" - KOD 902 TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480mm ZALECANY Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI- KOD 706 NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907	<div><input type="checkbox"/> 60- lewy</div> <div><input type="checkbox"/> 74- prawy</div> <div>24"</div>	1.200,00
<input type="checkbox"/>	166	silikonowe nakładki na ciągi; czarne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI ALTIV KOD 695 ORAZ KOŁAMI SPINERGY NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494		350,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)		-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia) TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I 848		350,00

Ogumienie kół tylnych (nie łączyć z kołami kod 2466, 2468, 2473)

<input type="checkbox"/>	486	ogumienie pompowane; szare; gładkie	20x1" 22x1" 22x1 3/8" 24x1" 24x1 3/8"	-
<input type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne; szare NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695	22x1" 22x1 3/8" 24x1" 24x1 3/8"	-
<input type="checkbox"/>	474	ogumienie pełne; czarne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695	24x1"	250,00
<input type="checkbox"/>	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem	24x1" 25x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; wzmocnione, w kolorze czarnym	24x1"	500,00
<input type="checkbox"/>	897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	22x1" 24x1"	250,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run czerwono- czarne; gładkie	24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run niebiesko- czarne; gładkie	24x1"	150,00

Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią oparcia a środkiem koła tylnego)

☐ AKTYWNY (D) ☐ AKTYWNY- POŚREDNI (C) ☐ PASYWNY- POŚREDNI (B) ☐ PASYWNY (A)

nie łączyć z boczkiem kod 100 oraz 748

-

☐ 880

przesunięcie montażu kół tylnych o 60mm do tyłu wózka (poza ramę wózka);opcja wskazana dla wysokiej amputacji)
NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907
NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706
TYLKO Z PRZEDŁUŻONĄ DŹWIGNIĄ HAMULCA - KOD 681 LUB DŹWIGNIAMI HAMULCA - KOD 73

500,00

☐ 907

kąt nachylenia kół tylnych (kamber) 3°
NIE ŁĄCZYĆ Z ADAPTEREM MONTAŻU KÓŁ TYLNYCH - KOD 880
NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706
NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871
NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI Z RURKI - KOD 107
NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI "LIGHT" - KOD 752

350,00

Hamulce

☐ 305

hamulce dociskowe dla użytkownika, para

-

☐ 650

hamulec dociskowy dla użytkownika, jednostronny;
NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 100 I KOD 748
NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871

☐ 60- lewy ☐ 74- prawy

1.100,00

☐ 680/706

hamulec bębnowy dla opiekuna; **system dla kół standardowych kod 651**
NIE ŁĄCZYĆ Z KAMBER 3° - KOD 907
NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYC - KOD 871
NIE ŁĄCZYĆ PRZESUNIĘCIEM MONTAŻU KOŁA TYLNEGO - KOD 880

DLA KÓŁ TYLNYCH ☐ 22" ☐ 24"

1.500,00

☐ 73

hamulce dociskowe dla użytkownika; dźwignie zamontowane przy boczках
TYLKO Z BOCZKIEM AKTYWNYM KOD 100

2.100,00

☐ 681

przedłużona dźwignia hamulca dociskowego; składana, **dla kodu 305, 680**

500,00

Boczki

☐ 100

boczek aktywny, aluminiowy w kolorze czarnym; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 35mm
NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI
NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706

-

☐ 98

boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm

-

☐ 748

boczek aktywny, aluminiowy w kolorze czarnym; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm; regulowany skokowo na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm
NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI
NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCEM JEDNOSTRONNYM - KOD 650

750,00

☐ 107

boczek z rurki w kolorze czarnym; zabudowany; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 330mm
NIE ŁĄCZYĆ Z AKTYWNYM I AKTYWNYM POŚREDNIM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI
NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ - KOD 349 I 351
NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW POWYŻEJ 440MM
NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907
TYLKO PRZY TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 450MM

-

☐ 21

boczek z rurki w kolorze czarnym, zabudowany; wzmocniony; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 360mm
NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 351

700,00

☐ 81

boczek z rurki w kolorze czarnym, zabudowany; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm
W POŁĄCZENIU Z RAMĄ KRÓTKĄ (KOD 349 I 351) OGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI PODŁOKIETNIKA

200,00

☐ 84

boczek z rurki w kolorze czarnym, zabudowany; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 310mm
NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 351

-

Podnózek (część górna); podnóżki odchylane i zdejmowane

<input type="checkbox"/>	93	podnózek standardowy; kąt zgięcia 110°	-
<input type="checkbox"/>	3532	podnózek standardowy; kąt zgięcia 110°; podnózek dla krótszej długości podudzia: 290-390mm	250,00
<input type="checkbox"/>	293	podnózek standardowy; kąt zgięcia 102° NIE ŁACZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 7" - KOD 161 I 645	500,00
<input type="checkbox"/>	759	podnózek kod 93; lewy	-
<input type="checkbox"/>	760	podnózek kod 93; prawy	-
<input type="checkbox"/>	92	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi, para; <u>z ramą 352 lub 353</u> podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi dla krótszej długości podudzia 290-390mm skrócony;	400,00
<input type="checkbox"/>	2192	TYLKO Z RAMĄ 351 TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798 TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380mm	4.000,00
<input type="checkbox"/>	757	podnózek kod 92; lewy TYLKO Z RAMĄ ŚREDNIĄ (KOD 352) LUB RAMĄ DŁUGĄ (KOD 353) TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798	250,00
<input type="checkbox"/>	758	podnózek kod 92; prawy TYLKO Z RAMĄ ŚREDNIĄ (KOD 352) LUB RAMĄ DŁUGĄ (KOD 353) TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798	250,00
<input type="checkbox"/>	52	podnózek dla amputantów; para	2.500,00
<input type="checkbox"/>	4507	podnózek dla amputantów; prawy	1.100,00
<input type="checkbox"/>	4508	podnózek dla amputantów; lewy	1.100,00
<input type="checkbox"/>	2092	płynna regulacja długości podudzia przy podnóżku kod 92	250,00
<input type="checkbox"/>	2093	płynna regulacja długości podudzia przy podnóżku kod 93	300,00

Stopień podnóżka (dla długości podudzia poniżej 38cm należy zamówić podnózek kod 3532 lub 2192)

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 160mm; regulacja wysokości i kąta TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380MM	-
<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 150mm; regulacja wysokości i kąta	250,00
<input type="checkbox"/>	805	stopień podnóżka dzielony, aluminiowy w kolorze czarnym; głębokość płyty 150mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta	1.300,00
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy; głębokość 150mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta	550,00
<input type="checkbox"/>	87	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy; głębokość 100mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA DO 480MM	500,00
<input type="checkbox"/>	4312	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta; głębokość stopnia 100mm; stopień z wmontowanym oświetleniem LED w przedniej i tylnej krawędzi profilu aluminiowego; włączenie/ wyłączenie oświetlenia poprzez moduł Bluetooth TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 360MM	2.600,00
<input type="checkbox"/>	4313	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta; głębokość stopnia 100mm; stopień z wmontowanym oświetleniem LED w przedniej i tylnej krawędzi profilu aluminiowego; włączenie/ wyłączenie oświetlenia ręczne TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 360MM	2.200,00

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:

- przy kodach 54, 87, 798, 808, 4312 i 4313 z ramą krótką kod 351 zakres: 290- 390mm
- przy ramach kod 349, 352 i 353
- przy kodach 3532 oraz 2192 w zakresie 290-390mm
- dla kodu 805 w zakresie 400-490mm
- dla kodu 54, 87, 798, 808, 4312 i 4313 w zakresie 380-520mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:

Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

<input type="checkbox"/>	359	jednoczęściowy pas podudzia	-
<input type="checkbox"/>	946	dwa paski podudzia dla każdej nogi oddzielnie; montaż od uchwytu przy podnóżku oraz uchwycie przy stopniu podnóżka. Model może pełnić również funkcję zapiektek oraz strzemion TYLKO Z PODNÓŻKIEM STANDARDOWYM KOD 93 TYLKO Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798 ORAZ 805	100,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona) NIE ŁĄCZYĆ Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 4312 I 4313	250,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do pod wózek) TYLKO Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798 I 808	500,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	130	tytanowy	<input type="checkbox"/>	4919	srebrny	
<input type="checkbox"/>	206	czarny mat	<input type="checkbox"/>	4049	oliwkowy półmat	
<input type="checkbox"/>	227	czerwony metalik	<input type="checkbox"/>	4050	błękitny	-
<input type="checkbox"/>	224	niebieski metalik	<input type="checkbox"/>	4051	kredowy	
<input type="checkbox"/>	4044	czerwony półmat	<input type="checkbox"/>	4922	zielony metalik	

Tapicerka siedziska

<input type="checkbox"/>		tapicerka standardowa - brezentowa	-
<input type="checkbox"/>	247	tapicerka standardowa z brezentu z możliwością regulacji napiętości	500,00

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 3cm; obszyta kodurą - czarna	-
<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 6cm; obszyta kodurą - czarna	-

poduszka siedziska płaska; obszyta dzianiną dystansową, miękka	<input type="checkbox"/> 10331	wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> 10334	wysokość 50mm	250,00
	kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	
poduszka siedziska płaska; obszyta kodurą, miękka	<input type="checkbox"/> 10332	wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> 10335	wysokość 50mm	150,00
	kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	

9868	poduszka siedziska płaska, składana; obszyta kodurą	<input type="checkbox"/> wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> wysokość 50mm	250,00
		kolor <input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	

<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 50mm, obszyta dzianiną dystansową, czarna	300,00
--------------------------	-------	---	--------

<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380-440mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm	250,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy miękki, tekstylny z poduszką siedziska o wysokości: <input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 30mm <input type="checkbox"/> 50mm	400,00

Netti Contour, tapicerka oddychająca 3D (PODUSZKA SIEDZISKA)

	szerokość	głębokość	
<input type="checkbox"/> 7361	400	400	250,00
<input type="checkbox"/> 7362	400	450	250,00
<input type="checkbox"/> 7363	430	400	250,00
<input type="checkbox"/> 7364	430	450	250,00
<input type="checkbox"/> 7365	450	400	250,00
<input type="checkbox"/> 7366	450	450	250,00
<input type="checkbox"/> 7367	450	500	250,00
<input type="checkbox"/> 7368	500	450	250,00
<input type="checkbox"/> 7369	500	500	250,00

poduszki Netti dopasowane do realnych wymiarów siedziska +/-20 mm

Tapicerka oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	287	standardowa tapicerka oparcia pleców, kodura- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	292	tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami	500,00
<input type="checkbox"/>	10321	tapicerka oparcia kod 287 (kodura) w kolorze: <input type="checkbox"/> czerwonym <input type="checkbox"/> granatowym	100,00
<input type="checkbox"/>	10320	tapicerka oparcia kod 292 (oddychająca) w kolorze:	150,00
<input type="checkbox"/>	2002	tapicerka pleców poszerzona o 20mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2003	tapicerka pleców poszerzona o 40mm	300,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszeń na zewnętrznej części tapicerki oparcia pleców	100,00
<input type="checkbox"/>	100227	fartuch (kołnierz) łączący tapicerkę oparcia pleców z tapicerką siedziska (niwelacja prześwitu między tapicerkami)	100,00

Kółka podporowe

<input type="checkbox"/>	728	kółka podporowe odchylane pod wózek, para NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM	250,00
<input type="checkbox"/>	729	kółka podporowe odchylane pod wózek, lewe NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 I 4930	150,00
<input type="checkbox"/>	730	kółka podporowe odchylane pod wózek, prawe NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 I 4931	150,00
<input type="checkbox"/>	691	kółka podporowe wypinane, para TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309	100,00
<input type="checkbox"/>	712	kółka podporowe wypinane, lewe; tylko z wąsem tylnym (lewym) kod 4930 TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4930	50,00
<input type="checkbox"/>	713	kółka podporowe wypinane, prawe; tylko z wąsem tylnym (prawym) kod 4931 TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4931	50,00

Wąs tylny (nie pełni roli przeciw wywrotnej) NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI

<input type="checkbox"/>	309	wąs tylny, para	150,00
<input type="checkbox"/>	4930	wąs tylny, lewy	100,00
<input type="checkbox"/>	4931	wąs tylny, prawy	100,00

Ośłony na szprychy (tylko dla kół kod 651, 2651, 848, 695, 752)

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819	400,00
--------------------------	-----	--	--------

Stolik

(przy kołach 24" najniższa tylna wysokość siedzika 470mm; przy montażu stolika ograniczona regulacja wysokości podłokietników)

<input type="checkbox"/>	929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; regulowany; dla szerokości siedziska 380-580mm TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84 LUB 107 PRZY RAMIE KOD 352 I 253 TYLKO Z BOCZKIEM KOD 81 PRZY RAMIE KRÓTKIEJ - KOD 351 I 349	450,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietnik; dla wybranej szerokości siedziska; przednia krawędź stolika podwyższona DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380MM TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84 LUB 107 NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 349 I 351	700,00
<input type="checkbox"/>	4662	stolik z plexi; nasuwany jednostronnie; lewy TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84 LUB 107 NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 349 I 351	1.000,00
<input type="checkbox"/>	4663	stolik z plexi; nasuwany jednostronnie; prawy TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84 LUB 107 NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 349 I 351	1.000,00

Dodatki			
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem metalowym	100,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy TYLKO DLA KÓŁ KOD 651, 2561, 848 NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489	100,00
<input type="checkbox"/>	206964600	odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe)	300,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę TYLKO Z KODEM 309, 4930 LUB 4931	100,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	679	blokada złożonego wózka	50,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią	200,00
<input type="checkbox"/>	747	kółka tylne dojazdowe; 5"; dla wąskich przejazdów; para NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728, 729 I 730 DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 420MM	550,00

Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka