

## AVANTI

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 1.736

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 1.736,  
wersja Hemi

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 1.736,  
wersja Junior

wózek inwalidzki specjalny, model 1.736,  
wersja Stab

Wybrane akcesoria dodatkowe



### WSKAZANIA/PRZECIWWSKAZANIA

W przypadku wystąpienia podczas używania wózka inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Aby uniknąć alergii wskutek kontaktu z wózkiem inwalidzkim, zalecamy jego używanie tylko w ubraniu.

Wózek inwalidzki służy jako środek pomocniczy osobom mającym duże trudności z chodzeniem lub niezdolnym do samodzielnego poruszania się wskutek np.:

- paraliżu,
- uszkodzenia lub deformacji kończyn,
- utraty kończyn,
- uszkodzenia lub usztywnienia stawów,
- innych chorób (znaczne lub całkowite ograniczenie mobilności/zdolności chodzenia przy strukturalnych lub/i funkcjonalnych uszkodzeniach kończyn dolnych, np. wskutek amputacji, odniesionych obrażeń, zaburzeń ruchu na podłożu mięśniowo-szkieletowym lub neuronalno-mięśniowo-szkieletowym itd.).

Wózka inwalidzkiego nie wolno używać w przypadku niezdolności utrzymania pozycji siedzącej.

Wózka inwalidzkiego nie wolno używać bez osoby towarzyszącej w poniższych przypadkach:

- zaburzenia równowagi,
- zaburzenia percepcji,
- znaczny brak kończyn w obu ramionach,
- usztywnienie/uszkodzenie stawów w obu ramionach,
- niewystarczająca zdolność widzenia lub jej brak.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z niniejszym produktem, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy.

Producent: MEYRA GmbH, Meyra-Ring 2, 32689 Kalletal-Kalldorf, Niemcy

PODMIOT PROWADZĄCY REKALME: mdh sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54,

mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGONIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

## Elementy stabilizacji



**kod 2032**

peloty piersiowe ErgoSeat



**kod 4166, 4165, 2775**  
kamizelka stabilizująca




**kod 6221**

pas 4-ro punktowy klamra samochodowa



**kod 4168, 3530, 3531, 3532**  
pas stabilizujący piersiowy, regulowany



**kod OD-12**

mocowny na rurkach oparcia, składany z wózkiem



**kod 913**

zagiłówek Meyra mały



**NETTI**

zagiłówek typu A



**NETTI**

zagiłówek typu A z paskiem



**NETTI**

zagiłówek typu B



**NETTI**

zagiłówek typu C



**NETTI**

zagiłówek typu D



**NETTI**

zagiłówek typu C z DYNAMIC SYSTEM

## Typ oparcia



**kod 621**

rurki oparcia pleców proste



**kod 622**

rurki oparcia z delikatnym  
wygięciem na wysokości  
odcinka lędźwiowego



**kod 26 / 4212**

regulacja kąta oparcia  
30°/20°

## Rączki do pchania



**kod 410**

długie rączki



**kod 410**

krótkie rączki



**kod 502**

rączki z regulowaną  
wysokością do +170mm



**kod 814**

sztanga poprzeczna  
mocowana do rączek



**kod 238**

sztanga poprzeczna  
składana z wózkiem

## Koła przednie



**kod 2480**  
100x23mm, świecące,  
felga z tworzywa



**kod 2481**  
100x23mm,  
felga aluminiowa srebrna



**kod 2482**  
125x37mm  
felga aluminiowa srebrna



**kod 2483**  
100x37mm  
felga aluminiowa srebrna



**kod 2484**  
100x37mm  
felga aluminiowa czarna



**kod 2485**  
100x37mm  
felga aluminiowa biała



**kod 2486**  
100x37mm  
felga aluminiowa czerwona



**kod 2487**  
100x37mm  
felga aluminiowa niebieska



**kod 2488**  
100x37mm  
felga aluminiowa  
pomarańczowa



**kod 2489**  
125x37mm  
felga aluminiowa  
srebrna



**kod 2490**  
125x37mm  
felga aluminiowa  
czarna



**kod 2491**  
125x37mm  
felga aluminiowa  
biała



**kod 2492**  
125x37mm  
felga aluminiowa  
czerwona



**kod 2493**  
125x37mm  
felga aluminiowa  
niebieska



**kod 2494**  
125x37mm  
felga aluminiowa  
pomarańczowa



**kod 2495**  
100x30mm  
felga karbonowa  
czarna



**kod 2496**  
125x30mm  
felga karbonowa  
czarna

## Koła tylne



**kod 651**  
koła standardowe



**kod 2651**  
koła standardowe



**kod 848**  
koła SILVERDESIGN



**kod 695**  
koła AKTIV



**kod 752**  
koła LIGHT



**kod 2461**  
koła DAY LITE



**kod 2468**  
koła DAY LITE



**kod 2465**  
koła SIX-STAR



**kod 2466**  
koła CROSS



**kod 2469**  
koła SPINERGY CLX,  
wykonane z carbonu



**kod 2470**  
koła SPINERGY LX  
felga, piasta, szprychy  
czarne



**kod 2471**  
koła SPINERGY LX  
felga, piasta, szprychy białe



**kod 2472**  
koła SPINERGY LX  
felga, piasta, szprychy  
pomarańczowe



**kod 2473**  
koła BLACKLIGHT

## Ciągi



**kod 493**  
ze stali polerowanej



**kod 494**  
aluminiowe,  
srebrne



**kod 849**  
ciągi CURVE L  
trapezowe,  
aluminium - anodowane



**kod 850**  
ciągi CURVE L  
trapezowe,  
aluminium - powlekane



**kod 853**  
ciąg GEKKO, owalne,  
aluminiowe, powlekane, ze  
zmienną warstwą gumową



**kod 168**  
ciągi ORTIGRIPP  
powlekane  
dla Tetraplegików



**kod 871**  
system ciągów  
jednostronnych



**kod 166**  
silikonowe nakładki  
na ciągi, czarne

## Montaż koła tylnego



**kod 880**  
przesunięcie montażu kół  
tylnych o 60mm do tyłu  
wózka (poza ramę wózka)

## Hamulce



**kod 305**  
hamulce dociskowe



**kod 681**  
przedłużona dźwignia,  
składana

## Boczki



**kod 100, 98**  
aktywny, aluminiowy,  
czarny, z izolacyjną wkładką  
karbonową, stały, nadkole  
ok. 35 mm, 50 mm



**kod 748**  
aktywny, aluminiowy, czarny,  
z izolacyjną wkładką kar-  
bonową, stały, nadkole ok.  
50mm regulowany skokowo  
na wysokość podłokietnik



**kod 107**  
z rurki, czarny,  
zabudowany, odchylany i  
wyjmowany, regulowany  
na wysokości głębokość  
podłokietnik, długość  
330mm



**kod 21, 81, 84**  
z rurki, czarny,  
zabudowany, wzmocniony,  
odchylany i wyjmowany,  
regulowany na wysokość  
podłokietnika, długość 360,  
260, 310 mm

## Podnóżki



**kod 93**  
podnóżek standardowy,  
kąt zgięcia 110°



**kod 293**  
podnóżek standardowy,  
kąt zgięcia 102°



**kod 92/2192**  
podnóżek z ręczną  
regulacją kąta do wyprostu



**kod 52**  
podnóżek dla  
amputantów

## Stopień podnóżka



**kod 798**  
dzielony, z tworzywa,  
regulacja wysokości i kąta,  
głębokość 160mm



**kod 808**  
dzielony, z tworzywa,  
regulacja wysokości i kąta,  
głębokość 150mm




**kod 805**  
dzielony, aluminiowy,  
czarny, regulacja wysokości,  
głębokości i kąta, głębokość  
płyty 150mm



**kod 54**  
jedenoczęściowy,  
aluminowyw kolorze  
ramy, regulacja wysokości,  
głębokości i kąta, głębokość  
płyty 150mm



**kod 87**  
jedenoczęściowy,  
aluminowyw kolorze  
ramy, regulacja wysokości,  
głębokości i kąta, głębokość  
płyty 100mm



**kod 359**  
jedenoczęściowy pas  
podudzia



**kod 946**  
dwa paski podudzia, dla  
każdej nogi oddzielnie



**kod 822**  
paski przytrzymujące  
stopy (strzemiona)



**kod 823**  
zapiętki

## Poduszka siedziska



**kod 9868**  
poduszka siedziska,  
składana



**kod 10219**  
poduszka siedziska delika-  
nie profilowana



**Netti Contour**



**kod 4164/3274/4163**  
pasy odwodzące nogi



**kod 5062**  
klin krokowy miękki

## Kółka podporowe



**kod 728, 729, 730**  
kółka podporowe  
odchylane

**kod 691, 712, 713**  
kółka podporowe  
wypinane

## Stoliki



**kod 929**  
uniwersalny, z plexi, nasuwa-  
ny na podłokietniki



**kod 930**  
z plexi, przednia krawędź  
podwyższona



**kod 4662/4663**  
z plexi, nasuwany  
jednostronnie

## Poduszka siedziska



**kod 833**  
pas bezpieczeństwa  
biodrowy



**kod 951**  
siatka na zakupy



**kod 970**  
uchwyt na kule



**kod 936**  
deska do przesiadania



**kod 962**  
plecak jednokomorowy



**kod 261519300**  
plecak wielokomorowy



**kod 3075902**  
śpiwór dla użytkownika  
o wzroście 160-185 cm



**kod 5623**  
ocieplacz na nogi



**kod DW-11**  
pokrowiec na koła tyne