

Formularz zamówienia

EUROCHAIAR

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 1.750, wersja Light



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

4.500,00 zł. brutto



S.15.01.00.12
(P129.00.12)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.
PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2

1 Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm	-
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 400mm	-
<input type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 430mm	-
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 460mm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm	-
<input type="checkbox"/>	350	szerokość siedziska 500mm	100,00
<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm	100,00

2 Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 400mm	regulacja głębokości siedziska tapicerką siedziska	-
<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 430mm		-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 460mm	regulacja głębokości siedziska poprzez rozsuniecie ramy wózka	100,00

3 Wysokość oparcia pleców (możliwość samodzielnej regulacji)

<input type="checkbox"/>	635	400mm	-
<input type="checkbox"/>	442	420mm	-

4 Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

<input type="checkbox"/>	287	tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna				-			
<input type="checkbox"/>	10321	tapicerka oparcia pleców z kodury czarna				250,00			
<input type="checkbox"/>	10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny oddychającej	<input type="checkbox"/>	czarna	<input type="checkbox"/>	czerwona	<input type="checkbox"/>	granatowa	250,00


5 Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600 mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800 mm	
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100 mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400 mm	

6 Typ oparcia

<input type="checkbox"/>	622	rukno oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	-
--------------------------	-----	--	---

7 Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	długie rączki do prowadzenia wózka	-
<input type="checkbox"/>	411	oparcie pleców bez rączek do prowadzenia wózka	-
<input type="checkbox"/>	1090827	regulowana na wysokość rączki do prowadzenia wózka; regulacja do +100mm; montaż w rurce oparcia pleców  TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA 420mm - KOD 442	400,00

8 Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	325	125x32mm	-
<input type="checkbox"/>	154	150x32mm	-

9

Tylne koła

<input type="checkbox"/>	61/902	24x1 3/8"; ogumienie pełne	-
<input type="checkbox"/>	61/486	24x1 3/8"; ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	61/496	24x1"; ogumienie wysokociśnieniowe, pompowane	-

10

Ciągi

<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe	-
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła ok 15mm	-

11

Hamulce

<input type="checkbox"/>	305	dociskowe dla użytkownika; pionowe	-
<input type="checkbox"/>	2565	dociskowe dla użytkownika; poziome (motylkowe)	-

12

Boczki

<input type="checkbox"/>	102	osłona boczna , z tworzywa w kolorze czarnym; stała, z nadkolem	-
<input type="checkbox"/>	577	boczek z rurki , zabudowany, skośny; podłokietnik dł. 31cm; adaptery regulacji wysokości podłokietnika	-

13 Podnóżki

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane	-
<input type="checkbox"/>	92	podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi	750,00

14 Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy w kolorze czarnym; regulacją kąta i głębokości	1.100,00
<input type="checkbox"/>	10543780822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	1060267	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do pod wózek) TYLKO Z STOPNIEMPODNÓŻKA KOD 798	450,00

15 Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	4919	srebrny	-
<input type="checkbox"/>	186	ciemny niebieski (wydłużony okres realizacji)	-


16 Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	10332	poduszka siedziska 30mm; obszyta kodurą, czarna				250,00
<input type="checkbox"/>	10335	poduszka siedziska 50mm; obszyta kodurą, czarna				250,00
<input type="checkbox"/>	10331	poduszka siedziska 30mm; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	300,00
<input type="checkbox"/>	10334	poduszka siedziska 50mm; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	300,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	350,00
<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm				200,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380-440mm				200,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm				200,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy, tekstylny z przekładką siedziska o wysokości przekładki:	<input type="checkbox"/> 15mm	<input type="checkbox"/> 30mm		400,00

17 Osłony na szprychy

<input type="checkbox"/>	489	przezroczyste				400,00
--------------------------	-----	---------------	--	--	--	--------

18 Dodatki

<input type="checkbox"/>	109835	kółko podporowe; wyjmowane	<input type="checkbox"/>	lewe	<input type="checkbox"/>	prawe	100,00/szt.
<input type="checkbox"/>	2033	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową					100,00
<input type="checkbox"/>	6219	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową; montaż do rurki oparcia					200,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy					50,00
<input type="checkbox"/>	962	uniwersalna torba na zakupy jednokomorowa					100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy					350,00
<input type="checkbox"/>	205029500	deska do przesiadania się					300,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy  NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489					50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kule					100,00
<input type="checkbox"/>	DW-3	rzep blokady złożonego wózka					50,00
<input type="checkbox"/>	929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; regulowany; dla szerokości siedziska 380-580mm					450,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm					500,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową					230,00
<input type="checkbox"/>	5795	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią					200,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka