

Formularz zamówienia

EUROCHAIR

wózek inwalidzki ręczny, model 1.750
wózek inwalidzki specjalny, model 1.750,
wersja Stab
wózek inwalidzki ręczny, model 1.750,
wersja Hemi



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

2.000,00 zł. brutto

Cena wersji standardowej
w modelu z hamulcami
bębnowymi dla opiekuna:
(TYLKO RAMA SREBRNA KOD 4919)

3.000,00 zł. brutto

☐

S.12.01.00
(P.127)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 16kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.
PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2

☐

S.16.01.00
(P.130.00)

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; patrz:
system ciągów jednostronnych kod 871 - str.: 4

☐

S.17.01.00
(P.130A.00)

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; patrz:
elementy stabilizacji str.: 3

1 Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm	-
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 400mm	-
<input type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 430mm	-
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 460mm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm	-
<input type="checkbox"/>	350	szerokość siedziska 500mm	100,00
<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm	100,00

2 Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 400mm	regulacja głębokości siedziska tapicerką siedziska	-
<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 430mm		-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 460mm	regulacja głębokości siedziska poprzez rozsuniecie ramy wózka	100,00

3 Wysokość oparcia pleców (możliwość samodzielnej regulacji)

<input type="checkbox"/>	635	400mm	-
<input type="checkbox"/>	442	420mm	-

4 Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

<input type="checkbox"/>	287	tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna	-
<input type="checkbox"/>	10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny oddychającej	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 250,00


4 Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 110 cm	200,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 140 cm	200,00
<input type="checkbox"/>	OD-259	przedłużenie oparcia pleców	300,00

5 Typ oparcia

<input type="checkbox"/>	622	rukry oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	-
--------------------------	-----	--	---

6 Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	długie rączki do prowadzenia wózka	-
<input type="checkbox"/>	411	oparcie pleców bez rączek do prowadzenia wózka	-
<input type="checkbox"/>	1090827	regulowana na wysokość rączki do prowadzenia wózka; regulacja do +100mm; montaż w rurce oparcia pleców  TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA 420MM - KOD 442	400,00

7 Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	154	150x32mm	-
<input type="checkbox"/>	325	125x32 mm	200,00

8 Koła tylne

<input type="checkbox"/>	61/902	24x1 3/8"; ogumienie pełne	-
<input type="checkbox"/>	61/486	24x1 3/8"; ogumienie pompowane	250,00
<input type="checkbox"/>	61/496	24x1"; ogumienie wysokociśnieniowe, pompowane	1.300,00

9 Ciągi

<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe	-
<input type="checkbox"/>	871	system ciągów jednostronnych koła kompletne; felga, szprychy oraz ciągi czarne TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1" ! NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY - KOD 489	<input type="checkbox"/> lewy <input type="checkbox"/> prawy 24" 3.300,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła ok 15mm	-

10 Hamulce

<input type="checkbox"/>	305	dociskowe dla użytkownika; pionowe	-
<input type="checkbox"/>	2565	dociskowe dla użytkownika; poziome	600,00


11 Boczki

<input type="checkbox"/>	577	boczek z rurki, zabudowany, skośny; podłokietnik długość 310mm; adaptery regulacji wysokości podłokietnika	-
<input type="checkbox"/>	102	osłona boczna, z tworzywa w kolorze czarnym, stała, z nadkolem	1.200,00


12 Podnóżki

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane	-
<input type="checkbox"/>	92	podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi	750,00

13 Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy w kolorze czarnym; regulacją kąta i głębokości	800,00
<input type="checkbox"/>	10543780822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	1060267	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do pod wózek)  TYLKO Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798	450,00

14 Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	4919	srebrny	-
<input type="checkbox"/>	186	ciemny niebieski  NIE ŁĄCZYĆ Z WERSJĄ WÓZKA Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA	-


15 Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	10332	poduszka siedziska 30mm; obszyta kodurą; czarna	250,00
<input type="checkbox"/>	10335	poduszka siedziska 50mm; obszyta kodurą; czarna	250,00
<input type="checkbox"/>	10331	poduszka siedziska 30mm; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 300,00
<input type="checkbox"/>	10334	poduszka siedziska 50mm; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 300,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 350,00
<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380-440mm	200,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm	200,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy, tekstylny z przekładką siedziska o wysokości przekładki:	<input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 30mm 400,00

15 Osłony na szprychy

<input type="checkbox"/>	489	przezroczyste	400,00
--------------------------	-----	---------------	--------

16 Dodatki

<input type="checkbox"/>	109835	kółko podporowe; wyjmowane	<input type="checkbox"/> lewe <input type="checkbox"/> prawe	100,00/szt.
<input type="checkbox"/>	2033	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową		100,00
<input type="checkbox"/>	6219	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową; montaż do rurki oparcia		200,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy		50,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy		100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy		350,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania		300,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprych  NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY		50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę		100,00
<input type="checkbox"/>	DW-3	rzep blokady złożonego wózka		50,00
<input type="checkbox"/>	929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; regulowany; dla szerokości siedziska 380-580mm		450,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm		500,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową		230,00
<input type="checkbox"/>	5795	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią		400,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka