

Formularz zamówienia

FEMTO R

adaptacyjny wózek inwalidzki, model 1.180



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

11.400,00 zł. brutto

☐

S.15.01.00.12
(P129.00.12)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.
PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2


☐

S.15.02.01.10
(P129A.01.10)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.
PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2



1

Rama wózka - model

| | | | |
|--------------------------|-----|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 346 | rama wózka standardowa; kąt ramy przedniej 100° | - |
| <input type="checkbox"/> | 347 | rama wózka kompaktowa; kąt ramy przedniej 92°  NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ RAMĄ PROSTĄ KOD 4959 | - |

2

Rama wózka (podnóżki zintegrowane z ramą)

| | | | |
|--------------------------|------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 4959 | przednia rama wózka prosta (bez przewężenia)  TYLKO DLA SZEROKOŚCI 320-460 mm NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KOMPAKTOWĄ KOD 347 | - |
| <input type="checkbox"/> | 4950 | przednia rama wózka zwężana o 20 mm na stronę,  TYLKO DLA SZEROKOŚCI 360-500mm | - |

| głębokość kod | (C-394) | (C-366) | (C-368) | (C-615) | (C-784) | (C-618) | (C-619) | (C-787) | (C-792) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| głębokość | 340mm | 360mm | 380mm | 400mm | 420 mm | 440mm | 460mm | 480mm | 500mm |
| szerokość | | | | | | | | | |
| 320mm (C-32) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 340mm (C-34) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 360mm (C-36) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 380mm (C-38) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 400mm (C-40) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 420mm (C-342) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 440mm (C-344) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 460mm (C-46) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 480mm (C-48) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 500mm (C-350) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Szerokość siedziska: wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczками do +10mm w zależności od modelu boczków

Głębokość siedziska: wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki

3 Wysokość oparcia pleców



(wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki)

| | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 620 | wysokość oparcia pleców 250mm | | - |
| <input type="checkbox"/> | 626 | wysokość oparcia pleców 300mm | tapicerka z regulacją napiętości pasami | - |
| <input type="checkbox"/> | 631 | wysokość oparcia pleców 350mm | przy rączkach kod 411 i 413 możliwość regulacji wysokości oparcia pleców | - |
| <input type="checkbox"/> | 632 | wysokość oparcia pleców 400mm | + 60mm, skokowo co 15mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 633 | wysokość oparcia pleców 450mm | | - |

4 Elementy stabilizacji

| | | | |
|--------------------------|------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 2032 | ErgoSeat PRO peloty piersiowe, małe; para; przy wysokości oparcia 300-400mm; ograniczone składanie oparcia | 1.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4166 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360 mm | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4165 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440 mm | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2775 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450 mm | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4168 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600 mm | |
| <input type="checkbox"/> | 3530 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800 mm | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3531 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100 mm | |
| <input type="checkbox"/> | 3532 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400 mm | |

5 Rączki do pchania wózka

| | | | |
|--------------------------|-----|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 410 | rączki do prowadzenia długie | - |
| <input type="checkbox"/> | 413 | rączki do prowadzenia krótkie | - |
| <input type="checkbox"/> | 411 | oparcie pleców bez rączek do pchania wózka | - |
| <input type="checkbox"/> | 141 | rączki do prowadzenia wózka krótkie; składane  NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ 250mm KOD 626 | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 502 | rączki do prowadzenia wózka krótkie z płynną regulacją wysokości do 150mm  NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ 250mm KOD 620 NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI SKŁADANYMI SKŁADANYMI KOD 141 | 250,00 |

6

Przednia wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wys. siedziska do 100 mm)

| | 450mm | 460mm | 470mm | 480mm | 490mm | 500mm | 510mm | 520mm | 530mm |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| kółka przednie 100mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| kółka przednie 125mm | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

7

Kółka przednie

| | | | | | |
|--------------------------|------|--|---------------------------------|--------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 151 | kółka 100x32mm, pełne, twarda guma | <input type="checkbox"/> czarne | <input type="checkbox"/> szare | - |
| <input type="checkbox"/> | 325 | kółka 125x32mm, pełne, twarda guma | <input type="checkbox"/> czarne | <input type="checkbox"/> szare | - |
| <input type="checkbox"/> | 2480 | kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2481 | kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2482 | kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2483 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2484 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2485 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2486 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2487 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2488 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2489 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2490 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2491 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2492 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2493 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2494 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2495 | kółka przednie 100x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2496 | kółka przednie 125x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 350,00 |

8

Tylna wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wys. siedziska do 100 mm)

| | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 24x1" | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 25x1" | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 26x1" | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

9

Montaż koła tylnego

(dystans między tylną krawędzią rurki oparcia a środkiem koła tylnego)

| balans | pasywny | | | | | pośredni | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| dystans w mm | <input type="checkbox"/> 65 | <input type="checkbox"/> 75 | <input type="checkbox"/> 85 | <input type="checkbox"/> 95 | <input type="checkbox"/> 105 | <input type="checkbox"/> 115 | <input type="checkbox"/> 125 | <input type="checkbox"/> 135 | <input type="checkbox"/> 145 |

☐ 880/2998








przesunięcie montażu kół tylnych w zakresie -15mm do 145mmmm do tyłu wózka poza rurkę oparcia pleców dla zwiększenia pasywnego środka ciężkości; opcja zalecana dla amputantów

1.000,00

10 Koła tylne

| | | | | |
|--------------------------|------|--|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2651 | koła standardowe; felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane | 24" | - |
| <input type="checkbox"/> | 651 | koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane | 24" | - |
| <input type="checkbox"/> | 848 | koła SILVERDESIGN, promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem | 24" | - |
| <input type="checkbox"/> | 695 | koła AKTIV, promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) <u>Zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg</u> ! NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGIEM ALUMINIOWYM KOD 494 ! NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850, 853 ! NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 ORZ KOD 474 ! NIE ŁĄCZYĆ Z SILKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166 | <input type="checkbox"/> 24x1" <input type="checkbox"/> 25x1" <input type="checkbox"/> 26x1" | 800,00 800,00 800,00 |
| <input type="checkbox"/> | 752 | koła LIGHT: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; ogumieni wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run szare; ciągi aluminiowe czarne dla użytkowników o wadze do 90kg ! NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° | 24x1" | 800,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2461 | koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE-czarne; ciągi aluminiowe - czarne; <u>możliwość zamówienia innego modelu ogumienia wysokociśnieniowego z oferty MEYRA dla użytkowników o wadze do 100kg</u> | 24x1" | 1.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2465 | koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe srebrne <u>możliwość zamówienia innego modelu ogumienia wysokociśnieniowego z oferty MEYRA</u> | 24x1" | 1.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2466 | koła CROSS, ogumienie terenowe; ciągi stalowe zalecane z boczkiem aktywnym kod 98 oraz kątem kół tylnych 0° kod 423 | 24x1 3/4" | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2468 | koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE-czarne; ciągi aluminiowe - czarne dla użytkowników o wadze do 100kg | 25x1" | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2469 | koła SPINERGY CLX, wykonane z karbonu; szprychy i piasta czarne ! NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 6° (KOD 454) | 24x1" | 5.200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2470 | koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy czarne ! NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 6° (KOD 454) | 24x1" | 3.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2471 | koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy białe ! NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 6° (KOD 454) | 24x1" | 3.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2472 | koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy pomarańczowe ! NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 6° (KOD 454) | 24x1" | 3.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2473 | koła BLACKLIGHT, wykonane z aluminium; felga, piasta i szprychy czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus, czarne; ciągi aluminiowe | 24x1" | 1000,00 |

11 Ciągi

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------|
| <input type="checkbox"/> | 493 | ciągi ze stali polerowanej | 24" | 25" | 26" | - |
| <input type="checkbox"/> | 494 | ciągi aluminiowe, srebrne  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI AKTIV KOD 695 | | | 24" | - |
| <input type="checkbox"/> | 445 | ciągi tytanowe; 6 uchwytów montażowych  TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY | 24" | 25" | 26" | 1.300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 849 | CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane- czarne  TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 LUB KOŁAMI SPINERGY | | | 24" | 1.300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 850 | CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium - powlekane  TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 LUB KOŁAMI SPINERGY | | | 24" | 1.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 853 | GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową  TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 LUB KOŁAMI SPINERGY | | | 24" | 1.600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 168 | ciągi OPTIGRIPP- powlekane dla Tetraplegików | | | 24" | 900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 166 | silikonowa nakładka na ciągi, czarna  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 ORAZ KOŁAMI SPINERGY NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 | | | 24" | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 692 | odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia) | | | | - |
| <input type="checkbox"/> | 693 | odległość ciągu od koła węższa (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia)  TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I KOD 848 | | | | - |

12 Ogumienie kół tylnych
NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI KOD 2466, 2468, 2473

| | | | | |
|--------------------------|------|---|---------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 496 | ogumienie wysokociśnieniowe, szare; gładkie | 24x1", 25x1", 26x1" | - |
| <input type="checkbox"/> | 395 | ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem | 24x1", 25x1", 26x1" | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 363 | ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; wzmocnione, w kolorze czarnym | 24x1" | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 897 | ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie; czarne | 24x1", 25x1", 26x1" | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | ON-2 | ogumienie wysokociśnieniowe Right Run czerwono- czarne; gładkie | 24x1" | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | ON-3 | ogumienie wysokociśnieniowe Right Run niebiesko- czarne; gładkie | 24x1" | 150,00 |

13 Kamber

| | | | |
|--------------------------|-----|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 423 | kąt nachylenia kół tylnych 0° | - |
| <input type="checkbox"/> | 447 | kąt nachylenia kół tylnych 3°  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT KOD 752 | - |
| <input type="checkbox"/> | 454 | kąt nachylenia kół tylnych 6°  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT KOD 752 NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI SPINERGY NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI POZIOMYMI KOD 2595 WAGA UŻYTKOWNIKA DO 100 KG | 200,00 |

14 Hamulce


| | | | |
|--------------------------|------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 305 | hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka | - |
| <input type="checkbox"/> | 2595 | hamulce dociskowe dla użytkownika, poziome | 50,00 |
| <input type="checkbox"/> | 681 | przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305 | 350,00 |

15 Boczki (standardowy montaż boczaków na stałe)

| | | | |
|--------------------------|-----|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 101 | boczek aktywny, z tworzywa, czarny; nadkole 41mm; wyjmowany | - |
| <input type="checkbox"/> | 748 | boczek aktywny, stały, aluminiowy, w kolorze czarnym; wkładka izolacyjna; szerokość nadkola ok 50mm; regulowany na wysokość podłokietnik, regulacja skokowa; wymiary podłokietnika: 260x50x25mm | 2.300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 783 | boczek aktywny, wykonany z karbonu, w kolorze czarnym; szerokość nadkola ok 35mm | 1.500,00 |

16

Stopień podnóżka

| | | | |
|--------------------------|------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 311 | stopień podnóżka jednoczęściowy wykonany z rurki, aluminiowy w kolorze czarnym  TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA DO 460mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 312 | stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa w kolorze czarnym; szerokość płyty 140mm; możliwość regulacji kąta i głębokości | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3532 | stopień podnóżka dla krótkiej długości podnóżka | 950,00 |

pole obowiązkowe

Podaj długość podudzia
Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
dla kodu 311, 312 w zakresie 340-510mm
dla kodu 3532 w zakresie 250-410 mm
W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

| | | | |
|--------------------------|-----|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 359 | pas podudzia | - |
|--------------------------|-----|--------------|---|

17

Kolor ramy

| | | | | | | |
|--------------------------|------|-------------------|--------------------------|------|-----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 130 | tytanowy | <input type="checkbox"/> | 4919 | srebrny | - |
| <input type="checkbox"/> | 206 | czarny mat | <input type="checkbox"/> | 4049 | oliwkowy półmat | |
| <input type="checkbox"/> | 227 | czerwony metalik | <input type="checkbox"/> | 4050 | błękitny | |
| <input type="checkbox"/> | 224 | niebieski metalik | <input type="checkbox"/> | 4051 | kredowy | |
| <input type="checkbox"/> | 4044 | czerwony półmat | <input type="checkbox"/> | 4922 | zielony metalik | |

18 Poduszka siedziska


| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | tapicerka siedziska kodura; kieszeń pod siedziskiem | | | | - | |
| <input type="checkbox"/> | poduszka siedziska płaska; obszyta dzianiną dystansową, miękka | <input type="checkbox"/> 10331 | wysokość 30mm | <input type="checkbox"/> 10334 | wysokość 50mm | 250,00 |
| | | kolor | <input type="checkbox"/> czarna | <input type="checkbox"/> czerwona | <input type="checkbox"/> granatowa | |
| 9868 | poduszka siedziska płaska, składana; obszyta kodurą | | <input type="checkbox"/> wysokość 30mm | <input type="checkbox"/> wysokość 50mm | | 300,00 |
| | | kolor | <input type="checkbox"/> czarna | <input type="checkbox"/> czerwona | <input type="checkbox"/> granatowa | |
| 10219 | poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 5cm, obycie | | <input type="checkbox"/> dzianina dystansowa, czarna | | | 350,00 |
| | | | <input type="checkbox"/> eko-skóra | | | |
| <input type="checkbox"/> | 560 | poduszka siedziska płaska; wysokość 3cm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców, twarda | | | | - |
| <input type="checkbox"/> | 561 | poduszka siedziska płaska; wysokość 6cm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców, twarda | | | | - |
| <input type="checkbox"/> | 4164 | pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm | | | | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3274 | pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380-440mm | | | | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4163 | pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm | | | | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 5062 | klin krokowy miękki z przekładką siedziska; grubość przekładki | <input type="checkbox"/> 10mm | <input type="checkbox"/> 30mm | <input type="checkbox"/> 50mm | 400,00 |

Netti Contour poduszka siedziska, tapicerka oddychająca 3D

| | szerokość | głębokość | |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7361 | 400 | 400 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7362 | 400 | 450 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7363 | 430 | 400 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7364 | 430 | 450 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7365 | 450 | 400 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7366 | 450 | 450 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7367 | 450 | 500 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7368 | 500 | 450 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> 7369 | 500 | 500 | 200,00 |

poduszki Netti dopasowane do realnych wymiarów siedziska +/-20mm




19 Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

| | | | |
|--------------------------|-------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 235 | tapicerka pleców standardowa, TREVIRA- czarna | - |
| <input type="checkbox"/> | 292 | tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca), czarna | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10320 | tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca): <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2002 | tapicerka oparcia pleców poszerzona o 20 mm,  TYLKO Z KODEM 235 i 292 | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10226 | dodatkowa kieszeń na drobiazgi montowana do tapicerki siedziska | 150,00 |

20 Kółka podporowe (chowane pod wózek)

| | | | |
|--------------------------|-----|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 728 | para;  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI | 1.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 729 | lewe;  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 i 4930 | 950,00 |
| <input type="checkbox"/> | 730 | prawe;  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 i 4931 | 950,00 |



21 Wąs tylny (nie pełni funkcji anty wywrotnej)


| | | | |
|--------------------------|------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 309 | para;  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI TYLNYMI | 1.200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4930 | lewy;  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYM KOD 728 i 729 | 600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4931 | prawy;  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYM KOD 728 i 730 | 600,00 |

22 Osłony na szprychy TYLKO DO KÓŁ KOD 651, 2651, 848, 695, 752

| | | | |
|--------------------------|-----|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 489 | przeźroczyste  NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819 | 400,00 |
|--------------------------|-----|---|--------|

23 Dodatki

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 833 | pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem metalowym | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 819 | odblaski na szprychy;  TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651, 848 NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 970 | uchwyt na kulę;  TYLKO Z WĄSEM TYLNYM | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 205029500 | deska do przesiadania się | 550,00 |
| <input type="checkbox"/> | 962 | plecak jednokomorowy | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 261519300 | plecak wielokomorowy | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 06-7791 | plecak zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3075902 | śpiwór dla wzrostu 160-185cm | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 5623 | ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową | 230,00 |



1. głębokość siedziska
2. szerokość siedziska
3. szerokość klatki piersiowej
4. głębokość klatki piersiowej
5. wysokość do odcinka lędźwiowego
6. wysokość do łopatek
7. wysokość pleców
8. wysokość do czubka głowy
9. długość ramienia
10. długość podudzia

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

wzrost

waga

| |
|--|
| |
| |



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

| |
|--|
| |
|--|