

## Formularz zamówienia

## EUROCHAIR

wózek inwalidzki ręczny, model 1.750  
wózek inwalidzki specjalny, model 1.750,  
wersja Stab  
wózek inwalidzki ręczny, model 1.750,  
wersja Hemi



## Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych  
klienta indywidualnego; UWAGI)

## Osoba dokonująca pomiaru

## Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

☐**2.000,00 zł. brutto**Cena wersji standardowej  
w modelu z hamulcami  
bębnowymi dla opiekuna:  
(TYLKO RAMA SREBRNA KOD 4919)☐**3.000,00 zł. brutto**☐**S.12.01.00**  
(P.127)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 16kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.  
**PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2**

☐**S.16.01.00**  
(P.130.00)

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; patrz:  
**system ciągów jednostronnych kod 871 - str.: 4**

☐**S.17.01.00**  
(P.130A.00)

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; patrz:  
**elementy stabilizacji str.: 3**

## 1 Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm	-
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 400mm	-
<input type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 430mm	-
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 460mm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm	-
<input type="checkbox"/>	350	szerokość siedziska 500mm	100,00
<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm	100,00

## 2 Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 400mm	regulacja głębokości siedziska tapicerką siedziska	-
<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 430mm		-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 460mm	regulacja głębokości siedziska poprzez rozsuniecie ramy wózka	100,00

## 3 Wysokość oparcia pleców (możliwość samodzielnej regulacji)

<input type="checkbox"/>	635	400mm	-
<input type="checkbox"/>	442	420mm	-

## 4 Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

<input type="checkbox"/>	287	tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna	-
<input type="checkbox"/>	10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny oddychającej	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 250,00


#### 4 Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 110 cm	200,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 140 cm	200,00
<input type="checkbox"/>	OD-259	przedłużenie oparcia pleców	300,00

#### 5 Typ oparcia

<input type="checkbox"/>	622	rukno oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	-
--------------------------	-----	--	---

#### 6 Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	długie rączki do prowadzenia wózka	-
<input type="checkbox"/>	411	oparcie pleców bez rączek do prowadzenia wózka	-
<input type="checkbox"/>	1090827	regulowana na wysokość rączki do prowadzenia wózka; regulacja do +100mm; montaż w rurce oparcia pleców  TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA 420MM - KOD 442	400,00


#### 7 Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	154	150x32mm	-
<input type="checkbox"/>	325	125x32 mm	300,00

## 8 Koła tylne

<input type="checkbox"/>	61/902	24x1 3/8"; ogumienie pełne	-
<input type="checkbox"/>	61/486	24x1 3/8"; ogumienie pompowane	250,00
<input type="checkbox"/>	61/496	24x1"; ogumienie wysokociśnieniowe, pompowane	1.300,00

## 9 Ciągi

<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe	-
<input type="checkbox"/>	871	system ciągów jednostronnych koła kompletne; felga, szprychy oraz ciągi czarne  <b>TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1"</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY - KOD 489</b>	<input type="checkbox"/> lewy <input type="checkbox"/> prawy 24" 2.300,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła ok 15mm	-

## 10 Hamulce

<input type="checkbox"/>	305	dociskowe dla użytkownika; pionowe	-
<input type="checkbox"/>	2565	dociskowe dla użytkownika; poziome	600,00


## 11 Boczki

<input type="checkbox"/>	577	boczek z rurki, zabudowany, skośny; podłokietnik długość 310mm; adaptery regulacji wysokości podłokietnika	-
<input type="checkbox"/>	102	osłona boczna, z tworzywa w kolorze czarnym, stała, z nadkolem	1.200,00


## 12 Podnóżki

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane	-
<input type="checkbox"/>	92	podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi	600,00

## 13 Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy w kolorze czarnym; regulacją kąta i głębokości	1.000,00
<input type="checkbox"/>	10543780822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	1060267	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do pod wózek)  <b>TYLKO Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798</b>	450,00

## 14 Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	4919	srebrny	-
<input type="checkbox"/>	186	ciemny niebieski  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z WERSJĄ WÓZKA Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA</b>	-


## 15 Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	10332	poduszka siedziska 30mm; obszyta kodurą; czarna	250,00
<input type="checkbox"/>	10335	poduszka siedziska 50mm; obszyta kodurą; czarna	250,00
<input type="checkbox"/>	10331	poduszka siedziska 30mm; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 300,00
<input type="checkbox"/>	10334	poduszka siedziska 50mm; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 300,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 350,00
<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380-440mm	200,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm	200,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy, tekstylny z przekładką siedziska o wysokości przekładki:	<input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 30mm 400,00

## 15 Osłony na szprychy

<input type="checkbox"/>	489	przezroczyste	400,00
--------------------------	-----	---------------	--------

## 16 Dodatki

<input type="checkbox"/>	109835	kółko podporowe; wyjmowane	<input type="checkbox"/> lewe	<input type="checkbox"/> prawe	100,00/szt.
<input type="checkbox"/>	2033	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową			100,00
<input type="checkbox"/>	6219	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową; montaż do rurki oparcia			200,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy			100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy			350,00
<input type="checkbox"/>	06-7791	plecak zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców			400,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania			300,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprych  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY</b>			50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę			100,00
<input type="checkbox"/>	DW-3	rzep blokady złożonego wózka			50,00
<input type="checkbox"/>	929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; regulowany; dla szerokości siedziska 380-580mm			600,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm			500,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową			230,00
<input type="checkbox"/>	5795	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią			400,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka