

Formularz zamówienia

AVANTI

wózek inwalidzki ze stopów lekkich,
model 1.736

wózek inwalidzki ze stopów lekkich,
model 1.736, wersja Hemi

wózek inwalidzki ze stopów lekkich,
model 1.736, wersja Junior

wózek inwalidzki specjalny,
model 1.736, wersja Stab



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

6.300,00 zł brutto☐**S.15.01.00.12**
(P129.00.12)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg.
Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach t

☐**S.15.02.01.12**
(P129A.01.12)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg.
Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

☐**S.16.01.00**
(P.130.00)

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; **patrz:**
system ciągów jednostronnych kod 871- punkt 10
hamulec jednostronny kod 650 - punkt 13
adapter widelca HEMI kod 4906 - punkt 7

☐**S.17.01.00**
(P.130A.00)

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; **patrz:**
elementy stabilizacji - punkt 3

1

Rama wózka

| | RAMA WÓZKA | GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA | WAGA UŻYTKOWNIKA | |
|-----|--|---------------------|--|---|
| 351 | rama krótka; tylko z kołami 20" lub 22" | 330-380mm | do 75kg | - |
| 349 | rama krótka (przy szerokości siedziska od 36cm nie łączyć z boczkami kod 107, dla kółek przednich 142mm i 180mm nie ma możliwości ustawienia aktywnego środka ciężkości), koła 24" | 380-400mm | do 135kg | - |
| 352 | rama średnia; tylko z kołami 24" | 350-460mm | do 135kg | - |
| 353 | rama długa; tylko z kołami 24" | 480-530mm | do 135kg; przy szerokości siedziska od 480mm do 160kg | - |

| | krótka 351 | | | przedłużona 349 | | średnia 352 | | | | | długa 353 | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| głębokość kod | (C-393) | (C-610) | (C-368) | (C-368) | (C-615) | (C-610) | (C-368) | (C-615) | (C-788) | (C-619) | (C-787) | (C-792) | (C-793) |
| głębokość | 330mm | 350mm | 380mm | 380mm | 400mm | 350 mm | 380mm | 400mm | 430mm | 460mm | 480mm | 500mm | 530mm |
| szerokość | | | | | | | | | | | | | |
| 300mm (C-30) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 1.100,00 | 950,00 | 950,00 | | | | | | | | | | |
| 320mm (C-32) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 900,00 | 750,00 | 750,00 | | | | | | | | | | |
| 340mm (C-34) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 900,00 | 750,00 | 750,00 | | | | | | | | | | |
| 360mm (C-36) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 1050,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1.150,00 |
| 380mm (C-38) | X | X | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 250,00 |
| 400mm (C-40) | X | X | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 250,00 |
| 420mm (C-342) | X | X | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 250,00 |
| 440mm (C-344) | X | X | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 150,00 | 150,0 | 250,0 |
| 460mm (C-46) | X | X | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 250,00 |
| 480mm (C-48) | X | X | X | X | <input type="checkbox"/> | X | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | - | | | - | - | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 250,00 |
| 500mm (C-350) | X | X | X | X | <input type="checkbox"/> | X | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 450,00 |
| 530mm (C-53) | X | X | X | X | <input type="checkbox"/> | X | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 450,00 |
| 580mm (C-358) | X | X | X | X | <input type="checkbox"/> | X | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 450,00 |

Szerokość siedziska: wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczkami do +10mm w zależności od modelu boczków

Głębokość siedziska: wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki



4541

podwójny krzyżak dla szerokości siedziska 360-460mm








**ZALECANY PRZY UŻYTKOWANIU WÓZKA Z DODATKOWYM NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM**

349, 352, 353

1.800,00





2 Wysokość oparcia pleców

(wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki); tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami

| | | | |
|--|------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | 434 | wysokość oparcia pleców 340mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 436 | wysokość oparcia pleców 360mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 438 | wysokość oparcia pleców 380mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 635 | wysokość oparcia pleców 400mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 442 | wysokość oparcia pleców 420mm  | NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 300, 320 I 340 mm - |
| <input type="checkbox"/> | 444 | wysokość oparcia pleców 440mm  | NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 300, 320 I 340 mm - |
| <input type="checkbox"/> | 2046 | wysokość oparcia pleców 460mm  | NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 300, 320 I 340 mm NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI KOD 502 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 634 | wysokość oparcia pleców 480mm  | NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 300, 320 I 340 mm NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI KOD 502 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 637 | wysokość oparcia pleców 500mm  | NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 300, 320 I 340 mm NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI KOD 502 250,00 |
| wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 350-410mm; regulacja skokowo co 15mm | | | |
| <input type="checkbox"/> | 983 |  TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA Z KODURY KOD 287 NIE ŁĄCZYĆ Z TAPICERKĄ OPARCIA KOD 2002 NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502 NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622 NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 107 | 850,00 |
| wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 400-460mm; regulacja skokowo co 15mm | | | |
| <input type="checkbox"/> | 984 |  TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA Z KODURY KOD 287 NIE ŁĄCZYĆ Z TAPICERKĄ OPARCIA KOD 2002 NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502 NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622 NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 107 | 800,00 |

3

Elementy stabilizacji

| | | | |
|--------------------------|------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 2032 | peloty piersiowe ErgoSeat mocowane do tapicerki oparcia pleców  TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 300-400mm NIE ŁĄCZYĆ Z POSZERZONĄ TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 2002 | 1.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4166 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4165 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2775 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3554 | pas stabilizujący 4-ro punktowy klamrą plastikową  TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI (KOD 410) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ (KOD 814) | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 6221 | pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową; montaż do rurki oparcia  TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI (KOD 410) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ (KOD 814) | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4168 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3530 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm | |
| <input type="checkbox"/> | 3531 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm | |
| <input type="checkbox"/> | 3532 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm | |
| <input type="checkbox"/> | 913 | zagłówek MEYRA mały montowany do sztangi poprzecznej  TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410 LUB 502 TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814 | 650,00 |





Zagłówki Netti







TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410 LUB 502
TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|
| NETTI: zagłówek głęboki, typ A | <input type="checkbox"/> 40880 | tapicerka 3D (oddychająca) | <input type="checkbox"/> 28382 | tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) | 750,00 |
| NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę | <input type="checkbox"/> 82566 | tapicerka 3D (oddychająca) | <input type="checkbox"/> 44970 | tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) | 800,00 |
| NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B | <input type="checkbox"/> 40881 | tapicerka 3D (oddychająca) | <input type="checkbox"/> 28383 | tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) | 750,00 |
| NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C | <input type="checkbox"/> 40882 | tapicerka 3D (oddychająca) | <input type="checkbox"/> 28384 | tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) | 650,00 |
| NETTI: zagłówek trapezowy; typ D | <input type="checkbox"/> 81024 | tapicerka 3D (oddychająca) | <input type="checkbox"/> 82986 | tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) | 700,00 |
| NETTI: zagłówek z regulowanymi poduszkami bocznymi, typ E | <input type="checkbox"/> 94238 | tapicerka 3D (oddychająca) | <input type="checkbox"/> 94033 | tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) | 750,00 |
| NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM | <input type="checkbox"/> 82161 | tapicerka 3D (oddychająca) | <input type="checkbox"/> 82797 | tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna) | 2.200,00 |

4 Typ oparcia

| | | | |
|--------------------------|------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 621 | rukry oparcia pleców proste | - |
| <input type="checkbox"/> | 622 | rukry oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego  NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 26 LUB 4212 | - |
| | | regulacja kąta oparcia pleców na wysokości siedziska +/-15° (skokowo co 5°) | |
| <input type="checkbox"/> | 29 |  TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW OD 380mm NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM KOD 622 NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI Z RURKI - KOD 107 | 1.300,00 |
| | | regulacja kąta oparcia płynna na wysokości siedziska do 30°; regulacja przy pomocy sprężyn gazowych | |
| <input type="checkbox"/> | 26 |  TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 420mm TYLKO DLA PASYWNEGO USTAWIENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI TYLKO Z RAMĄ ŚREDNIĄ (KOD 352) LUB RAMĄ DŁUGĄ (KOD 353) TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA - KOD 410 TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814 TYLKO Z BOCZKIEM Z RURKI - KOD 107 TYLKO Z ADAPTEREM PRZESUNIĘCIA KÓŁ TYLNYCH - KOD 880 NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 907 | 2.300,00 |
| | | regulacja kąta oparcia płynna na wysokości siedziska do 20°; regulacja przy pomocy sprężyn gazowych | |
| <input type="checkbox"/> | 4212 |  TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 420mm TYLKO DLA PASYWNEGO USTAWIENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI TYLKO Z RAMĄ ŚREDNIĄ (KOD 352) LUB RAMĄ DŁUGĄ (KOD 353) TYLKO Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728 LUB 691 TYLKO Z BOCZKIEM Z RURKI - KOD 107 NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 907 | 2.300,00 |

5 Rączki do pchania wózka

| | | | |
|--------------------------|-----|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 410 | długie rączki do prowadzenia wózka | - |
| | | krótkie rączki do prowadzenia wózka | |
| <input type="checkbox"/> | 413 |  NIE ŁĄCZYĆ Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814 NIE ŁĄCZYĆ Z ZAGŁÓWKAMI NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 | 50,00 |
| | | długie rączki do prowadzenia wózka z regulacją wysokości do +170mm; montaż do rurki oparcia pleców | |
| <input type="checkbox"/> | 502 |  TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 340-440mm NIE ŁĄCZYĆ ZE SZTANGĄ SKŁADANĄ - KOD 238 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 | 650,00 |
| | | sztanga poprzeczna mocowana do rączek oparcia pleców | |
| <input type="checkbox"/> | 814 |  TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI - KOD 410 LUB RĄCZKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI KOD 502 ZALECANA PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA POWYŻEJ 480mm | 650,00 |
| | | sztanga poprzeczna montowana poniżej rączek do pchania wózka; składana wraz z wózkiem | |
| <input type="checkbox"/> | 238 |  TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 320mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI KOD 502 NIE ŁĄCZYĆ RĄCZKAMI TELESKOPOWYMI KOD 983 I 984 | 400,00 |

6

Przednia wysokość siedziska

DLA RAMY KRÓTKIEJ (KOD 351) I KÓŁ TYLNYCH 20" LUB 22" (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 100mm) TYLKO Z KODEM 2199




| | | 370 | 390 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | kółko 100mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | - |
| <input type="checkbox"/> | kółko 125mm | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | - |
| <input type="checkbox"/> | kółko 142mm | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - |
| <input type="checkbox"/> | kółko 150mm | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - |

DLA RAMY KRÓTKIEJ (KOD 349), ŚREDNIEJ (KOD 352) I DŁUGIEJ (KOD 353) (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 120mm)

| DLA KÓŁ TYLNYCH 24" | | 380 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | |
|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | kółko 100mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | - |
| <input type="checkbox"/> | kółko 125mm | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | - |
| <input type="checkbox"/> | kółko 142mm | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | - |
| <input type="checkbox"/> | kółko 150mm | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | - |
| <input type="checkbox"/> | kółko 175mm | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - |

7

Kółka przednie

| | | | | | |
|--------------------------|------|--|---|--------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 151 | kółka 100x32mm, pełne, twarda guma | <input type="checkbox"/> czarne - 50,00 | <input type="checkbox"/> szare | - |
| <input type="checkbox"/> | 325 | kółka 125x32 mm, pełne, twarda guma | <input type="checkbox"/> czarne - 50,00 | <input type="checkbox"/> szare | - |
| <input type="checkbox"/> | 154 | kółka 142x40mm, pełne, miękka guma | <input type="checkbox"/> czarne - 50,00 | <input type="checkbox"/> szare | - |
| <input type="checkbox"/> | 143 | kółka 150x32mm, pełne, PU, szare | | | - |
| <input type="checkbox"/> | 161 | kółka 175x40mm, pełne, PU, szare | | | - |
| | |  NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KOD 349 I 351 | | | |
| <input type="checkbox"/> | 645 | kółka 175x40mm, pompowane, szare | | | - |
| | |  NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KOD 349 I 351 | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2480 | kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa | | | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2481 | kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2482 | kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2483 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2484 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2485 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2486 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2487 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2488 | kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma | | | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2489 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2490 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2491 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma | | | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2492 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma | | | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2493 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma | | | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2494 | kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma | | | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2495 | kółka przednie 100x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2496 | kółka przednie 125x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma | | | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 903 | wzmocniony widelec kółek przednich w kolorze czarnym; zalecany przy użytkowaniu wózka z podłączonym zewnętrznym napędem elektrycznym oraz przy użytkownikach o wyższej wadze | | | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4906 | HEMI- widelec; dystans dla odsunięcia widelców dla większej swobody nóg; przy ramie krótkiej kod 351: przednia wysokość siedziska 37, 39 i 42cm przy ramie średniej i długiej (kod 352 i 353): przednia wysokość siedziska od 38cm | | | 150,00 |
| | |  widelec tylko w kolorze czarnym | | | |


8

Tylna wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 120mm)

tylna wysokość siedziska 370-430mm

☐ 2199












TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 100MM - KOD 151
TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT 20" - KOD 752
TYLKO Z WIDELCEM KÓŁEK PRZEDNICH HEMI - KOD 4906
TYLKO Z BOCZKAMI AKTYWNYMI KOD 100, 98 LUB 748
NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOOWYMI KOD 728, 729 LUB 730

-








| | | 370 | 380 | 39 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 66/895 | koła tylne 20x1"; rama krótka 351 | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | - |
| | koła tylne 20x1"; rama 349, 352, 353 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | - |
| <input type="checkbox"/> 67/895 | koła tylne 22x1"; rama krótka 351 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | - |
| | koła tylne 22x1"; rama 349, 352, 353 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | | - |
| <input type="checkbox"/> 67/896 | koła tylne 22x1 3/8"; rama 349, 352, 353 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | - |
| <input type="checkbox"/> 61/895 | koła tylne 24x1"; rama 349, 352, 353 | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | - |
| <input type="checkbox"/> 61/896 | koła tylne 24x1 3/8"; rama 349, 352, 353 | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | - |
| <input type="checkbox"/> 65 | koła tylne 25"; rama 349, 352, 353 | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | - |

9



Koła tylne

| | | | | |
|--------------------------|------|---|-------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 651 | koła standardowe: felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane  NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI (KOD 706) ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH (KOD 871) | 22", 24" | - |
| <input type="checkbox"/> | 2651 | koła standardowe: felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane  NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI (KOD 706) ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH (KOD 871) | 24" | - |
| <input type="checkbox"/> | 848 | koła SILVERDESIGN: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem  NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI (KOD 706) ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH (KOD 871) | 24" | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 695 | koła AKTIV: promienisty układ szprych w kolorze srebrnym; felga i piasta czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg oraz przy dodatkowych napędach elektrycznych  NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 LUB 853 ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 ORZ KOD 474 NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 | 24" | 850,00 |
| <input type="checkbox"/> | 752 | koła LIGHT: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; ogumieni wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run szare; ciągi aluminiowe czarne dla użytkowników o wadze do 90kg  NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 907 | 20x1" 22x1" 24x1" | 750,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2461 | koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE - czarne; ciągi aluminiowe - czarne; możliwość zamówienia innego modelu ogumienia wysokociśnieniowego z oferty MEYRA dla użytkowników o wadze do 100kg | 24x1" | 1.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2465 | koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe srebrne możliwość zamówienia innego modelu ogumienia wysokociśnieniowego z oferty MEYRA | 24x1" | 1.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2466 | koła CROSS, ogumienie terenowe; ciągi stalowe zalecane z boczkiem aktywnym kod 98 | 24x1 3/4" | 1.100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2468 | koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne, dla użytkowników o wadze do 100kg | 25x1" | 1.100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2469 | koła SPINERGY CLX, wykonane z karbonu; szprychy i piasta czarne  NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902 | 24x1" | 5.200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2470 | koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy czarne  NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902 | 24x1" | 3.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2471 | koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy białe  NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902 | 24x1" | 3.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2472 | koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy pomarańczowe  NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902 | 24x1" | 3.800,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2473 | koła BLACKLIGHT, wykonane z aluminium; felga, piasta i szprychy czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus, czarne; ciągi aluminiowe | 24x1" | 1.100,00 |

10 Ciągi


| | | | | |
|---|-----|--|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 494 | ciągi aluminiowe, srebrne  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 | 20", 22", 24" | - |
| <input type="checkbox"/> | 493 | ciągi ze stali polerowanej | 24" | - |
| <input type="checkbox"/> | 849 | CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne  TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY | 24" | 1.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 850 | CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium - powlekane  TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY | 24" | 1.800,00 |
| <input type="checkbox"/> | 853 | GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową  TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY | 24" | 1.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 168 | ciągi OPTIGRIPP - powlekane dla Tetraplegików <u>odległość ciągu od koła 25mm</u> | 24" | 1.100,00 |
| system ciągów jednostronnych, koła kompletne; felga, szprychy oraz ciągi czarne | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 871 |  TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24x1 3/8" - KOD 902 TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480mm ZALECANY Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907 | <input type="checkbox"/> 60- lewy <input type="checkbox"/> 74- prawy | 24" 1.300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 166 | silikonowe nakładki na ciągi; czarne  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 ORAZ KOŁAMI SPINERGY NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 | | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 692 | odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia) | | - |
| <input type="checkbox"/> | 693 | odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia)  TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I 848 | | - |


11 Ogumienie kół tylnych
NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI KOD 2466, 2468, 2473

| | | | | |
|--------------------------|------|---|---------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 486 | ogumienie pompowane; szare; gładkie | 20x1" 22x1" 22x1 3/8" 24x1" 24x1 3/8" | - |
| <input type="checkbox"/> | 902 | ogumienie pełne; szare  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 | 22x1" 22x1 3/8" 24x1" 24x1 3/8" | - |
| <input type="checkbox"/> | 474 | ogumienie pełne; czarne  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 | 24x1" | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 395 | ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem | 24x1" 25x1" | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 363 | ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; wzmocnione, w kolorze czarnym | 24x1" | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 897 | ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie; czarne | 22x1" 24x1" | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | ON-2 | ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run czerwono- czarne; gładkie | 24x1" | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | ON-3 | ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run niebiesko- czarne; gładkie | 24x1" | 150,00 |

12 Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią oparcia a środkiem koła tylnego)


☐ AKTYWNY (D)
 ☐ AKTYWNY- POŚREDNI (C)
 ☐ PASYWNY- POŚREDNI (B)
 ☐ PASYWNY (A)
 nie łączyć z boczkiem kod 100 oraz 748


☐ 880
 przesunięcie montażu kół tylnych o 60mm do tyłu wózka (poza ramę wózka); opcja wskazana dla wysokiej amputacji)
 
NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907
NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706
TYLKO Z PRZEDŁUŻONĄ DŹWIGNIĄ HAMULCA - KOD 681
500,00

☐ 907
 kąt nachylenia kół tylnych (kamber) 3°
 
NIE ŁĄCZYĆ Z ADAPTEREM MONTAŻU KÓŁ TYLNYCH - KOD 880
NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706
NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871
NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI Z RURKI - KOD 107
NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI "LIGHT" - KOD 752
350,00

13 Hamulce

☐ 305 hamulce dociskowe dla użytkownika, para -

☐ 650
 hamulec dociskowy dla użytkownika, jednostronny;
 
NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 100 I KOD 748
PRZY SYSTEMIE KÓŁ Z CIĄGAMI JEDNOSTRONNYMI (KOD 871) - HAMULEC JEDNOSTRONNY ZAMONTOWANY PO STRONIE CIĄGU PODWÓJNEGO
☐ 60- lewy
 ☐ 74- prawy
 800,00

☐ 680/706
 hamulec bębnowy dla opiekuna; system dla kół standardowych kod 651
 
NIE ŁĄCZYĆ Z KAMBER 3° - KOD 907
NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871
NIE ŁĄCZYĆ PRZESUNIĘCIEM MONTAŻU KOŁA TYLNEGO - KOD 880
 DLA KÓŁ TYLNYCH
 ☐ 22"
 ☐ 24"
 1.500,00





☐ 681 przedłużona dźwignia hamulca dociskowego; składana, dla kodu 305, 680 700,00

14

Boczki

| | | | |
|--------------------------|-----|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 107 | <div>boczek z rurki w kolorze czarnym; zabudowany; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 330mm</div> <div><div>!</div><div>TYLKO PRZY TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 450MM NIE ŁĄCZYĆ Z AKTYWNYM I AKTYWNYM POŚREDNIM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ - KOD 349 I 351 NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW POWYŻEJ 440MM NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907</div></div> | - |
| <input type="checkbox"/> | 100 | <div>boczek aktywny, aluminiowy w kolorze czarnym; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 35mm</div> <div><div>!</div><div>NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 26, 29 I 4212</div></div> | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 98 | <div>boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm</div> <div><div>!</div><div>NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 26, 29 I 4212</div></div> | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 748 | <div>boczek aktywny, aluminiowy w kolorze czarnym; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm; regulowany skokowo na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm</div> <div><div>!</div><div>NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCEM JEDNOSTRONNYM - KOD 650 NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 26, 29 I 4212</div></div> | 1.100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 21 | <div>boczek z rurki w kolorze czarnym, zabudowany; wzmocniony; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 360mm</div> <div><div>!</div><div>NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 351</div></div> | 1.250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 81 | <div>boczek z rurki w kolorze czarnym, zabudowany; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm</div> <div><div>!</div><div>W POŁĄCZENIU Z RAMĄ KRÓTKĄ (KOD 349 I 351) OGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI PODŁOKIETNIKA</div></div> | 650,00 |
| <input type="checkbox"/> | 84 | <div>boczek z rurki w kolorze czarnym, zabudowany; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 310mm</div> <div><div>!</div><div>NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 351</div></div> | 250,00 |



15 Podnózek (część górna); podnózki odchylane i zdejmowane

| | | | |
|--------------------------|------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 93 | podnózek standardowy; kąt zgięcia 110° | - |
| <input type="checkbox"/> | 3532 | podnózek standardowy; kąt zgięcia 110°; podnózek dla krótszej długości podudzia: 290-390mm | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 293 | podnózek standardowy; kąt zgięcia 102°  NIE ŁACZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 7" - KOD 161 I 645 TYLKO Z RAMĄ STANDARDOWĄ (KOD 352) ORAZ DŁUGĄ (KOD 353) | 600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 759 | podnózek kod 93; lewy | - |
| <input type="checkbox"/> | 760 | podnózek kod 93; prawy | - |
| <input type="checkbox"/> | 92 | podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi, para; z ramą 352 lub 353 | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2192 | podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi dla krótszej długości podudzia 290-390mm skrócony;  TYLKO Z RAMĄ 351 TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798 TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380mm | 5.800,00 |
| <input type="checkbox"/> | 757 | podnózek kod 92; lewy  TYLKO Z RAMĄ ŚREDNIĄ (KOD 352) LUB RAMĄ DŁUGĄ (KOD 353) TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798 | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 758 | podnózek kod 92; prawy  TYLKO Z RAMĄ ŚREDNIĄ (KOD 352) LUB RAMĄ DŁUGĄ (KOD 353) TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798 | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 52 | podnózek dla amputantów; para | 2.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4507 | podnózek dla amputantów; prawy | 1.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4508 | podnózek dla amputantów; lewy | 1.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2092 | płynna regulacja długości podudzia przy podnóżku kod 92 | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2093 | płynna regulacja długości podudzia przy podnóżku kod 93 | 350,00 |

16

Stopień podnóżka

(dla długości podudzia poniżej 38cm należy zamówić podnóżek kod 3532 lub 2192)

| | | | |
|--------------------------|-----|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 798 | stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 160mm; regulacja wysokości i kąta  TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380MM | - |
| <input type="checkbox"/> | 808 | stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 150mm; regulacja wysokości i kąta | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 805 | stopień podnóżka dzielony, aluminiowy w kolorze czarnym; głębokość płyty 150mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta | 1.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 54 | stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy; głębokość 150mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta | 700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 87 | stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy; głębokość 100mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta  TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA DO 480MM | 650,00 |

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:

- przy kodach 54, 87, 798, 808 z ramą krótką kod 351 zakres: 290- 390mm


przy ramach kod 349, 352 i 353



- przy kodach 3532 oraz 2192 w zakresie 290-390mm

- dla kodu 805 w zakresie 400-490mm

dla kodu 54, 87, 798, 808 w zakresie 380-520mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.



| | | | |
|--------------------------|-----|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 359 | jednoczęściowy pas podudzia | - |
| <input type="checkbox"/> | 946 | dwa paski podudzia dla każdej nogi oddzielnie; montaż od uchwytu przy podnóżku oraz uchwycie przy stopniu podnóżka. Model może pełnić również funkcję zapiętek oraz strzemion  TYLKO Z PODNÓŻKIEM STANDARDOWYM KOD 93 TYLKO Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798 ORAZ 805 | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 822 | paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona) | 50,00 |
| <input type="checkbox"/> | 823 | zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do pod wózek)  TYLKO Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798 I 808 | 550,00 |

17 Kolor ramy

| | | | | | | |
|--------------------------|------|-------------------|--------------------------|------|-----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 130 | tytanowy | <input type="checkbox"/> | 4919 | srebrny | |
| <input type="checkbox"/> | 206 | czarny mat | <input type="checkbox"/> | 4049 | oliwkowy półmat | |
| <input type="checkbox"/> | 227 | czerwony metalik | <input type="checkbox"/> | 4050 | błękitny półmat | - |
| <input type="checkbox"/> | 224 | niebieski metalik | <input type="checkbox"/> | 4051 | kredowy | |
| <input type="checkbox"/> | 4044 | czerwony półmat | <input type="checkbox"/> | 4922 | zielony metalik | |

18 Tapicerka siedziska

| | | | |
|--------------------------|-----|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | | tapicerka standardowa - brezentowa | - |
| <input type="checkbox"/> | 247 | tapicerka standardowa z brezentu z możliwością regulacji napiętości | 450,00 |

19 Poduszka siedziska

| | | | |
|--|---|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 560 | poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 3cm; obszyta kodurą - czarna | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 561 | poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 6cm; obszyta kodurą - czarna | 200,00 |
| poduszka siedziska płaska; obszyta dzianiną dystansową, miękka | | <input type="checkbox"/> 10331 wysokość 30mm <input type="checkbox"/> 10334 wysokość 50mm kolor <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa | 250,00 |
| 9868 | poduszka siedziska płaska, składana; obszyta kodurą | <input type="checkbox"/> wysokość 30mm <input type="checkbox"/> wysokość 50mm kolor <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10219 | poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 50mm, obszyta dzianiną dystansową, czarna | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4164 | pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360 mm | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3274 | pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380-440mm | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4163 | pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 5062 | klin krokowy miękki, tekstylny z poduszką siedziska o wysokości: <input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 30mm <input type="checkbox"/> 50mm | 400,00 |

20


Netti Contour, tapicerka oddychająca 3D (PODUSZKA SIEDZISKA)

| | | szerokość | głębokość | |
|--------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 7361 | 400 | 400 | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 7362 | 400 | 450 | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 7363 | 430 | 400 | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 7364 | 430 | 450 | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 7365 | 450 | 400 | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 7366 | 450 | 450 | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 7367 | 450 | 500 | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 7368 | 500 | 450 | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 7369 | 500 | 500 | 400,00 |







poduszki Netti dopasowane do realnych wymiarów siedziska +/-20 mm

21

Tapicerka oparcia pleców

| | | | |
|--------------------------|--------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 287 | standardowa tapicerka oparcia pleców, kodura- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami | - |
| <input type="checkbox"/> | 292 | tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10320 | tapicerka oparcia kod 292 (oddychająca) w kolorze: <input type="checkbox"/> czarnym <input type="checkbox"/> czerwonym <input type="checkbox"/> granatowym | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2002 | tapicerka pleców poszerzona o 20mm  TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW Z KODURY NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA KOD 983 I 984 NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ REGULACJI KĄTA OPARCIA | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 9662 | kieszon na zewnętrznej części tapicerki oparcia pleców | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 100227 | fartuch (kołnierz) łączący tapicerkę oparcia pleców z tapicerką siedziska (niwelacja prześwitu między tapicerkami) | 100,00 |

22 Kółka podporowe

| | | | |
|--------------------------|-----|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 728 | kółka podporowe odchylane pod wózek, para  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM OPCJA MOŻLIWA PRZY TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 729 | kółka podporowe odchylane pod wózek, lewe  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 I 4930 OPCJA MOŻLIWA PRZY TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 730 | kółka podporowe odchylane pod wózek, prawe  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 I 4931 OPCJA MOŻLIWA PRZY TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 691 | kółka podporowe wypinane, para  TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 712 | kółka podporowe wypinane, lewe; tylko z wąsem tylnym (lewym) kod 4930  TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4930 | 50,00 |
| <input type="checkbox"/> | 713 | kółka podporowe wypinane, prawe; tylko z wąsem tylnym (prawym) kod 4931  TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4931 | 50,00 |

**23 Wąs tylny (nie pełni roli przeciw wywrotnej)
NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI**





| | | | |
|--------------------------|------|------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 309 | wąs tylny, para | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4930 | wąs tylny, lewy | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4931 | wąs tylny, prawy | 100,00 |

**24 Osłony na szprychy
TYLKO DLA KÓŁ KOD 651, 2651, 848, 695, 752**




| | | | |
|--------------------------|-----|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 489 | przeźroczyste  NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819 | 400,00 |
|--------------------------|-----|---|--------|

25

Stolik (przy kołach 24" najniższa tylna wysokość siedziska 470mm; przy montażu stolika ograniczona regulacja wysokości podłokietników)

| | | | | |
|--------------------------|------|---|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 929 | uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; regulowany; dla szerokości siedziska 380-580mm |  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84 LUB 107 PRZY RAMIE KOD 352 I 253 TYLKO Z BOCZKIEM KOD 81 PRZY RAMIE KRÓTKIEJ - KOD 351 I 349 | 550,00 |
| <input type="checkbox"/> | 930 | stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietnik; dla wybranej szerokości siedziska; przednia krawędź stolika podwyższona |  DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380MM TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84 LUB 107 NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 349 I 351 | 850,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4662 | stolik z plexi; nasuwany jednostronnie; lewy |  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84 LUB 107 NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 349 I 351 | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4663 | stolik z plexi; nasuwany jednostronnie; prawy |  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84 LUB 107 NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 349 I 351 | 1.000,00 |

26 Dodatki

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 833 | pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem metalowym | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 819 | odblaski na szprychy  TYLKO DLA KÓŁ KOD 651, 2561, 848 NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 206964600 | odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe) | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 970 | uchwyt na kulę  TYLKO Z KODEM 309, 4930 LUB 4931 | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 205029500 | deska do przesiadania się | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 679 | blokada złożonego wózka | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 962 | plecak jednokomorowy | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 261519300 | plecak wielokomorowy | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 06-7791 | plecak zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3075902 | śpiwór dla wzrostu 160-185cm | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 5623 | ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową | 230,00 |
| <input type="checkbox"/> | 747 | kółka tylne dojazdowe; 5"; dla wąskich przejazdów; para  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728, 729 I 730 DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 420MM | 550,00 |



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka