

Długość podudzia model 1.180

24-calowe tylne koło kod 61			
Stopień podnóżka	Stopień podnóżka	Stopień podnóżka	
kod 311	kod 312	kod 312/128	

kod	przednia wysokość siedziska	Długość podudzia w mm		
346 / 351	450mm	340-420	340-420	250-330
	460mm	350-430	350-430	260-340
	470mm	360-440	360-440	270-350
	480mm	370-450	370-450	280-360
	490mm	380-460	380-460	290-370
346 / 352	470mm	360-440	360-440	270-350
	480mm	370-450	370-450	280-360
	490mm	380-460	380-460	290-370
	500mm	390-470	390-470	300-380
	510mm	400-480	400-480	310-390
346 / 353	490mm	380-460	380-460	290-370
	500mm	390-470	390-470	300-380
	510mm	400-480	400-480	310-390
	520mm	410-490	410-490	320-400
	530mm	420-500	420-500	330-410
347 / 351	450mm	340-410	340-410	250-330
	460mm	350-420	350-420	260-340
	470mm	360-430	360-430	270-350
	480mm	370-440	370-440	280-360
	490mm	380-450	380-450	290-370
347 / 352	470mm	360-430	360-430	270-350
	480mm	370-440	370-440	280-360
	490mm	380-450	380-450	290-370
	500mm	390-460	390-460	300-380
	510mm	400-470	400-470	310-390
347 / 353	490mm	380-450	380-450	290-370
	500mm	390-460	390-460	300-380
	510mm	400-470	400-470	310-390
	520mm	410-480	410-480	320-400
	530mm	420-490	420-490	330-410

25-calowe tylne koło kod 62		
Stopień podnóżka	Stopień podnóżka	Stopień podnóżka
kod 311	kod 312	kod 312/128

przednia wysokość siedziska	Długość podudzia w mm		
460mm	340-430	340-430	250-330
470mm	350-440	350-440	260-340
480mm	360-450	360-450	270-350
490mm	370-460	370-460	280-360
500mm	380-470	380-470	290-370
480mm	360-450	360-450	270-350
490mm	370-460	370-460	280-360
500mm	380-470	380-470	290-370
510mm	390-480	390-480	300-380
520mm	400-490	400-490	310-390
500mm	380-470	380-470	290-370
510mm	390-480	390-480	300-380
520mm	400-490	400-490	310-390
530mm	410-500	410-500	320-400
540mm	420-510	420-510	330-410
460mm	340-420	340-420	250-330
470mm	350-430	350-430	260-340
480mm	360-440	360-440	270-350
490mm	370-450	370-450	280-360
500mm	380-460	380-460	290-370
480mm	360-440	360-440	270-350
490mm	370-450	370-450	280-360
500mm	380-460	380-460	290-370
510mm	390-470	390-470	300-380
520mm	400-480	400-480	310-390
500mm	380-460	380-460	290-370
510mm	390-470	390-470	300-380
520mm	400-480	400-480	310-390
530mm	410-490	410-490	320-400
540mm	420-500	420-500	330-410

26-calowe tylne koło kod 68		
Stopień podnóżka	Stopień podnóżka	Stopień podnóżka
kod 311	kod 312	kod 312/128

przednia wysokość siedziska	Długość podudzia w mm		
470mm	340-440	340-440	250-330
480mm	350-450	350-450	260-340
490mm	360-460	360-460	270-350
500mm	370-470	370-470	280-360
510mm	380-480	380-480	290-370
490mm	360-460	360-460	270-350
500mm	370-470	370-470	280-360
510mm	380-480	380-480	290-370
520mm	390-490	390-490	300-380
530mm	400-500	400-500	310-390
510mm	380-480	380-480	290-370
520mm	390-490	390-490	300-380
530mm	400-500	400-500	310-390
540mm	410-510	410-510	320-400
550mm	420-520	420-520	330-410
470mm	340-430	340-430	250-330
480mm	350-440	350-440	260-340
490mm	360-450	360-450	270-350
500mm	370-460	370-460	280-360
510mm	380-470	380-470	290-370
490mm	360-450	360-450	270-350
500mm	370-460	370-460	280-360
510mm	380-470	380-470	290-370
520mm	390-480	390-480	300-380
530mm	400-490	400-490	310-390
510mm	380-470	380-470	290-370
520mm	390-480	390-480	300-380
530mm	400-490	400-490	310-390
540mm	410-500	410-500	320-400
550mm	420-510	420-510	330-410