

Formularz zamówienia

EUROCHAIR

wózek inwalidzki ręczny, model 1.750
 wózek inwalidzki specjalny, model 1.750,
 wersja Stab
 wózek inwalidzki ręczny, model 1.750,
 wersja Hemi



Zamawiający

Nr zamówienia
 (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:
2 000,00 zł brutto

cena wersji z hamulcami bębnowymi
 dla osoby towarzyszącej:
3 000,00 zł brutto

S.15.01.00.12

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem demontażu, regulacja środka ciężkości; możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

S.16.01.00

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; konfiguracja:
 kod 871: system ciągów jednostronnych
 kod 650: hamulec jednostronny
 kod 4906: adapter HEMI - montaż widelca kółek przednich

S.17.01.00

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych;
 konfiguracja:
 elementy stabilizacji w formularzu

1 Szerokość siedziska

38	szerokość siedziska 380mm	- zł
40	szerokość siedziska 400mm	- zł
43	szerokość siedziska 430mm	- zł
46	szerokość siedziska 460mm	- zł
48	szerokość siedziska 480mm	- zł
350	szerokość siedziska 500mm	100,00 zł
53	szerokość siedziska 530mm	100,00 zł

2 Głębokość siedziska

615	głębokość siedziska 400mm	plynna regulacja głębokości siedziska w zakresie 400-430mm poprzez regulację tapicerki siedziska	- zł
788	głębokość siedziska 430mm		- zł
619	głębokość siedziska 460mm	regulacja głębokości siedziska poprzez rozsunięcie ramy wózka	100,00 zł

3 Wysokość oparcia pleców

635	400mm	- zł
442	420mm	- zł

3a Tapicerka oparcia pleców

287	tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna	- zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca) w kolorze:	czarnym czerwonym granatowym 250,00 zł
13526	trzyzęściowa kieszka naszyta na zewnętrzną część tapicerki oparcia pleców	200,00 zł

3b Poduszki oparcia pleców Netti

	poduszka oparcia pleców Netti UNO (głębokość stabilizacji bocznej 100mm)			700,00 zł
	TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 575			
	poduszka oparcia pleców Netti SMART (głębokość stabilizacji bocznej 120mm)			950,00 zł
	TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 575			
	poduszka oparcia pleców Netti STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 170mm)	tapicerka łatwowymywalna EASY CARE	tapicerka oddychająca „3D”	950,00 zł
	TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 575			
	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 170mm - usztywnione)			1 100,00 zł
	TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 575			

4 Elementy stabilizacji

4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00 zł
4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00 zł
2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00 zł
4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 800mm	200,00 zł
3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1100mm	200,00 zł
3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1400mm	200,00 zł

5 Typ oparcia

<input checked="" type="checkbox"/>	622	rukry oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	- zł
-------------------------------------	-----	--	------

6 Rączki do pchania wózka

410	długie rączki do pchania wózka	- zł
411	oparcie pleców bez rączek do pchania wózka	150,00 zł
1090827	regulowane na wysokość rączki do pchania wózka; regulacja do +100mm; montaż w rurkach oparcia pleców TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 420MM - KOD 442	400,00 zł

7 Kółka przednie

325	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa; ogumienie szare	- zł
143	kółka 150x32mm; pełne; pianka PU - szara; felga z tworzywa; ogumienie szare	300,00 zł

8 Koła tylne

61/692	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane; ogumienie pełne 24x1 3/8" - szare	- zł
61/496	koła DAY-lite; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnymi ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe 24x1" - czarne	1 300,00 zł

9 Ciągi

494	ciągi aluminiowe- srebrne	24"	- zł
871	system ciągów jednostronnych; koła kompletne: felga, szprychy oraz ciągi czarne TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1 3/8" - KOD 902 TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480MM NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706	60- ręka lewa 74-ręka prawa	2 300,00 zł

9a Odległość ciągu od koła

<input checked="" type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm) w zależności od modelu koła i ogumienia	- zł
-------------------------------------	-----	--	------

10 Hamulce

305	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka	- zł
2565	hamulce dociskowe dla użytkownika; poziome	600,00 zł

11 Boczki

577	boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; długość podłokietnika ok 307mm	- zł
102	osłona boczna z tworzywa; w kolorze czarnym, z nadkolem; stała	1 200,00 zł

12 Podnóżek (część górna)

93	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110°; para	- zł
92	podnóżek z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; para	750,00 zł

13 Stopień podnóżka

798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 160mm; regulacja wysokości i kąta	- zł
54	stopień podnóżka jednoczęściowy - odchylany; profil aluminiowy w kolorze czarnym, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta	1 000,00 zł
359	pasek podudzia	- zł
	pas podudzia z dodatkowymi uchwytami na wysokości piszczeli dla stabilizacji nóg na stopniu podnóżka	200,00 zł

⚠ Podaj długość podudzia

podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki siedziska i jest regulowana w zakresie:

380-520mm dla standardowych modeli podnóżków

⚠ W przypadku użytkownika wózka z poduszką należy określić w następujący sposób:

jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm, to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm

4173	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona); para	150,00 zł
1060267	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp pod wózek) ⚠ TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798	400,00 zł

14 Kolor ramy

4919	srebrny	- zł
186	ciemny niebieski (wydłużony okres realizacji)	- zł

15 Poduszki siedziska standardowe

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie kodura w kolorze czarnym

10332	wysokość 30mm	250,00 zł
10335	wysokość 60mm	250,00 zł

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa (oddychająca) w kolorze:

	czarna	czerwona	granatowa	
10331	wysokość 30mm			300,00 zł
10334	wysokość 60mm			

15a Poduszki siedziska Netti Contour (tapicerka oddychająca 3D)

	szerokość	głębokość	
7361	400	400	600,00 zł
7362	400	450	600,00 zł
7363	430	400	600,00 zł
7364	430	450	600,00 zł
7365	450	400	600,00 zł
7366	450	450	600,00 zł
7367	450	500	600,00 zł
7368	500	450	600,00 zł
7369	500	500	600,00 zł

16 Siedzisko (stabilizacja)

4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm			200,00 zł
3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 450mm			200,00 zł
4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm			200,00 zł

klin krokowy miękki, wysoki; wszyty w poduszkę siedziska; wysokość poduszki:

5062	10mm	30mm	60mm	400,00 zł
------	------	------	------	-----------

17 Kółka podporowe

109835	kółka podporowe wyjmowane:	lewe	prawe	100,00/szt.
--------	----------------------------	------	-------	-------------

18 Osłony na szprychy


489	przeźroczyste dla kół 24"			400,00 zł
	⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z ODBLASKAMI KOD 819			

19 Stolik terapeutyczny (przy kołach 24" najniższa wysokość siedziska 470mm; ograniczona regulacja wysokości podłokietników)

929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi, przeźroczysty; nasuwany na podłokietniki; regulowany dla szerokości siedziska 380-580mm	650,00 zł
930	stolik terapeutyczny z plexi, nasuwany na podłokietniki; dla wybranej szerokości siedziska; przednia krawędź stolika podwyższona	950,00 zł
	⚠ DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380-500MM	

20 Dodatki

2033	pas bezpieczeństwa, biodrowy	100,00 zł
6219	pas bezpieczeństwa, biodrowy z zamkiem samochodowym	150,00 zł
970	uchwyt na kulę (1 uchwyt = 1 kula)	100,00 zł
205029500	deska do przesiadania się	300,00 zł
962	plecak jednokomorowy	150,00 zł
261519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
06-7791	plecak jednokomorowy z kieszenią zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców (nie obciąża tapicerki oparcia pleców)	400,00 zł
3075902	śpiwór dla osób o wzroście 160-185cm	500,00 zł
5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00 zł
746	kółka tylne „dojazdowe” 5”; dla wąskich przejazdów; para	150,00 zł
	⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓLKAMI PODPOROWYMI KOD 728, 729 I 730	
	⚠ DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 420MM	



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi dotyczące
realizacji
zamówienia
wózka