

Formularz zamówienia

EUROCHAIR 2

wózek inwalidzki ze stopów lekkich,
 model 2.750
 wózek inwalidzki ze stopów lekkich,
 model 2.750, wersja Stab
 wózek inwalidzki ze stopów lekkich,
 model 2.750, wersja Hemi



Zamawiający

Nr zamówienia
 (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:
1 700,00 zł brutto

cena wersji z hamulcami bębnowymi
 dla osoby towarzyszącej:
2 100,00 zł brutto

S.13.01.00

Wózek ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany; dla dorosłych

S.16.01.00

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; konfiguracja:
 kod 871: system ciągów jednostronnych
 kod 650: hamulec jednostronny
 kod 4906: adapter HEMI - montaż widelca kółek przednich

S.17.01.00

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; konfiguracja:
 elementy stabilizacji w formularzu

1 Szerokość siedziska

38	szerokość siedziska 380mm	- zł
40	szerokość siedziska 400mm	- zł
43	szerokość siedziska 430mm	- zł
46	szerokość siedziska 460mm	- zł
48	szerokość siedziska 480mm	- zł
350	szerokość siedziska 500mm	- zł
53	szerokość siedziska 530mm	- zł

2 Głębokość siedziska

<input checked="" type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 430mm	- zł
<p>⚠ możliwość zmiany głębokości siedziska w zakresie 400- 490mm poprzez rozsuniecie ramy; żądaną głębokość siedziska podaj w uwagach na ostatniej stronie formularza</p>			500,00 zł

3 Wysokość oparcia pleców

			400mm	
642	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami (3 paski wszyte na stałe)		420mm	- zł
			440mm	
575	tapicerka oparcia pleców dwuczęściowa: z regulacją napiętości pasami (5 pasków); pokrowiec z kodury (kod 287) lub dzianiny oddychającej (kod 10320)		400mm	300,00 zł
			420mm	
			440mm	
287	tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna			- zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca) w kolorze: czarnym czerwonym granatowym			250,00 zł
⚠ TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI KOD 575				
13526	trzyczęściowa kieszeń naszyta na zewnętrzną część tapicerki oparcia pleców			200,00 zł

3a Poduszki oparcia pleców Netti

poduszka oparcia pleców Netti UNO (głębokość stabilizacji bocznej 100mm)				700,00 zł
⚠ TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 575				
poduszka oparcia pleców Netti SMART (głębokość stabilizacji bocznej 120mm)				950,00 zł
⚠ TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 575				
poduszka oparcia pleców Netti STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 170mm)	tapicerka łatwowymywalna EASY CARE	tapicerka oddychająca „3D”		950,00 zł
⚠ TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 575				
poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 170mm - usztywnione)				1 100,00 zł
⚠ TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW KOD 575				

4 Elementy stabilizacji

4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00 zł
4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00 zł
2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00 zł
4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 800mm	200,00 zł
3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1100mm	200,00 zł
3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1400mm	200,00 zł

5 Typ oparcia

<input checked="" type="checkbox"/>	622	rukry oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	- zł
-------------------------------------	-----	--	------

6 Rączki do pchania wózka

<input checked="" type="checkbox"/>	410	długie rączki do pchania wózka	- zł
-------------------------------------	-----	--------------------------------	------

7 Przednia wysokość siedziska (bez poduszki)

	470	520
180mm		

8 Kółka przednie

<input checked="" type="checkbox"/>	161	kółka 175x40mm; pełne; twarda guma - szara; felga z tworzywa	- zł
-------------------------------------	-----	--	------

9 Koła tylne

<input checked="" type="checkbox"/>	651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	22", 24"	- zł
-------------------------------------	-----	---	----------	------

10 Ciągi

	494	ciągi aluminiowe- srebrne	22", 24"	- zł
--	-----	---------------------------	----------	------

		system ciągów jednostronnych; koła kompletne: felga, szprychy oraz ciągi czarne	60- ręka lewa	
871		⚠ TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1 3/8" - KOD 902		2 300,00 zł
		⚠ TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480MM		
		⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489	74-ręka prawa	
		⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706		

10a Odległość ciągu od koła

<input checked="" type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm) w zależności od modelu koła i ogumienia	- zł
-------------------------------------	-----	--	------

11 Ogumienie kół tylnych (dla wybranych modeli kół)

902	ogumienie pełne - szare	24x1 3/8"	- zł
ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run czerwono- czarne; gładkie	24x1"	400,00 zł
ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run niebiesko- czarne; gładkie	24x1"	400,00 zł

12 Hamulce

<input checked="" type="checkbox"/>	651	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka	- zł
-------------------------------------	-----	--	------

13 Boczki

<input checked="" type="checkbox"/>	107	boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 330mm	- zł
-------------------------------------	-----	--	------

14 Podnóżek (część górna)

93	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110°; para	- zł
----	--	------

92	podnóżek z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; para	750,00 zł
----	---	-----------

15 Stopień podnóżka

798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 160mm; regulacja wysokości i kąta	- zł
-----	--	------

54	stopień podnóżka jednoczęściowy - odchylany; profil aluminiowy w kolorze czarnym, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta	1 000,00 zł
----	--	-------------

359	pasek podudzia	100,00 zł
-----	----------------	-----------

946	dwa osobne paski podudzia zaczepiane od stopnia podnóżka do uchwytu przy podnóżku	- zł
-----	---	------

	pas podudzia z dodatkowymi uchwytami na wysokości piszczyli dla stabilizacji nóg na stopniu podnóżka	200,00 zł
--	--	-----------

⚠ Podaj długość podudzia

podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki siedziska i jest regulowana w zakresie:

380-520mm dla standardowych modeli podnóżków

⚠ W przypadku użytkownika wózka z poduszką należy określić w następujący sposób:

jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz poduszką o grubości 50mm, to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm

10543780822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona); para	150,00 zł
-------------	---	-----------

1060267	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp pod wózek) ⚠ TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798	450,00 zł
---------	---	-----------

16 Kolor ramy

4919 srebrny

- zł

17 Poduszki siedziska standardowe

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie kodura w kolorze czarnym

560	wysokość 30mm	100,00 zł
561	wysokość 60mm	150,00 zł

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa (oddychająca) w kolorze:

	czarna	czerwona	granatowa	
10331	wysokość 30mm			300,00 zł
10334	wysokość 60mm			

17b Poduszki siedziska Netti Contour (tapicerka oddychająca 3D)

	szerokość	głębokość	
7361	400	400	600,00 zł
7362	400	450	600,00 zł
7363	430	400	600,00 zł
7364	430	450	600,00 zł
7365	450	400	600,00 zł
7366	450	450	600,00 zł
7367	450	500	600,00 zł
7368	500	450	600,00 zł
7369	500	500	600,00 zł

18 Siedzisko (stabilizacja)

4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm	200,00 zł
3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 450mm	200,00 zł
4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm	200,00 zł

5062	klin krokowy miękki, wysoki; wszyty w poduszkę siedziska; wysokość poduszki:	400,00 zł
	10mm 30mm 60mm	

19 Kółka podporowe


<input checked="" type="checkbox"/>	691	kółka podporowe wyjmowane (para)	- zł
-------------------------------------	-----	----------------------------------	------

20 Stolik terapeutyczny (przy kołach 24" najniższa wysokość siedziska 470mm; ograniczona regulacja wysokości podłokietników)

929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi, przezroczysty; nasuwany na podłokietniki; regulowany dla szerokości siedziska 380-580mm	550,00 zł
-----	---	-----------

21 Dodatki

833	pas bezpieczeństwa, biodrowy	100,00 zł
6219	pas bezpieczeństwa, biodrowy z zamkiem samochodowym	150,00 zł
970	uchwyt na kulę (1 uchwyt = 1 kula)	100,00 zł
205029500	deska do przesiadania się	300,00 zł
962	plecak jednokomorowy	150,00 zł
261519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
06-7791	plecak jednokomorowy z kieszenią zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców (nie obciąża tapicerki oparcia pleców)	400,00 zł
3075902	śpiwór dla osób o wzroście 160-185cm	500,00 zł
5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00 zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia wózka