

# Formularz zamówienia

## SMART S

wózek inwalidzki ze stopów lekkich,  
 model 2.760  
 wózek inwalidzki ze stopów lekkich,  
 model 2.760, wersja Junior  
 wózek inwalidzki specjalny,  
 model 2.760, wersja Hemi



Zamawiający

Nr zamówienia  
 (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:  
**12 400,00 zł brutto**

S.15.01.00.12

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie; o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

S.15.02.01.12

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 12 kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach.

S.16.01.00

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; konfiguracja:  
 kod 871: system ciągów jednostronnych  
 kod 650: hamulec jednostronny  
 kod 4906: adapter HEMI - montaż widelca kótek przednich

**1 Rama wózka**

RAMA WÓZKA	GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA	długość całkowita
351 rama krótka	380-420mm	880-950mm
352 rama średnia	440-460mm	920-950mm
353 rama długa	480-500mm	960-1030mm

**2 Rama przednia (kąt ramy)**

rama standardowa; kąt ramy przedniej 101° (stopień podnóżka wysunięty do przodu wózka) - zł

**2A Rama przednia (model ramy przedniej)**

rama przednia prosta (bez przewężenia) - zł

### 3 Szerokość i głębokość siedziska

	rama krótka			rama średnia		rama długa	
	C-368 380mm	C-615 40mm	C-784 420mm	C-618 440mm	C-619 460mm	C-787 480mm	C-792 500mm
320mm (C-32)	500,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	700,00 zł	750,00 zł
340mm (C-34)	500,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	700,00 zł	750,00 zł
360mm (C-36)	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	550,00 zł
380mm (C-38)	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	550,00 zł
400mm (C-40)	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	550,00 zł
420mm (C-342)	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	550,00 zł
440mm (C-344)	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	550,00 zł
460mm (C-46)	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	550,00 zł
480mm (C-48)	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	550,00 zł
500mm (C-350)	500,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	700,00 zł	750,00 zł
520mm (C-952)	500,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	700,00 zł	750,00 zł

**Szerokość siedziska:** wymiar tapicerki po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczками do +10mm w zależności od modelu boczków

**Głębokość siedziska:** wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki

4

## Wysokość oparcia pleców (wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki); tapicerka z regulacją napiętości pasami

620	wysokość oparcia pleców 250mm <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 140</b>		100,00 zł
626	wysokość oparcia pleców 300mm		- zł
631	wysokość oparcia pleców 350mm	możliwość podwyższenia wysokości oparcia pleców o +25mm	- zł
632	wysokość oparcia pleców 400mm		- zł
633	wysokość oparcia pleców 450mm		150,00 zł
637	wysokość oparcia pleców 500mm <b>⚠ TYLKO Z KRÓTKIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA - KOD 410</b>		400,00 zł

5

## Typ oparcia

4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm		250,00 zł
4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm		250,00 zł
2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm		250,00 zł
4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm		200,00 zł
3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 800mm		200,00 zł
3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1100mm		200,00 zł
3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1400mm		200,00 zł
3554	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy; klamra plastikowa <b>⚠ TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA (KOD 412) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814</b>		200,00 zł
6221	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy; zamek samochodowy <b>⚠ TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA (KOD 410) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814</b>		500,00 zł

## 6 Rączki do pchania wózka

410	<p>krótkie rączki do pchania wózka</p> <p>⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814</b></p> <p>⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI KOD 706</b></p>	- zł
412	długie rączki do pchania wózka	200,00 zł
502	<p>krótkie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do +150mm; montaż do rurki oparcia pleców</p> <p>⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI Z RURKI KOD 24</b></p> <p>⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 140 I 141</b></p> <p>⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SZTANGĄ SKŁADANĄ KOD 238</b></p>	800,00 zł
140	<p>krótkie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do +100mm; rączki wysuwane z rurek oparcia pleców</p> <p>⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 250MM - KOD 620</b></p> <p>⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622</b></p> <p>⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 141</b></p> <p>⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI KOD 706</b></p>	1 300,00 zł
141	<p>krótkie rączki do prowadzenia wózka, składane</p> <p>⚠ <b>TYLKO Z OPARCIEM PROSTYM - KOD 621</b></p> <p>⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z INNYM MODELEM RĄCZEK DO PROWADZENIA WÓZKA</b></p> <p>⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SZTANGĄ SKŁADANĄ KOD 814</b></p>	500,00 zł

### 6a Sztanga poprzeczna oparcia pleców (tylko z rączkami kod 410 lub 502)

814	<p>sztanga poprzeczna mocowana do rączek oparcia pleców</p> <p>⚠ <b>TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI (KOD 412) LUB REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ (KOD 502)</b></p>	700,00 zł
238	<p>sztanga poprzeczna montowana do rurki oparcia pleców, poniżej rączek; składana razem z wózkiem</p> <p>⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ - KOD 502</b></p>	900,00 zł

## 7 Przednia wysokość siedziska

wymiar bez poduszki; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska 100mm

400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540

kółka przednie 100mm

kółka przednie 125mm

kółka przednie 142mm

kółka przednie 180mm

## 8 Kółka przednie

151	kółka 100x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa	czarne	szare
325	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa	czarne	szare
142	kółka 142x40mm; pełne; miękka guma; felga z tworzywa	czarne	szare
161	kółka przednie 180mm, pełne; szare		- zł
645	kółka przednie 180mm, pompowane; szare		- zł
2480	kółka 100x23mm; pełne; twarda guma; kółka świecące; felga z tworzywa		200,00 zł
2481	kółka 100x32mm; pełne; twarda guma - czarna; felga aluminiowa - srebrna		400,00 zł
2482	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma - czarna; felga aluminiowa - srebrna		500,00 zł
2483	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - srebrna		200,00 zł
2484	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czarna		200,00 zł
2485	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - biała		200,00 zł
2486	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czerwona		200,00 zł
2487	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - niebieska		200,00 zł
2488	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - pomarańczowa		200,00 zł
2489	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - srebrna		250,00 zł
2490	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czarna		250,00 zł
2491	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - biała		250,00 zł
2492	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czerwona		250,00 zł
2493	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - niebieska		250,00 zł
2494	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - pomarańczowa		250,00 zł
2495	kółka 100x30mm; pełne; twarda guma- czarna; felga karbonowa - czarna		300,00 zł
2496	kółka 125x30mm; pełne; twarda guma- czarna; felga karbonowa - czarna		350,00 zł
903/ 2144	wzmocniony widelec kółek przednich wraz z wzmocnioną ośką kół tylnych. Zalecany w przypadku montażu do wózka napędów elektrycznych oraz przy Użytkownikach o większej wadze		1 100,00 zł

**9 Tylna wysokość siedziska (bez poduszki)**


370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

koła 22x1"

koła 24"

koła 25"

koła 26"

 maksymalna różnica między przednią a tylną wysokością siedziska 100mm

## 10 Koła tylne

651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane KOŁA STANDARDOWE WYSTĘPUJĄCE W SYSTEMIE Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA KOD 706	22", 24"	- zł
2651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI (KOD 706) ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH (KOD 871)</b>	24"	- zł
848	koła SILVERDESIGNE; felga, piasta i szprychy srebrne; promienisty układ szprych; felga z wysokim kołnierzem <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI (KOD 706) ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH (KOD 871)</b>	24"	100,00 zł
695	koła AKTIV; promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) zalecane dla użytkowników o wadze pow. 100kg. <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI - KOD 494</b> <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 I 853</b> <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166</b> <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI KOD 706</b> <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KÓŁ TYLNYCH 474 I 902</b>	24x1" 25x1" 26x1"	900,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł
2469	koła SPINERGY CLX; karbonowe; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902</b>	24x1"	5 300,00 zł
2470	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902</b>	24x1"	3 900,00 zł
2471	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze białym <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902</b>	24x1"	3 900,00 zł
2472	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze pomarańczowym <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902</b>	24x1"	3 900,00 zł

### 10a Koła tylne - kompletne: felga, ciągi oraz ogumienie

752	koła LIGHT; promienisty układ szprych; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe - czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, szare; 24x1" <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907</b>	22:1" 24x1"	400,00 zł
2461	koła DAY LITE; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe- czarne; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE- czarne; <b>▲ DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100KG</b>	24x1"	1 000,00 zł
2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe- srebrne; <b>▲ możliwość zamówienia innego modelu ogumienia wysokociśnieniowego z oferty MEYRA</b>	24x1"	900,00 zł
2466	koła CROSS; ogumienie terenowe; ciągi stalowe <b>▲ koła zalecane z boczkiem aktywnym KOD 98</b> <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 447</b>	24x1,75"	500,00 zł
2473	koła BLACKLIGHT; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe - czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus	24x1"	500,00 zł
2468	koła DAY LITE; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe- czarne; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne; <b>▲ DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100KG</b>	25x1"	1 100,00 zł

## 11 Ciągi

493	ciągi ze stali nierdzewnej	24"	- zł
494	ciągi aluminiowe- srebrne <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV - KOD 695</b>	22"; 24"	200,00 zł
445	ciągi tytanowe <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1 600,00 zł
849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1 600,00 zł
850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium powlekane <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1 900,00 zł
853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1 800,00 zł
168	ciągi OPTIGRIPP - aluminiowe; powlekane dla Tetraplegików	24"	1 100,00 zł
871	system ciągów jednostronnych; koła kompletne: felga, szprychy oraz ciągi czarne; dla kół 24" <b>⚠ TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1 3/8" - KOD 902</b> <b>⚠ TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480MM</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z AKTYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 907</b>	60- ręka lewa  74-ręka prawa	1 800,00 zł
166	silikonowa nakładka na ciągi, czarna <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV (KOD 695) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 ORAZ 487</b>	24"	400,00 zł

### 11a Odległość ciągu od koła

692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm) w zależności od modelu koła i ogumienia	- zł
693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm) w zależności od modelu koła i ogumienia <b>⚠ TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 ORAZ 848</b>	- zł

## 12 Ogumienie kół tylnych (dla wybranych modeli kół)

496	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run - szare	22x1"; 24x1"	- zł
486	ogumienie pompowane; szare, gładkie	22x1 3/8"; 24x1 3/8"	- zł
902	ogumienie pełne - szare	22x1"; 22x1 3/8"; 24x1"; 24x1 3/8"	- zł
363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; czarne; wzmocnione	24x1"	400,00 zł
395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyraźnym bieżnikiem	24x1"	150,00 zł
897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyraźnym bieżnikiem; o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	22x1"; 24x1"	250,00 zł
474	ogumienie pełne; czarne <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV (KOD 695)</b>	24x1"	150,00 zł
ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run czerwono- czarne; gładkie	24x1"	250,00 zł
ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run niebiesko- czarne; gładkie	24x1"	250,00 zł

## 13 Regulacja środka ciężkości

AKTYWNY		POŚREDNI		PASYWNY	
1 - 100mm	2 - 90mm	3 - 80mm	4 - 70mm	5 - 60mm	6 - 50mm 7 - 40mm

**DYSTANS NR 1 I NR 2 - NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 351 DLA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 380-420MM**

**Środek ciężkości:** odległość od tylnej krawędzi rurki oparcia pleców do środka koła napędowego (szybkoszłączki)

### 13a Varioblock (opcje)

992	wzmocniony VARIOBLOCK kół tylnych - wymagany przy montażu specjalistycznych napędów dodatkowych; zalecany przy użytkowaniu wózka z dodatkowymi napędami elektrycznymi; VARIOBLOCK powoduje zwiększenie całkowitej szerokości wózka o ok 20-30mm <b>⚠ TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 0° - KOD 423</b> <b>⚠ TYLKO Z BOCZKAMI KOD 81 LUB 84</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI POZIOMYMI - KOD 2595</b>	750,00 zł
-----	---	-----------

## 14 Kamber (kąt nachylenia kół tylnych)

423	kąt nachylenia kół tylnych (kamber) 0°	- zł
447	kąt nachylenia kół tylnych (kamber) 3° <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI LIGHT - KOD 752</b> <b>⚠ NIE ZALECANY Z KOŁAMI TYLNYMI CROSS - KOD 2466</b>	- zł

## 15 Hamulce

305	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka	- zł
650/60	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; hamulec jednostronny na <b>rękę lewą</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 100 I KOD 748</b>	1 600,00 zł
650/74	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; hamulec jednostronny na <b>rękę prawą</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 100 I KOD 748</b>	1 600,00 zł
706	hamulce bębnowe dla opiekuna dla kół 24"; kompletne koła tylne: felga, szprychy i piasta w kolorze srebrnym (kod 651) <b>TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651)</b> <b>TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓŻKA KOD 412 LUB KOD 502</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871</b> <b>NIE ZALECANY Z BOCZKIEM AKTYWNYM KOD 98</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z AKTYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI</b>	22" 2 000,00 zł 24"

## 16 Boczki

100	boczki aktywne aluminiowe w kolorze czarnym; z wkładką neoprenową; stałe; nadkole o szerokości 35mm	- zł
98	boczki aktywne aluminiowe w kolorze czarnym; z wkładką neoprenową; stałe; nadkole o szerokości 50mm <b>⚠ NIE ZALECANY Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706</b>	- zł
748	boczki aktywne aluminiowe; w kolorze czarnym; z wkładką neoprenową; stałe; szerokość nadkola ok 45mm; regulowany na wysokość krótki podłokietnik; długość podłokietnika ok 250mm <b>⚠ DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 440MM</b> <b>⚠ NIE ZALECANY Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 447</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI POZIOMYMI KOD 2595</b> <b>⚠ NIE ZALECANY Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706</b>	750,00 zł
783	boczki aktywne wykonane z karbonu w kolorze czarnym; z wkładką neoprenową; stałe; nadkole o szerokości 35mm	1 400,00 zł
302	ostony boczne aluminiowe w kolorze czarnym; z wkładką neoprenową; stałe; bez nadkola <b>⚠ DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 430MM</b>	- zł
81	boczki z rurki w kolorze ramy; zabudowany; odchylany i wyjmowany regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm <b>⚠ DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA 450MM</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI POZIOMYMI KOD 2595</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 447</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706</b>	400,00 zł
84	boczki z rurki w kolorze ramy; zabudowany; odchylany i wyjmowany regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 360mm <b>⚠ DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA 440MM</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI POZIOMYMI KOD 2595</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 447</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706</b>	150,00 zł
24	podłokietnik z rurki; montowany z tyłu wózka; odchylany <b>⚠ TYLKO Z BOCZKAMI KOD 98, 100 LUB 783</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA - KOD 29</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502</b>	1 300,00 zł

## 17 Podnózek

93	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110°	- zł
759	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110° (kod 93); <b>lewy</b>	- zł
760	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 110° (kod 93); <b>prawy</b>	- zł
293	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 102° (stopień podnóżka bliżej tyłu wózka); <b>para</b>	300,00 zł
	<b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 7" - KOD 161 I 645</b>	
3532	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane; kąt zgięcia 102° <b>⚠ PODNÓŻKI DLA KRÓTSZEJ DŁUGOŚCI PODUDZIA 270-360MM</b>	900,00 zł
92	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; <b>para</b> <b>⚠ TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380MM</b> <b>⚠ TYLKO Z DZIELONYM STOPNIU PODNÓŻKA - KOD 798</b>	250,00 zł
52	podnózek dla amputantów, odchylany i wyjmowany; <b>para</b>	2 900,00 zł
4507	podnózek dla amputantów, odchylany i wyjmowany; <b>prawy</b>	1 500,00 zł
4508	podnózek dla amputantów, odchylany i wyjmowany; <b>lewy</b>	1 500,00 zł
925	dźwignia ułatwiająca odblokowanie <b>podnóżków kompaktowych kod 293</b>	150,00 zł

## 18 Stopień podnóżka

312	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze czarnym; głębokość 100mm; odchylany; regulacja wysokości i kąta	- zł
315	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa w kolorze czarnym; głębokość płyty 150mm; odchylany; regulacja wysokości i kąta	600,00 zł
<b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 7" - KOD 151 I KOD 645</b>		
808	stopień podnóżka dzielony, płyta aluminiowa w kolorze czarnym; regulacja wysokości, głębokości i kąta	1 500,00 zł
798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 160mm	- zł
<b>⚠ TYLKO Z PODNÓŻKIEM Z REGULACJĄ KĄTA - KOD 92</b>		
359	pasek podudzia	- zł
	pas podudzia z dodatkowymi uchwytami na wysokości piszczeli dla stabilizacji nóg na stopniu podnóżka	200,00 zł

**⚠** Podaj długość podudzia

podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki siedziska i jest regulowana w zakresie:

390-480mm dla podnóżka kod 312 i 315

400-490mm dla podnóżka kod 798 i 808

270-360mm dla podnóżka kod 3532

**⚠** W przypadku użytkownika wózka z poduszką należy określić w następujący sposób:

**jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz poduszką o grubości 50mm, to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm**

**19 Kolor ramy**

4919	srebrny	
4049	oliwkowy mat	
4050	błękitny mat	- zł
4051	biały kredowy	
130	tytanowy - szary	700,00 zł
206	czarny mat	
224	niebieski metalik	
227	czzerwony metalik z efektem BROKAT	950,00 zł
4044	czzerwony półmat	
4922	zielony metalik z efektem REFLEX	

**20 Poduszki siedziska standardowe**

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie kodura w kolorze:

	czarna	czzerwona	granatowa	
560	wysokość 30mm			- zł
561	wysokość 60mm			100,00 zł

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa (oddychająca) w kolorze:

	czarna	czzerwona	granatowa	
10331	wysokość 30mm			300,00 zł
10334	wysokość 60mm			

poduszka siedziska płaska- składana, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa w kolorze:

	czarna	czzerwona	granatowa	
9868	wysokość 30mm			300,00 zł
	wysokość 60mm			

## 20b Poduszki siedziska Netti Contour (tapicerka oddychająca 3D)

	szerokość	głębokość	
7361	400	400	250,00 zł
7362	400	450	250,00 zł
7363	430	400	250,00 zł
7364	430	450	250,00 zł
7365	450	400	250,00 zł
7366	450	450	250,00 zł
7367	450	500	250,00 zł
7368	500	450	250,00 zł
7369	500	500	250,00 zł

## 20c Siedzisko (stabilizacja)

4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm			200,00 zł
3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 450mm			200,00 zł
4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm			200,00 zł
5062	klin krokowy miękki, wysoki; wszyty w poduszkę siedziska; wysokość poduszki:			400,00 zł
	10mm	30mm	60mm	

## 21 Tapicerka oparcia pleców

235	standardowa tapicerka oparcia pleców z kodury <b>w kolorze czarnym</b>	- zł
292	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej <b>w kolorze czarnym</b>	450,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej <b>w kolorze czarnym</b> ; tapicerka z fartuchem	300,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej <b>w kolorze czerwonym</b> ; tapicerka z fartuchem	300,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej <b>w kolorze granatowym</b> ; tapicerka z fartuchem	300,00 zł
2002	tapicerka pleców kod 235 poszerzona o 20mm	400,00 zł
13526	trzyzęściowa kieszeń na zewnętrznej części tapicerki oparcia pleców	200,00 zł
10227	fartuch (kołnierzyk) łączący tapicerkę oparcia pleców z tapicerką siedziska (niwelacja prześwitu między tapicerkami); tylko dla tapicerki kod 235 lub 292	150,00 zł

## 22 Kółka podporowe

691	kółka podporowe, odchylane pod wózek; <b>para</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI DO WĘŻSZYCH PRZEJAZDÓW - KOD 746</b>	450,00 zł
712	kółka podporowe, odchylane pod wózek; <b>lewe</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4930</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI DO WĘŻSZYCH PRZEJAZDÓW - KOD 746</b>	250,00 zł
713	kółka podporowe, odchylane pod wózek; <b>prawe</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4931</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI DO WĘŻSZYCH PRZEJAZDÓW - KOD 746</b>	250,00 zł

## 23 Wąs tylny (nie pełni funkcji anty- wywrotnej)

309	para <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 691</b>	250,00 zł
4930	lewy <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI - KOD 691 I 712</b>	150,00 zł
4931	prawy <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI - KOD 691 I 713</b>	150,00 zł

## 24 Osłony na szprychy (TYLKO DLA KÓŁ 651, 2651; 848, 695)


489	przeźroczyste dla kół 24" <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z ODBLASKAMI KOD 819 I REFLEKTORAMI KOD 819 I 2082</b>	450,00 zł
819	odblaski na szprychy <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 I REFLEKTORAMI KOD 2082</b> <b>⚠ TYLKO DLA KÓŁ STANDARDOWYCH KOD 651, 2651, 848, 695</b>	100,00 zł
2082	nakładki odblaskowe na szprychy REFLEX <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 I ODBLASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819</b>	300,00 zł

## 25 Stolik terapeutyczny (przy kołach 24" najniższa wysokość siedziska 470mm; ograniczona regulacja wysokości podłokietników)

929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi, przeźroczysty; nasuwany na podłokietniki; regulowany dla szerokości siedziska 380-580mm <b>⚠ TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480MM</b> <b>⚠ TYLKO Z BOCZKIEM KOD 84</b>	650,00 zł
930	stolik terapeutyczny z plexi, nasuwany na podłokietniki; dla wybranej szerokości siedziska; przednia krawędź stolika podwyższona <b>⚠ TYLKO Z BOCZKIEM KOD 84</b>	900,00 zł

**26 Dodatki**

833	pas bezpieczeństwa, biodrowy	150,00 zł
970	uchwyt na kulę (1 uchwyt = 1 kula) <b>⚠ TYLKO W OPCJI Z WĄSEM TYLNYM KOD 309, 4930 LUB 4931</b>	100,00 zł
205029500	deska do przesiadania się	300,00 zł
679	blokada złożonego wózka	100,00 zł
962	plecak jednokomorowy	150,00 zł
261519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
06-7791	plecak jednokomorowy z kieszenią zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców (nie obciąża tapicerki oparcia pleców)	400,00 zł
3075902	śpiwór dla osób o wzroście 160-185cm	500,00 zł
5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00 zł
746	kółka tylne „dojazdowe” 5”; dla wąskich przejazdów; para <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KÓLKAMI PODPOROWYMI KOD 728, 729 I 730</b> <b>⚠ DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 420MM</b>	1 200,00 zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi dotyczące  
realizacji  
zamówienia  
wózka