

Formularz zamówienia

AVANTI wersja MTS

wózek inwalidzki ze stopów lekkich,
model 1.736



Zamawiający

Nr zamówienia
(bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:
6 500,00 zł brutto

S.15.01.00.12

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie; o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

S.15.02.01.12

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 12 kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach.

1 Szerokość siedziska

40	szerokość siedziska 400mm	- zł
342	szerokość siedziska 420mm	- zł
344	szerokość siedziska 440mm	- zł
46	szerokość siedziska 460mm	- zł

2 Standardowe wyposażenie wózka w wersji MTS

głębokość siedziska 43cm

wysokość oparcia pleców 420mm

długie rączki do prowadzenia wózka

kółka przednie 142x37mm; felga z tworzywa czarna; ogumienie pełne, miękka guma w kolorze czarnym

koła tylne, standardowe; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym

ciągi aluminiowe, anodowane; czarne; odległość ciągu od koła ok 15mm

ogumienie wysokociśnieniowe z delikatnym bieżnikiem; Maxxis; 24x1"



kółko podporowe; odchylane pod wózek; lewe

boczki z rurki, zabudowane; odchylane i wyjmowane; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 360mm

hamulce dociskowe dla użytkownika


kolor ramy czarny mat

podnóżki standardowe; odchylane i zdejmowane

stopień podnóżka dzielony z tworzywa; z regulacją kąta; dla długości podudzia: 380-520mm

tapicerka oparcia pleców- kodura czarna z regulacją napiętości pasami

- zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi dotyczące
realizacji
zamówienia
wózka