

# Formularz zamówienia

## AVANTI PRO

wózek inwalidzki ze stopów lekkich,  
 model 1.735  
 wózek inwalidzki ze stopów lekkich,  
 model 1.735, wersja Hemi  
 wózek inwalidzki specjalny,  
 model 1.735, wersja Stab



Zamawiający

Nr zamówienia  
 (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:  
**7 100,00 zł brutto**

S.15.01.00.12

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie; o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

S.16.01.00

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; konfiguracja:  
 kod 871: system ciągów jednostronnych  
 kod 650: hamulec jednostronny  
 kod 4906: adapter HEMI - montaż widelca kótek przednich

S.17.01.00

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; konfiguracja:  
 elementy stabilizacji w formularzu

## 1 Szerokość i głębokość siedziska

kod głębokość	średnia 352				długa 353		
	C-610 350mm	C-368 380mm	C-615 40mm	C-788 430mm	C-619 460mm	C-787 480mm	C-792 500mm
<b>szerokość</b>							
360mm (C-36)	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
380mm (C-38)	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
400mm (C-40)	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
420mm (C-342)	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
440mm (C-344)	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
460mm (C-46)	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
480mm (C-48)	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	300,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
500mm (C-350)	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	500,00 zł	550,00 zł	550,00 zł
530mm (C-53)	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	500,00 zł	550,00 zł	550,00 zł
580mm (C-358)	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	500,00 zł	550,00 zł	550,00 zł

**Szerokość siedziska:** wymiar tapicerki po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczками do +10mm w zależności od modelu boczków

**Głębokość siedziska:** wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki

4541	podwójny krzyżak dla szerokości siedziska 360-460mm <b>ZALECANY PRZY UŻYTKOWANIU WÓZKA Z DODATKOWYM NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM</b>	1 900,00 zł
------	---	-------------

2

**Wysokość oparcia pleców** (wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki); tapicerka z regulacją napiętości pasami

434	wysokość oparcia pleców 340mm		- zł
436	wysokość oparcia pleców 360mm		- zł
438	wysokość oparcia pleców 380mm		- zł
635	wysokość oparcia pleców 400mm		- zł
442	wysokość oparcia pleców 420mm		- zł
444	wysokość oparcia pleców 440mm		- zł
2046	wysokość oparcia pleców 460mm	⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI (KOD 502)	250,00 zł
634	wysokość oparcia pleców 480mm	⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI (KOD 502)	250,00 zł
637	wysokość oparcia pleców 500mm	⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI (KOD 502)	200,00 zł
983	wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 350-410mm; regulacja skokowo co 15mm	⚠ TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA Z KODURY (KOD 287) ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z TAPICERKĄ OPARCIA KOD 2002 ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI (KOD 502) ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM (KOD 622)	900,00 zł
983	wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 400-460mm; regulacja skokowo co 15mm	⚠ TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA Z KODURY (KOD 287) ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z TAPICERKĄ OPARCIA KOD 2002 ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI (KOD 502) ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM (KOD 622)	900,00 zł

### 3 Elementy stabilizacji

4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00 zł
4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00 zł
2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00 zł
4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 800mm	200,00 zł
3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1100mm	200,00 zł
3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1400mm	200,00 zł
3554	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy; klamra plastikowa <b>TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA (KOD 410) LUB RĄCZKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI (KOD 502) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814</b>	200,00 zł
6221	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy; zamek samochodowy <b>TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA (KOD 410) LUB RĄCZKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI (KOD 502) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814</b>	500,00 zł

### 4 Zagłówek

**!** TYLKO Z RĄCZKAMI KOD 410 LUB 502

**!** TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814

	TAPICERKA ODDYCHAJĄCA „3D”	TAPICERKA ŁATWO-ZMYWALNA	
zagłówek MEYRA - mały; obszyty tapicerką skajową		913	650,00 zł
NETTI: zagłówek głęboki; typ A	40880	28382	800,00 zł
NETTI: zagłówek głęboki; typ A; z dodatkowym paskiem przytrzymującym głowę	82566	44970	850,00 zł
NETTI: zagłówek typ B: płaski, kształt owalny	40881	28383	800,00 zł
NETTI: zagłówek typ C: płaski, kształt prostokątny	40882	28384	700,00 zł
NETTI: zagłówek typ D: trapezowy z rozkładem siły nacisku	81024	82986	750,00 zł
NETTI: zagłówek typ E: z regulowanymi i odchylanymi poduszkami bocznymi	94238	94033	800,00 zł
NETTI: zagłówek typ C: płaski, kształt prostokątny <b>ZAGŁÓWEK Z ZAMONTOWANYM DYNAMIC SYSTEM</b>	82161	82797	2 300,00 zł

## 5 Typ oparcia

621	rukki oparcia pleców proste	- zł
622	rukki oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego <b>NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 26 LUB KOD 4212</b>	- zł
29	regulacja kąta oparcia na wysokości siedziska +/-15° (skokowo co 5°) <b>⚠ TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 380-440MM</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM KOD 622</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI KOD 107</b>	1 300,00 zł

## 6 Rączki do pchania wózka

410	długie rączki do pchania wózka	- zł
413	krótkie rączki do pchania wózka <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI KOD 706</b>	50,00 zł
502	krótkie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do +170mm <b>⚠ TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA 340-440MM</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z SKŁADANĄ SZTANGĄ OPARCIA PLECÓW KOD 238</b>	700,00 zł

### 6a Sztanga poprzeczna oparcia pleców (tylko z rączkami kod 410 lub 502)

814	sztanga poprzeczna mocowana do rączek oparcia pleców <b>⚠ TYLKO Z RĄCZKAMI KOD 410 LUB 502</b> <b>⚠ ZALECANA PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA POWYŻEJ 480MM</b>	600,00 zł
238	sztanga poprzeczna montowana do rurki oparcia pleców, poniżej rączek; składana razem z wózkiem <b>⚠ TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 320MM</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANĄ TELESKOPOWĄ WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW: KOD 983 I 984</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI KOD 502</b>	450,00 zł

## 7 Przednia wysokość siedziska

▲ wymiar bez poduszki; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska 120mm

podana wartość w mm	440	450	460	470	480	490	500	510	520
kółka przednie 125mm									
kółka przednie 142mm									
kółka przednie 175mm									

## 8 Kółka przednie

325	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa	czarne	- zł	szare
154	kółka 142x40mm; pełne; miękka guma; felga z tworzywa	czarne	- zł	szare
161	kółka 175x40mm; pełne; twarda guma - szara; felga z tworzywa			- zł
2482	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma - czarna; felga aluminiowa - srebrna			500,00 zł
2489	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - srebrna			300,00 zł
2490	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czarna			300,00 zł
2491	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - biała			300,00 zł
2492	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czerwona			300,00 zł
2493	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - niebieska			300,00 zł
2494	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - pomarańczowa			300,00 zł
2495	kółka 100x30mm; pełne; twarda guma- czarna; felga karbonowa - czarna			300,00 zł
2496	kółka 125x30mm; pełne; twarda guma- czarna; felga karbonowa - czarna			350,00 zł
903	wzmocniony widelec kółek przednich wraz z wzmocnioną ośką kół tylnych. Zalecany w przypadku montażu do wózka napędów elektrycznych oraz przy Użytkownikach o większej wadze			300,00 zł

## 9 Tylna wysokość siedziska (bez poduszki)

podana wartość w mm	420	435	445	460	470	480	495	505	520
koła 24x1"									
koła 24x1 3/8"									

▲ maksymalna różnica między przednią a tylną wysokością siedziska 120mm

## 10 Koła tylne

651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane KOŁA STANDARDOWE WYSTĘPUJĄCE W SYSTEMIE Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA KOD 706	24"	- zł
2651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI (KOD 706) ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH (KOD 871)</b>	24"	- zł
848	koła SILVERDESIGNE; felga, piasta i szprychy srebrne; promienisty układ szprych; felga z wysokim kołnierzem <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI (KOD 706) ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH (KOD 871)</b>	24"	100,00 zł
695	koła AKTIV; promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) zalecane dla użytkowników o wadze pow. 100kg. <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI - KOD 494</b> <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 I 853</b> <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166</b> <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI KOD 706</b> <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KÓŁ TYLNYCH 474 I 902</b>	24x1"	900,00 zł
2469	koła SPINERGY CLX; karbonowe; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902</b>	24x1"	5 200,00 zł
2470	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902</b>	24x1"	3 900,00 zł
2471	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze białym <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902</b>	24x1"	3 900,00 zł
2472	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze pomarańczowym <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474 ORAZ 902</b>	24x1"	3 900,00 zł

### 10a Koła tylne (kompletne: felga, ciągi oraz ogumienie)

752	koła LIGHT; promienisty układ szprych; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe - czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, szare: 24x1" <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907</b>	24x1"	400,00 zł
2461	koła DAY LITE; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe- czarne; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE- czarne; <b>▲ DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100KG</b>	24x1"	1 000,00 zł
2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe- srebrne; <b>▲ możliwość zamówienia innego modelu ogumienia wysokociśnieniowego z oferty MEYRA</b>	24x1"	1 100,00 zł
2466	koła CROSS; ogumienie terenowe; ciągi stalowe <b>▲ koła zalecane z boczkiem aktywnym KOD 98</b> <b>▲ NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 447</b>	24x1,75"	1 100,00 zł
2473	koła BLACKLIGHT; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe - czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus	24x1"	500,00 zł
2468	koła DAY LITE; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe- czarne; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne; <b>▲ DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100KG</b>	25x1"	1 300,00 zł

## 11 Ciągi

493	ciągi ze stali nierdzewnej	24"	- zł
494	ciągi aluminiowe- srebrne ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV - KOD 695</b>	24"	- zł
849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne ⚠ <b>TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1 600,00 zł
850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium powlekane ⚠ <b>TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	2 000,00 zł
853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową ⚠ <b>TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1 900,00 zł
168	ciągi OPTIGRIPP - aluminiowe; powlekane dla Tetraplegików	24"	1 100,00 zł
871	system ciągów jednostronnych; koła kompletne: felga, szprychy oraz ciągi czarne ⚠ <b>TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1 3/8" - KOD 902</b> ⚠ <b>TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480MM</b> ⚠ <b>ZALECANY Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI</b> ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706</b> ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 907</b>	60- ręka lewa  74-ręka prawa	1 400,00 zł
166	silikonowa nakładka na ciągi, czarna ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV (KOD 695) ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b> ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 ORAZ 487</b>	24"	400,00 zł

### 11a Odległość ciągu od koła

692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm) w zależności od modelu koła i ogumienia	- zł
693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm) w zależności od modelu koła i ogumienia ⚠ <b>TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 ORAZ 848</b>	- zł

## 12 Ogumienie kół tylnych (dla wybranych modeli kół)

486	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run - szare	24"	- zł
902	ogumienie pełne - szare	24"	- zł
363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; czarne; wzmocnione	24x1"	400,00 zł
395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem	24x1"	150,00 zł
897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	22x1"; 24x1"	250,00 zł
474	ogumienie pełne; czarne <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV (KOD 695)</b>	24x1"	150,00 zł
ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run czerwono- czarne; gładkie	24x1"	250,00 zł
ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run niebiesko- czarne; gładkie	24x1"	250,00 zł

## 13 Regulacja środka ciężkości

AKTYWNY (D)

AKTYWNY - POŚREDNI (C)

PASYWNY - POŚREDNI (B)

PASYWNY (A):

**NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 100 ORAZ 748**

**Środek ciężkości:** odległość od tylnej krawędzi rurki oparcia pleców do środka koła napędowego (szybkoszłączki)

## 14 Kamber (kąt nachylenia kół tylnych)

standard	kąt nachylenia kół tylnych (kamber) 0°	- zł
907	kąt nachylenia kół tylnych (kamber) 3° <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI LIGHT - KOD 752</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z ADAPTEREM MONTAŻU KÓŁ TYLNYCH DLA AMPUTANTÓW - KOD 880</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871</b>	350,00 zł
880	przesunięcie montażu kół tylnych o 60mm do tyłu wózka (poza ramę wózka); opcja wskazana dla wysokiej amputacji oraz przy korzystaniu z wózka z dodatkowym zewnętrznym napędem elektrycznym <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI LIGHT - KOD 752</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871</b> <b>⚠ TYLKO Z PRZEDŁUŻONĄ DŹWIGNIĄ HAMULCA - KOD 681</b>	500,00 zł

## 15 Hamulce

305	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka		- zł
650	hamulec dociskowy dla użytkownika, jednostronny <b>NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI KOD 100 oraz 748</b> <b>przy systemie kół z ciągami jednostronnymi (kod 871) hamulec jednostronny zamontowany po stronie ciągu podwójnego</b>	60- lewy 74- prawy	800,00 zł
680/706	hamulce bębnowe dla opiekuna dla kół 24" oraz hamulce dociskowe dla użytkownika <b>TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651)</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° (KOD 907)</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z CIĄGAMI JEDNOSTRONNYMI (KOD 871)</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PRZESUNIĘCIEM MONTAŻU KÓŁ TYLNYCH - KOD 880</b>	dla kół tylnych 22" dla kół tylnych 24"	1 500,00 zł
681	przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305; para <b>TYLKO Z HAMULCAMI KOD 305 I 680</b>		800,00 zł

## 16 Boczki

84	boczki z rurki w kolorze ramy; zabudowany; odchylany i wyjmowany regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 310mm <b>⚠️ PRZY NIŻSZYCH WYSOKOŚCIACH SIEDZISKA OGRANICZONA REGULACJĄ WYSOKOŚCI PODŁOKIETNIKA</b>		- zł
100	boczki aktywne aluminiowe w kolorze czarnym; z wkładką neoprenową; stałe; nadkole o szerokości 35mm <b>⚠️ NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM ŚRODKIEM CIĘŻKOŚCI</b> <b>⚠️ NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 29</b>		- zł
98	boczki aktywne aluminiowe w kolorze czarnym; z wkładką neoprenową; stałe; nadkole o szerokości 50mm <b>⚠️ NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM ŚRODKIEM CIĘŻKOŚCI</b> <b>⚠️ NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 29</b>		- zł
748	boczki aktywne aluminiowe; w kolorze czarnym; z wkładką neoprenową; stałe; szerokość nadkola ok 45mm; regulowany na wysokość krótki podłokietnik; długość podłokietnika ok 250mm <b>⚠️ NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM ŚRODKIEM CIĘŻKOŚCI</b> <b>⚠️ NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KOD 349 I KOD 351</b> <b>⚠️ NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 29</b>		650,00 zł
21	boczki z rurki w kolorze ramy; zabudowany; odchylany i wyjmowany regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 360mm <b>⚠️ NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KOD 351</b>		1 000,00 zł
81	boczki z rurki w kolorze ramy; zabudowany; odchylany i wyjmowany regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm <b>⚠️ PRZY NIŻSZYCH WYSOKOŚCIACH SIEDZISKA OGRANICZONA REGULACJĄ WYSOKOŚCI PODŁOKIETNIKA</b>		300,00 zł

## 17 Podnóżek

rama przednia wózka (podnóżek) zintegrowana z ramą wózka - zł

## 18 Stopień podnóżka

87 stopień podnóżka dzielony, aluminiowy w kolorze czarnym, głębokość 100mm; z regulacją kąta i głębokości - zł

**⚠ TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA DO 480MM**

54 stopień podnóżka jednoczęściowy - odchylany; profil aluminiowy w kolorze czarnym, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta 150,00 zł

359 pasek podudzia - zł

pas podudzia z dodatkowymi uchwytami na wysokości piszczeli dla stabilizacji nóg na stopniu podnóżka 200,00 zł

**⚠** Podaj długość podudzia

podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki siedziska i jest regulowana w zakresie:

380-520mm dla standardowych modeli podnóżków

290-390mm **TYLKO Z PODNÓŻKIEM KOD 3532**

**⚠ W przypadku użytkownika wózka z poduszką należy określić w następujący sposób:**

**jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz poduszką o grubości 50mm, to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm**

## 19 Kolor ramy

130 tytanowy - szary

206 czarny mat

227 czerwony metalik z efektem BROKAT

4044 czerwony półmat

224 niebieski metalik

4050 błękitny mat

4919 srebrny

4051 biały kredowy

4049 oliwkowy mat

4922 zielony metalik z efektem REFLEX

- zł

**20 Poduszki siedziska standardowe**

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie kodura w kolorze:

	czarna	czerwona	granatowa	
560	wysokość 30mm			150,00 zł
561	wysokość 60mm			200,00 zł

poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa (oddychająca) w kolorze:

	czarna	czerwona	granatowa	
10331	wysokość 30mm			300,00 zł
10334	wysokość 60mm			

poduszka siedziska płaska- składana, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa w kolorze:

	czarna	czerwona	granatowa	
9868	wysokość 30mm			300,00 zł
	wysokość 60mm			

**20a Poduszki siedziska Netti Contour (tapicerka oddychająca 3D)**

	szerokość	głębokość	
7361	400	400	400,00 zł
7362	400	450	400,00 zł
7363	430	400	400,00 zł
7364	430	450	400,00 zł
7365	450	400	400,00 zł
7366	450	450	400,00 zł
7367	450	500	400,00 zł
7368	500	450	400,00 zł
7369	500	500	400,00 zł

## 20b Siedzisko (stabilizacja)

4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm				200,00 zł
3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 450mm				200,00 zł
4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm				200,00 zł
5062	klin krokowy miękki, wysoki; wszyty w poduszkę siedziska; wysokość poduszki:				400,00 zł
	10mm	30mm	60mm		

## 21 Tapicerka oparcia pleców

235	standardowa tapicerka oparcia pleców z kodury <b>w kolorze czarnym</b>	- zł
292	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej <b>w kolorze czarnym</b>	450,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej w <b>kolorze czarnym</b> z fartuchem	300,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej w <b>kolorze czerwonym</b> ; tapicerka z fartuchem	300,00 zł
10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej w <b>kolorze granatowym</b> ; tapicerka z fartuchem	300,00 zł
13526	trzyzęściowa kieszeń na zewnętrznej części tapicerki oparcia pleców	200,00 zł
10227	fartuch (kołnierzyk) łączący tapicerkę oparcia pleców z tapicerką siedziska (niwelacja prześwitu między tapicerkami)	150,00 zł

## 22 Kółka podporowe

728	kółka podporowe, odchylane pod wózek; <b>para</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI</b> <b>⚠ DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM</b>	250,00 zł
729	kółka podporowe, odchylane pod wózek; <b>lewe</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4930</b> <b>⚠ DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM</b>	150,00 zł
730	kółka podporowe, odchylane pod wózek; <b>prawe</b> <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4931</b> <b>⚠ DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 410MM</b>	150,00 zł
691	kółka podporowe, wypinane pod wózek; <b>para</b> <b>⚠ TYLKO Z WĄSEM TYLNYM KOD 309</b>	100,00 zł
712	kółka podporowe, wypinane pod wózek; <b>lewe</b> <b>⚠ TYLKO Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 lub 4930</b>	50,00 zł
713	kółka podporowe, wypinane pod wózek; <b>prawe</b> <b>⚠ TYLKO Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 lub 4931</b>	50,00 zł

**23 Wąs tylny (nie pełni funkcji anty- wywrotnej)**

309	para ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728</b>	150,00 zł
4930	lewy ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI - KOD 729</b>	100,00 zł
4931	prawy ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI - KOD 730</b>	100,00 zł

**24 Osłony na szprychy (TYLKO DLA KÓŁ 651, 2651; 848, 695)**


489	przeźroczyste dla kół 24" ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI KOD 819 I REFLEKTORAMI KOD 819 I 2082</b>	400,00 zł
819	odblaski na szprychy ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 I REFLEKTORAMI KOD 2082</b> ⚠ <b>TYLKO DLA KÓŁ STANDARDOWYCH KOD 651, 2651, 848, 695</b>	100,00 zł
2082	nakładki odblaskowe na szprychy REFLEX ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 I ODBŁASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819</b>	300,00 zł

**25 Stolik terapeutyczny (przy kołach 24" najniższa wysokość siedziska 470mm; ograniczona regulacja wysokości podłokietników)**

929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi, przeźroczysty; nasuwany na podłokietniki; regulowany dla szerokości siedziska 380-580mm ⚠ <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84</b>	600,00 zł
930	stolik terapeutyczny z plexi, nasuwany na podłokietniki; dla wybranej szerokości siedziska; przednia krawędź stolika podwyższona ⚠ <b>DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380MM</b> ⚠ <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84</b>	900,00 zł

**26 Dodatki**

833	pas bezpieczeństwa, biodrowy	100,00 zł
970	uchwyt na kulę (1 uchwyt = 1 kula) ⚠ <b>TYLKO W OPCJI Z WĄSEM TYLNYM KOD 309, 4930 LUB 4931</b>	100,00 zł
205029500	deska do przesiadania się	300,00 zł
679	blokada złożonego wózka	50,00 zł
962	plecak jednokomorowy	150,00 zł
261519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
06-7791	plecak jednokomorowy z kieszenią zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców (nie obciąża tapicerki oparcia pleców)	400,00 zł
3075902	śpiwór dla osób o wzroście 160-185cm	500,00 zł
5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00 zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi dotyczące  
realizacji  
zamówienia  
wózka